

SURFTEST SJ-500

Oberflächenrauheits- messgerät SJ-500

Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch und halten Sie sie griffbereit in Gerätenähe.

Mitutoyo

Symbolerklärungen

Dieses Kapitel erläutert die Bedeutung der in diesem Handbuch verwendeten Symbole.

Sicherheitsvorschriften

Die in diesem Handbuch benutzten Symbole sollen die korrekte Bedienung des Geräts erleichtern und vor möglichen Personen- oder Sachschäden warnen.

- Folgende Symbole weisen auf **allgemeine** Gefahren hin:



GEFAHR

Hinweis auf eine drohende, gefährliche Situation, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.



WARNUNG

Hinweis auf eine mögliche, gefährliche Situation, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.



ACHTUNG

Hinweis auf eine mögliche, gefährliche Situation, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen oder Sachbeschädigungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

- Folgende Symbole kennzeichnen **spezielle** Warnhinweise oder verbotene, bzw. unbedingt erforderliche Aktionen:



Warnung vor einer bestimmten gefährlichen Situation. Dieses Beispiel bedeutet "Achtung, Gefahr eines Stromschlags".



Verbot einer bestimmten Aktion. Dieses Beispiel bedeutet "Nicht auseinander bauen".



Hinweis auf eine erforderliche Aktion. Dieses Beispiel bedeutet "Erden".

Hinweise und Tipps in diesem Handbuch

Die verschiedenen Hinweisarten

Die folgenden **Hinweisarten** sollen Ihnen helfen, das Gerät korrekt zu bedienen und so zuverlässige Messdaten zu ermitteln.

WICHTIG

- Ein *wichtiger* Hinweis gibt Informationen, die zur erfolgreichen Ausführung einer Messaufgabe unbedingt beachtet werden müssen.
 - Ein *wichtiger* Hinweis zeigt Vorsichtsmaßnahmen an, deren Nichtbeachtung Datenverlust, verminderte Genauigkeit oder Ausfall/Fehlfunktionen des Geräts zur Folge haben kann.
-

HINWEIS

Ein *Hinweis* betont oder ergänzt wichtige Punkte des Haupttextes. Ein *Hinweis* gibt Informationen, die nur in bestimmten Fällen von Bedeutung sind (z. B. Speicherbeschränkungen, Gerätekonfigurationen oder Details, die nur für bestimmte Versionen eines Programms gelten).

TIPP

Ein *Tipp* hilft dem Anwender, die im Text beschriebenen Techniken und Vorgehensweisen seinen speziellen Anforderungen entsprechend zu nutzen.

Ein *Tipp* bietet auch Referenz-Informationen zu den im Text behandelten Themen.



Mitutoyo übernimmt keine Haftung gegenüber irgendeiner Partei für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt, durch eine nicht diesem Handbuch entsprechende Nutzung verursacht werden.

Änderungen dieses Dokuments ohne Ankündigung vorbehalten.

Copyright © 2006 Mitutoyo Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Warnaufkleber

Bei der Konstruktion und Herstellung der Geräte der Serie SURFTEST Sj-500 von Mitutoyo wurden in besonderem Maße die Sicherheitsaspekte berücksichtigt. Um die Betriebssicherheit noch zu erhöhen, wurden auf der Messeinheit und den Peripheriegeräten Warnaufkleber angebracht. Dieser Abschnitt beschreibt, an welchen Stellen sich die Warnaufkleber befinden sowie die Bedeutung der Warnhinweise. Um eine sichere Nutzung des SURFTEST SJ-500 zu gewährleisten, sollten Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt auch diesen Abschnitt sorgfältig lesen.



<<Do not disassemble>> Nicht auseinander bauen!



Dieses Messsystem wurde im Werk exakt eingestellt und enthält Hochspannungs-Bauteile. Um Unfälle zu vermeiden und die Leistungsfähigkeit des Systems zu gewährleisten, darf die Abdeckung nur von Mitutoyo Service-Technikern geöffnet werden.

Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch

- **Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch,**
damit Sie die bestmögliche Leistung erzielen und eine sichere Handhabung des Geräts gewährleistet ist.
- **Betriebsbedingungen**
Achten Sie sorgfältig auf die Betriebs- und Umgebungsbedingungen. Schützen Sie das System vor Staub, Erschütterungen und direkter Sonneneinstrahlung.
 - Vermeiden Sie plötzliche Temperaturänderungen. Betreiben Sie das Gerät in einem Temperaturbereich von 10° C bis 30° C (rel. Luftfeuchtigkeit zwischen 20 % und 80 % ohne Kondensation).
 - Lagern Sie das Gerät in einem Temperaturbereich von -10° C bis 50° C (rel. Luftfeuchtigkeit zwischen 5% und 90% ohne Kondensation).
 - Vor der Messung Messflächen von Öl und Staub reinigen.



WARNUNG

- Bei anormaler Hitze-, Rauch- oder Geruchsentwicklung in der Anzeige-/Bedieneinheit schalten Sie sofort den Netzschalter aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose! Wenden Sie sich an Mitutoyo oder den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, um es reparieren zu lassen. Wenn das Gerät unter diesen Bedingungen weiter benutzt wird, besteht die Gefahr von Feuer oder Stromschlägen.



ACHTUNG

- Vor dem Anschließen des Hauptgeräts an die Anzeige-/Bedieneinheit unbedingt die Anzeige-/Bedieneinheit ausschalten!
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel.



- Anzeige-/Bedieneinheit nicht auseinander bauen oder verändern. Dies kann zu verringerter Messgenauigkeit, Fehlfunktionen oder Unfällen führen. Wenden Sie sich an Mitutoyo oder den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, falls Probleme oder Fehlfunktionen auftreten.



- Führen Sie auf keinen Fall Metallgegenstände (z. B. Draht) durch Öffnungen in die Anzeige-/Bedieneinheit ein! Dies kann zu Stromschlägen, Feuer, verringerter Messgenauigkeit, Fehlfunktionen oder Unfällen führen.

Gewährleistung

Dieses System wurde unter strenger Qualitätskontrolle von Mitutoyo hergestellt. Sollte das System innerhalb eines Jahres ab Original-Kaufdatum bei normaler Nutzung in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung Mängel aufweisen, wird Mitutoyo es, nach eigenem Ermessen, kostenlos reparieren oder ersetzen, nachdem es frachtfrei zurückgesandt wurde. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder an Mitutoyo.

Reparaturarbeiten sind auch während der Gewährleistungsfrist kostenpflichtig, wenn einer der folgenden Fälle eintritt. (Das Austauschen von Verbrauchsartikeln ist immer kostenpflichtig.)

- 1 Fehlfunktion oder Beschädigung aufgrund von falscher Bedienung, nicht genehmigter Nachrüstung oder Reparatur durch den Kunden
- 2 Fehlfunktion oder Beschädigung aufgrund von Versetzen, Fallenlassen oder Transport des Systems nach Lieferung
- 3 Fehlfunktion oder Beschädigung aufgrund von Feuer, Salz, Gas, anormaler Spannungszufuhr oder Naturkatastrophen

Die Gewährleistung gilt nur in dem Land, in dem das Produkt ursprünglich gekauft wurde.

Hinweis zur Exportkontrolle

Dieses Produkt fällt unter die Exportkontrollregeln ("Catch-All-Controlled Goods or Program under the Category 16 / Separate Table 1 of the Export Trade Control Order" oder "Category 16 / Separate Table of the Foreign Exchange Control Order") auf Basis der japanischen Devisen- und Außenhandelsgesetze.

Auch diese Bedienungsanleitung unterliegt den oben genannten Bedingungen.

Sollten Sie die Absicht haben, dieses System / diese Technologie zu reexportieren oder Dritten zur Verfügung zu stellen, so wenden Sie sich vorher unbedingt an die zuständige Mitutoyo-Niederlassung.

Entsorgung alter elektrischer und elektronischer Geräte (gilt für die Europäische Union und andere Staaten mit Systemen zur separaten Entsorgung)



Dieses Symbol auf einem Produkt oder seiner Verpackung zeigt an, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um schädliche Einflüsse auf die Umwelt durch WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment (elektrische und elektronische Abfälle)) zu verringern und das Volumen von WEEE auf Mülldeponien zu minimieren, sollen Elektrogeräte wieder verwendet oder verwertet werden.

Genaue Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Händler.

INHALTSVERZEICHNIS

Symbolerklärungen	i
Warnaufkleber	iii
Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch	iv
Gewährleistung	v
Hinweis zur Exportkontrolle	v
Entsorgung alter elektrischer und elektronischer Geräte	v
1 Übersicht	1-1
1.1 Übersicht über das System	1-1
1.2 Bezeichnung der einzelnen Bauteile	1-6
2 Installation	2-1
2.1 Umgebungsbedingungen	2-1
2.2 System anschließen	2-3
2.3 Anbringen und Abnehmen des Tastsystems	2-4
2.4 Anbringen von Tastelement, Kufe und Tastelementschutz	2-6
2.4.1 Tastelementschutz	2-7
2.4.2 Kufe	2-9
2.4.3 Neigung des Tastssystems einstellen	2-11
2.5 Druckerpapier einlegen	2-12
2.6 Schutzfolie auf dem berührungssensitiven LCD-Monitor (Touchscreen) anbringen	2-13
2.7 Ein-/Ausschalten des Geräts	2-15
2.8 Tastsystem mit Kufe ausrichten	2-16
2.9 Tastsystem rechtwinklig anbringen	2-19
3 Folientasten und berührungssensitiver LCD-Monitor (Touchscreen)	3-1
3.1 Funktionen der Folientasten	3-1
3.2 Übersicht über den LCD-Monitor	3-3
3.2.1 Hinweise zur Benutzung des Touchscreens	3-3
3.2.2 Schaltflächen zum Laden/Abbrechen von Einstellungen	3-4
3.2.3 Eingabe numerischer Werte	3-5
3.3 Startfenster des Touchscreens	3-7
3.4 Joystick-Funktionen	3-9
3.5 Liste der Anzeige-Symbole (Icons)	3-10
4 Vorbereitung der Messung	4-1
4.1 "Positionierung" und "Einstellen der Neigung" vor der Messung	4-1
4.1.1 Vertikale Positionierung	4-1
4.1.2 Einstellung der Neigung	4-2
4.1.2.1 Visuelle Einstellung (Einstellung über Höhenanzeige)	4-2
4.1.2.2 Nivellierung mit dem Nivelliertisch	4-4

4.2	Kalibrierung	4-5
4.2.1	Kalibriernormal platzieren	4-6
4.2.2	Kalibrierung ausführen	4-8
5	Messung	5-1
5.1	Messung	5-1
5.1.1	Werkstück und Hauptgerät positionieren	5-1
5.1.2	Messung starten	5-2
5.2	Ergebnisanzeige ändern	5-3
5.2.1	Anzeigeparameter ändern	5-3
5.2.2	Berechnungsergebnis anzeigen	5-4
5.2.3	Grafische Anzeige vergrößern	5-5
5.3	Messergebnisse drucken	5-7
5.3.1	Druckmethode	5-7
5.4	Hilfsfunktionen für die Messung	5-9
5.4.1	Nullpunkt-Einstellung	5-9
5.4.2	Nullpunkt-Versatz	5-10
6	Auswerte- und Messbedingungen ändern	6-1
6.1	Rauheitsnorm ändern	6-5
6.2	Auswertepprofile und Grenzwellenlängen ändern	6-7
6.2.1	Auswertepprofile ändern	6-7
6.2.2	Einzelmessstrecke (L)/Grenzwellenlängen (λ_s) des ungefilterten Profils P ändern	6-9
6.2.3	Grenzwellenlängen (λ_c , λ_s) des Auswerteprofils R/DF ändern	6-11
6.2.4	Grenzwellenlängen (λ_f , λ_c) des Welligkeitsprofils W ändern	6-14
6.2.5	Obere Grenzwertlänge (A) für R-Profil ändern	6-16
6.2.6	Obere Grenzwertlängen (A, B) für W-Motif ändern	6-18
6.3	Filter ändern	6-20
6.4	Anzahl der Einzelmessstrecken ändern	6-22
6.5	Einstellen der Messstrecke auf eine beliebige Länge	6-23
6.6	Auswählen der Anzeigeparameter (benutzerdefinierte Einstellung)	6-25
6.6.1	Benutzerdefinierte Parameter-Einstellung	6-25
6.6.2	Berechnungsbedingungen für S_m , P_c , P_{pi} oder R_c einstellen	6-28
6.6.3	Berechnungsbedingungen für $mr[c]$ einstellen	6-31
6.6.4	Berechnungsbedingungen für mr einstellen	6-33
6.6.5	Berechnungsbedingungen für δ_c einstellen	6-36
6.6.6	Berechnungsbedingungen für HSC einstellen	6-39
6.6.7	Berechnungsbedingungen für Motif-Profil (R-Motif/W-Motif) einstellen	6-41
6.7	Toleranzbewertungsfunktion einstellen	6-42
6.8	Spezifikationen für die Profil-Kompensation ändern	6-46
6.8.1	Methoden der Profil-Kompensation	6-46
6.8.2	Kompensation	6-47
6.8.3	Bedingungen der Bereichs-Neigungskompensation ändern	6-51
6.9	Vorlauf-/Nachlaufstrecke einstellen	6-56
6.10	Nicht benötigte Daten löschen	6-58

6.11	Auswertebedingungen über die Eingabe von Symbolen einstellen	6-64
6.12	Messbedingungen ändern	6-66
6.12.1	Messgeschwindigkeit ändern	6-67
6.12.2	Rücklaufgeschwindigkeit ändern	6-68
6.12.3	Messbereich ändern	6-69
6.12.4	Vorgehen bei Bereichsüberschreitung ändern	6-70
6.12.5	Automatisches Rückfahren einstellen	6-71
6.12.6	Vorschubeinheit einstellen	6-72
6.12.7	Tastarm-Kompensation einstellen	6-72
6.12.8	Tasterausrichtung einstellen	6-73
6.12.9	Automatische Nivellierung	6-74
6.12.10	Berechnung nach Unterbrechung der Messung	6-75
6.12.11	Polarität ändern	6-76
6.13	Standardeinstellungen (Auswerte- und Messbedingungen) wieder herstellen	6-77
6.14	Neuberechnung	6-78
7	Wellenform-Analyse	7-1
7.1	Wellenform-Analyse	7-2
7.2	Konturanalyse	7-4
7.2.1	Stufenparameter	7-5
7.2.2	Bereichsparameter	7-10
7.2.3	Kreisparameter	7-15
7.2.4	Koordinatenabstand-Parameter	7-18
7.2.5	Winkelparameter	7-21
7.2.6	Vertikalstufenparameter (Tiefe)	7-24
7.2.7	Neigungsparameter	7-27
7.2.8	Weitere Einstellungen zu Konturanalyse-Parametern	7-30
7.2.9	Toleranzbewertung für Konturparameter einstellen	7-31
7.3	Grafische Analyse	7-33
8	Statistische Messungen	8-1
8.1	Übersicht über die statistischen Messungen	8-1
8.2	Statistische Messungen ausführen	8-2
8.2.1	Bedingungen für statistische Messungen einstellen	8-3
8.2.1.1	Statistik-Parameter auswählen und Toleranzbewertung einstellen	8-3
8.2.2	Statistische Messung und statistische Berechnungsergebnisse	8-5
8.3	Statistische Messungen unterbrechen	8-8
9	Überschneidungsmessung	9-1
10	N-Sektionen-Messung	10-1
10.1	Auswerte- und Messbedingungen für die N-Sektionen-Messung	10-2
11	Vormessung	11-1
	(Hilfsfunktionen)	11-1
11.1	Nivellierung mit dem Handrad zur Neigungseinstellung (Standard-Funktion)	11-2

11.2	Nivellieren mit dem Nivelliertisch	11-4
11.3	Axiale Nivellierung von zylindrischen Werkstücken mit dem XYZ-Nivelliertisch	11-6
11.4	Nivellierung mit dem automatischen Nivelliertisch	11-8
11.5	Spitze-/Tal-Erfassung	11-10
11.6	Nivellierung mit dem Kreutztisch	11-12
12	Speichern/Laden	12-1
12.1	Ein- und Ausschalten des Systems und Initialisierung der Einstellungen	12-2
12.2	Daten speichern	12-3
12.2.1	Daten speichern oder laden/Speichermedien.....	12-3
12.2.2	Handhabung der Speicherkarte	12-5
12.2.3	Auf der Speicherkarte gespeicherte Daten	12-6
12.3	Speichern /Laden der Daten.....	12-7
12.3.1	Auswerte- und Messbedingungen speichern	12-8
12.3.2	Einlesen der Mess- und Auswertebedingungen	12-12
12.3.3	Messdaten vom Startfenster aus speichern/lesen	12-15
12.3.4	Speichern/lesen von Daten der Überschneidungsmessung.....	12-21
12.3.5	Speichern/lesen von Daten aus N-Sektionen-Messungen	12-26
12.3.6	Speichern der statistischen Daten.....	12-30
12.3.7	Statistische Daten von der Speicherkarte einlesen	12-33
13	Betriebsbedingungen einstellen.....	13-1
13.1	Datum und Uhrzeit einstellen.....	13-2
13.2	Datenausgabe einstellen (Funktion der DATA-Taste zuweisen).....	13-4
13.2.1	SPC-Modus.....	13-5
13.2.2	RS-232C-Modus	13-6
13.2.3	Bildschirmdruck-Modus.....	13-7
13.2.4	Speicherkarten-Modus	13-7
13.3	Druckbedingungen einstellen.....	13-8
13.3.1	Druckbedingungen ändern	13-8
13.3.2	Kommentar hinzufügen.....	13-11
13.4	Anzeigesprache und Dezimalsymbol einstellen	13-12
13.5	Speicherkarte formatieren und Dateien löschen	13-13
13.5.1	Speicherkarte formatieren	13-13
13.5.2	Dateien löschen	13-15
13.6	Auswahl des Tastelements.....	13-17
13.7	Startmenü einrichten.....	13-18
13.8	Kalibrierung des Touchscreens.....	13-19
13.9	System-Initialisierung	13-20
13.10	Zubehör einstellen	13-21
14	Sonderzubehör	14-1
14.1	Automatischer 2-D-Nivelliertisch.....	14-1
14.2	Nivelliertisch	14-2
14.3	XYZ-Zentrier- und Nivelliertisch	14-2

14.4	Messständer.....	14-3
15	Wartung und Inspektion.....	15-1
15.1	Tägliche Wartung.....	15-1
15.2	Touchscreen.....	15-2
15.3	Schmierung.....	15-2
16	Fehlerbehebung.....	16-1
16.1	Fehler beim Betrieb	16-1
16.2	Fehlerhafte Messergebnisse	16-1
16.3	Fehlermeldungen zum Betrieb/zur Bedienung	16-2
16.4	Fehlerhafte Berechnungsergebnisse	16-4
17	Spezifikationen	17-1
17.1	Tastsystem	17-1
17.2	Hauptgerät.....	17-2
17.3	Anzeige-/Bedieneinheit.....	17-3
17.3.1	Spezifikationen.....	17-3
17.3.2	Eingestellte Bedingungen.....	17-4
17.3.3	Messbereich/Ziffernschrittwert.....	17-7
17.3.4	Verfahrstrecke	17-7
17.4	Spannungsversorgung	17-7
17.5	Temperatur-/Feuchtigkeitsbereich.....	17-7
17.6	Abmessungen und Gewicht	17-8
17.7	Sonderzubehör	17-9
17.7.1	Sonderzubehör (außer Tastelementen und Kufen)	17-9
17.7.2	Tastelemente und Kufen	17-11
17.7.3	Maßzeichnungen der Tastelemente und Kufen	17-12
17.8	Ersatzteile.....	17-20
17.9	Spezifikationen der Digimatic-Ausgabe	17-20
18	Referenz-Informationen	18-1
18.1	Rauheitsnormen	18-1
18.1.1	Auswertung nach JIS B0601-1982	18-1
18.1.2	Auswertung nach JIS B0601-1994	18-2
18.1.3	Auswertung nach JIS B0601-2001, ISO und VDA.....	18-3
18.1.4	Auswertung nach ANSI (ASME B46.1-2002).....	18-4
18.2	Profile und Filter	18-5
18.2.1	Profile	18-5
18.2.2	Filter	18-8
18.2.3	Amplitudenmerkmale von 2RC und Gauß'schen Filtern	18-12
18.3	Mittellinie (Grundlinie).....	18-13
18.4	Verfahrstrecke.....	18-14
18.5	Definitionen der Rauheitsparameter.....	18-16
18.5.1	Arithmetischer Mittelwert der Profilordinaten, Ra (JIS1994, JIS2001, ISO1997, ANSI, VDA,	

	Frei) und Mittellinien-Mittelwert, R_a (JIS1982).....	18-16
18.5.2	Quadratischer Mittelwert der Profilordinaten, R_q (JIS2001, ISO1997, ANSI, VDA, Frei)	18-16
18.5.3	Größte Höhe des Profils: R_z (JIS2001, ISO1997, ANSI, VDA, Frei), R_{max} (JIS1982), oder R_y (JIS1994, Frei)	18-17
18.5.4	Höhe der größten Profilspitze: R_p (JIS2001, ISO1997, ANSI, VDA, Frei)	18-18
18.5.5	Tiefe des größten Profiltals: R_v (JIS2001, ISO1997, ANSI, VDA, Frei)	18-18
18.5.6	Gesamthöhe des Profils: R_t (JIS2001, ISO1997, ANSI, VDA, Frei)	18-18
18.5.7	Mittlere Spitze-Tal-Höhe: R_{3z} (Frei)	18-18
18.5.8	Schiefe des Profils: R_{sk} (JIS2001, ISO1997, ANSI, VDA, Frei).....	18-19
18.5.9	Steilheit des Profils: R_{ku} (JIS2001, ISO1997, ANSI, VDA, Frei)	18-20
18.5.10	Mittlere Höhe der Profilelemente: R_c (JIS2001, ISO1997, VDA, Frei)	18-21
18.5.11	Spitzenzählung: P_c (JIS1994, Frei) und RP_c (ANSI)	18-21
18.5.12	Mittlere Rillenbreite der Profilelemente: R_{Sm} (JIS1994/2001, ISO1997, ANSI, VDA, Frei)	18-22
18.5.13	Mittlerer Abstand der lokalen Spitzen: S (JIS1994, Frei)	18-23
18.5.14	Zählung hoher Spitzen: HSC (Frei)	18-24
18.5.15	Größte Höhe des Profils: R_{max} (ANSI, VDA) oder R_{z1max} (ISO1997)	18-25
18.5.16	Zehnpunkthöhe: R_{zJIS} (JIS2001, Frei) oder R_z (JIS1982, 1994)	18-25
18.5.17	Spitzenzählung: P_{pi} (Frei).....	18-26
18.5.18	Arithmetischer Mittelwert der Profilsteigung: Δa (ANSI, Frei)	18-26
18.5.19	Quadratischer Mittelwert der Profilsteigung: $R_{\Delta q}$ (ISO1997, JIS2001, ANSI, VDA, Frei)	18-26
18.5.20	Arithmetischer Mittelwert der Wellenlänge: λ_a (Frei).....	18-26
18.5.21	Quadratischer Mittelwert der Steigung: λ_q (Frei).....	18-26
18.5.22	Gestreckte Profillänge: L_o (Frei).....	18-27
18.5.23	Profillängen-Verhältnis: I_r (Frei).....	18-27
18.5.24	Materialanteil des Profils: m_r (ISO1997, JIS2001, VDA, Frei).....	18-27
18.5.25	Materialanteil des Profils: $m_r[c]$ (ISO1997, JIS1994/2001, VDA, Frei) oder t_p (ANSI) .	18-28
18.5.26	Höhendifferenz des Profilabschnitts (Plateau-Verhältnis): δ_c (ISO1997, JIS2001, VDA, Frei) oder H_{tp} (ANSI)	18-29
18.5.27	Materialanteil des Profils: t_p (ANSI).....	18-29
18.5.28	Höhendifferenz des Profilabschnitts (Plateau-Verhältnis): H_{tp} (ANSI)	18-29
18.5.29	Kernrautiefe (Tiefe des Rauheitskernprofils): R_k (ISO1997, JIS2001, VDA, Frei)	18-30
18.5.30	Reduzierte Spitzenhöhe (mittlere Höhe der über das Kernprofil ragenden Spitzen): R_{pk} (JIS2001, ISO1997, VDA, Frei)	18-31
18.5.31	Reduzierte Riefentiefe (mittlere Tiefe der unter das Kernprofil ragenden Profiltäler): R_{vk} (JIS2001, ISO1997, VDA, Frei)	18-32
18.5.32	Materialanteil (Oberer Grenzwert des Traglängenverhältnisses): Mr_1 (JIS2001, ISO1997, VDA, Frei)	18-33
18.5.33	Materialanteil (Unterer Grenzwert des Traglängenverhältnisses): Mr_2 (JIS2001, ISO1997, VDA, Frei)	18-33
18.5.34	Spitzenfläche: A_1 (JIS2001, ISO1997, VDA, Frei)	18-34
18.5.35	Talfläche: A_2 (JIS2001, ISO1997, VDA, Frei)	18-35

18.5.36	Volumenmessung: Vo (Frei).....	18-36
18.5.37	Materialverhältniskurve des Profils: BAC	18-37
18.5.38	Profilhöhenamplitudenkurve: ADC	18-38
18.5.39	Powerspektrum (Leistungsspektrum	18-39
18.6	Motif-Parameter	18-40
18.6.1	Ermittlung von Rauheitsmotifen	18-40
18.6.2	Rauheitsmotif-Parameter	18-44
18.6.2.1	Mittlere Tiefe des Rauheitsmotifs: R (JIS2001, ISO1997, Frei).....	18-44
18.6.2.2	Größte Tiefe des Rauheitsmotifs: Rx (JIS2001, ISO1997, Frei).....	18-44
18.6.2.3	Mittlere Länge des Rauheitsmotifs: AR (JIS2001, ISO1997, Frei).....	18-44
18.6.3	Methode zur Ermittlung von Welligkeitsmotifen.....	18-45
18.6.4	Welligkeitsmotif-Parameter.....	18-46
18.6.4.1	Mittlere Tiefe des Welligkeitsmotifs: W (JIS2001, ISO1997, Frei)	18-46
18.6.4.2	Größte Tiefe des Welligkeitsmotifs: Wx (JIS2001, ISO1997, Frei)	18-46
18.6.4.3	Mittlere Länge des Welligkeitsmotifs: AW (JIS2001, ISO1997, Frei).....	18-46
18.6.4.4	Gesamttiefe des umhüllenden Welligkeitsprofils: Wte (JIS2001, ISO1997, Frei) .	18-46

1

Übersicht

In diesem Kapitel finden Sie eine Beschreibung der Funktionen und Eigenschaften des SJ-500.


1.1 Übersicht über das System

Die Geräte der Serie SJ-500 sind Oberflächenrauheitsprüfgeräte mit Tastsystem zur Berechnung von Oberflächenrauheit und –welligkeit anhand verschiedener Rauheitsnormen. Die Messergebnisse werden auf dem berührungssensitiven LCD-Monitor angezeigt und über den eingebauten Thermodrucker ausgedruckt.

Im Folgenden werden der Messvorgang bei der Rauheitsmessung und die Systemeigenschaften beschrieben.

■ Rauheitsmessung

Das System erfasst mikroskopisch kleine Unregelmäßigkeiten auf der Werkstück-Oberfläche mit einem Tastelement, erfasst die Oberflächenrauheit anhand der Bewegungen des Tastelements in vertikaler und horizontaler Richtung und zeigt die Ergebnisse auf dem LCD-Monitor an.




■ Eigenschaften


- Hochgenaues Oberflächenrauheitsprüfgerät mit elektronischer Steuerung
- Hochauflösender 7,5 Zoll-Farb-TFT-Monitor mit Touchscreen-Funktion für gute Ablesbarkeit und einfache Bedienung
- Nullpunkt-Einstellung für ABS-Messungen beim Start, so dass das Tastsystem bei Wiederholungs- oder Mehrpunktmessungen schnell und genau positioniert werden kann
- Gleichzeitige Parameterberechnung mit 2 verschiedenen Auswerteprofilen möglich
- Mehrpunktmessung an bis zu 3 Punkten in X-Achsen-Richtung
- Vielzahl verschiedener Funktionen zur Form-Analyse
- Bequeme Einstellung der Messbedingungen durch Eingabe der Symbole der ISO/JIS - Rauheitsnormen
- Integrierter Hochgeschwindigkeitsdrucker (Thermodrucker) mit hoher Grafikauflösung
- Start-Menü kann benutzerdefiniert werden, so dass nur die häufig benutzten Funktionen/Symbole angezeigt werden
- Statistik-Funktion (Anzahl der erfassbaren Daten: max. 300) für MAX-, MIN-, Mittelwert, Standardabweichung, Histogramm und Gut-Anteil
- 10 Messbedingungen können im internen Speicher gespeichert und wieder aufgerufen werden.
- Speichermöglichkeit für verschiedene Datenarten auf Speicherkarten (z. B. Messdaten, Messbedingungen, Statistikdaten, Daten aus N-Sektionen-Messungen)
- DAT (Digital Adjustment Tilting)-Funktion zur effizienten Werkstück-Nivellierung als Standardfunktion
- Stabile, hochgenaue Messungen mit einer Geradheitsabweichung von nur 0,15 µm/50 mm durch den Einsatz von äußerst haltbaren Keramikführungen
- Sichere und schnelle Positionierung des Tastsystems über den in die Anzeige-/Bedieneinheit integrierten Joystick (max. Verfahrensgeschwindigkeit 20 mm/s) und über manuelle Feinverstellung mittels Handrad, z. B. bei der Messung in Bohrungen

■ Kufenlose Messung und Messung mit Kufe

Beide Methoden können mit dem SJ-500 ausgeführt werden, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



Die folgende Abbildung zeigt, wie die gemessenen Profile bei der kufenlosen und - im Vergleich dazu - bei der Messung mit Kufe aufgezeichnet werden.



Das bei der kufenlosen Messung aufgezeichnete Profil zeigt keine Unregelmäßigkeiten auf der Werkstück-Oberfläche. Diese Messmethode ist daher besonders für die Messung von Welligkeit und/oder Stufen geeignet.

Bei der Messung mit Kufe werden die vertikalen Bewegungen des Tastelements in Bezug auf die Kufe gemessen. Diese Messmethode eignet sich daher zur einfachen Nivellierung der Messfläche.

■ Systemkomponenten



Im Folgenden sind die Systemkomponenten aufgeführt.

Prüfen Sie beim Auspacken, ob alle hier aufgeführten Standardzubehörteile enthalten sind.

Anzeige-/Bedieneinheit



Hauptgerät



Tastsystem (Standard)



Tastelement















Tastelementschutz



Kufe

Best.-Nr.	SJ-501 (Messkraft: 4 mN)	SJ-501 (Messkraft: 0,75 mN)
Satz Nr.	178-532-02	178-532-01
Hauptgerät	178-397-2	178-396-2
Standard-Tastelement	12AAB403 (Spitzenradius: 5 µm)	12AAC731 (Spitzenradius: 2 µm)
Tastelementschutz	12AAB355	
Kufe	12AAB344	

Standardzubehör

Netzkabel 	Stift Nr. 12BAG834 	Druckerpapier (Satz mit 5 Rollen) Nr. 270732 	Schutzhülle für Anzeige-/ Bedieneinheit Nr. 12BAK101 
Verlängerung Nr. 12AAJ077 	Innensechskant- schlüssel (Größe: 1,5) Nr. 538613 	Innensechskant- schlüssel (Größe: 0,9) Nr. 12BAB500 	Schraubendreher Nr. 538612 
Raunormal (mit Etui) Nr. 178-601(mm) Nr. 178-602 (inch/mm) 	Schutzfolie für Touchscreen (LCD-Monitor) (1 Stück) Nr. 12BAK100 	Bedienungsanleitung Nr. 99MBB223D2 	Kurzanleitung Nr. 99MBB224D 

■ Verbrauchsartikel

Bezeichnung	Anzahl	Best.-Nr.
Druckerpapier (normales Thermodruckerpapier)	5	270732
Druckerpapier (besonders haltbar)	5	12AAA876
Schutzfolie für Touchscreen	1	12BAK100

■ Sonderzubehör

Für das System steht eine Vielzahl an Sonderzubehör zur Verfügung, dass Sie für bestimmte Werkstück-Formen benötigen.


TIPP Informationen über das Sonderzubehör finden Sie in Kapitel 14 "Sonderzubehör" und in Kapitel 17 "Spezifikationen".

1.2 Bezeichnung der einzelnen Bauteile


In den folgenden Abbildungen finden Sie die Bezeichnungen der Komponenten von Hauptgerät und Anzeige-/Bedieneinheit.

TIPP Informationen zum Anschließen des Hauptgeräts und der Anzeige-/Bedieneinheit siehe Kapitel 2, "Installation".

■ Bezeichnungen der Komponenten des Hauptgeräts




■ Bezeichnungen der Komponenten der Anzeige-/Bedieneinheit



■ Bezeichnungen und Funktionen der Anschlüsse an der Anzeige-/Bedieneinheit

- Rückansicht




- Netzanschluss:
zum Anschließen des Netzkabels für die Spannungsversorgung
- Netzschalter:
zum Ein- und Ausschalten der Spannungszufuhr zur Anzeige-/Bedieneinheit
- DRIVE:
zum Anschließen des Verbindungskabels des Hauptgeräts
- Erweiterungssteckplatz:
zum Einstecken einer Erweiterungsplatine (Sonderzubehör)
- USB:
USB-Anschluss
- EXT OUT:
bei SJ-500 nicht benötigt
- RS-232C:
Anschluss für RS-232C-Kabel (für die Datenausgabe)
- SPC:
Anschluss für SPC-Kabel (für die Datenausgabe)

HINWEIS

Sie können auch einen PC oder andere Peripheriegeräte der Schutzklasse II/III anschließen, den höchsten Schutz vor Stromschlägen bieten jedoch Geräte der Schutzklasse I.

- Seitenansicht



- Steckplatz für Speicherkarte (mit Schutzabdeckung)
Öffnung zum Einsschieben der Speicherkarte (Sonderzubehör)
Schutzabdeckung vor dem Einschieben entfernen

■ Funktionen des SJ-500

Funktion	Referenz
Positionierung und Einstellung der Neigung vor der Messung	Abschnitt 4.1
Kalibrierung	Abschnitt 4.2
Messung	Abschnitt 5.1
Messergebnisse ausdrucken	Abschnitt 5.3
Auswerte- und Messbedingungen ändern	Kapitel 6
Toleranzbewertung (GO/NG) einstellen	Abschnitt 6.7
Nicht benötigte Daten löschen	Abschnitt 6.10
Neuberechnung	Abschnitt 6.14
Wellenform-Analyse	Abschnitt 7.1
Einfache Kontur-Analyse	Abschnitt 7.2
Grafische Analyse	Abschnitt 7.3
Statistische Analyse	Kapitel 8
Überschneidungsmessung	Kapitel 9
N-Sektionen-Messung	Kapitel 10
Speichern/Aufrufen	Kapitel 12
Datum und Uhrzeit einstellen	Abschnitt 13.1
Datenausgabe einstellen (Funktionszuweisung der DATA-Taste)	Abschnitt 13.2
Druckbedingungen einstellen	Abschnitt 13.3
Startmenü definieren	Abschnitt 13.7
System initialisieren	Abschnitt 13.9

■ Spezifikationen

In der folgenden Liste sind die wichtigsten Spezifikationen, einschließlich Messprofile und wählbare Parameter aufgeführt.

	Details
Normen	JIS1982, JIS1994, JIS2001, ISO1997, ANSI, VDA
Auswertungsprofile	P, R, W, DF, R-MOTIF, W-MOTIF
Parameter	Ra, Rq, Rz, Ry, Rp, Rv, Rt, R3z, Rsk, Rku, Rc, Pc, Sm, S, HSC, Rmax, Rz, JIS, Ppi, Δa, Δq, λa, λq, Lo, Ir, mr, mr(c), δc, tp, Htp, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, R, Rx, AR, W, Wx, AW, Wte
Filter	2CR, PC75, GAUSS, RobustSpline
Grenzwellenlänge	0.025, 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8, 25
Anzahl der Einzelmessstrecken	1-20, beliebige Länge
Auflösung	0.000125 μm (16 Bits)
Statistische Berechnung	Mittelwert, MAX-, MIN-Wert, Standardabweichung, GO/NG-Bewertung (oberer/unterer Grenzwert), 3 Parameter je Profil
Speicherkapazität	Speicherkarte: 300 Datensätze; interner Speicher: 10 Datensätze
Externe E/A	RS-232C-Ausgabe, SPC-Ausgabe (Sonderzubehör: Speicherkarte, Erweiterungssteckplatz und Erweiterung)

2

Installation

Dieses Kapitel beschreibt die erforderlichen Umgebungsbedingungen am Einsatzort sowie das Anschließen der Systemkomponenten.

2.1 Umgebungsbedingungen

1. Temperatur

Das System wurde in einem temperaturkontrollierten Raum bei 20°C montiert und eingestellt. Um das System mit der angegebenen Genauigkeit nutzen zu können, muss die Umgebungstemperatur am Einsatzort bei ca. 20° C liegen, mit möglichst geringen Temperaturschwankungen. (Die optimale Umgebungstemperatur entspricht der "Standard Temperature State Class 1", d. h. $20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ mit einem Temperaturgradienten von 2°C in acht Stunden, wie in "Standard Precision Measurement Environment" in der "Japan Precision Measuring Machine Engineering Association Standard, JMAS5001" angegeben.) Bei niedrigeren Temperaturen kann die angegebene Genauigkeit unter Umständen nicht erreicht werden, da eine zuverlässige Einstellung der Genauigkeit unter dieser Bedingung nicht möglich ist. Auch wenn die Einstellung der Genauigkeit bei 20° C vorgenommen wurde, kann es bei anderen Temperaturbedingungen zu ungenauen Messergebnissen kommen.

2. Luftfeuchtigkeit

Die Luftfeuchtigkeit hat zwar keinen direkten Einfluss auf das Messgerät; bei relativ hoher Luftfeuchtigkeit können jedoch Bauteile des Geräts oxidieren. Auch die elektronischen Bauteile können negativ beeinflusst werden. Um dies zu vermeiden, sollte die relative Luftfeuchtigkeit am Einsatzort bei 55 % bis 65 % liegen.

3. Erschütterungen

Bei Erschütterungen am Einsatzort können keine stabilen Messergebnisse erzielt werden. Die Grenzwerte für Erschütterungen/Vibrationen sind:

bei Frequenzen unter 10 Hz: Amplitude $< 2\text{ }\mu\text{m}$, P-P

bei Frequenzen zwischen 10 Hz und 20 Hz: Beschleunigung $< 0,004\text{ m/s}$ (0,4 Gal)

Sollten die am Einsatzort auftretenden Erschütterungen diese Grenzwerte überschreiten, empfehlen wir, ein Fundament für das Gerät zu errichten oder den Einsatz des optionalen schwingungsdämpfenden Unterbautischs.

4. Staub

Staub kann sich negativ auf die Präzisionsbauteile (z. B. Führungen und Maßstab) auswirken. Das Gerät muss deshalb in einer möglichst staubfreien Umgebung betrieben werden.

5. Spannungsversorgung

Für die Spannungsversorgung des Systems wird eine Steckdose mit 230 VAC +10%/-5%, 50/60 Hz (geerdet und für einen zweipoligen Stecker geeignet) benötigt. Die Leistung der Spannungsquelle sollte den Leistungsverbrauch etwas übersteigen.

Tabelle 2-1 zeigt den Leistungsverbrauch des Systems.

Tabelle 2-1	
Spannung	100V-240VAC • Überspannungskategorie II • Verschmutzungsgrad 2
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsverbrauch	max. 75 W - 74 W
Anzahl Steckdosen	1

TIPP Die Spannungsquelle muss konstant die angegebene Spannung liefern. Wenn dies nicht sichergestellt ist, muss ein Spannungsregler eingesetzt werden. Genaue Informationen erhalten Sie bei Mitutoyo oder dem Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.



ACHTUNG

Steckdose ausschließlich für das SJ-500-System verwenden! Keine weiteren Elektrogeräte an die Steckdose anschließen!


6. Sonstiges

Besonders bei Messungen mit hoher Vergrößerung müssen eventuelle negative Einflüsse auf die Messgenauigkeit durch Vibrationen und/oder Luftzug beachtet werden.

2.2 System anschließen

Schließen Sie die Systemkomponenten an, wie in der Abbildung dargestellt.

■ Anschlussdiagramm




ACHTUNG

- Vor dem Anschließen der Komponenten unbedingt die Spannungszufuhr zum System ausschalten! Achten Sie darauf, dass alle Stecker richtig eingesteckt werden.

WICHTIG

- Beim Anschließen des Verbindungskabels darauf achten, dass jeweils der richtige Stecker in das Hauptgerät und in die Anzeige-/Bedieneinheit eingesteckt wird.
- Um den Stecker des Verbindungskabels aus der Anzeige-/Bedieneinheit herauszuziehen, müssen gleichzeitig die beiden Blattfedern A (siehe Abb.) angedrückt werden.




2.3 Anbringen und Abnehmen des Tastsystems

- WICHTIG**
- Vor dem Anbringen oder Abnehmen des Tastsystems, Auswechseln des Tastelements oder Anbringen der Kufe immer die Spannungszufuhr zum System ausschalten.
 - Tastsystem nicht mit Gewalt in die Aufnahme einsetzen – dies führt zur Beschädigung und zu Fehlfunktionen des Hauptgeräts!
 - Beim Einsetzen lässt sich das Tastsystem zunächst leicht über die Führung in der Aufnahme einschieben. Dann müssen die Anschlussstifte beider Einheiten einrasten. Schieben Sie das Tastsystem vorsichtig weiter, bis es fest in der Führung der Aufnahme sitzt und schließlich bis zum Anschlag eingeschoben ist.
-

■ Tastsystem anbringen

1. Anzeige-/Bedieneinheit ausschalten.
2. Anschlüsse (Position der Stifte) von Tastsystem und Aufnahme aufeinander ausrichten, Tastsystem in die Aufnahme einsetzen und die Tastsystem-Schraube leicht anziehen.



3. Um kufenlose Messungen durchzuführen, drehen Sie die Schraube zur Umschaltung „kufenlos / mit Kufe“ im Uhrzeigersinn. Um das Tastsystem zu nivellieren, drehen Sie die Schraube zur parallelen Ausrichtung des Tastsystems.

Für Messungen mit Kufe lösen Sie die Schraube zur Umschaltung durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn vorsichtig, bis sie sich nicht weiter drehen lässt.


HINWEIS

Wenn vor der kufenlosen Messung die Umschaltsschraube nicht fest angezogen wird, können keine korrekten Messergebnisse erzielt werden.

■ Tastsystem abnehmen

1. Anzeige-/Bedieneinheit ausschalten.
2. Tastsystem-Schraube lösen
3. Tastsystem vorsichtig nach vorne gerade herausziehen.

WICHTIG Beim Anbringen oder Abnehmen das Tastsystem nicht am Tastelement festhalten!
Dabei kann das Tastsystem beschädigt werden.



WICHTIG Die Tastspitze ist sehr empfindlich – nicht berühren!

2.4 Anbringen von Tastelement, Kufe und Tastelementenschutz


Bei Lieferung sind Hauptgerät, Tastsystem, Tastelemente und Kufen separat verpackt. Wählen Sie Tastelement und Kufe oder Tastelementenschutz je nach Messaufgabe aus.

Die hier beschriebene Vorgehensweise gilt auch für das Auswechseln von Tastelement, Kufe und Tastelementenschutz.

■ Konfiguration des Tastsystems

Das Tastsystem besteht aus Tasterkörper, Tastelement und Kufe.

Das Tastelement wird in den Tasterkörper eingesteckt und herausgezogen. Es wird durch einen Federmechanismus gehalten. Die Kufe wird mit einer Kufenschraube (Innensechskantschraube) vorne am Tasterkörper befestigt.



Je nach Oberflächenbeschaffenheit des Werkstücks muss das Standard-Tastelement und/oder die Kufe/der Tastelementenschutz durch geeignete optionale Tastelemente/Kufen/Tastelementenschutz ersetzt werden, um genaue Messergebnisse zu erzielen.

Man unterscheidet zwischen Kufe und Tastelementenschutz: einem Vorsatz mit einer Kufe an der Spitze, hier "Kufe" genannt, und einem Vorsatz ohne Kufe, hier "Tastelementenschutz" genannt.

WICHTIG

- Beim Auswechseln des Tastelements keine zu große Kraft ausüben! Tastelemente und Tastsystem sind empfindlich und können leicht beschädigt werden.
- Tastelemente stets vorsichtig handhaben – die Tastspitzen sind besonders präzise verarbeitet und empfindlich.
- Vorsicht auch beim Auswechseln von Kufe oder Tastelementenschutz – nicht gegen das Tastelement stoßen, es kann sehr leicht verbogen werden.
- Die Höhe der Kufe muss vor einer Messung mit Kufe nach dem Auswechseln von Tastelement oder Kufe eingestellt werden. Ohne korrekte Einstellung der Höhe kann das Tastsystem beschädigt werden!

TIPP

Informationen zu optionalen Tastelementen und Kufen finden Sie in Abschnitt 17.7, "Sonderzubehör".


2.4.1 Tastelementschutz

WICHTIG Vor dem Anbringen/Abnehmen von Tastelementen/Kufen muss das Tastsystem aus der Tastsystemaufnahme herausgenommen werden.

TIPP Das Abnehmen des Tastsystems ist in Abschnitt 2.3 "Anbringen und Abnehmen des Tastsystems" beschrieben.


■ Tastelement und Tastelementschutz montieren

1. Tastelement in den Tasterkörper stecken. Wenn Sie ein Klickgeräusch hören, ist es richtig eingesetzt.
2. Tastelementschutz mit der Kufenschraube (Innensechskantschraube) mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels (Größe 1,5) am Tasterkörper befestigen. Tastelementschutz mit den Fingern dicht an den Tasterkörper drücken und die Kufenschraube fest anziehen.



■ Tastelement und Tastelementschrutz abnehmen

1. Tastsystem aus der Tastsystemaufnahme heraus ziehen.
2. Kufenschraube (Innensechskantschraube) am Tasterkörper lösen und Tastelementschrutz nach oben heraus ziehen.
3. Tastelement heraus ziehen.



WICHTIG

Der Tastelementschutz sollte immer vor der Messung montiert werden.

Die Anzeige-/Bedieneinheit muss ausgeschaltet werden und das Tastsystem muss aus der Aufnahme herausgenommen werden, bevor der Tastelementschutz angebracht wird. Andernfalls kann die Messgenauigkeit beeinträchtigt werden!


2.4.2 Kufe

WICHTIG Das Tastsystem muss aus der Aufnahme herausgenommen werden, bevor Tastelement und/oder Kufe montiert werden.


TIPP Informationen zum Abnehmen des Tastsystems finden Sie in Abschnitt 2.3 "Anbringen und Abnehmen des Tastsystems".

■ Tastelement und Kufe anbringen

1. Tastelement in den Tasterkörper einsetzen. Ein Klickgeräusch zeigt an, dass das Tastelement eingerastet ist.
2. Höheneinstellschraube zur Fixierung der Kufe in der gewünschten Position mit dem Innensechskantschlüssel (Größe 0,9) so weit hineindrehen, dass die Schraubenspitze nicht aus der Bohrung herausragt.



3. Kufe mit Hilfe des Innensechskantschlüssels (Größe 1,5) mit der Kufenschraube am Tasterkörper befestigen.
Kufe mit den Fingern fest gegen den Tasterkörper drücken und die Kufenschraube anziehen.




HINWEIS Nach dem Anbringen von Tastelement und Kufe muss der Nullpunkt geprüft und die Höhe der Kufe eingestellt werden. Genaue Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt 2.8, "Tastsystem mit Kufe ausrichten"

Wenn die Kufe bei eingeschalteter Anzeige-/Bedieneinheit montiert wird, können anschließend keine zuverlässigen Messergebnisse erzielt werden. Anzeige-/Bedieneinheit zum Abnehmen/Anbringen der Kufe immer ausschalten!

■ Taster und Kufe abnehmen

1. Tastsystem aus der Tastsystemaufnahme herausnehmen.
2. Kufenschraube (Innensechskantschraube) lösen und Kufe nach oben ziehen.
3. Tastelement heraus ziehen.




HINWEIS Wenn die Kufe bei eingeschalteter Anzeige-/Bedieneinheit montiert wird, können anschließend keine zuverlässigen Messergebnisse erzielt werden. Anzeige-/Bedieneinheit zum Abnehmen/Anbringen der Kufe immer ausschalten!

2.4.3 Neigung des Tastsystems einstellen


Prüfen Sie, ob das Tastsystem richtig eingesetzt und nicht geneigt ist.

• Ansicht von vorne



Führungsstift der Tastsystemaufnahme auf die Nut am Hauptgerät ausrichten, Tastsystem einsetzen und mit den Schrauben befestigen.


• Tastsystem ohne Kufe (Seitenansicht)



Wenn Tastsystem und Messfläche nicht parallel zueinander sind, ist eine Ausrichtung erforderlich.

Falls das Tastelement das Werkstück berührt, wenn das Handrad zur Einstellung der Neigung gedreht wird, muss die Tastelementposition über das Handrad zur Höhenverstellung korrigiert werden.

• Tastsystem mit Kufe (Seitenansicht)



Wenn Tastsystem und Messfläche nicht parallel zueinander sind, ist eine Ausrichtung erforderlich.

Falls das Tastelement das Werkstück berührt, wenn das Handrad zur Einstellung der Neigung gedreht wird, muss die Tastelementposition über das Handrad zur Höhenverstellung korrigiert werden.


2.5 Druckerpapier einlegen

In die Anzeige-/Bedieneinheit ist ein Drucker integriert, über den die Messergebnisse ausgedruckt werden.


■ Einlegen der Papierrolle für den Drucker

- Druckerabdeckung entfernen und Papierrolle einlegen

1. Druckerabdeckung abnehmen



2. Druckerpapierrolle einlegen



Druckerpapier




Papierschlitz in der Druckerabdeckung

2.6 Schutzfolie auf dem berührungssensitiven LCD-Monitor (Touchscreen) anbringen


■ Schutzfolie anbringen

HINWEIS Reinigen Sie vor dem Auflegen der Schutzfolie den berührungssensitiven LCD-Monitor (Touchscreen) mit einem trockenen Tuch.

1. Trennblatt von der Schutzfolie (Papier auf der selbstklebenden Seite der Folie) abziehen.



2. Folie gerade in die Öffnung zwischen Touchscreen und Abdeckung der Anzeige-/Bedieneinheit schieben, wie in der Abbildung gezeigt.



3. Schutzfolie auf die Oberfläche des Touchscreens auflegen und mit einem trockenen Tuch andrücken.

HINWEIS Schutzfolie glatt (ohne Falten und Knicke) auf den Touchscreen auflegen und gleichmäßig auf der gesamten Fläche andrücken.

■ Schutzfolie auswechseln

Wenn die Schutzfolie verschmutzt oder beschädigt ist, kann es zu Fehlfunktionen der Anzeige-/Bedieneinheit kommen. Stets sauber halten und bei Beschädigung auswechseln!

- Schutzfolie für Touchscreen


Best.-Nr.	Anzahl
12BAK100	1

2.7 Ein-/Ausschalten des Geräts

■ System ein- und ausschalten

WICHTIG Der SJ-500 ist zwar resistent gegen Störerauschen, sollte aber an eine störungsfreie Netzsteckdose angeschlossen werden, um eine optimale Wiederholpräzision zu gewährleisten.

1. Prüfen Sie, ob der Netzschalter auf AUS (O) steht.
2. Netzkabel in die Anzeige-/Bedieneinheit einstecken.
3. Netzstecker in die Netzsteckdose einstecken.



4. Netzschalter auf EIN (I) stellen. (Schalter nach oben kippen.)
5. Im Startfenster erscheint nach einem Balkendiagramm das Fenster zur Nullpunkteinstellung.



[Fenster zur Nullpunkteinstellung]

Prüfen Sie, ob das Tastelement das Werkstück nicht berührt und drücken Sie dann die [START/STOP]-Taste. Das Tastelement wird zur Nullpunkteinstellung in X-Achsen-Richtung verfahren.

TIPP Im Fenster zur Nullpunkteinstellung kann die Bedienung auch über den Joystick erfolgen.


6. Netzschalter auf AUS (O) stellen. (Schalter nach unten kippen.)
Netzschalter immer ausschalten, wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird.

2.8 Tastsystem mit Kufe ausrichten

■ Nullpunkt prüfen und Kufenhöhe einstellen

Bei Messungen mit Kufe wird der Nullpunkt geprüft, wie unten beschrieben.

Bei kufenlosen Messungen sind Nullpunkt-Prüfung und Einstellung der Kufenhöhe nicht erforderlich.




■ Nullpunkt prüfen

1. Kontrollieren Sie im Startfenster, ob der Messbereich auf 800 μm eingestellt ist. Falls nicht, ändern Sie die Einstellung.




2. Berühren Sie die Anzeige der Achsen-Koordinatenposition, um sie als große Counter-Anzeige anzeigen zu lassen.



3. Tastsystem parallel zur Messfläche ausrichten.

• **Tastsystem mit Kufe (Seitenansicht)**



Wenn das Tastsystem nicht parallel zur Messfläche ist, richten Sie es mit Hilfe des Handrads für Auf-/Abwärtsbewegung an der Tastsystemaufnahme und/oder des Handrads zur Einstellung der Neigung an der 50 mm-Haupteinheit aus.

4. Prüfen Sie, ob die angezeigte Tastelementposition in der Counter-Anzeige im Bereich von $\pm 30 \mu\text{m}$ liegt.

Ist der angezeigte Wert der Tastelementposition kleiner als $-30 \mu\text{m}$, stellen Sie die Kufenhöhe mittels Einstellschraube ein, wie unter “**■ Kufenhöhe einstellen**” im nächsten Abschnitt beschrieben.

TIPP Ist der Anzeigewert der Tastelementposition größer als $30 \mu\text{m}$, so kann das die unten aufgeführten Ursachen haben.

Setzen Sie in diesem Fall Tastelement und Kufe neu ein und prüfen Sie anschließend den Nullpunkt.

- Ursache 1: Lücke zwischen Tastsystem und Kufe
⇒ Kufe neu einsetzen, darauf achten, dass keine Lücke entsteht.
- Ursache 2: Spitze der Höheneinstellschraube ragt aus der Kufe hervor
⇒ Schraube mit dem Innensechskantschlüssel (Größe: 0,9) so weit zurück drehen, dass sie nicht über die Bohrung in der Kufe hinausragt.
- Ursache 3: Tastelement und Kufe passen nicht zusammen
⇒ Achten Sie auf die richtige Kombination von Tastelement und Kufe.


Falls Sie die oben genannten möglichen Ursachen geprüft/behoben haben und das Problem trotzdem weiter besteht, wenden Sie sich an Mitutoyo.

■ Kufenhöhe einstellen (wenn der Anzeigewert der Tastelementposition kleiner als - 30 μm ist)

Die Kufenhöhe wird normalerweise eingestellt, indem die Höheneinstellschraube (an der Kufe) mit einem Innensechskantschlüssel (Größe: 0,9) gedreht wird und dabei der Anzeigewert der Tastelementposition im Nullpunkt-Versatz-Fenster beobachtet wird. Bei jeder Umdrehung der Schraube ändert sich die Höhe um 400 μm .


1. Das Tastsystem muss parallel zur Messfläche ausgerichtet sein.

• Tastsystem mit Kufe (Seitenansicht)



Benutzen Sie dazu das Handrad zur Höhenverstellung und/oder zur Einstellung der Neigung.

2. Kufenschraube mit dem Innensechskantschlüssel (Größe: 1,5) etwas lösen. Wird die Schraube vollständig gelöst, verschiebt sich die Kufe nach oben. Gehen Sie beim Lösen der Schraube entsprechend vorsichtig vor.




3. Drehen Sie die Höheneinstellschraube mit dem Innensechskantschlüssel (Größe 0,9), während die Kufe auf der Werkstückoberfläche aufliegt, bis der Anzeigewert der Tastelementposition im Nullpunkt-Versatzfenster im Bereich von $\pm 30 \mu\text{m}$ liegt. Wird die Höheneinstellschraube im Uhrzeigersinn gedreht, so bewegt sich die Kufe vom Tastelement aus betrachtet nach oben.

Wenn der Anzeigewert während der Einstellung 30 μm überschreitet, drehen Sie die Höheneinstellschraube gegen den Uhrzeigersinn: die Kufe wird nach unten bewegt.

4. Kufenschraube anziehen.

2.9 Tastsystem rechtwinklig anbringen

Das Tastsystem kann auch rechtwinklig zur Messrichtung montiert werden, um in engen Bereichen, z. B. bei der Messung von Kurbelwellenzapfen, zu messen.




Für die rechtwinklige Montage wird die mitgelieferte Verlängerung benötigt.



VORSICHT

- Bei rechtwinkliger Montage immer die Verlängerung einsetzen – andernfalls besteht Verletzungsgefahr durch Einklemmen der Finger zwischen Tasteraufnahme und 50 mm-Hauptgerät!

Verlängerung mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel (Größe 1,5) anbringen.



- ACHTUNG**
- Bei der rechtwinkligen Montage darauf achten, dass nicht zu stark am Kabel der Tasteraufnahme gezogen wird.
 - Die Geradheit der X-Achse ist im Vergleich zur Standard-Montage etwas niedriger.

NOTIZEN

3


Folientasten und berührungssensitiver LCD-Monitor (Touchscreen)

Dieses Kapitel beschreibt die Anzeige-/Bedieneinheit.


3.1 Funktionen der Folientasten

Dieser Abschnitt erläutert die Funktionen der einzelnen Folientasten, über die z. B. die Messung gestartet oder Daten ausgedruckt werden.

■ Folientasten der Anzeige-/Bedieneinheit



■ Tastenfunktionen

-  [PRINT]-Taste

Über die PRINT-Taste wird der Druckvorgang gestartet oder gestoppt. Taste drücken, um den Ausdruck zu starten, nochmals drücken, um den Ausdruck zu stoppen.

TIPP Weitere Informationen zum Drucken finden Sie in Abschnitt 5.3, "Messergebnisse drucken."

-  [FEED]-Taste

Über die FEED-Taste erfolgt der Papiervorschub.

-  [DATA]-Taste

Die DATA-Taste dient zur Ausgabe von SPC-Daten an einen Datenprozessor und zum Speichern der Daten auf einer Speicherkarte.

TIPP In Abschnitt 13.2, "Datenausgabe einstellen (Funktion der DATA-Taste festlegen)" finden Sie genaue Informationen über die Funktionszuweisung für die [DATA]-Taste.

-  [RETURN]-Taste

Durch Drücken der RETURN-Taste wird das Tastsystem am 500mm-Hauptgerät an seine Ausgangsposition zurück gefahren.

-  [START/STOP]-Taste

Wird die START/STOP-Taste gedrückt, so wird die Messung gestartet. Bei nochmaligem Drücken der Taste wird die Messung beendet.


TIPP Genaue Informationen zur Messung finden Sie in Abschnitt 5.1, "Messung".

3.2 Übersicht über den LCD-Monitor


Der LCD-Monitor (im Folgenden "Touchscreen" genannt) dient zur Einstellung von Messbedingungen, Bedingungen für die statistische Datenverarbeitung, den Ausdruck, usw. Hier werden die wichtigsten Schaltflächen auf dem Touchscreen sowie die Eingabe von alphanumerischen Zeichen erklärt.

3.2.1 Hinweise zur Benutzung des Touchscreens


Auf dem Touchscreen werden Schaltflächen angezeigt, über die die Funktionen der Anzeige-/Bedieneinheit ausgeführt werden.



Schaltflächen mit dem mitgelieferten Stift oder dem Finger berühren (drücken), wie in der Abbildung unten gezeigt.



Stift in der Vertiefung über dem Touchscreen aufbewahren, wenn er nicht benötigt wird.



HINWEIS Lagern Sie den Stift in dem Fach links oben über dem Drucker, wenn er für längere Zeit nicht gebraucht wird.

WICHTIG Beachten Sie bei der Bedienung des Touchscreens unbedingt die folgenden Hinweise - andernfalls kann der Touchscreen beschädigt werden.

- Schaltflächen nicht zu fest drücken.
 - Schaltflächen nicht mit einem spitzen Gegenstand, z. B. einem Kugelschreiber, betätigen.
 - Touchscreen nur mit sauberen Händen berühren. Um Verschmutzungen zu vermeiden empfehlen wir die Verwendung des mitgelieferten Stifts.
-

3.2.2 Schaltflächen zum Laden/Abbrechen von Einstellungen


Hierzu werden folgende Fenster auf dem Touchscreen angezeigt. Im Folgenden werden die Schaltflächen-Funktionen zum Laden oder Abbrechen von Einstellungen beschrieben.

- “XX Fenster”

(In dieser Bedienungsanleitung “XX Fenster” genannt.)

Die Einstellungen werden geladen oder abgebrochen (verworfen), wenn die [Ja]- oder die [Nein]-Schaltfläche gedrückt wird.

Beispiel: <Statistik Messung>



[HOME]

Rückkehr zum Startfenster (Hauptfenster).

[Nein]

Einstellung im aktuellen Fenster wird abgebrochen, die vorherigen Einstellungen wiederhergestellt. Rückkehr zum vorherigen Fenster oder zum Startfenster.

[Ja]

Aktuelle Einstellungen werden geladen, das Fenster wird aktualisiert.

- Dieses Fenster wird angezeigt, wenn während der Bearbeitung ein Fehler auftritt. Zum Schließen die Schaltfläche [Ende] drücken.




Fenster “Warnungen”

[Ende]: Fenster schließen.

■ Eingabe von Zeichen (Buchstaben)

Dateinamen oder Kommentare werden als Zeichenfolge mit Buchstaben in die Anzeige-/Bedieneinheit eingegeben.

-
- HINWEIS**
- Die zulässige Anzahl von Zeichen (alphanumerische 1-Byte-Zeichen) ist festgelegt wie folgt:
Dateiname: max. 8 Zeichen
Kommentare in Dateien im internen Speicher: max. 20 Zeichen
Kommentare in Dateien auf Speicherkarten: max. 25 Zeichen
Kommentare im Ausdruck: max. 30 Zeichen
 - Dateinamen dürfen nicht [SP], [.] oder [-] enthalten.
-




-
- TIPP**
- Durch Drücken der Schaltfläche [BS] (Rücksetz-Taste) kann jeweils der letzte, versehentlich eingegebene Buchstabe gelöscht werden.
 - Die Schaltfläche [AC] löscht alle eingegebenen Buchstaben gleichzeitig.
 - Wird [Abbruch] gedrückt, wird das Fenster geschlossen, der eingegebene Wert verworfen und der vorherige Wert gespeichert.
-


3.3 Startfenster des Touchscreens

In diesem Abschnitt werden die Funktionen der Schaltflächen und die Bedeutung der Symbole im Startfenster beschrieben.


■ Funktionen im Startfenster




■ Funktionen im Startfenster

Wenn die Schaltfläche  (Menü-Wechsel) im Startfenster gedrückt wird, erscheinen nacheinander die weiteren Menü-Schaltflächen, wie in der Abbildung unten gezeigt.

Die folgenden Menü-Symbole werden in dieser Anleitung als **“Startmenü”** bezeichnet.

Wenn die Schaltfläche  (Menü-Wechsel) gedrückt wird, erscheint ein individuelles Einstellfenster.





TIPP • Die Schaltflächen im “Startmenü” können individuell zusammengestellt werden.
Genauere Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt 13.7, “Startmenü einrichten.”

3.4 Joystick-Funktionen

Das System ist standardmäßig mit einem Joystick für bequeme Bedienung der einzelnen Achsen ausgerüstet.


Die Achse, die über den Joystick gesteuert werden soll, wird ausgewählt. Der Joystick-Betrieb kann auch ausgeschaltet werden.

<Startfenster>



Joystick

[J/S]



Optionale Achse
Standardeinstellung: "AUS"

Modus-Wechsel durch Drücken der Schaltfläche

Vorsch.: X-Achsen-Betrieb freigegeben.

ALT : wird angezeigt, wenn 2D-ALT (automatischer
Nivelliertisch) angeschlossen ist
2D-ALT-Betrieb freigegeben

Aus: Joystick-Betrieb ausgeschaltet

Verfahrgeschwindigkeit im Joystick-Betrieb
Bei jedem Drücken dieser Schaltfläche
wechselt das System zwischen "Max.
Geschwindigkeit" und "langsam".

3.5 Liste der Anzeige-Symbole (Icons)

Auf den Schaltflächen des Touchscreens ist jeweils ein Symbol für die Funktion der Schaltfläche zu sehen (auch "Icon" genannt). Auf den folgenden Seiten sind die Symbole und die zugehörigen Funktionen beschrieben.

Liste der Anzeige-Symbole (1/9)















Startmenü

Symbol	Funktion
 AuswerteBed.	zeigt das Fenster zur Einstellung der Auswertebedingungen an
 Messbedingung	zeigt das Fenster zur Einstellung der Messbedingungen an
 Berech. Ergebn.	zeigt das Berechnungsergebnis-Fenster an
 Umsch. Profil	Wechsel zwischen Wellenform und Auswertebedingungen bei der gleichzeitigen Auswertung von 2 Profilen
 Bedingungen	zeigt die Liste der Mess- und Auswertebedingungen an
 Kalibrier.	zeigt das Fenster für die Kalibrierung an
 Stat. Mess.	zeigt das Statistikfenster an
 N-Punkte	zeigt das Fenster für N-Sektionen-Messung an
 Vormessung	zeigt den Messbildschirm für die Vormessung (Werkstück-Einstellung) an
 Überschn. Mess	zeigt das Fenster für Überschneidungsmessung an
 Oberfl. Analyse	zeigt das Fenster für Oberflächenanalyse an
 Kontur Analyse	zeigt das Fenster für Konturanalyse an
 Diagramm	zeigt das Graphikfenster an
 Direkt	zeigt das Fenster zum Speichern/Laden der Mess-/Auswertebedingungen in den/aus dem internen Speicher an
 Messpunkte	zeigt das Fenster zum Speichern/Laden von Daten auf eine/von einer Speicherkarte an
 Messbereich	Wechsel des Messbereichs (aufsteigend)
 0-Just.	aktueller Messwert wird auf 0 gesetzt
 Z. Shift	zeigt das Fenster zur Änderung des Nullpunkts des Tastsystems.
 Counter	zeigt das Fenster mit den Koordinatenwerten an (Counter)
 Einstellen	zeigt das Fenster zur Einstellung der Umgebungsbedingungen an





3. Folientasten und berührungssensitiver LCD-Monitor (Touchscreen)

Liste der Anzeige-Symbole (2/9)

Allgemein

Symbol	Funktion
	bricht die Einstellung ab und kehrt zum vorherigen Fenster zurück
	Einstellungen werden geladen und das Fenster geschlossen
	zeigt das Startfenster an
	zeigt das ganze Profil an
	zeigt das Fenster zur Einstellung des Skalierungsfaktors für das Profil an
	zeigt jeweils die nächsten 5 Menü-Schaltflächen an
	scrollt die Parameter-Anzeige mit den Messergebnissen auf/ab
	Seitenwechsel
	Lineal wird seitlich verschoben
	Lineal wird vertikal verschoben
	zeigt das Achsen-Auswahlfenster für den Joystick-Betrieb an
	schließt das Fenster und kehrt zum vorherigen Fenster zurück
	zeigt an, dass das Tastsystem nach unten gerichtet ist
	zeigt an, dass das Tastsystem nach oben gerichtet ist

Menü zur Einstellung der Auswerte- und Messbedingungen

Symbol	Funktion
	zeigt das Fenster zur Einstellung der Messbedingungen über Zeichnungssymbole an
	zeigt das Fenster zum Speichern/Einlesen von Messbedingungen auf die/von der Speicherkarte an
	setzt die Auswerte- und Messbedingungen auf die Standardeinstellungen zurück
	Neuberechnung wird durchgeführt





Liste der Anzeige-Symbole (3/9)

Einstellung der Auswerte- und Messbedingungen





Symbol	Funktion
Norm:	zeigt das Fenster zur Auswahl der Norm an
Profil	zeigt das Fenster zur Profilauswahl an
Filter	zeigt das Fenster zur Auswahl des Filters an Die Auswahl der wählbaren Filter richtet sich nach Norm und Profilart.
λ_f	zeigt das Fenster zur Auswahl der Grenzwellenlänge an Dieser Wert ist die Bezugsgröße für die Welligkeitsmessung.
λ_c	zeigt das Fenster zur Auswahl der Grenzwellenlänge an Dieser Wert ist die Bezugsgröße für die Rauheitsmessung.
λ_s	zeigt das Fenster zur Auswahl der Grenzwellenlänge an
Anzahl	zeigt das Fenster zur Auswahl der Anzahl der Einzelmessstrecken an Es kann auch eine beliebige Auswertestrecke eingestellt werden.
Vor/Nach	Ein-/Ausschalten der Vor-/Nachlaufstrecke Bei aktivierter Funktion ist die Messstrecke länger.
Kont. entf.	zeigt das Fenster zur Einstellung des Auswertebereichs an (ausschneiden und/oder in Zwischenablage)
Prof. Komp.	zeigt das Fenster zur Auswahl der Kompensationsmethode an
Mittell.	zeigt das Fenster zur Auswahl der Mittellinien-Bearbeitung an Auswahl je nach Norm und Profilart unterschiedlich
Parameter	zeigt das Fenster zur Parameter-Einstellung (Parameter auswählen) an
M-Gesch.	zeigt das Fenster zur Einstellung der Verfahrgeschwindigkeiten an
R-Gesch.	zeigt das Fenster zur Einstellung der Rückfahrgeschwindigkeit an
M-bereich	zeigt das Fenster zur Auswahl des Messbereichs an
Ber. Uebers	zeigt das Fenster zur Auswahl der Vorgehensweise bei Bereichsüberschreitung während der Messung an
Auto-Start	schaltet die Auto-Start-Funktion ein/aus. Messung startet bei aktivierter Funktion nach dem automatischen Absenken des Tastelements (Funktion bei SJ-500 nicht verfügbar)
AutoReturn	schaltet die Funktion zum automatischen Rückfahren an die Messstartposition ein/aus X-Achse fährt bei aktivierter Funktion nach Ende der Messung zurück zur Messstartposition.
Z-ESC	zeigt das Fenster zur Einstellung des Tastelement-Rückzugsbetrags bei Ende der Messung an (Funktion bei SJ-500 nicht verfügbar)
Vorschub	schaltet den X-Achsen-Vorschub aus/ein Bei aktivierter Funktion bleibt die X-Achse an ihrer Position, wenn die Messung gestartet wird.
Armkompen.	schaltet die Bogenkompensation der Tastspitze ein/aus
Tastricht.	Auswahl zwischen Tastrichtung aufwärts oder abwärts. (Funktion bei SJ-500 nicht verfügbar)
Autoeinst.	Hilfsfunktion für Vormessung und zur Optimierung der Messung (die Funktionen zur autom. Bereichseinstellung und die autom. Tastelement-Funktionen stehen bei SJ-500 nicht zur Verfügung)
Kal. forts.	EIN: wenn die Messung abgebrochen wird, werden Berechnungen für die Kalibrierung anhand der bereits erfassten Daten durchgeführt
Wech. Pol.	ändert die Anzeige-Ausrichtung der Profil-Auswertungsdaten, +: normale Anzeige; -: vertikal gekippte Anzeige

3. Folientasten und berührungssensitiver LCD-Monitor (Touchscreen)




Liste der Anzeige-Symbole (4/9) Parameter-Einstellung

Symbol	Funktion
 AllesAktiv	stellt alle Parameter gemäß den gewählten Norm(en) und Profil(en) für die Berechnung ein
 AllesDeakt	deaktiviert alle Parameter mindestens 1 Berechnungsparameter muss ausgewählt werden
 Urteil	Auswahl der Max-Regel, der 16%-Regel, der Mittelwert-Regel oder der Standardabweichungsregel Eingabe von oberen und unteren Toleranzgrenzwerten für zu bewertende Berechnungsparameter
 Details	Detail-Einstellungen für Parameter, z. B. Sm / Pc / Ppi / Rc /, HSC, mr(C), mr, und δc .

Bereichsüberschreitung







Symbol	Funktion
 ESC	Messung wird bei Bereichsüberschreitung gestoppt (normale Vorgehensweise)
 ESC+	Messung wird bei Bereichsüberschreitung im positiven Bereich gestoppt
 ESC-	Messung wird bei Bereichsüberschreitung im negativen Bereich gestoppt
 GO	Messung wird bei Bereichsüberschreitung nicht unterbrochen

Automatische Einstellung












Symbol	Funktion
 AutoStylus	schaltet die automatische Tastelement-Funktion ein/aus Vormessung wird ausgeführt (Funktion bei SJ-500 nicht verfügbar)
 AutoRange	schaltet die Funktion für autom. Bereichseinstellung ein/aus Vormessung wird ausgeführt (Funktion bei SJ-500 nicht verfügbar)
 ALT	schaltet den automatischen Nivelliertisch ein/aus bei eingeschalteter Funktion wird die Vormessung ausgeführt Anweisungen auf dem Monitor beachten (nur mit automatischem Nivelliertisch)

Liste der Anzeige-Symbole (5/9)

Einstellung zum Löschen der Wellenform

Symbol	Funktion
	zeigt das Fenster zur Festlegung des Bereichs, der nicht ausgewertet werden soll, an
	zeigt das Fenster zur Festlegung des Bereichs, der ausgewertet werden soll, an
	zeigt das Lineal für die Bereichsbestimmung an (bei Einstellung "ausschneiden/Zwischenablage")
	der mit dem Lineal festgelegte Bereich wird eingestellt
	Entfernt nur den aktuell ausgewählten Bereich (bei Einstellung "ausschneiden/Zwischenablage")
	Entfernt alle ausgewählten Bereiche (bei Einstellung "ausschneiden/Zwischenablage")










Profilkompensation

Symbol	Funktion
	Kompensation mit Parabel
	Kompensation mit Hyperbel
	Kompensation mit Ellipse
	Kompensation mit Kreis
	Kompensation mit Kegel
	Kompensationswert für das gesamte Profil wird berechnet und das gesamte Profil wird anhand dieses Wertes kompensiert
	Kompensationswert wird innerhalb eines beliebig festgelegten Bereichs berechnet und das gesamte Profil wird anhand dieses Wertes kompensiert
	Neigungskompensation zwischen den beiden Endpunkten (Mess-Start- und Mess-Endpunkt)
	zeigt den ersten Bereich für die Neigungskompensation an (Fenster zur Einstellung der Neigungskompensation)
	zeigt den zweiten Bereich für die Neigungskompensation an (Fenster zur Einstellung der Neigungskompensation)
	aktiviert/deaktiviert die Funktion zur automatischen Zentrierung der Wellenform (Fenster zur Einstellung der Neigungskompensation)











3. Folientasten und berührungssensitiver LCD-Monitor (Touchscreen)

Liste der Anzeige-Symbole (6/9)

Kalibrierung














Symbol	Funktion
 0-Just.	setzt den erfassten Wert als Nullpunkt
 Z.Shift	zeigt das Fenster zum Ändern des Nullpunkts des Tastsystems an
 Leistungsspek.	zeigt die Daten der Kalibrierungsmessung als Leistungsspektrum an
 Kal. Bed.	zeigt das Fenster zur Einstellung der Kalibrierbedingungen an
 Initialisieren	stellt die Standardeinstellungen als Messungsbedingungen für die Kalibrierung ein
 Update	aktualisiert den Kalibrierfaktor
 Historie	zeigt die Kalibrierungsstatistik an
 LoeschtKal.Hist	löscht die Kalibrierungsstatistik
 LoeschtKal.Wert	stellt den Standardwert für die Grenzwellenlänge ein

Umgebungsbedingungen

Symbol	Funktion
 Datum/Zeit	zeigt das Fenster zur Einstellung von Datum/Uhrzeit an
 I/O	zeigt das Fenster zur Einstellung der Datenausgabe-Bedingungen an SPC-Ausgabe, RS-232C-Ausgabe oder Druck der Bildschirmanzeige wählbar
 Drucker	zeigt das Fenster zur Einstellung der Druckbedingungen an
 Sprache	zeigt das Fenster zur Einstellung der Sprache an
 Speicherkarte	zeigt das Fenster zum Speichern/Laden von Daten auf eine/von einer CF-Speicherkarte
 Tastspitze	Auswahl des Tastelements
 Weitere Einst.	zeigt das Fenster an, in dem das Menü benutzerdefiniert werden kann
 Bedieneinheit	Touchscreen-Einstellung
 Werkseinst.	setzt alle Einstellungen auf die werksseitigen Standardeinstellungen zurück
 Zubeh. einst.	zeigt das Fenster zur Einstellung der Zubehördaten

Liste der Anzeige-Symbole (7/9)














Statistische Messung

Symbol	Funktion
 Bedingungen	zeigt eine Liste der Auswerte- und Messbedingungen Bedingungen können nicht geändert werden
 Abbrechen	löscht die aktuellen Statistikdaten
 AlleDat. Loesch	löscht alle Statistikdaten
 Parameter	zeigt das Fenster zur benutzerdefinierten Parameter-Auswahl an bis zu 3 Parameter können ausgewählt werden
	scrollt die Berechnungsergebnisse der Statistikdaten nach oben, die laufenden Nummern werden dabei abwärts gezählt
	scrollt die Berechnungsergebnisse der Statistikdaten nach unten, die laufenden Nummern werden dabei aufwärts gezählt
 Stat. Ergebnis	zeigt die Statistikergebnisse an Auswahl der Histogramm-Anzeige und Einstellung der Druckbedingungen für Statistikergebnisse
 CF öffnen	zeigt das Fenster zum Einlesen der Statistik-Messdaten an
 0 Z. Shift	zeigt das Fenster zum Ändern des Nullpunkts des Tastsystems an
 → 0 ← 0-Just.	setzt den erfassten Wert auf Null
 Histogramm	zeigt das Histogramm des ausgewählten Parameters an
 Einst. Drucker	zeigt das Fenster zum Einstellen der Druckbedingungen für Statistikdaten an
 CF Stat. speichern	zeigt das Fenster zum Speichern von Statistikdaten an





3. Folientasten und berührungssensitiver LCD-Monitor (Touchscreen)

Liste der Anzeige-Symbole (8/9)








Konturanalyse

Symbol	Funktion
	aktiviert das Lineal zur Einstellung konvexer Stufen
	aktiviert das Lineal zur Einstellung konkaver Stufen
	aktiviert das Lineal zur Einstellung eines konvexen Bereichs
	aktiviert das Lineal zur Einstellung eines konkaven Bereichs
	aktiviert das Lineal zur Einstellung eines Kreises
	aktiviert das Lineal zur Einstellung eines Winkels
	aktiviert das Lineal zur Einstellung der Koordinatendifferenz
	aktiviert das Lineal zur Stufen-Einstellung
	aktiviert das Lineal zur Einstellung des Neigungsbetrags
	zeigt das Fenster zur Detail-Einstellung für die Konturanalyse-Parameter an
	aktiviert das jeweils andere Lineal
	zeigt das Fenster zur Einstellung für die Toleranzbewertung für Konturanalyse-Parameter an
	der mit dem Lineal festgelegte Bereich wird eingestellt

Graphikanalyse

Symbol	Funktion
	zeigt im Graphikfenster ein BAC-Diagramm an Anzeige umschaltbar zwischen Tiefe und Prozentwert für die einzelnen Achsen
	zeigt im Graphikfenster ein ADC-Diagramm an Anzeige umschaltbar zwischen Tiefe und Prozentwert für die einzelnen Achsen
	zeigt im Graphikfenster ein Leistungsspektrum an
	zeigt im Graphikfenster die numerische Tastatur zur Eingabe der Lineal-Position an

Liste der Anzeige-Symbole (9/9)
Überschneidungsmessung

Symbol	Funktion
 The icon shows a blue square with a white border. Inside, there is a white rectangle containing the letters 'CF' and a small graph with a single peak. Below the square, the text 'Messdaten' is written in white.	zeigt das Fenster zum Speichern/Laden der Wellenform-Daten an
 The icon shows a blue square with a white border. Inside, there is a white rectangle containing the letter 'A' and a graph with a single peak. Below the square, the text 'A Profil' is written in white.	aktiviert die Wellenform-Auswertebedingungen A
 The icon shows a blue square with a white border. Inside, there is a white rectangle containing the letter 'B' and a graph with a single peak. Below the square, the text 'B Profil' is written in white.	aktiviert die Wellenform-Auswertebedingungen B
 The icon shows a blue square with a white border. Inside, there is a white rectangle containing a graph with a single peak and two vertical lines. Below the square, the text 'Lineal' is written in white.	zeigt das Lineal zur Festlegung von Koordinaten an
 The icon shows a blue square with a white border. Inside, there is a white rectangle containing a graph with a single peak and two vertical lines. Below the square, the text 'Wechseln' is written in white.	aktiviert das jeweils andere Lineal
 The icon shows a blue square with a white border. Inside, there is a white rectangle containing a graph with a single peak and two vertical lines. Below the square, the text 'Um. Graf.' is written in white.	zeigt die Versatztasten zum Verschieben der Wellenform an die ausgewählte Wellenform kann vertikal und/oder horizontal (seitlich) verschoben werden
 The icon shows a blue square with a white border. Inside, there is a white rectangle containing a graph with a single peak and two vertical lines. Below the square, the text 'Loeschen' is written in white.	bricht das Verschieben der Wellenform ab (verschobene Wellenform wird an ihre Ausgangsposition zurück gesetzt)

4

Vorbereitung der Messung


Vor der Messung muss die Neigung des 50 mm-Hauptgeräts eingestellt und das Gerät muss kalibriert werden. Dieses Kapitel beschreibt die entsprechenden Vorgehensweisen sowie die Positionierung des Tastelements.

4.1 “Positionierung” und “Einstellen der Neigung” vor der Messung

Wenn ein Werkstück oder ein Endmaß für die Messung oder Kalibrierung mit dem 50 mm-Hauptgerät positioniert wird, ist eine vertikale Ausrichtung (Höheneinstellung des Tastsystems) und eine Einstellung der Neigung des 50 mm-Hauptgeräts erforderlich. Diese Einstellung lässt sich mit Hilfe der Neigungseinstellungsfunktion bequem und einfach durchführen.

4.1.1 Vertikale Positionierung

Die Höhe des Tastsystems wird durch Drehen des Handrads für Auf-/Abwärtsbewegung an der Tasteraufnahme so eingestellt, dass das Tastelement die Messfläche eines Raunormals oder Werkstücks leicht berührt. Die Position des Tastelements kann an der Höhenanzeige im Startfenster abgelesen werden.




4.1.2 Einstellung der Neigung

Die Neigung des Hauptgeräts kann entweder visuell (mit Hilfe der Höhenanzeige) oder, bei speziellen Messungen, über die Neigungseinstellfunktion eingestellt werden. Die Einstellung mittels dieser Hilfsfunktion ist einfacher und empfiehlt sich besonders bei kufenlosen Messungen.

Die visuelle Einstellung sollte nur gewählt werden, wenn die Nivellierung so gründlich vorgenommen wurde, dass es nicht zu einer Bereichsüberschreitung kommt.

Die Höhenanzeige im Startfenster zeigt die Position des Tastelements an. Beobachten Sie diese beim Drehen des Handrads für Auf-/Abwärtsbewegung und/oder des Handrads zur Einstellung der Neigung.



4.1.2.1 Visuelle Einstellung (Einstellung über Höhenanzeige)

Dieser Abschnitt beschreibt die Neigungseinstellung mit dem standardmäßig integrierten Neigungsmechanismus.


- Nivellierung mit dem Handrad zur Einstellung der Neigung am 50 mm-Hauptgerät
- ① Die Höhenanzeige im Startfenster muss ungefähr in der Mitte stehen.
- ② Bewegen Sie den Joystick unten rechts auf der Anzeige-/Bedieneinheit nach rechts und verfahren Sie das Tastsystem so weit wie möglich.
- ③ Nach Beendigung von Schritt ② prüfen Sie, ob sich die in der Höhenanzeige angezeigte Position (Endpunkt der Verfahrbewegung) gegenüber der in Schritt ① geprüften Position (Startpunkt der Verfahrbewegung) geändert hat.
- ④ Wenn sich die angezeigte Position geändert hat, fahren Sie mit Schritt ⑤ fort, um die Neigung einzustellen. Hat sich die angezeigte Position in der Höhenanzeige nicht geändert, ist die Nivellierung beendet.

TIPP Achten Sie bei der Nivellierung darauf, dass die Messfläche parallel zum Hauptgerät ist, während ein Wert innerhalb des Anzeigebereichs der Höhenanzeige angezeigt wird.

4. Vorbereitung der Messung

- ⑤ Drehen Sie, je nach angezeigter Position in der Höhenanzeige, das Handrad für die Neigungseinstellung so, dass die Höhenanzeige in der Mitte steht.

Der Neigungswinkel des Hauptgeräts beträgt $\pm 1,5^\circ$.




Höhenanzeige nach Beendigung des Verfahrens nach rechts	Einstellrichtung des Handrads zur Einstellung der Neigung (von oben gesehen)	
 (- Bereich)	 im Uhrzeigersinn: Das 50 mm-Hauptgerät wird rechts abgesenkt.	
 (+ Bereich)	 gegen den Uhrzeigersinn: Das 50 mm-Hauptgerät wird rechts angehoben.	

- ⑥ Falls die Höhenanzeige nicht in der Mitte steht, wiederholen Sie anschließend die vertikale Positionierung.

WICHTIG

Wenn Sie das Handrad für die Neigungseinstellung gegen den Uhrzeigersinn drehen, achten Sie besonders darauf, dass das Tastsystem das Tastelement nicht, wie in der Abbildung unten gezeigt, berührt. Dabei würde das Tastsystem zu starker Krafteinwirkung ausgesetzt und könnte beschädigt werden. Brechen Sie in diesem Fall die Einstellung mittels Handrad zur Neigungseinstellung ab und stellen Sie stattdessen die gewünschte Neigung durch entsprechende Positionierung des Werkstücks und des Hauptgeräts ein.



- ⑦ Verfahren Sie das Tastsystem, in dem Sie den Joystick unten rechts auf der Anzeige-/Bedieneinheit benutzen. Achten Sie beim Verfahren darauf, dass das Tastsystem in etwa parallel zum Werkstück ist.

TIPP

Die Vorgehensweise beim Positionieren in vertikaler Richtung ist in Abschnitt 4.1.1, "Vertikale Positionierung" beschrieben.

TIPP

Wird die Schaltfläche [0-Just.] im Startmenü gedrückt, so wird die aktuelle Position des Tastelements als Nullpunkt für die Messung eingestellt. Genaue Informationen finden Sie in Abschnitt 5.4.1, "Nullpunkt-Einstellung".

- Nivellierung mittels Handrad zur Neigungseinstellung am 50 mm-Hauptgerät (Einstellung mit Kufe)

Bei Messungen mit Kufe muss die Nivellierung visuell vorgenommen werden, um Bereichsüberschreitungen zu vermeiden.

4.1.2.2 Nivellierung mit dem Nivelliertisch


Der Einsatz eines Nivelliertisches (Sonderzubehör) ermöglicht die Nivellierung von geeigneten Werkstücken.





Die Vorgehensweise ist in etwa die gleiche wie bei der Nutzung des Handrads zur Neigungseinstellung am Hauptgerät, nur dass stattdessen die Einbaumessschraube am Nivelliertisch genutzt wird.

- ① Prüfen Sie, ob die Höhenanzeige im Startfenster ungefähr die mittlere Position anzeigt.
- ② Verfahren Sie das Tastsystem mittels Joystick ganz nach rechts.
- ③ Prüfen Sie anschließend, ob die angezeigte Position (Endpunkt der Verfahrensbewegung) in der Höhenanzeige eine andere ist, als in Schritt ① (Startpunkt der Verfahrensbewegung).
- ④ Falls die angezeigte Position in der Höhenanzeige sich geändert hat, fahren Sie mit Schritt ⑤ fort, um die Neigung einzustellen.

Wenn sich die angezeigte Position nicht geändert hat, bedeutet dies, dass die Nivellierung beendet ist.

- ⑤ Drehen Sie, wenn nötig, das Handrad zur Neigungseinstellung, bis die Höhenanzeige die mittlere Position anzeigt.



Höhenanzeige nach Beendigung der Voreinstellung	Einstellrichtung der Digimatic Einbaumessschraube (von vorne gesehen)
 (- Bereich)	 im Uhrzeigersinn: Die Tischoberfläche wird auf der rechten Seite angehoben.
 (+ Bereich)	 gegen den Uhrzeigersinn: Die Tischoberfläche wird auf der rechten Seite abgesenkt.

- ⑥ Wiederholen Sie nach dieser Einstellung die vertikale Positionierung, falls die Höhenanzeige nicht die mittlere Position anzeigt.
- ⑦ Verfahren Sie das Tastsystem mittels Joystick und prüfen Sie, ob das Werkstück richtig nivelliert ist.

4.2 Kalibrierung

Dieses System kann mit zwei verschiedenen Methoden kalibriert werden: "Ra-Kalibrierung" mit dem als Standardzubehör mitgelieferten Raunormal und "Stufenkalibrierung" mit dem als Sonderzubehör erhältlichen Stufennormal.

Bei der "Ra-Kalibrierung" wird die Differenz zwischen einem Messwert (Kalibrierungsmesswert) und einem Referenzwert (dem des Raunormals) nach der Messung des Raunormals (Kalibrierungsmessung) kompensiert.

Die "Stufenkalibrierung" dient zur Ermittlung des Kompensationswertes für die Differenz zwischen einem Messwert und dem Wert des Stufennormals, falls bei der Stufenkalibrierung eine Differenz festgestellt wird.


Je nach Umgebungs- und Einsatzbedingungen empfiehlt es sich, diese Kalibrierungen regelmäßig durchzuführen. Vor dem ersten Einsatz des Systems und nach dem Auswechseln des Tastsystems und/oder Tastelements muss das System ebenfalls kalibriert werden.

Andernfalls können keine zuverlässigen Messergebnisse erzielt werden.

4.2.1 Kalibriernormal platzieren

■ Vorbereiten des 50 mm-Hauptgeräts für die Kalibrierungsmessung

1. Platzieren Sie ein Kalibriernormal auf einer ebenen Platte (Planplatte).



-
- TIPP**
- Das Stufennormal hat eine 2 µm- und eine 10 µm-Stufe. Um eine möglichst genaue Kalibrierung zu erreichen, wählen Sie die Stufe, die den Stufen auf dem zu messenden Werkstück am nächsten kommt.
 - Wird die Kalibrierung mit der 10 µm-Stufe des Stufennormal durchgeführt, so müssen die Kalibrierwerte geändert werden. Genaue Informationen hierzu finden Sie unter “■ Geänderte Anzeige bei Änderung der Kalibrierbedingungen” in Abschnitt 4.2.2, “Kalibrierung ausführen.”
-


4. Vorbereitung der Messung

2. Stellen Sie das Tastsystem ein. Führen Sie die vertikale Positionierung und Nivellierung durch, um Höhe und Winkel des Tastsystems einzustellen.

- TIPP**
- Bestimmen Sie bei Verwendung eines Stufennormals die Positionen des Tastsystems und des Stufennormals so, dass die Tastelementspitze in dem auf dem Stufennormal markierten Messbereich parallel zur Startlinie ist.

Stufennormal (Nr.178-611)

Tastsystem so einstellen, dass die Tastelementspitze im Messbereich auf dem Stufennormal parallel zur Startlinie ist.




- Nennwert: Stufe = 2 μm und 10 μm (eingraviertes Wert = Nennwert $\pm 20\%$)
- Fehlergrenzen des Messwerts: $\pm 0,05 \mu\text{m}$ (Messwerte werden ins Prüfprotokoll eingetragen.)
- Informationen zur vertikalen Positionierung siehe Abschnitt 4.1.1, "Vertikale Positionierung".

Informationen zur Nivellierung siehe Abschnitt 4.1.2, "Einstellung der Neigung"

HINWEIS Für die Nivellierung mit einem Stufennormal muss eine ebene Oberfläche, keine Stufe, verwendet werden.

3. Die Messrichtung muss senkrecht zu den Rillen auf dem Normal sein.



4.2.2 Kalibrierung ausführen

■ Kalibrierung mit den empfohlenen Werten

Bei der Kalibrierung mit einem Raunormal und/oder einem Stufennormal wird empfohlen, die Kalibrierung mit den Einstellungen vorzunehmen, die auch bei der Kalibrierung des Normals verwendet wurden. Diese finden Sie in den folgenden Listen.

- Empfohlene Werte, die bei der Kalibrierung des Raunormals verwendet wurden

Kalibrierbedingung	empfohlene Einstellung
Norm	JIS1994
Parameter	Ra
Nennwert	2.95 µm
Messprofil	R-Profil
Grenzwellenlänge (Cutoff-Wert)	2.5 mm
Verfahrgeschwindigkeit	0.5 mm/s
Messbereich	80 µm
Anzahl Einzelmessstrecken	5
Filter	GAUSS
Vor-/Nachlauf	eingeschlossen

HINWEIS

Falls Sie für die Ra-Kalibrierung ein anderes als das mitgelieferte Raunormal (Standardzubehör) verwenden, ändern Sie vor der Kalibrierung die für die Ra-Kalibrierung voreingestellten Bedingungen entsprechend. Siehe auch “■ Geänderte Anzeige bei Änderung der Kalibrierbedingungen”.


- Empfohlene Werte, die bei der Kalibrierung des Stufennormals verwendet wurden

Kalibrierbedingung	empfohlene Einstellung
Beliebige Messstrecke (L)	6 mm
Messbereich	80 µm
Verfahrgeschwindigkeit	0.5 mm/s
Stufe	10 µm (oder 2 µm)

HINWEIS

- Falls Sie für die Stufenkalibrierung ein anderes als das als Sonderzubehör gelieferte Stufennormal verwenden, ändern Sie vor der Kalibrierung die für die Stufenkalibrierung voreingestellten Bedingungen entsprechend.
 - Die Kalibrierbedingung “Beliebige Länge L” kann bei der Stufenkalibrierung nicht geändert werden.
-


■ Touchscreen-Anzeigen (Fenster) während der Kalibrierung



< Messergebnisse der Rauheitskalibrierung >



< Messergebnisse der Stufenkalibrierung >



① Nennwert

- Der Nennwert ist der auf dem Raunormal und Stufennormal eingetragte Wert.
- Bei der ersten Kalibrierung wird für die Ra-Kalibrierung "2.95 µm" und für die Stufenkalibrierung "10 µm" angezeigt.
- Bevor Sie die Schaltfläche [Update] berühren, prüfen Sie, ob der korrekte Nennwert angezeigt wird. Wenn das nicht der Fall ist, geben Sie den Nennwert neu ein und drücken Sie anschließend die Schaltfläche [Update].
- Rechts neben dem Nennwert wird das Datum der letzten Kalibrierung angezeigt.

② Kalibrierwert laden

Wenn der Kalibrierwert geladen wird (Schaltfläche [Update]), wird der letzte Kalibrierwert mit dem neuen, anhand des Nennwertes berechneten und als Ergebnis der Kalibrierungsmessung angezeigten Wert überschrieben. Der neue Wert wird gespeichert. Berühren Sie die Schaltfläche [Update] nur, wenn Sie den Kalibrierwert aktualisieren wollen. Um zum Startfenster zurückzukehren und den letzten Kalibrierwert beizubehalten, berühren Sie die Schaltfläche [HOME].

③ Kalibrierwert löschen

Um den Kalibrierwert auf die Standardeinstellung zurückzusetzen, berühren Sie die Schaltfläche [Loesch. Kal.Wert].


Nach dem Löschen des Kalibrierwerts muss eine Kalibrierungsmessung durchgeführt und der Kalibrierwert geladen werden, damit korrekte Messergebnisse erzielt werden können.

④ Historie (Kalibrierungsstatistik)

Es können max. 200 Kalibrierwerte gespeichert werden. Wenn die gespeicherten Daten diese Kapazität überschreiten, werden sie automatisch überschrieben. Dabei werden die ältesten Einträge zuerst überschrieben und die Einträge aktualisiert.

In der Kalibrierungsstatistik werden auch die Daten der Löschung von Kalibrierwerten gespeichert.

■ Touchscreen-Anzeigen (Fenster) während der Änderung der Kalibrierbedingungen



- TIPP**
- Berühren Sie die Schaltfläche [Initialisieren] im Fenster zur Einstellung der Kalibrierbedingungen, um die Standard-Kalibrierbedingungen einzustellen. Beim Umschalten der Kalibriermethode (Rauheitskalibrierung/Stufenkalibrierung) werden die entsprechenden Bedingungen ebenfalls auf die Standardbedingungen zurückgesetzt.
 - Bei der Stufenkalibrierung kann nur die Verfahrensgeschwindigkeit geändert werden.

5

Messung

In diesem Kapitel werden die grundlegenden Vorgehensweisen bei der Rauheitsmessung beschrieben.

5.1 Messung

Die Messung beginnt, wenn das Tastsystem auf das Werkstück aufgesetzt und die [START/STOP]-Taste gedrückt wird. Wenn die Messung beendet ist, wird das Messergebnis im Startfenster angezeigt.

5.1.1 Werkstück und Hauptgerät positionieren

Messungen sollten auf einem festen Untergrund an einem Ort, an dem keine Erschütterungen auftreten, durchgeführt werden. Nur dann sind korrekte und zuverlässige Messergebnisse gewährleistet.


■ Werkstück und Hauptgerät positionieren

1. Werkstück so platzieren, dass die Messfläche eben ist.
2. Hauptgerät aufstellen. Vertikale Positionierung und Nivellierung durchführen, um Höhe und Winkel des Tastsystems einzustellen.

- TIPP**
- Siehe Abschnitt 4.1.1, "Vertikale Positionierung"
 - Siehe Abschnitt 4.1.2, "Einstellung der Neigung".

- TIPP**
- Wenn die Messung an einer beliebigen Position beginnen soll, bestimmen Sie diese Position mittels Joystick.
 - Um eine Messung über den gesamten Verfahrbereich des Hauptgeräts als Verfahrstrecke durchzuführen, starten Sie die Messung an der Position 0 mm (am linken Ende des Verfahrbereichs).

Gesamter Verfahrbereich: 50,8 mm



5.1.2 Messung starten

Die Messung kann von jeder beliebigen Position innerhalb des Verfahrbereichs gestartet werden.

■ Vorgehensweise

Startfenster aufrufen.



Tastensystem an eine beliebige Position verfahren.

Verfahren Sie das Tastensystem mittels Joystick-Bedienung an eine beliebige Position, an der die Messung gestartet werden soll.



[START/STOP]-Taste drücken.


Der Messvorgang beginnt, sobald das Tastensystem zu verfahren beginnt. Das Messprofil wird auf dem Touchscreen angezeigt.

HINWEIS

Wenn das Tastensystem das Ende des Verfahrbereichs erreicht, ertönt ein Alarmsignal und die Messung wird gestoppt.

TIPP

Die Anzeigart des Profils kann geändert werden. Siehe Abschnitt 5.2.3.



⇒ Wenn die Messung beendet ist, erscheint eine Meldung, die besagt, dass die Berechnung durchgeführt wird.

TIPP

Das Tastensystem kehrt nach Beendigung des Messvorgangs automatisch an die Messstartposition zurück, wenn die Auto-Return-Funktion (automatisches Rückfahren) vor der Messung aktiviert wurde. Siehe Abschnitt 6.12.5, "Automatisches Rückfahren" einstellen.



Sobald die Berechnung beendet ist, werden das Profil und die Berechnungsergebnisse angezeigt.


Die Anzeigeparameter können geändert werden.

5.2 Ergebnisanzeige ändern

Im Startfenster können die Berechnungsergebnisse für bis zu drei Parameter angezeigt werden. Falls mehr Berechnungsparameter eingestellt wurden, kann die Parameteranzeige mit Hilfe der Scroll-Schaltflächen geändert werden. Im Berechnungsergebnis-Fenster können auch gleichzeitig die Ergebnisse für bis zu sechs Parameter, bzw. für die entsprechenden Einzelmessstrecken angezeigt werden.

5.2.1 Anzeigeparameter ändern

Wenn die Berechnungsergebnisse im Startfenster angezeigt werden, kann die Parameteranzeige "auf- und abgescrollt", um weitere Parameter anzeigen zu lassen.



Mit jedem Berühren der "Scroll"-Schaltfläche werden die Parameter, die über die Funktion zur Auswahl der Anzeigeparameter eingestellten Parameter der Reihe nach angezeigt: "Ra" → "Rq" → "Rz"

Es werden nur die Parameter angezeigt, die in den Messbedingungen benutzerdefiniert ausgewählt wurden.

TIPP Siehe Abschnitt 6.6, "Auswählen der Anzeigeparameter (benutzerdefinierte Einstellung)", falls Sie andere Parameter einstellen wollen.

TIPP

- "V" vor dem Berechnungsergebnis: Daten enthalten Bereichsüberschreitung
- "C" vor dem Berechnungsergebnis: für die Berechnung wurde "cutout and/or clipping" eingestellt
- "S" vor dem Berechnungsergebnis: Messung wurde abgebrochen, Berechnung erfolgte anhand der bereits ermittelten Daten
- "L" vor dem Berechnungsergebnis: es wurde keine Spitze erfasst
- Diese Symbole werden in der folgenden Rangfolge angezeigt:
"V" → "C" → "S" → "L."

5.2.2 Berechnungsergebnis anzeigen

Berühren Sie die Schaltfläche [Berech. Ergebn.] im Startfenster, um das Ergebnisfenster aufzurufen.

<Ergebnis berechnen>

↑ : 1 Parameterzeile nach oben
⇧ : 3 Parameterzeilen nach oben
⇩ : 3 Parameterzeilen nach unten
↓ : 1 Parameterzeile nach unten

<Einzelergebnis>

Berechnungsergebnisse für jede Einzelmessstrecke

TIPP Parameter, die nicht für jede Einzelmessstrecke, sondern über die gesamte Messstrecke berechnet werden, werden nicht im Einzelergebnis-Fenster angezeigt.


TIPP Informationen zum Ausdrucken der Einzelergebnisse finden Sie in Abschnitt 13.3 "Druckbedingungen einstellen".

TIPP Um die Ergebnisse der Einzelmessstrecken ausgeben zu können, speichern Sie diese als BMP-Dateien über die "Bildschirmdruck-Funktion" auf einer optionalen Speicherkarte. Weitere Informationen zu Speicherkarten finden Sie in Abschnitt 13.2, "Datenausgabe einstellen (Funktion der DATA-Taste festlegen)".

5.2.3 Grafische Anzeige vergrößern

Das Messprofil kann vergrößert werden. Der Vergrößerungs- (Skalierungs-) faktor ist einstellbar. Die vergrößerte Anzeige kann seitlich gescrollt werden.

■ Fenster bei der Vergrößerung des Profils



• Methode zur Einstellung der Anzeigevergrößerung

Die Anzeigevergrößerung wird als X-Achsen- und Y-Achsen-Skalierungsfaktor im Fenster [Zeichenskalierung] eingestellt. Um einen beliebigen Faktor einzugeben, klicken Sie die entsprechende Schaltfläche H-Verg. oder V-Verg. und dann die Schaltfläche [Enter] an.

horizontale Vergrößerung	Mess- und Auswertprofil werden mit der für die horizontale Richtung eingestellten Vergrößerung angezeigt. Bei Auswahl von [AUTO] wird automatisch der für die Anzeige passende Vergrößerungsfaktor gewählt. (Der Skalierungsfaktor für die Vergrößerung in der Anzeige ist mit dem für den Ausdruck verknüpft, d. h. wenn der Skalierungsfaktor für die Anzeige geändert wird, erfolgt auch der Ausdruck mit der entsprechenden Vergrößerung.)
vertikale Vergrößerung	Mess- und Auswertprofil werden mit der für die vertikale Richtung eingestellten Vergrößerung angezeigt. Bei Auswahl von [AUTO] wird automatisch der für die Anzeige passende Vergrößerungsfaktor gewählt. (Der Skalierungsfaktor für die Vergrößerung in der Anzeige ist mit dem für den Ausdruck verknüpft, d. h. wenn der Skalierungsfaktor für die Anzeige geändert wird, erfolgt auch der Ausdruck mit der entsprechenden Vergrößerung.)

- TIPP**
- Wenn die Schaltfläche [Anpassen] angeklickt wird, wird die Vergrößerung des Profils automatisch an den Anzeigebereich des Startfensters angepasst. Nutzen Sie diese Schaltfläche, um den Gesamttrend des Mess- oder Auswerteprofils zu prüfen.
 - Im Mess- oder Auswertungsmodus wird das angezeigte Profil automatisch an den Anzeigebereich des Startfensters angepasst.
 - Um die Profile mehrerer Werkstücke zu vergleichen empfiehlt es sich, einen festen Skalierungsfaktor einzustellen.

HINWEIS

Unten rechts im Fenster [Zeichenskalierung] wird der Vergrößerungsfaktor im Startfenster angezeigt. Die Art der Anzeige hängt davon ab, ob die Funktion [Anpassen] verwendet wird oder nicht.

Wenn die Funktion [Anpassen] nicht verwendet wird:

[Skalierung] wird angezeigt, das bedeutet, dass für Anzeige und Druck der gleiche Vergrößerungsfaktor gilt.



Wenn die Funktion [Anpassen] verwendet wird:

[Anpassen] wird angezeigt, das bedeutet, dass die Anzeigevergrößerung für das Startfenster verwendet wird. In diesem Fall sind der Vergrößerungsfaktor für Anzeige und Ausdruck nicht identisch. Für den Ausdruck wird entweder die Einstellung [AUTO] oder ein fester Vergrößerungsfaktor verwendet.



• **Methode zur Umschaltung des Profils während der Messung**

Bei jedem Drücken der Schaltfläche [Anzeige ändern] im Fenster [Zeichenvergrößerung] ändert sich die Einstellung in der Reihenfolge "Standard" → "Auto Shift Display" → "Auto Scale Display".

Während der Messung wird das Profil entweder anhand der Einstellung [AUTO] oder gemäß der eingestellten festen Vergrößerung angezeigt, unabhängig davon, was unter [Anzeige ändern] eingestellt wurde.

Standard	Wenn der vertikale Vergrößerungsfaktor auf [AUTO] gesetzt wird, wird dieser an den Messbereich angepasst. Ist ein vertikaler Vergrößerungsfaktor eingestellt, so wird das Messprofil mit diesem Faktor angezeigt. Je nach dem, wie groß der eingestellte Faktor ist, kann es sein, dass das Profil nicht komplett in der Anzeige zu sehen ist.
Auto Shift Display (Auto Versatz)	Bei der Messung wird das Profil durch automatischen Versatz in der Mitte des Touchscreens angezeigt.
Auto Scale Display (Auto Skalierung)	Bei der Messung wird das Profil automatisch mit dem passenden vertikalen Vergrößerungsfaktor angezeigt.

5.3 Messergebnisse drucken

Messergebnisse können über den eingebauten Drucker ausgedruckt werden.

5.3.1 Druckmethode

Messergebnisse können automatisch oder manuell ausgedruckt werden.

TIPP

Informationen über die Druckereinstellungen finden Sie in Abschnitt 13.3, "Druckbedingungen einstellen".

■ Automatisches Drucken


Die Messergebnisse werden den eingestellten Bedingungen entsprechend automatisch ausgedruckt, sobald die Messung beendet ist.

■ Manuelles Drucken

Schaltfläche [PRINT] auf der Anzeige-/Bedieneinheit drücken, um die Messergebnisse den eingestellten Bedingungen entsprechend auszudrucken.

■ Folientasten

Die Tasten [PRINT] und [FEED] für den Ausdruck befinden sich auf der Folientastatur unterhalb des Touchscreens.



TIPP

- Während des Ausdrucks erscheint die Meldung "Drucken. Mit PRINT-Taste wird der Druck abgebrochen".




■ Druckformat


<Messbedingungen>

Mitutoyo		SURFTEST	
		SJ-500	
Date	2008/05/13		
Time	14:58:25		
Comment	TEST		
[A] Evaluating Cond.			
Standard	ISO1997		
Profile	R		
Filter	GAUSS		
λ_c	0.8mm		
λ_s	2.5 μ m		
N	5		
Pre/Post	ON		
Del.Wave	OFF		
Prof.Comp.	OFF		
Mean Line	OFF		
Tol.Judge	OFF		
Measurement Conditions			
Meas.Mode	Norm Meas.		
M-Speed	0.5mm/s		
R-Speed	10mm/s		
Range	800 μ m		
Over Range	ESC		
AutoReturn	OFF		
Drive	ON		
Stylus	12AAC731		
Skid	No		
Arm Cor.	OFF		
StylOrient	Downward		
Resume Cal	OFF		
Chg Pol ty	+		
Calc.Result			
Ra	0.78	μ m	
Rq	1.02	μ m	
Rz	6.20	μ m	

<Profil>



<Diagramm>



5.4 Hilfsfunktionen für die Messung

5.4.1 Nullpunkt-Einstellung

Die Funktion zur Nullpunkt-Einstellung setzt die aktuelle Tastelement-Position als Nullpunkt für die Messung, wenn ein geringer Tastelement-Versatz (Abweichung von $\pm 90 \mu\text{m}$) vorliegt.


■ Methode zur Nullpunkt-Einstellung

Die Nullpunkt-Einstellung kann im Startfenster, im Kalibrierungsfenster, im Statistikfenster oder im Fenster für N-Sektionen-Messung vorgenommen werden.


Wenn die Nullpunkt-Einstellung ausgeführt wird, werden Messung und Berechnung mit der aktuellen Tastelement-Position als Nullpunkt durchgeführt.

Der zulässige Bereich für die Nullpunkt-Einstellung beträgt $\pm 90 \mu\text{m}$. Wenn die Nullpunkt-Einstellung ausgeführt wird, wenn sich das Tastelement außerhalb des Bereichs von $\pm 90 \mu\text{m}$ tritt ein Fehler auf. Nehmen Sie in diesem Fall die vertikale Ausrichtung vor, um das Tastelement in den Bereich von $\pm 90 \mu\text{m}$ zu setzen.

<Startfenster>



[0-Just.]



Der angezeigte Wert für die Tastelement-Position wird 0.0.

Die Höhenanzeige zeigt die mittlere Position an.

HINWEIS

- Die Nullpunkt-Einstellung ist nicht möglich, wenn sich das Tastelement außerhalb des Bereichs von $\pm 90 \mu\text{m}$ befindet. Stellen Sie die Höhe des Tastsystems so ein, dass die Tastelement-Position innerhalb des Bereichs von $\pm 90 \mu\text{m}$ liegt.
- Nach Beendigung einer jeden Messung wird die Nullpunkt-Einstellung gelöscht. Bei Bedarf muss sie vor der nächsten Messung erneut durchgeführt werden.

5.4.2 Nullpunkt-Versatz

■ Zweck der Nullpunkt-Versatz-Funktion


Je nach Form des Werkstücks kann das Profil in einen Bereich abweichen, der zu weit vom Nullpunkt entfernt ist, wie in Abb. A dargestellt. In diesem Fall kann der Messbereich nicht effektiv genutzt werden.

Mit der Nullpunkt-Versatz-Funktion kann der tatsächliche Messbereich erweitert werden, in dem die Messstart-Höhe an eine beliebige Position versetzt wird, wie in Abb. B gezeigt.

Abb. A:
Das Messprofil weicht in einen Bereich zwischen 0 und 400 ab.



Abb. B:
Die Abweichung des Messprofils wird durch Versetzen der Messstarthöhe auf 0 oder niedriger korrigiert.



Die Standardeinstellung für den Versatz ist $-90\text{ }\mu\text{m}$ bis $+90\text{ }\mu\text{m}$.

Wird der Nullpunkt-Versatz wiederholt ausgeführt, während das Tastelement das Werkstück berührt, so ändert sich der Versatzbetrag.

Wenn z. B. die Höhe des Tastsystems an der Messstartposition innerhalb eines Bereichs von $800\text{ }\mu\text{m}$ auf $90\text{ }\mu\text{m}$ gesetzt wird, wenn die Höhe der Tastelement-Position $0\text{ }\mu\text{m}$ ist, so ist bei der nächsten Einstellung der zulässige Versatzbetrag wieder zwischen $90\text{ }\mu\text{m}$ und $-90\text{ }\mu\text{m}$.

HINWEIS


Nach Beendigung der Messung wird der Nullpunkt-Versatz gelöscht.
Bei Bedarf muss er vor jeder Messung neu vorgenommen werden.

Je nach eingestelltem Messbereich sind die zulässigen Bereiche für den Versatz der Tastsystem-Höhe wie folgt:

- bei $8\text{ }\mu\text{m}$ Messbereich: zwischen $-4\text{ }\mu\text{m}$ und $4\text{ }\mu\text{m}$
- bei $80\text{ }\mu\text{m}$ Messbereich: zwischen $-40\text{ }\mu\text{m}$ und $40\text{ }\mu\text{m}$
- bei $800\text{ }\mu\text{m}$ Messbereich: zwischen $-400\text{ }\mu\text{m}$ und $400\text{ }\mu\text{m}$

■ Touchscreen-Anzeigen beim Nullpunkt-Versatz

< Startfenster >




[Z-Shift]

[ENTER]: übernehmen

[ESC]: abbrechen


< Eingabe des Nullpunkt-Versatzwerts >



■ Vorgehensweise

Hier wird der Versatz der Tastsystem-Höhe auf -150 µm beschrieben.
Der Messbereich muss auf 800 µm eingestellt sein.

<Startfenster>



Berühren Sie im Startfenster die Schaltfläche [Z.-Shift].


⇒ Das Fenster zur Eingabe des Nullpunkt-Versatzwerts wird angezeigt.

Verfahren Sie das Tastelement mittels Handrad für Höhenverstellung auf der Tastsystemaufnahme so, dass der angezeigte Wert der Tastelement-Position im Eingabefenster ca. "150 µm" beträgt (der gewünschte Wert).

Die Tastelement-Position sollte in einem Bereich von $\pm 100 \mu\text{m}$ von der gewünschten Position eingestellt werden ($-150 \mu\text{m} \pm 90 \mu\text{m}$).

Die Position des Tastelements kann in der Anzeige der Achsen-Koordinatenwerte oben rechts im Startfenster abgelesen werden.

<Eingabe des Nullpunkt-Versatzwerts>



Geben Sie in das Eingabefeld für den Nullpunkt-Versatzwert "-150" ein.

Drücken Sie die Schaltfläche [ENTER].

⇒ Der Nullpunkt-Versatz wird ausgeführt und das Startfenster wieder angezeigt.

Drücken Sie [ESC], um den Vorgang abubrechen.

⇒ Der Nullpunkt-Versatz wird dann nicht ausgeführt und das Startfenster wird wieder angezeigt.

TIPP

Informationen zur Eingabe numerischer Werte siehe Abschnitt 3.2.3, "Eingabe numerischer Werte".

HINWEIS

- Wenn der Nullpunkt-Versatzwert den zulässigen Bereich ($\pm 90 \mu\text{m}$) überschreitet, wird – auch wenn [ENTER] gedrückt wird – kein Versatz durchgeführt und das Startfenster wieder angezeigt. Ändern Sie in diesem Fall den Eingabewert entsprechend oder stellen Sie die Höhe des Tastsystems neu ein.
- Nach Abschluss der Messung wird der Nullpunkt-Versatz gelöscht. Bei Bedarf muss er vor jeder Messung neu eingestellt werden.

NOTIZEN

6

Auswerte- und Messbedingungen ändern


Die Geräte der Serie SJ-500 entsprechen den folgenden Rauheitsnormen: JIS2001, JIS1994, JIS1982, ISO1997, ANSI und VDA.

Auswerte- und/oder Messbedingungen können je nach gewünschter Rauheitsnorm, Grad der Rauheit und Messposition geändert werden.

Die Auswertebedingungen beziehen sich auf die Bearbeitung der gemessenen Daten bei der anschließenden Berechnung.

Die Messbedingungen bestimmen den Ablauf der Messung vom Messstart bis zum Ende der Messung.

Auswerte- und Messbedingungen können in Listenform im Fenster [Bedingungen] eingesehen werden. Von diesem Fenster aus können Sie in die Fenster zum Einstellen der Auswertebedingungen und der Messbedingungen wechseln.



TIPP

- In diesem System können zwei verschiedene Sätze Auswertebedingungen eingestellt und berechnet werden. Dies ist besonders nützlich bei der Wellenform-Analyse verschiedener Auswerteprofile.
 - Die beiden Sätze werden separat in den Fenstern [A Auswertebedingungen] und [B Auswertebedingungen] eingestellt. Die Messbedingungen werden für beide Sätze gemeinsam eingestellt.
 - Im Fenster zur Einstellung der Auswertebedingungen B können Sie über die Schaltfläche [AN] oder [AUS] wählen, ob eine Berechnung anhand der Auswertebedingungen B durchgeführt werden soll oder nicht. Wird hier [AUS] gewählt, erfolgt keine Berechnung.
-

Stellen Sie die Bedingungen der gewünschten Rauheitsnorm entsprechend ein. Wichtige Informationen dazu finden Sie in Kap. 18 "Referenz-Informationen".

■ Bedingungen ändern

Einige Bedingungen werden, der ausgewählten Rauheitsnorm entsprechend, automatisch eingestellt.

Wenn solche voreingestellten Bedingungen geändert werden und es keine entsprechende Norm gibt, wird die Änderung vom System ignoriert.

Informationen über die Relation zwischen den Bedingungssätzen A und B finden Sie in Abschnitt "■ Relation zwischen eingestellten Bedingungen".

Um geänderte Einstellungen wieder auf die vorherige Einstellung zurückzusetzen, müssen sie erneut geändert werden. Es empfiehlt sich daher, häufig benötigte Sätze von Bedingungen im internen Speicher oder auf einer Speicherkarte zu speichern. Mehr dazu finden Sie in Kap. 12 "Speichern/Laden".

Die Bedingungen bleiben im internen Speicher auch nach dem Ausschalten des Systems erhalten, so dass Sie nach dem Wiedereinschalten Messungen unter den gleichen Bedingungen durchführen können.

■ Änderbare Bedingungen

In der folgenden Tabelle sind die Bedingungen aufgeführt, die geändert werden können.
Die werkseitigen Standardeinstellungen sind ebenfalls angegeben.

Standardeinstellungen der Auswertebedingungen

Auswertebedingung	Standardeinst.	Anmerkung	Referenz
Rauheitsnorm	ISO1997		6.1
Auswerteprofil	R-Profil		6.2
Filter	GAUSS		6.3
Grenzwellenlänge λ_c	0.8 mm		6.2
Grenzwellenlänge λ_s	2.5 μ m		6.2
Anzahl Einzelmessstrecken	$\times 5$	Messlänge auf beliebige Länge stellen, wenn die Messung mit einer anderen Anzahl an Einzelmessstrecken durchgeführt werden soll.	6.4
Parameter	nur Ra, Rz und Rq	Parameter-Auswahl kann bei Bedarf geändert werden	6.6
GO/NG-Bewertung	AUS	oberen oder unteren Grenzwert für Rauheit eingeben, wenn das Werkstück bewertet werden soll	6.7
Vor-/Nachlaufstrecke	AN	Einstellung normalerweise auf "EIN", da die Rauheitsnormen Vor- und Nachlaufstrecken für die Messstrecken vorsehen. Bei sehr engen Platzverhältnissen bei der Messung kann diese Option ausgeschaltet werden.	6.9
Bereich löschen	AUS		6.10
Kurvenkompensation	AUS	Methode zur Kurvenkorrektur auswählen	6.8
Mittellinien-Bearbeitung	AUS		18.3
B Auswertebedingungen	AUS		6.1

Standardeinstellungen der Messbedingungen

Messbedingung	Standardeinst.	Anmerkung	Referenz
Messgeschwindigkeit	0.5 mm/s	Messgeschwindigkeit des Tastsystems kann geändert werden	6.12.1
Rückfahrgeschwindigkeit	10 mm/s	Einstellung der Geschwindigkeit, mit der das Tastsystem nach der Messung an die Messstartposition zurück gefahren wird (max. 5mm/s, wenn das Tastelement das Werkstück berührt)	6.12.2
Messbereich	800 μ m	8 μ m, 80 μ m oder 800 μ m	6.12.3
Bereichsüberschreitung	ESC	"ESC," "ESC-," "ESC+," oder "GO" können als Vorgehensweise bei Bereichsüberschreitung gewählt werden	6.12.4
Auto-Return	AUS	Einstellung, ob das Tastsystem nach der Messung an die Startposition zurückgefahren wird oder nicht	6.12.5
X-Achsen-Vorschub	EIN	Stellen Sie diese Option auf AUS, wenn die Vorschubeinheit während der Messung nicht verfahren werden soll.	6.12.6
Armkompensation	AUS	Stellen Sie die Option auf EIN, wenn die Tastelementkrümmung kompensiert wird	6.12.7
Tastelement-Ausrichtung	nach unten	bei Bedarf "nach oben" einstellen	6.12.8
Automatische Ausrichtung	AUS	Vormessung und Nivellierung werden durchgeführt, wenn ALT auf EIN gesetzt wurde. (nur mit optionalem automatischem Nivelliertisch)	6.12.9
Berechnung wieder aufnehmen	AUS	Bei Auswahl von EIN wird die Parameterberechnung anhand der bereits erfassten Daten durchgeführt, wenn die Messung unterbrochen wird. Wenn für die jeweilige Auswertebedingung nicht genügend Daten vorliegen, tritt ein Berechnungsfehler auf.	6.12.10
Polarität ändern	+	Wird hier "-" eingestellt, werden die Berechnung und Anzeige der Wellenform mit umgekehrtem Vorzeichen vorgenommen.	6.12.11

■ Relation zwischen eingestellten Bedingungen

● Relation zwischen Normen, Profilen und Filtern

Bei Auswahl einer anderen Rauheitsnorm wird die Filter-Einstellung automatisch entsprechend geändert.

Rauheits-norm	Auswertprofile					
	P	R	W	DF	R-Motif	W-Motif
JIS1982	-	2CR75	-	-	-	-
JIS1994	-	GAUSS	-	-	-	-
JIS2001	GAUSS	GAUSS	GAUSS	GAUSS	GAUSS	GAUSS
ISO1997	GAUSS	GAUSS	GAUSS	GAUSS	GAUSS	GAUSS
ANSI	-	GAUSS/PC75	GAUSS/PC75	-	-	-
VDA	GAUSS	GAUSS	GAUSS	GAUSS	-	-
Frei	2CR75/PC75 GAUSS Robust Spline	2CR75/PC75 GAUSS Robust Spline	2CR75/PC75 GAUSS Robust Spline	2CR75/PC75 GAUSS Robust Spline	2CR75/PC75 GAUSS Robust Spline	2CR75/PC75 GAUSS Robust Spline

● Relation zwischen Einzelmessstrecken und Auswertprofilen

In der folgenden Tabelle finden Sie die Standardeinstellungen für die Anzahl der Einzelmessstrecken.

Auswertprofile	Anzahl Einzelmessstrecken
P	5
R	5
W	5
DF	5
R-Motif	beliebig
W-Motif	beliebig

TIPP Für Motif-Parameter ist keine Einstellung der Anzahl der Einzelmessstrecken erforderlich.

● Messgeschwindigkeit für die einzelnen Messlängen

λ_c (mm)	Messgeschwindigkeit (mm/s)
0.025	0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5
0.08	0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5
0.25	0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5
0.8	0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5
2.5	0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5
8	0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5
25	0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5

obere Grenzwert-länge A (mm)	obere Grenzwert-länge B (mm)	L (beliebige Länge)	Verfahrgeschwindigkeit (mm/s)
0.02	0.1	$0.1 \leq L \leq 0.64\text{mm}$	0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5
0.1	0.5	$0.65 \leq L \leq 3.2\text{mm}$	0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5
0.5	2.5	$3.21 \leq L \leq 16.0\text{mm}$	0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5
2.5	12.5	$16.01 \leq L \leq 80\text{mm}$	0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5


6.1 Rauheitsnorm ändern

Das SJ-500-System ist auf die folgenden Rauheitsnormen rückführbar: JIS2001, JIS1994, JIS1982, ISO1997, ANSI und VDA.

TIPP Die aktuell eingestellte Norm wird jeweils oben in den Fenstern zur Einstellung der Auswertebedingungen A (1/3) und B (2/3) angezeigt.

- HINWEIS**
- Die Einstellung einer anderen Norm erfolgt im Fenster [Paramterauswahl].
 - Die Auswahl der Filter und Parameter ist je nach eingestellter Norm eingeschränkt.
 - Die Grenzwellenlänge (λ_s) ist ungültig, wenn JIS1982 gewählt wurde.
 - Bei Einstellung der Norm auf "Frei" können Profil, Parameter, Filter usw. frei ausgewählt werden. Es empfiehlt sich aber, eine der zur Auswahl stehenden Normen einzustellen.

■ Anzeigen beim Einstellen der Norm




■ Vorgehensweise 1 · · · Norm für Auswertebedingungen **A** einstellen

Fenster <Parameterauswahl> zur Einstellung der Auswertebedingungen **A** aufrufen.

Im Startfenster [**AuswerteBed.**] ⇒ [**Norm**] drücken.

<Parameterauswahl>



Schaltfläche [Norm] berühren.

⇒ Die gedrückte Schaltfläche wird markiert

HINWEIS

Welche Profile und Parameter wählbar sind ist abhängig von der eingestellten Norm.

Schaltfläche [Ende] berühren, um zum Fenster Auswertebedingungen zurückzukehren, wo die Einstellungen entsprechend aktualisiert werden.

■ Vorgehensweise 2 · · · Norm für Auswertebedingungen **B** einstellen

Fenster <Parameterauswahl> zur Einstellung der Auswertebedingungen **B** aufrufen.

Im Startfenster [**AuswerteBed.**] ⇒ [**Seite 1/3**] ⇒ [**AUS**] (wenn die Bedingung nicht zutreffend ist ⇒ [**Norm**]).

<B Auswertebedingungen>




Bei jedem Drücken der Schaltfläche oben rechts im Fenster wechselt der Modus zwischen [AN] und [AUS].

⇒ Wenn die Schaltfläche [AN] angezeigt wird, können die Auswertebedingungen geändert werden.

HINWEIS

- Wenn hier [AUS] angezeigt wird, wird keine Berechnung anhand der Auswertebedingungen **B** durchgeführt.
- Wird [AN] angezeigt, erfolgt die Berechnung auch für die Auswertebedingungen **B**.

<Parameterauswahl>



Schaltfläche der gewünschten Norm berühren.

⇒ Die gedrückte Schaltfläche wird markiert.

HINWEIS

Welche Profile und Parameter wählbar sind ist abhängig von der eingestellten Norm.

Schaltfläche [Ende] drücken, um die neue Einstellung zu speichern und zum Fenster B Auswertebedingungen zurückzukehren.

6.2 Auswerteprofile und Grenzwellenlängen ändern

Welche Grenzwellenlänge und welche obere Grenzwertlänge (Motif) eingestellt werden, ist abhängig vom Auswerteprofil. In diesem Abschnitt wird die Einstellung des Auswerteprofiles und der Grenzwellenlänge erläutert.

6.2.1 Auswerteprofil ändern

TIPP In Abschnitt 18.2, "Auswerteprofile und Filter" finden Sie weitere Information zu den verschiedenen Auswerteprofilen und Filter.

■ Auswerteprofile und Filter

In der folgenden Tabelle finden Sie die auswählbaren Filter für jede Norm, nach Auswerteprofilen sortiert.


Rauheits-norm	Auswerteprofil					
	P	R	W	DF	R-Motif	W-Motif
JIS1982	-	2CR75	-	-	-	-
JIS1994	-	GAUSS	-	-	-	-
JIS2001	GAUSS	GAUSS	GAUSS	GAUSS	GAUSS	GAUSS
ISO1997	GAUSS	GAUSS	GAUSS	GAUSS	GAUSS	GAUSS
ANSI	-	GAUSS/PC75	GAUSS/PC75	-	-	-
VDA	GAUSS	GAUSS	GAUSS	GAUSS	-	-
Frei	2CR75/PC75	2CR75/PC75	2CR75/PC75	2CR75/PC75	2CR75/PC75	2CR75/PC75
	GAUSS	GAUSS	GAUSS	GAUSS	GAUSS	GAUSS
	Robust Spline	Robust Spline	Robust Spline	Robust Spline	Robust Spline	Robust Spline

TIPP Nach dem Ändern des Auswerteprofiles gegebenenfalls die Grenzwellenlängen und/oder oberen Grenzwertlängen ändern.

Genaue Informationen zum jeweiligen Profil siehe

- Abschnitt 6.2.2 für P
- Abschnitt 6.2.3 für R oder DF
- Abschnitt 6.2.4 für W
- Abschnitt 6.2.5 für R-Motif
- Abschnitt 6.2.6 für W-Motif

■ Fenster bei der Änderung der Auswertepprofile für ISO1997



■ Vorgehensweise . . . Norm für Auswertebedingungen A einstellen

Fenster <Parameterauswahl> für Auswertebedingungen A zur Änderung der Auswertepprofile für ISO1997 aufrufen.

Im Startfenster **[AuswerteBed.]** ⇒ **[Norm]** drücken.

<Parameterauswahl>



Schaltfläche des gewünschten Profils drücken.

⇒ Die gedruckte Schaltfläche wird markiert.

HINWEIS

Welche Profile und Parameter wählbar sind ist abhängig von der eingestellten Norm.

Schaltfläche **[Ende]** berühren, um zum Fenster A [Auswertebedingungen A] zurückzukehren und die geänderten Einstellungen zu übernehmen.

⇒ Das Fenster A [Auswertebedingungen] wird wieder angezeigt.

6.2.2 Einzelmessstrecke (L)/Grenzwellenlängen (λ_s) des ungefilterten Profils P ändern


Wenn das ungefilterte Profil (P) ausgewählt wird, werden die Einzelmessstrecke (L) und die Grenzwellenlänge (λ_s) im Fenster zur Einstellung der Messbedingungen als variable Parameter in Bezug auf die Grenzwellenlänge angezeigt. Ändern Sie die Einzelmessstrecken (L) und Grenzwellenlängen (λ_s) nach Bedarf.

■ Relation zwischen Einzelmessstrecken (L) und Grenzwellenlängen (λ_s)

Je nach eingestellter Einzelmessstrecke (L) können die folgenden Grenzwellenlängen (λ_s) eingestellt werden:

Einzelmessstrecke (L)	Grenzwellenlänge (λ_s)
0.025 mm	0.25 μ m, 0.8 μ m, 2.5 μ m
0.08 mm	0.25 μ m, 0.8 μ m, 2.5 μ m, 8 μ m
0.25 mm	0.8 μ m, 2.5 μ m, 8 μ m
0.8 mm	2.5 μ m, 8 μ m, 25 μ m
2.5 mm	2.5 μ m, 8 μ m, 25 μ m, 80 μ m
8 mm	8 μ m, 25 μ m, 80 μ m
25 mm	25 μ m, 80 μ m, 250 μ m

■ Anzeigen beim Ändern der Grenzwellenlängen (λ_s) des ungefilterten Profils (P)



■ Vorgehensweise 1 · · · Einstellung von L

Fenster zur Änderung der Einzelmessstrecke (L) des ungefilterten Profils (P) aufrufen.

Im Startfenster **[AuswerteBed.]** drücken. ⇒ **eingestelltes Profil prüfen (muss P-Profil sein)**. ⇒ **[L]** drücken.

<Einzelmessstrecke L >



Einzelmessstrecke einstellen.

Als Längeneinheit ist normalerweise "mm" eingestellt (es sei denn, die Einstellung wurde in "Inch" geändert).

Schaltfläche der gewünschten Einzelmessstrecke L berühren.

⇒ Die gedrückte Schaltfläche wird markiert.

[ENTER] drücken, um die Einstellung zu übernehmen.

[Abbruch] drücken, um den Vorgang abubrechen (Einstellung nicht ändern).

⇒ Das Fenster zur Einstellung der Einzelmessstrecke L wird geschlossen.

■ Vorgehensweise 2 · · · Einstellung von λ_s

Fenster zur Änderung der Grenzwellenlänge (λ_s) des ungefilterten Profils (P) aufrufen.

Im Startfenster **[AuswerteBed.]** drücken. ⇒ **eingestelltes Profil prüfen (muss P-Profil sein)** ⇒ Schaltfläche **[λ_s]** berühren.

<Grenzwellenlänge λ_s >



Grenzwellenlänge einstellen.

Die Einheit für die Grenzwellenlänge ist normalerweise "µm" (es sei denn, sie wurde in "µinch" geändert).

Schaltfläche der gewünschten Grenzwellenlänge drücken.

⇒ Die gedrückte Schaltfläche wird markiert.

Schaltfläche [ENTER] drücken, um den eingestellten Wert zu übernehmen.

Schaltfläche [Abbruch] drücken, um die Änderung nicht zu übernehmen.

⇒ Das Fenster zur Einstellung der Grenzwellenlänge λ_s wird geschlossen.


6.2.3 Grenzwellenlängen (λ_c , λ_s) der Auswerteprofile R/DF ändern

Wenn die Auswerteprofile R oder DF ausgewählt werden, werden die Grenzwellenlängen (λ_c und λ_s) als variable Parameter im Fenster zur Einstellung der Auswertebedingungen angezeigt. Ändern Sie die eingestellten Werte (λ_c und λ_s) bei Bedarf.

Wenn "R" oder "DF" als Auswerteprofil gewählt wird, wird für jede Grenzwellenlänge der in der Norm empfohlene Rauheitsbereich angezeigt. Dies ist hilfreich bei der Auswahl einer geeigneten Grenzwellenlänge.

■ Anzeige der geeigneten Rauheitsbereiche

Um die Auswahl eines geeigneten Grenzwellenlängen-Wertes zu erleichtern, wird für jeden Grenzwellenlängenwert ein Rauheitsbereich, basierend auf einem repräsentativen Parameterwert angezeigt.




■ Relation zwischen den Grenzwellenlängen-Werten (λ_c) und (λ_s)

Wenn ein Grenzwellenlängen-Wert für (λ_c) eingestellt wird, sind die folgenden Einstellungen für (λ_s) zulässig:

Grenzwellenlänge (λ_c)	Grenzwellenlänge (λ_s)
0.025 mm	0.25 μ m , 0.8 μ m , 2.5 μ m
0.08 mm	0.25 μ m , 0.8 μ m , 2.5 μ m , 8 μ m
0.25 mm	0.8 μ m , 2.5 μ m , 8 μ m
0.8 mm	2.5 μ m , 8 μ m , 25 μ m
2.5 mm	2.5 μ m , 8 μ m , 25 μ m , 80 μ m
8 mm	8 μ m , 25 μ m , 80 μ m
25 mm	25 μ m , 80 μ m , 250 μ m

HINWEIS Bei Auswahl der Norm JIS1982 ist die Grenzwellenlänge λ_s nicht definiert.

■ Anzeigen beim Ändern der Grenzwellenlängen-Werte (λ_c , λ_s) für das Auswerteprofil R/DF



6.2.4 Grenzwellenlängen-Werte (λ_f , λ_c) des Auswerteprofiles W ändern


Bei Auswahl des Welligkeitsprofils W werden die Grenzwellenlängen (λ_f und λ_s) als variable Parameter in Bezug auf die Wellenlänge im Fenster zur Einstellung der Auswertebedingungen angezeigt. Ändern Sie die Einstellungen für λ_f und λ_s bei Bedarf.

■ Relation zwischen Grenzwellenlänge (λ_f) und Grenzwellenlänge (λ_c)

Je nach eingestelltem Wert für λ_f sind für λ_c die folgenden Einstellungen zulässig:

Grenzwellenlänge (λ_f)	Grenzwellenlänge (λ_c)
0.08 mm	0.025 mm
0.25 mm	0.025 mm, 0.08 mm
0.8 mm	0.025 mm, 0.08 mm, 0.25 mm
2.5 mm	0.08 mm, 0.25 mm, 0.8 mm
8 mm	0.8 mm, 2.5 mm
25 mm	0.8 mm, 2.5 mm, 8 mm
NONE	0.025 mm, 0.08 mm, 0.25 mm, 0.8 mm, 2.5 mm, 8 mm, 25 mm

■ Anzeigen beim Ändern der Grenzwellenlängen-Werte λ_f und λ_s des Welligkeitsprofils W



■ Vorgehensweise 1 · · · Einstellung von λ_f

Fenster zum Einstellen der Grenzwellenlängen λ_f für Welligkeitsprofil W aufrufen.

Im Startfenster **[AuswerteBed.]** drücken. \Rightarrow **Eingestelltes Profil prüfen (muss W Profil sein).** \Rightarrow Schaltfläche **[λ_f]** berühren.

<Grenzwellenlänge λ_f >



Grenzwellenlänge λ_f einstellen.

Die Einheit ist normalerweise mm (es sei denn, die Einstellung wurde in Inch geändert).

Schaltfläche des gewünschten Wertes für λ_f berühren.

\Rightarrow Die gedrückte Schaltfläche wird markiert.

[ENTER] drücken, um den eingestellten Wert zu laden.

[Abbruch] drücken, um die Einstellung abzuberechnen.

\Rightarrow Das Fenster zur Einstellung von λ_f wird geschlossen.

■ Vorgehensweise 2 · · · Einstellung von λ_c

Anzeige zum Ändern der Grenzwellenlängen (λ_f , λ_c) des Welligkeitsprofils W.

Im Startfenster **[AuswerteBed.]** berühren \Rightarrow **Eingestelltes Profil prüfen (muss W Profil sein).** \Rightarrow Schaltfläche **[λ_c]** berühren.

<Grenzwellenlänge λ_c > · · · λ_f ist auf 2.5 mm eingestellt



Grenzwellenlänge λ_c einstellen.

Die Einheit der Grenzwellenlänge ist normalerweise mm (es sei denn, sie wurde auf Inch umgestellt).

Schaltfläche des gewünschten Grenzwellen-Wertes für λ_c berühren.

\Rightarrow Die gedrückte Schaltfläche wird berührt.

[ENTER] drücken, um den eingestellten Wert zu laden.

[ESC] berühren, um die Einstellung abzuberechnen.

\Rightarrow Das Fenster zum Einstellen des Werts für λ_c wird geschlossen.

6.2.5 Obere Grenzwertlänge (A) für R-Motif ändern


Wenn R-Motif ausgewählt wird, werden die obere Grenzwertlänge (A) und die Grenzwellenlänge (λ_s) als variable Parameter mit Bezug auf die Grenzwellenlänge im Fenster zur Einstellung der Auswertebedingungen angezeigt. Ändern Sie die Einstellungen für (A) und (λ_s) bei Bedarf.

■ Relation zwischen oberer Grenzwellenlänge (A) und Grenzwellenlänge (λ_s)

Wenn die obere Grenzwertlänge (A) eingestellt wird, wird die Grenzwellenlänge λ_s eingestellt wie in der Tabelle unten angegeben. Wenn für (A) 0,02 mm oder 0,5 mm eingestellt wird, kann der Wert für λ_s geändert werden.

Obere Grenzwertlänge (A)	Grenzwellenlänge (λ_s)	Einstellbereich für Messstrecke (beliebige Länge)
0.02 mm	0.8 μm , 2.5 μm	0.10 mm bis 0.64 mm
0.1 mm	2.5 μm	0.65 mm bis 3.20 mm
0.5 mm	2.5 μm , 8 μm	3.21 mm bis 16.00 mm
2.5 mm	25 μm	16.01 mm bis 50.8 mm

■ Anzeigen beim Ändern der oberen Grenzwellenlänge (A) für R-Motif



HINWEIS Die Messstrecke wird für die obere Grenzwertlänge (A) gespeichert. Wird (A) geändert, so wird die zuletzt gespeicherte Messstrecke für die geänderte obere Grenzwertlänge (A) eingestellt.

TIPP Weitere Informationen zum Ändern der Messstrecke finden Sie in Abschnitt 6.5 "Einstellen der Messstrecke auf eine beliebige Länge".

■ Vorgehensweise 1 · · · Einstellung von (A).

Fenster zum Einstellen der oberen Grenzwertlänge (A) für R-Motif aufrufen.

Im Startfenster **[AuswerteBed.]** ⇒ **eingestelltes Profil prüfen (muss R-Motif Profil sein)**. ⇒ Schaltfläche **[A]** berühren.

<Obere Grenzwertlänge (A)>



Obere Grenzwertlänge (A) einstellen.

Die Einheit ist normalerweise mm (es sei denn, die Einstellung wurde in Inch geändert).

Schaltfläche mit dem gewünschten Wert (A) drücken.

⇒ Die gedrückte Schaltfläche wird markiert.

[ENTER] drücken, um den eingestellten Wert zu laden.

[Abbruch] drücken, um die Einstellung abubrechen.

⇒ Das Fenster zur Einstellung der oberen Grenzwertlänge (A) wird geschlossen.

■ Vorgehensweise 2 · · · Einstellung von λ_s

Fenster zum Einstellen von λ_s aufrufen.

Im Startfenster die Schaltfläche **[AuswerteBed.]** berühren. ⇒ **Profil prüfen (muss R-Motif Profil sein)**. ⇒ Schaltfläche **[λ_s]** berühren.

<Grenzwellenlänge λ_s > · · · Als obere Grenzwertlänge (A) ist 0,02 mm eingestellt.



Grenzwellenlänge λ_s einstellen.

Die Einheit ist, wenn sie nicht auf μ inch umgestellt wurde, μ m.

Schaltfläche der gewünschten Grenzwellenlänge λ_s berühren.

⇒ Die gedrückte Schaltfläche wird markiert.

[ENTER] drücken, um den eingestellten Wert zu laden.

[Abbruch] drücken, um die Einstellung abubrechen.

⇒ Das Fenster zum Einstellen der Grenzwellenlänge λ_s wird geschlossen.

TIPP

Wenn die obere Grenzwertlänge (A) auf 0,02 mm oder 0,5 mm eingestellt wird, kann der Wert für (λ_s) geändert werden. Drücken Sie dazu die Schaltfläche [λ_s].

6.2.6 Obere Grenzwertlängen (A, B) für W-Motif ändern

Wenn W-Motif ausgewählt wird, werden die oberen Grenzwertlängen (A und B) und die Grenzwellenlänge (λ_s) im Fenster zur Einstellung der Auswertebedingungen als variable Parameter für die Grenzwellenlänge angezeigt. Ändern Sie die Werte für A und B und λ_s bei Bedarf.


■ Relation zwischen oberen Grenzwertlängen A und B und Grenzwellenlänge (λ_s)

Wenn die obere Grenzwertlänge (B) eingestellt ist, können für (A) und (λ_s) folgende Einstellungen vorgenommen werden.

Wenn für B 0,1 mm oder 2,5 mm eingestellt wird, kann die Grenzwellenlänge (λ_s) geändert werden.

obere Grenzwertlänge (B)	obere Grenzwertlänge (A)	Grenzwellenlänge (λ_s)	Einstellbereich für Messstrecke (beliebige Länge)
0.1 mm	0.02 mm	0.8 μ m, 2.5 μ m	0.10 mm bis 0.64 mm
0.5 mm	0.1 mm	2.5 μ m	0.65 mm bis 3.20 mm
2.5 mm	0.5 mm	2.5 μ m, 8 μ m	3.21 mm bis 16.00 mm
12.5 mm	2.5 mm	25 μ m	16.01 mm bis 50.8 mm

■ Anzeigen beim Ändern der oberen Grenzwellenlänge (B) für W-Motif



HINWEIS Die Messstrecke wird für die obere Grenzwertlänge (A) gespeichert. Wenn die obere Grenzwertlänge (B) geändert wird, wird die zuletzt unter A gespeicherte Messstrecke eingestellt.

TIPP Genaue Informationen zum Ändern der Messstrecke finden Sie in Abschnitt 6.5 "Einstellen der Messstrecke auf eine beliebige Länge".

■ Vorgehensweise 1 · · · Einstellung von (B).

Fenster zum Einstellen der oberen Grenzwertlänge (B) für W-Motif aufrufen.

Im Startfenster die Schaltfläche **[AuswerteBed.]** drücken. ⇒ **Profil prüfen (muss W-Motif sein)**. ⇒ Schaltfläche **[B]** berühren.

<Obere Grenzwertlänge (B)>



Obere Grenzwertlänge (B) einstellen.

Die Längeneinheit ist normalerweise mm (es sei denn, die Einstellung wurde in Inch geändert).

Schaltfläche der gewünschten oberen Grenzwertlänge (B) drücken.

⇒ Die gedrückte Schaltfläche wird markiert.

[ENTER] drücken, um den eingestellten Wert zu übernehmen.

[Abbruch] drücken, wenn die Einstellung nicht aktualisiert werden soll.


⇒ Das Fenster zur Einstellung der oberen Grenzwertlänge (B) wird geschlossen.

■ Vorgehensweise 2 · · · Einstellung von λ_s

Fenster zum Einstellen von λ_s aufrufen.

Im Startfenster die Schaltfläche **[AuswerteBed.]** drücken. ⇒ **Profil prüfen (muss W-Motif Profil sein)**. ⇒ Schaltfläche **[λ_s]** berühren.

<Grenzwellenlänge λ_s > · · · die obere Grenzwertlänge (B) ist auf 0,5 mm eingestellt



Grenzwellenlänge λ_s einstellen.

Die Einheit der Grenzwellenlänge ist normalerweise μm (es sei denn, die Einstellung wurde in μinch geändert).

Schaltfläche der gewünschten Grenzwellenlänge λ_s drücken.

⇒ Die gedrückte Schaltfläche wird markiert.

[ENTER] drücken, um den eingestellten Wert zu laden.

[Abbruch] drücken, um die Einstellung nicht zu übernehmen.

⇒ Das Fenster zur Einstellung der Grenzwellenlänge λ_s wird geschlossen.

TIPP

Wenn die obere Grenzwertlänge (A) auf 0,01 mm oder 0,5 mm eingestellt wird, kann die Grenzwellenlänge (λ_s) geändert werden. Schaltfläche [λ_s] berühren, um den Wert zu ändern.

6.3 Filter ändern

Folgende Filter stehen zur Auswahl: 2CR75, PC75, GAUSS und R-Spline (Robust Spline Filter).

HINWEIS

Wenn eine andere Rauheitsnorm gewählt wird, werden die Filter automatisch entsprechend geändert.

■ Filter, Rauheitsnorm und Auswerteprofil


Ein Filter aus der folgenden Liste wird automatisch der ausgewählten Rauheitsnorm und dem Profil entsprechend ausgewählt.

Norm	Auswerteprofil					
	P	R	W	DF	R-MOTIF	W-MOTIF
JIS1982	-	2CR75	-	-	-	-
JIS1994	-	GAUSS	-	-	-	-
JIS2001	GAUSS	GAUSS	GAUSS	GAUSS	GAUSS	GAUSS
ISO1997	GAUSS	GAUSS	GAUSS	GAUSS	GAUSS	GAUSS
ANSI	-	PC75 GAUSS	PC75 GAUSS	-	-	-
VDA	GAUSS	GAUSS	GAUSS	GAUSS	-	-
Frei	2CR75/PC75/GAUSS/RSF					

Wenn ANSI oder "Frei" als Rauheitsnorm eingestellt wurde, werden die Filter angezeigt.

Das Filter kann bei Bedarf gewechselt werden wie nachfolgend beschrieben.

■ Filter wechseln (für ANSI)



■ Vorgehensweise 1 . . . Filter einstellen

Fenster zum Einstellen des Filters aufrufen.

Im Startfenster die Schaltfläche **[AuswerteBed.]** drücken. ⇒ **Norm prüfen (muss ANSI sein)**. ⇒ Schaltfläche **[Filter]** berühren.

<Filter >



Filter einstellen.

Schaltfläche mit dem gewünschten Filter berühren.

⇒ Die gedrückte Schaltfläche wird markiert.

[ENTER] drücken, um die Filter-Einstellung zu übernehmen

[Abbruch] drücken, um die Einstellung abzuberechnen.

⇒ Das Fenster zur Filter-Einstellung wird geschlossen.

6.4 Anzahl der Einzelmessstrecken ändern

Stellen Sie die Messstrecke (Grenzwellenlänge multipliziert mit der Anzahl der Einzelmessstrecken) ein, in dem Sie als Anzahl der Einzelmessstrecken eine ganze Zahl zwischen 1 und 20 oder "Opt." (frei) einstellen. Wenn "Opt." (frei) gewählt wurde, kann als Messstrecke eine beliebige Länge eingestellt werden.

TIPP

Die Anzahl der Einzelmessstrecken kann nicht eingestellt werden, wenn als Auswerteprofil R-Motif oder W-Motif ausgewählt wurde.

■ Anzeigen bei der Einstellung der Einzelmessstrecken



■ Vorgehensweise 1 · · · Anzahl der Einzelmessstrecken einstellen

Fenster zum Einstellen der Anzahl der Einzelmessstrecken aufrufen.

Im Startfenster die Schaltfläche **[AuswerteBed.]** berühren. ⇒ **Profile prüfen** (es darf kein Motif-Profil ausgewählt sein). ⇒ Berühren Sie die Schaltfläche **[Anzahl]** (falls bereits eine beliebige Messstrecke eingestellt wurde die Schaltfläche [Frei]).

<Anzahl (N)>



Anzahl der Einzelmessstrecken einstellen.

Schaltfläche mit der gewünschten Anzahl drücken.

⇒ Die gedrückte Schaltfläche wird markiert.

[ENTER] drücken, um die Einstellung zu übernehmen.

[Abbruch] drücken, um die Einstellung abzubrechen.

⇒ Das Fenster wird geschlossen

TIPP

- Schaltfläche [Frei] drücken, um die Messstrecke auf eine beliebige Länge einzustellen. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 6.5 "Einstellen der Messstrecke auf eine beliebige Länge."
- Für die GO/NG-Bewertung anhand der 16%-Regel werden mindestens 7 Einzelmessstrecken benötigt.
- Für die GO/NG-Bewertung anhand der Standardabweichungsregel werden 3 Einzelmessstrecken benötigt.
- In die GO/NG-Bewertung werden nur der MAX- und Mittelwert eingeschlossen, wenn eine beliebige Messstrecke eingestellt wurde.

6.5 Einstellen der Messstrecke auf eine beliebige Länge


Die Messstrecke kann innerhalb des folgenden Bereichs auf eine beliebige Länge eingestellt werden:

Messstrecke: von 0,02 mm bis 50,8 mm

* Die Messstrecke schließt immer einen mechanischen Vorlauf von 0,3 mm ein.

- TIPP**
- In Kap. 17 "Spezifikationen" finden Sie Informationen über die Relation zwischen beliebiger Messstrecke und Grenzwellenlänge.
 - Wenn ein Motif-Profil als Auswerteprofil gewählt wurde, ist die Methode zur Einstellung der Messstrecke auf eine beliebige Länge anders.

■ Anzeigen beim Einstellen der Messstrecke auf eine beliebige Länge



HINWEIS

Bevor Sie die Messstrecke auf eine beliebige Länge einstellen, müssen Norm, Profil, Filter und Grenzwellenlänge eingestellt sein. Der zulässige Eingabebereich für die beliebige Messstrecke ändert sich, wenn Norm, Profil, Filter und/oder Grenzwellenlänge geändert werden.

*1: In der Anzeige ist R-Motif als Auswerteprofil eingestellt.

- HINWEIS**
- Bevor Sie die Messstrecke auf eine beliebige Länge einstellen, müssen Norm, Profil, Filter und Grenzwellenlänge eingestellt sein. Der zulässige Eingabebereich für die beliebige Messstrecke ändert sich, wenn Norm, Profil, Filter und/oder Grenzwellenlänge geändert werden.
 - Werte außerhalb des zulässigen Bereichs werden nicht geladen.

■ Vorgehensweise 1 . . . Beliebige Länge als Messstrecke einstellen, wenn das Auswerteprofil kein Motif-Profil ist

Fenster zum Einstellen der Messstrecke auf eine beliebige Länge aufrufen.

Im Startfenster **[AuswerteBed.]** drücken. ⇒ **Profil prüfen** (darf in diesem Fall kein Motif-Profil sein). ⇒ Schaltfläche **[Anzahl]** ([Freie Lng] drücken, wenn bereits eine beliebige Messstrecke eingestellt ist) ⇒ Schaltfläche **[Frei]** berühren.

<Freie Lng>



Beliebige Messstrecke einstellen.

Geben Sie über die Tastatur einen numerischen Wert innerhalb des zulässigen Bereichs (wird unten im Fenster angezeigt) ein.

⇒ Die Eingabe erscheint im Feld oben im Fenster.

[ENTER] drücken, um den eingegebenen Wert zu laden.

[Abbruch] drücken, um die Einstellung abzubrechen.

⇒ Das Fenster [Freie Lng] wird geschlossen.

■ Vorgehensweise 2 . . . Beliebige Länge als Messstrecke einstellen bei Motif-Profilen

Fenster zum Einstellen der Messstrecke auf eine beliebige Länge aufrufen.

Im Startfenster die Schaltfläche **[AuswerteBed.]** drücken. ⇒ **Profil prüfen** (muss ein Motif-Profil sein). ⇒ Schaltfläche **[Freie Lng.]** drücken.

<Freie Lng>



Beliebige Messstrecke einstellen.

Geben Sie über die Tastatur einen numerischen Wert innerhalb des zulässigen Bereichs (wird unten im Fenster angezeigt) ein.

⇒ Die Eingabe erscheint im Feld oben im Fenster.

[ENTER] drücken, um den eingegebenen Wert zu laden.

[Abbruch] drücken, um die Einstellung abzubrechen.

⇒ Das Fenster [Freie Lng] wird geschlossen.

6.6 Auswählen der Anzeige-Parameter (benutzerdefinierte Einstellung)

Über diese Funktion kann das System so eingerichtet werden, dass nur die von Ihnen benötigten Rauheitsparameter berechnet und angezeigt werden.

6.6.1 Benutzerdefinierte Parameter-Einstellung

■ Übersicht über die Funktion

Vor dem Versand wurde das System so eingestellt, dass die wichtigsten, am häufigsten benötigten Rauheitsparameter angezeigt und berechnet werden. Über die Funktion zur benutzerdefinierten Parameter-Einstellung können Sie diese Einstellung Ihrem Bedarf entsprechend ändern.

Wenn nur die benötigten Parameter berechnet und angezeigt werden, verkürzt sich die Berechnungszeit der Messergebnisse und die Bedienung der Tasten für die Parameter-Auswahl im Ergebnisbildschirm wird erheblich vereinfacht, weil z. B. das Scrollen der angezeigten Parameter reduziert wird.

-
- TIPP**
- Welche Parameter wählbar sind, ist abhängig von der Norm und dem Auswerteprofil.
 - Informationen zu den einzelnen Parametern finden Sie in Abschnitt 18.5 "Definitionen der Rauheitsparameter".
 - Wird einer der Parameter S_m , P_c , P_{pi} und R_c gewählt, muss die Zählschwelle eingestellt werden. Siehe Abschnitt 6.6.2 "Berechnungsbedingungen für S_m , P_c , P_{pi} oder R_c einstellen".
 - Für Parameter $mr[c]$ muss die Höhe der Schnittlinie eingestellt werden. Siehe Abschnitt 6.6.3 "Berechnungsbedingungen für $mr[c]$ einstellen".
 - Für Parameter mr müssen die Referenzlinie und die Schnitttiefe eingestellt werden. Siehe Abschnitt 6.6.4 "Berechnungsbedingungen für mr einstellen".
 - Für Parameter δc müssen die Referenzlinie und die Schnitthöhe eingestellt werden. Siehe 6.6.5 "Berechnungsbedingungen für δc einstellen".
 - Für Parameter HSC muss die Zählschwelle eingestellt werden. Siehe Abschnitt 6.6.6 "Berechnungsbedingungen für HSC einstellen".
-

■ Relation zwischen Parametern und Messprofilen

Je nach Norm und Auswerteprofil können unterschiedliche Parameter ausgewählt und gespeichert werden. Die ausgewählten Parameter können dann durch Einstellen der Norm und des Auswerteprofiles geladen werden.

Die folgende Tabelle zeigt, welche Parameter für welches Profil gewählt werden können.

Parameter-Gruppe Auswerte- profil	JIS1982	JIS1994	JIS2001	ISO1997	ANSI	VDA
P	Rz, Rmax		Pa, Pq, Pz, Pp, Pv, Pt, Psk, Pku, Pc, PSm, PzJIS, PΔq, Pmr, Pmr(c), Pδc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2	Pa, Pq, Pz, Pp, Pv, Pt, Psk, Pku, Pc, PSm, Pz1max, PΔq, Pmr, Pmr(c), Pδc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2		Pa, Pq, Pz, Pp, Pv, Pt, Psk, Pku, Pc, PSm, Pmax, PΔq, Pmr, Pmr(c), Pδc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2
R	Ra	Ra, Rz, Ry, Pc, Sm, S, mr(c)	Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rt, Rsk, Rku, Rc, RSm, RzJIS, RΔq, Rmr, Rmr(c), Rδc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2	Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rt, Rsk, Rku, Rc, RSm, Rz1max, RΔq, Rmr, Rmr(c), Rδc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2	Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rt, Rsk, Rku, Rc, Rpc, RSm, Rmax, RΔa, RΔq, tp, Htp	Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rt, Rsk, Rku, Rc, RSm, Rmax, RΔq, Rmr, Rmr(c), Rδc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2
W			Wa, Wq, Wz, Wp, Wv, Wt, Wsk, Wku, Wc, WSm, WzJIS, WΔq, Wmr, Wmr(c), Wδc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2	Wa, Wq, Wz, Wp, Wv, Wt, Wsk, Wku, Wc, WSm, Wz1max, WΔq, Wmr, W mr(c), Wδc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2	Wa, Wq, Wz, Wp, Wv, Wt, Wsk, Wku, Wpc, WSm, Wmax, WΔa, WΔq, tp, Htp	Wa, Wq, Wz, Wp, Wv, Wt, Wsk, Wku, Wc, WSm, Wmax, WΔq, Wmr, Wmr(c), Wδc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2
DF			Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rt, Rsk, Rku, Rc, RSm, RzJIS, RΔq, Rmr, Rmr(c), Rδc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2	Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rt, Rsk, Rku, Rc, RSm, Rz1max, RΔq, Rmr, Rmr(c), Rδc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2		Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rt, Rsk, Rku, Rc, RSm, Rmax, RΔq, Rmr, Rmr(c), Rδc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2
R-Motif			R, Rx, AR	R, Rx, AR		
W-Motif			W, Wx, AW, Wte	W, Wx, AW, Wte		

■ Anzeigen bei der Einstellung der Parameter für die Berechnung




■ Vorgehensweise . . . Benutzerdefinierte Parameter-Einstellung

Fenster zur Auswahl der Parameter aufrufen.

Im Startfenster **[AuswerteBed.]** drücken ⇒ **[Parameter]**.

< Parameterauswahl>



Parameter einstellen.

Schaltfläche des gewünschten Parameters drücken.

⇒ Die gedrückte Schaltfläche wird markiert und aktiviert.

[ENTER] drücken, um die ausgewählten Parameter zu übernehmen.

[Abbruch] drücken, um die Einstellung abubrechen.

⇒ [Ende] drücken. Das Fenster zur Parameterauswahl wird geschlossen.

TIPP Parameter können für jede Kombination aus Norm und Auswerteprofil gespeichert werden. Die gespeicherten Parameter werden dann beim Aufrufen der Norm oder des Profils geladen.

TIPP Um einen Parameter für ein weiteres Auswerteprofil auszuwählen, berühren Sie die Schaltfläche des gewünschten Profils.

⇒ Der beim Drücken der Parameter-Schaltfläche angezeigte Inhalt wird entsprechend geändert.

Einige Parameter können für bestimmte Auswerteprofile nicht gewählt werden. Siehe "■ Relation zwischen Parametern und Auswerteprofilen".

6.6.2 Berechnungsbedingungen für Sm, Pc, Ppi oder Rc einstellen

Für die Parameter Sm, Pc, Ppi und Rc muss die Schnitthöhe (als eine Berechnungsbedingung) eingestellt werden. Außerdem kann hier eine Einschränkung für das Profilelement eingestellt werden.

TIPP Die Berechnungsbedingung wird im Startfenster angezeigt wie folgt:


RSm 116.9 μm $Z_v/Z_p: 10.0\%$

↑
Eingestellter Wert für die Schnitthöhe
(Beschränkung für das Profilelement)


HINWEIS Der Eingabebereich für die Höhe einer Schnittlinie ist 0% bis 100% oder 0 μm bis 9999,9 μm .

Definitionen für die Einschränkung für Profilelemente

(1) $Z_p/Z_v : Z_p > Z_{\min}; Z_v > Z_{\min}$. $Z_{\min} = 10\% \text{ von } R_z$




(2) $Z_t : Z_t > Z_{\min}$. $Z_{\min} = 10\% \text{ von } R_z$



■ Anzeigen bei der Einstellung der Berechnungsbedingungen für Sm, Pc, Ppi oder Rc

Startfenster

A Auswertebedingungen



[Auswerte
Bed.]

[Ende]



[Parameter]

zum Laden [ENTER]


Parameterauswahl



[Details]

zum Laden
[ENTER]

Parameterdetails



[Anzeigeh.]

zum Laden
[ENTER]

Sm/Pc/Ppi/Rc: Anzeigehöhe einstellen




■ Vorgehensweise . . . Berechnungsbedingungen für Sm einstellen

Fenster zur Einstellung der Parameterdetails aufrufen, um die Berechnungsbedingungen für Sm, Pc, Ppi, und/oder Rc einzustellen.

Im Startfenster **[AuswerteBed.]** ⇒ **[Parameter]** ⇒ **[Details]** drücken.

1. <Parameterdetails>

- ① Referenz für die Anzeigehöhe ② Einheit



- ③ Anzeigehöhe

Details für Parameter Sm einstellen.

- ① Wählen Sie eine Referenz für die Anzeigehöhe (Schnitthöhe). Schaltfläche [Zt] oder [Zp/Zv] berühren.

⇒ Die gedrückte Schaltfläche wird markiert.


- ② Wählen Sie die Einheit für die Anzeigehöhe (Schaltfläche [%] oder [µm] berühren).

⇒ Die gedrückte Schaltfläche wird markiert.

- ③ Stellen Sie den Wert für die Anzeigehöhe ein. Berühren Sie das Feld [Anzeigeh.].

⇒ Das Fenster zur Eingabe der Höhe der Schnittlinie erscheint.

2. <Sm/Pc/Ppi/R>



Geben Sie einen Wert ein, der innerhalb des unten im Fenster angezeigten zulässigen Bereichs liegt, ein.


⇒ Der eingegebene Wert wird im Feld oben im Fenster eingeblendet.

[ENTER] drücken, um die Eingabe zu bestätigen.

[Abbruch] drücken, um die Einstellung abzubrechen.

⇒ Das Eingabefenster wird geschlossen und das Fenster zur Einstellung der Parameterdetails erscheint wieder.

3. <Parameterdetails>



[ENTER] drücken, um die Einstellung zu laden.

[Abbruch] drücken, wenn die Einstellung nicht übernommen werden soll.

⇒ Das Fenster [Parameterdetails] wird geschlossen und das Fenster [Parameterauswahl] wird wieder angezeigt.

6.6.3 Berechnungsbedingungen für $mr[c]$ einstellen


Die Schnitthöhe, eine Berechnungsbedingung, muss eingestellt werden, wenn der Parameter $mr[c]$ ausgewählt wird.

TIPP Die eingestellten Berechnungsbedingungen werden im Startfenster wie folgt angezeigt:

$Rmr(c)$ 2.900 % P: 10.0 %

↑
eingestellter Wert für die Schnitthöhe
Einstellung Spitze (P) oder Basis (B)

■ Anzeigen bei der Einstellung der Berechnungsbedingungen für $mr[c]$




■ Vorgehensweise · · · Berechnungsbedingungen für mr[c] einstellen

Fenster zur Einstellung der Berechnungsbedingungen für mr[c] aufrufen.

Im Startfenster **[AuswerteBed.]** ⇒ **[Parameter]** ⇒ **[Details]** drücken.

1. <Parameterdetails>



Stellen Sie die Details für Parameter mr[c] ein.

① Referenz für Schnitthöhe einstellen. Schaltfläche [Spitze] oder [Basis] berühren.

⇒ Die gedrückte Schaltfläche wird markiert.

② Einheit für die Schnitthöhe wählen. [%] oder [µm] drücken.

⇒ Die gedrückte Schaltfläche wird markiert.

③ Anzahl der Anzeige-Objekte einstellen. [N-punkte] drücken.

⇒ Die Zahl ändert sich bei jedem Drücken der Schaltfläche.

④ Wert für die Schnitthöhe eingeben. Feld neben [Schnitt] berühren.

⇒ Das Eingabefenster wird angezeigt.

TIPP

Bevor Sie den Wert für die Schnitthöhe eingeben, wählen Sie durch Drücken der entsprechenden Schaltfläche, ob die Schnitthöhe vom höchsten Punkt des Messprofils [Spitze] oder von der Mittellinie des Messprofils [Basis] aus berechnet werden soll.

2. <mr(c)>



Geben Sie einen Wert ein, der innerhalb des unten im Fenster eingeblendeten zulässigen Eingabebereichs ein.


⇒ Der eingegebene Wert erscheint im Feld oben im Fenster.

[ENTER] drücken, um den Wert zu laden.

[Abbruch] drücken, um die Einstellung zu verwerfen.

⇒ Das Eingabefenster wird geschlossen und das Fenster zur Einstellung der Parameterdetails erscheint wieder.

3. <Parameterdetails>



Schaltfläche [ENTER] drücken, um die Parameter-Einstellungen zu übernehmen.

[Abbruch] drücken, um die Einstellungen zu verwerfen.

⇒ Das Fenster [Parameterdetails] wird geschlossen und das Fenster [Parameterauswahl] wird wieder angezeigt.

6.6.4 Berechnungsbedingungen für mr einstellen

Für den Parameter mr müssen die Anzahl der Schnittpunkte, die Referenzlinie und die Schnitthöhe als Berechnungsbedingungen eingestellt werden.


TIPP Das Berechnungsergebnis für den Parameter mr wird für die eingestellte Anzahl an Schnittpunkten (N) angezeigt. Die eingestellten Berechnungsbedingungen werden im Startfenster angezeigt, wie unten abgebildet:

Rmr	38.149 %	10.0%5.00 μ m
Rmr	77.493 %	10.0%10.00 μ m
Rmr	97.350 %	10.0%15.00 μ m

Bis zu 12 Schnitthöhen können eingestellt werden.

Berechnungsergebnis Referenzlinie Schnitthöhe (1, 2, ..., N × Schnitthöhe)

■ Anzeigen bei der Einstellung der Berechnungsbedingungen für mr




■ Vorgehensweise · · · Berechnungsbedingungen für mr einstellen

Fenster zur Einstellung der Berechnungsbedingungen für mr aufrufen.

Im Startmenü **[AuswerteBed.]** ⇒ **[Parameter]** ⇒ **[Details]** drücken.

1. <Parameterdetails>



Details für Parameter mr einstellen.

① Schnittlinien-Referenz auswählen. Eine der Schaltflächen [Normal], [Rz] und [Rt] berühren. (Rz/Rt nur bei [Norm] [Frei]!)

⇒ Die gedrückte Schaltfläche wird markiert.

② Anzahl der Schnittpunkte für die Schnitttiefen einstellen. Schaltfläche [Schnittpkt] berühren.

⇒ Bei jedem Drücken der Taste ändert sich die angezeigte Zahl in dieser Reihenfolge: 1,2,3...11,12,1,2,3...


③ Stellen Sie einen Wert für die Referenzlinie ein. Berühren Sie das Feld [Referenzlinie].

⇒ Das Eingabefenster für die Referenzlinie erscheint. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.

④ Stellen Sie einen Wert für die Schnitttiefe ein. Berühren Sie die Schaltfläche [Schnitttiefe].

⇒ Das Eingabefenster für die Schnitttiefe erscheint. Fahren Sie mit Schritt 3 fort.

2. <mr (Eingabe der Referenzlinie)>



Geben Sie einen Wert ein, der innerhalb des unten im Fenster eingblendeten zulässigen Eingabebereichs ein.


⇒ Der eingegebene Wert erscheint im Feld oben im Fenster.

[ENTER] berühren, um den Wert zu laden.

[Abbruch] drücken, um die Einstellung abzubrechen.

⇒ Das Eingabefenster wird geschlossen und das Fenster [Parameterdetails] wieder angezeigt.

3. <mr (Eingabe der Schnitttiefe)>.



Geben Sie einen Wert ein, der innerhalb des unten im Fenster eingblendeten zulässigen Eingabebereichs ein.

⇒ Der eingegebene Wert erscheint im Feld oben im Fenster.

[ENTER] drücken, um den Wert zu laden.

[Abbruch] drücken, um die Einstellung abzubrechen.

⇒ Das Eingabefenster wird geschlossen und das Fenster [Parameterdetails] wieder angezeigt.

4. <Parameterdetails>

The screenshot shows the 'Parameterdetails' window with the following sections:

- Sm/Pg/Ppi/R**: Buttons for '24', 'Zp/Zv', and 'µm'. Below, 'Anzeige' is set to '10,0 %'.
- HSC**: Buttons for 'Spitze' and 'Basis'. Below, 'Anzeige' is set to '10,0 %'.
- mr(c)**: Buttons for 'Spitze' and 'Basis'. Below, 'N-punkt' is set to '1', and 'Schnitt' is set to '0,1 µm'.
- MR**: Buttons for 'Normal', '2x', and '3x'. Below, 'Referenzlinie' is set to '0,0 %', 'Schnitt' is set to '0,1 µm', and 'Schnittpkt' is set to '1'.
- OG**: A table for 'Referenzlinie' and 'Schnitt' values.

	Referenzlinie	Schnitt
1	10,0 %	25,0 %
2	20,0 %	35,0 %
3	30,0 %	45,0 %

At the bottom, there are buttons for 'Abbruch' and 'ENTER'.

Schaltfläche [ENTER] im Fenster [Parameterdetails] drücken, um die Einstellungen zu übernehmen.

Schaltfläche [Abbruch] drücken, um die Einstellung abubrechen.

⇒ Das Fenster [Parameterdetails] wird geschlossen und das Fenster [Parameterauswahl] wieder angezeigt.

6.6.5 Berechnungsbedingungen für δc einstellen

Für Parameter δc müssen als Berechnungsbedingungen die Referenzlinie und die Schnitthöhe eingestellt werden.

TIPP Die Berechnungsergebnisse für Parameter δc werden für die zuvor eingestellte Anzahl (N) an Berechnungen angezeigt. Die eingestellten Berechnungsbedingungen und die Ergebnisse werden im Startfenster wie folgt angezeigt:

R δc	-1.56 μm	10.0%6.0%	
R δc	-1.57 μm	20.0%12.0%	
R δc	-0.95 μm	30.0%24.0%	


bis zu 3 Berechnungen (N)
einstellbar

Berechnungsergebnis

eingestellter Wert für die Referenzlinie

eingestellter Wert für die Schnitthöhe

■ Anzeigen bei der Einstellung der Berechnungsbedingungen für δc




■ Vorgehensweise · · · Berechnungsbedingungen für δc einstellen

Fenster zum Einstellen der Berechnungsbedingungen für δc einstellen.

Im Startfenster Schaltfläche **[AuswerteBed.]** ⇒ **[Parameter]** ⇒ **[Details]** drücken.

1. <Parameterdetails>



Stellen Sie die Details für Parameter δc ein.

① Anzahl der Berechnungen einstellen. [N-punkt] berühren.

⇒ Mit jedem Drücken der Schaltfläche ändert sich die Einstellung in der Reihenfolge: 1,2,3,1,2,3...

② Wert für die Referenzlinie einstellen. Eingabefeld unter [Referenzlinie] berühren.

⇒ Das Eingabefenster erscheint. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.

③ Wert für die Schnitthöhe einstellen. Eingabefeld unter [Schnitt] berühren.

⇒ Das Eingabefeld für die Schnitthöhe erscheint. Fahren Sie mit Schritt 3 fort.

TIPP

Bis zu 3 Referenzlinien und Schnitthöhen können separat eingestellt werden. Für die eingestellte Anzahl an Berechnungen werden die Ergebnisse im Startfenster angezeigt.

2. < δc Referenzlinie eingeben>



Geben Sie einen Wert innerhalb des unten im Fenster angezeigten zulässigen Bereichs ein.

⇒ Die Eingabe erscheint im Feld oben im Fenster.

[ENTER] drücken, um den eingegebenen Wert zu laden.

[Abbruch] drücken, um die Einstellung abubrechen.

⇒ Das Eingabefenster wird geschlossen und das Fenster [Parameterdetails] erscheint wieder.

3. < δc Schnitthöhe eingeben>



Geben Sie einen Wert innerhalb des unten im Fenster angezeigten zulässigen Bereichs ein.

⇒ Die Eingabe erscheint im Feld oben im Fenster.

[ENTER] drücken, um den eingegebenen Wert zu laden.

[Abbruch] drücken, um die Einstellung abubrechen.

⇒ Das Eingabefenster wird geschlossen und das Fenster [Parameterdetails] erscheint wieder.

4. <Parameterdetails>

Parameterdetails

Sm/Pc/Ppi/R

Zl Zp/Zv

% um

Anzeigeh 10.0 %

HSC

Spitze Basis

% um

Anzeigeh 10.0 %

mr(c)

N-punkt Spitze Basis

1 % um

Schnitt1 0.1 um

2 0.1 um

mr

Normal Kc Kt

Referenzlinie 0.0 %

Schnitt 0.1 um

Schnittpkt 1

dc

Referenzlinie	Schnitt
1 10.0 %	25.0 %
2 20.0 %	35.0 %
3 30.0 %	45.0 %

N-punkt

8

Abbruch ENTER

Schaltfläche [ENTER] drücken, um die Einstellungen zu laden.

Schaltfläche [Abbruch] drücken, um die Einstellungen zu verwerfen.

⇒ Das Fenster [Parameter Details] wird geschlossen und das Fenster [Parameterauswahl] erscheint wieder.

6.6.6 Berechnungsbedingungen für HSC einstellen

Für Parameter HSC muss als Berechnungsbedingung eine Zählschwelle eingestellt werden.

TIPP Die eingestellten Berechnungsbedingungen werden im Startfenster wie folgt angezeigt:


HSC 152.47 /cm B: 5.00 μ m

Berechnungsergebnis

Eingestellter Wert für die Zählschwelle (Anzeigehöhe)

Einstellung Spitze (P) oder Basis (B)

■ Anzeigen bei der Einstellung der Berechnungsbedingungen für HSC




■ Vorgehensweise . . . Berechnungsbedingungen für HSC einstellen

Fenster zum Einstellen der Berechnungsbedingungen für HSC aufrufen.

Im Startfenster **[AuswerteBed.]** ⇒ **[Parameter]** ⇒ **[Details]** drücken.

1. <Parameterdetails>



Details für Parameter HSC einstellen.

① Referenz für die Höhe der Zählschwelle auswählen. Schaltfläche [Spitze] oder [Basis] berühren.

⇒ Die gedrückte Schaltfläche wird markiert.


② Einheit für die Zählschwelle wählen. Schaltfläche [%] oder [µm] drücken.

⇒ Die gedrückte Schaltfläche wird markiert.

③ Wert für die Höhe der Zählschwelle eingeben. Eingabefeld [Anzeigeh.] berühren.

⇒ Das Eingabefenster wird eingeblendet.

2. <HSC>



Geben Sie einen Wert innerhalb des zulässigen Eingabebereichs (wird unten im Fenster angezeigt) ein.

⇒ Der eingegebene Wert wird im Feld oben im Fenster angezeigt.

[ENTER] drücken, um den eingegebenen Wert zu laden.

[Abbruch] berühren, um die Einstellung abubrechen.

⇒ Das Eingabefenster wird geschlossen und das Fenster [Parameterdetails] erscheint wieder.

3. <Parameterdetails>



Schaltfläche [ENTER] drücken, um die Einstellungen zu laden.

Schaltfläche [Abbruch] drücken, um die Einstellungen zu verwerfen.

⇒ Das Fenster [Parameterdetails] wird geschlossen und das Fenster [Parameterauswahl] erscheint wieder.

6.6.7 Berechnungsbedingungen für Motif-Profil einstellen (R-Motif/W-Motif)


Wenn ein Motif-Profil (R-Motif/W-Motif) ausgewählt wurde, kann als Motif-Kombinationsmethode entweder "erweitertes Segment" (nach Haupttext der Norm ISO 12085) oder die "AnnexA"-Methode gemäß dem Anhang A der ISO 12085 gewählt werden.

TIPP

Stellen Sie die Kombinationsmethode im Fenster [Parameterauswahl] ein. Die Einstellung wird deaktiviert, wenn ein anderes Profil als die Motif-Profile ausgewählt wird.

■ Anzeigen bei der Einstellung der Motif-Kombinationsmethode

Startfenster



A Auswertebedingungen

[Auswerte Bed.]

[Ende]




[Parameter]

[R-Motif]

zum Laden [ENTER]

Parameterauswahl (Beispiel: Auswahl R-Motif)



Die Kombinationsmethode wechselt bei jedem Drücken dieser Schaltfläche.

TIPP

Anzeige der Kombinationsmethode



Kombinationsmethode entspricht dem Anhang A der Norm ISO 12085 (konkav)



Kombinationsmethode entspricht dem Haupttext der Norm ISO 12085 (konvex)

Die Einstellung der Kombinationsmethode ist nur aktiviert, wenn ein Motif-Profil ausgewählt ist.

6.7 Toleranzbewertungsfunktion einstellen

Mit dem SJ-500 kann eine Toleranzbewertung in Bezug auf die Rauheit eines Werkstücks durchgeführt werden.

Als Vergleichsregel für die GO/NG-Bewertung kann eine der folgenden Optionen eingestellt werden: MAX-Wert, 16%-Regel, Mittelwert oder Standardabweichung ($1\sigma - 3\sigma$).

Für die Auswertebedingungen A und B kann die GO/NG-Bewertung separat eingestellt werden.

■ Anzeige des GO/NG-Bewertungsergebnisses

Wenn die GO/NG-Bewertungsfunktion aktiviert ist, wird das Berechnungsergebnis jeweils mit der oberen und unteren Toleranzgrenze verglichen. Anschließend wird das Toleranzurteil als "NG" angezeigt, wenn das Ergebnis außerhalb des Bereichs zwischen oberem und unterem Grenzwert liegt. Bei Berechnungsergebnissen über dem oberen Grenzwert erscheint "NG" in rot, unter dem unteren Grenzwert in blau. Bei Ergebnissen innerhalb des Toleranzbereichs wird "OK" angezeigt.



“+NG” wird in rot angezeigt, wenn das Berechnungsergebnis über dem oberen Toleranzwert, “-NG” in blau, wenn es unter dem unteren Toleranzwert liegt.

■ Vergleichsregel für GO/NG-Bewertung

WICHTIG

- Die Vergleichsregel der GO/NG-Bewertung kann nur auf Parameter angewandt werden, für die für jede Referenzlänge innerhalb der Messstrecke ein Messwert erfasst und dann ein arithmetischer Mittelwert bestimmt wird.
- Wenn die Anzahl der Einzelmessstrecken 1 ist oder bei Parametern wie Rt, die über die gesamte Messstrecke berechnet werden, erfolgt die Bewertung stattdessen anhand der folgenden Regel:
NG bei Parameter-Werten > oberer Grenzwert oder < unterer Grenzwert.

HINWEIS

- Die Einstellung der GO/NG-Bewertungsregeln ist für Standard-Parameter und Kontur-Parameter gleich. Daher ist die Einstellung im Fenster [Auswertebedingungen] mit der im Fenster [Konturanalyse] gekoppelt.
- Bei einigen Regeln für die GO/NG-Bewertung muss eine bestimmte Anzahl an Einzelmessstrecken vorliegen. Falls die Anzahl der Einzelmessstrecken nicht ausreicht, kann es sein, dass keine Toleranzbewertung durchgeführt wird. In diesem Fall erscheint beim Schließen des Fensters eine Meldung, in der der Anwender aufgefordert wird, die Vergleichsregel zu prüfen.

TIPP


Wenn Sie die jeweiligen Ergebnisse der Einzelmessstrecken separat ausgeben möchten, sollten Sie eine optionale Speicherkarte besorgen und die Daten mittels Bildschirmdruck-Funktion als BMP-Dateien auf der Karte speichern. Informationen über das Einlegen und Einstellen der Speicherkarte siehe Abschnitt 13.2 “Datenausgabe einstellen (Funktion der DATA-Taste festlegen)”.

6 Auswerte- und Messbedingungen ändern

In der folgenden Tabelle ist jeweils der Bewertungsvorgang für Standard- und Kontur-Parameter für die einzelnen Regeln beschrieben.

Bewertungsregel	Beschreibung des Bewertungsvorgangs	
	Standard-Parameter	Kontur-Parameter
Mittelwert-Regel	Parameterwerte werden als arithmetische Mittelwerte der Messwerte der Einzelmessstrecken innerhalb des Auswertebereichs ermittelt. Die GO/NG-Bewertung erfolgt dann anhand des Vergleichs mit dem oberen und unteren Toleranzwert.	Die Berechnung wird für den gesamten Auswertebereich als eine Einzelmessstrecke durchgeführt. Die Kontur-Parameterwerte werden dann für die GO/NG-Bewertung mit dem oberen und unteren Toleranzwert verglichen.
16%-Regel	Die Messwerte werden für die jeweiligen Referenzstrecken innerhalb des Auswertebereichs ermittelt und dann mit dem oberen und unteren Toleranzwert verglichen. Das Ergebnis (die Anzahl der Messwerte außerhalb des zulässigen Bereichs) wird durch die Anzahl der Messwerte für die jeweilige Referenzstrecke geteilt. Das Ergebnis ist GO, wenn der Quotient max. 16%, NG, wenn er mehr als 16% beträgt. Die Bewertungsergebnisse der 16%-Regel entsprechen bei Messungen mit 6 Einzelmessstrecken denen der MAX-Regel.	
MAX-Regel	Die Messwerte werden für jede Referenzstrecke innerhalb des Auswertebereichs ermittelt und dann mit dem oberen und unteren Toleranzwert verglichen. Das Ergebnis ist NG, wenn mindestens ein Messwert größer als der obere Toleranzwert oder kleiner als der untere Toleranzwert ist.	
Standardabweichung	Die Messwerte werden für jede Strecke ermittelt. Die Berechnung wird für jede Einzelmessstrecke durchgeführt. Der ermittelte Mittelwert μ und die Standardabweichung σ werden mit dem oberen Toleranzwert ($\mu + \sigma$) und dem unteren Toleranzwert ($\mu - \sigma$) verglichen. Das Ergebnis ist NG, wenn einer der Werte größer als der obere oder kleiner als der untere Toleranzwert ist. Für die Standardabweichungs-Regel müssen unter den Auswertebedingungen als Berechnungsbedingung mindestens 3 Einzelmessstrecken eingestellt sein.	Es erfolgt keine GO/NG-Bewertung. Die Berechnung wird für den gesamten Auswertebereich als eine Einzelmessstrecke durchgeführt.

■ Anzeigen bei der Einstellung der GO/NG-Bewertungsregel




■ Vorgehensweise · · · Regel für die GO/NG-Bewertung einstellen

Fenster zur Einstellung der Regel für die GO/NG-Bewertung aufrufen.

Im Startfenster [AuswerteBed.] ⇒ [Parameter] ⇒ [Urteil] drücken.

1. <GO/NG-Toleranz>



Details für die GO/NG-Bewertung einstellen.

- ① Bewertungsregel auswählen.
Berühren Sie eine der folgenden Optionsschaltflächen: [Max], [16%], [Mittel] oder [Standardabw. (1σ , 2σ , 3σ)].
⇒ Die gedrückte Schaltfläche wird markiert.
- ② Wählen Sie einen Parameter für die Toleranzbewertung durch Drücken der Parameter-Schaltfläche aus.
⇒ Der ausgewählte Parameter und die eingestellten Werte für [Obergrenze] und [Untergrenze] blinken. (Dies zeigt an, dass Sie jetzt die numerischen Werte für die Ober- und Untergrenze eingeben können.)
- ③ Untergrenze eingeben: Anzeigefeld berühren.
⇒ Das Fenster <Untergrenze> erscheint. Gewünschte untere Toleranzgrenze eingeben.
- ④ Obergrenze eingeben: Anzeigefeld berühren.
⇒ Das Fenster <Obergrenze> erscheint. Gewünschte obere Toleranzgrenze eingeben.

- HINWEIS**
- Wenn die Norm, das Profil oder die Bewertungsregel geändert wird, müssen die Einstellwerte für Ober- und Untergrenze überprüft und – bei Bedarf – neu eingestellt werden.
 - Wenn unter “Bewertungsregeln” die Schaltfläche [Aus] gedrückt wurde, erfolgt keine GO/NG-Bewertung.
 - Wenn eine Bewertungsregel ausgewählt wurde, wird die Toleranzbewertung für alle im Fenster [Parameterauswahl] ausgewählten Parameter durchgeführt.
 - Die Standardeinstellung für Ober- und Untergrenze ist 0. Wenn diese Einstellung nicht geändert wird, erfolgt keine Toleranzbewertung, auch wenn eine Bewertungsregel ausgewählt wurde.
 - Die Toleranzwerte müssen immer nach der Regel “Obergrenze” > “Untergrenze” gesetzt werden.
 - Für die Auswertebedingungen A und B können separate Toleranzbedingungen eingestellt werden.


6.8 Spezifikationen für die Profil-Kompensation ändern

6.8.1 Methoden der Profil-Kompensation

Kompensation	Beschreibung
Aus	keine Kompensation
Parabel-Kompensation	Kompensation erfolgt anhand einer Parabel
Hyperbel-Kompensation	Kompensation erfolgt anhand einer Hyperbel
Ellipsen-Kompensation	Kompensation erfolgt anhand einer Ellipse
Radius-Kompensation	Kompensation anhand eines Kreises
Konische Kompensation	automatische Auswahl und Anwendung eines geeigneten Profils für die Kompensation (Parabel, Hyperbel, Ellipse oder Kreis)
Neigungskompensation	Neigungskompensation des gesamten Messprofils
Bereichs-Neigungskompensation	Neigungskompensation für einen ausgewählten Bereich des Profils

HINWEIS Führen Sie je nach Werkstück schon vorab eine vorläufige Kompensation durch.

■ Anzeigen bei der Einstellung der Profilkompensation




6.8.2 Kompensation

Bei Messung und Analyse von gekrümmten Oberflächen muss vor der Parameter-Berechnung eine Datenkompensation erfolgen. Durch die Datenkompensation werden die langwelligen Welligkeitskomponenten der Werkstück-Oberfläche entfernt, die nicht herausgefiltert werden können.

Für die Kompensation wählt der Anwender ein für die Oberflächenbeschaffenheit des Werkstücks geeignetes "Trendprofil" aus. Position und Koeffizienten des Trendprofils werden so bestimmt, dass sie bestmöglich auf den Profilabschnitt passen. Die verbleibenden Werte werden dann als Daten nach der Kompensation verwendet.


Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für die Entfernung von Trends auf einem Werkstück mit runder Oberfläche.



■ Parabel-Kompensation

Gleichung: $z = ax^2$


“a”, der Betrag der parallelen Verschiebung und der Betrag der Rotationsverschiebung, werden anhand der Methode der kleinsten Fehlerquadrate ermittelt.



■ Hyperbel-Kompensation

Gleichung: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = -1$


“a”, “b”, der parallele Versatzbetrag und der Betrag der Rotationsverschiebung werden anhand der Methode der kleinsten Fehlerquadrate bestimmt.



■ Ellipsen-Kompensation

Gleichung: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1$


“a”, “b”, der parallele Versatzbetrag und der Betrag der Rotationsverschiebung werden anhand der Methode der kleinsten Fehlerquadrate bestimmt.



■ Radius-Kompensation

Gleichung: $x^2 + z^2 = r^2$

“r” und der Kreis-Mittelpunkt werden anhand der Methode der kleinsten Fehlerquadrate bestimmt.



-
- HINWEIS**
- Die Radius-Kompensation nimmt eine gewisse Zeit in Anspruch (bis zu einer Minute). Die Anzeige ist während der Wartezeit eingefroren - dies ist keine Fehlfunktion.
 - Je nach Messprofil kann es sein, dass die Radius-Annäherung nicht gelingt, was in einigen Fällen zu Fehlermeldungen führen kann. Ändern Sie in diesem Fall die Bedingungen oder deaktivieren Sie die Radius-Kompensation und wiederholen Sie die Messungen.
-

■ Konisches Profil (automatische konische Kompensation)

Gleichung: $kx^2 - 2rx + z^2 = 0$

(Je nach "k" und "r"-Wert können konische Profile Ellipsen, Parabeln oder Hyperbeln sein.)


"k", "r", der parallele Versatzbetrag und der Betrag der Rotationsverschiebung werden anhand der Methode der kleinsten Fehlerquadrate bestimmt.

- * Bei dieser Option wird die Kompensation automatisch anhand des Elements (Ellipse, Parabel oder Hyperbel) durchgeführt, bei der die wenigstens Restwerte übrig bleiben.

■ Gesamt-Neigungskompensation


Gleichung: $z = ax + b$

"a" und "b" werden anhand der Methode der kleinsten Fehlerquadrate bestimmt.




■ Bereichs-Neigungskompensation

Geben Sie die Werte für P1 und P2 ein, um die Neigungskompensation für einen gewünschten Bereich durchzuführen. Dieser Referenz-Bereich wird durch die Punkte P1 und P2 bestimmt. Durch die Neigungskompensation mit dieser Einstellung wird das Messprofil so korrigiert, dass der Referenz-Bereich horizontal ausgerichtet ist.




Um die Neigungskompensation für 2 ausgewählte Abschnitte vorzunehmen, bestimmen Sie die Referenzabschnitt durch Eingabe von P1, P2, P3 und P4. Durch die Kompensation wird das Profil so ausgerichtet, dass die beiden Referenzabschnitte horizontal sind.



6.8.3 Bedingungen der Bereichs-Neigungskompensation ändern

■ Fenster zum Einstellen der Bedingungen für die Neigungskompensation aufrufen

- Nachfolgend ist die Einstellung der Bedingungen für die Neigungskompensation von ausgewählten Bereichen in den Auswertebedingungen A beschrieben. Die gleiche Vorgehensweise gilt für die Einstellung unter Auswertebedingungen B.




■ Vorgehensweise 1 . . . Bereich für die Neigungskompensation mit Linealen einstellen

HINWEIS Bevor Sie die Neigungskompensation mit Linealen einstellen können, muss eine Messung durchgeführt und das Messprofil angezeigt werden.

Fenster <Neigungskompensation> aufrufen.

Im Startfenster [AuswerteBed.] ⇒ [Prof. Komp.] ⇒ [Neig. frei] drücken.

<Neigungseinstellung > P1 einstellen



Bereich für die Neigungskompensation einstellen.


- ① Lineal anzeigen für P1 und P2.
Schaltfläche [Schnell] drücken.

⇒ Die Lineale P1 und P2 werden angezeigt.

TIPP Die aktivierten Lineale werden oben mit einem Dreieck markiert.

- ② Lineal P1 einstellen.
Gewünschten Punkt mit dem Stift berühren.
⇒ Das Lineal P1 wird an diesen Punkt verschoben.

<Neigungskompensation> P2 einstellen




- ③ Lineal P2 aktivieren.
Schaltfläche [Wechseln] drücken.
⇒ Das aktivierte Lineal P2 wird oben mit einem Dreieck markiert.

TIPP Bei jedem Drücken der Schaltfläche [Wechseln] wird das jeweils andere Lineal aktiviert.

- ④ Lineal P2 einstellen.
Gewünschten Punkt mit dem Stift berühren.
⇒ Das Lineal P2 wird an diesen Punkt verschoben.

TIPP Zum Verschieben der Lineale die Schaltflächen  und/oder  berühren.

<Neigungskompensation> P3 einstellen



Kompensationsbereich einstellen.

- ③ Lineale P3 und P4 einstellen.
Schaltfläche [Letzte] berühren.


⇒ Die Lineale P3 und P4 werden angezeigt.

TIPP Um Lineal P3 zu aktivieren die Schaltfläche [Wechseln] berühren.

- ④ Lineal P3 einstellen.
Gewünschten Punkt mit dem Stift berühren.

⇒ Lineal P3 wird an diesen Punkt verschoben.

<Neigungskompensation> P4 einstellen



- ⑤ P4 aktivieren.
Schaltfläche [Wechseln] berühren.

⇒ Das aktivierte Lineal P4 wird oben mit einem Dreieck markiert.

TIPP Bei jedem Drücken der Schaltfläche [Wechseln] wird das jeweils nächste Lineal aktiviert: P1, P2, P3, P4, P1, P2, ...

- ⑥ Lineal P4 einstellen.
Gewünschten Punkt mit dem Stift berühren.

⇒ Das Lineal P4 wird an diesen Punkt verschoben.

TIPP Zum Verschieben der Lineale die Schaltflächen  und/oder  berühren.

- ⑦ Prüfen Sie, ob die Schaltflächen [Schnell] und [Letzte] als "gedrückt" markiert sind und berühren Sie dann die Schaltfläche [SET].

⇒ Die eingestellten Positionen für P1, P2, P3 und P4 werden gespeichert.

- ⑧ Schaltfläche [Ende] drücken.

⇒ Das Fenster [Neigungskompensation] wird geschlossen und das Fenster [Auswertebedingungen] wieder angezeigt.

HINWEIS

- Der für die erste Hälfte bestimmte Bereich (definiert durch P1 und P2) und der für die zweite Hälfte bestimmte Bereich (definiert durch P3 und P4) müssen nach dem folgenden Muster eingestellt werden:
$$P1 < P2 \leq P3 < P4$$
- Berühren Sie die Schaltfläche [SET], um den eingestellten Bereich zurückzusetzen, wenn die Schaltflächen [Vorne] und [Hinten] deaktiviert wurden.

■ Vorgehensweise 2 . . . Bereich für die Neigungskompensation über numerische Eingabe einstellen


TIPP Wenn Form und Maße des Werkstücks bereits bekannt sind, aber noch kein Messprofil vorliegt, kann der Bereich für die Neigungskompensation auch über numerische Eingabe erfolgen.

Fenster zur Einstellung der Neigungskompensation aufrufen.

Wenn im Startfenster kein Messprofil angezeigt wird die Schaltfläche **[AuswerteBed.]** ⇒ **[Prof. Komp.]** ⇒ **[Neig. frei]** ⇒ **[ENTER]**.


⇒ Das Fenster [Einstellungen Neigungskompens.] erscheint.

<Einstellungen Neigungskompens.>



- ① P1 einstellen.
Einstellwert für P1 in das entsprechende Feld eingeben (Feld berühren). ([Schnell]/[Letzte] müssen aktiviert sein.)
⇒ Das Fenster zur numerischen Eingabe wird angezeigt.

<Numerische Eingabe für P1>



- ② Geben Sie über die Tastatur einen Wert innerhalb des zulässigen Eingabebereichs (unten im Fenster angezeigt) ein.
⇒ Der eingegebene Wert erscheint im Feld oben im Fenster.
- ③ [ENTER] drücken, um den eingegebenen Wert zu laden.
[Abbruch] drücken, um die Eingabe zu verwerfen.
⇒ Das Eingabefenster wird geschlossen und das Fenster zur Einstellung der Neigungskompensation wieder angezeigt.
- ④ Wiederholen Sie die Schritte ① bis ③ für P2, P3 und P4.
- ⑤ [ENTER] drücken, um den eingestellten Bereich für die Neigungskompensation zu laden.
[Abbruch] drücken, um die Einstellung abzubrechen.
⇒ Das Fenster zur Einstellung der Neigungskompensation wird geschlossen und das Fenster [Auswertebedingungen] wieder angezeigt.


HINWEIS • Der für die erste Hälfte bestimmte Bereich (definiert durch P1 und P2) und der für die zweite Hälfte bestimmte Bereich (definiert durch P3 und P4) müssen nach dem folgenden Muster eingestellt werden:

$$P1 < P2 \leq P3 < P4$$


■ Zentrierfunktion während der Neigungskompensation

Wenn die Option [Neig. Frei] ausgewählt wurde, kann es sein, dass das angezeigte Messprofil nach oben oder unten versetzt erscheint. In diesem Fall kann das Profil in die Mitte des Bildschirms verschoben (zentriert) werden, in dem die Zentrierfunktion im Fenster [Neigungskompensation] mit der Schaltfläche [Ausricht] aktiviert wird.

angezeigte Wellenform bei deaktivierter Zentrierfunktion



angezeigte Wellenform bei aktivierter Zentrierfunktion




■ Vorgehensweise

Fenster zum Einstellen der Neigungskompensation aufrufen.

Im Startfenster [AuswerteBed.] ⇒ [Prof. Komp.] ⇒ [Neig. frei] drücken.

<Neigungskompensation>



Zentrierfunktion einstellen.

Schaltfläche [Ausricht] drücken.

⇒ Die gedrückte Schaltfläche wird markiert (aktiv), d. h. die Zentrierfunktion ist aktiviert. Bei jedem Drücken der Schaltfläche wechselt der Modus zwischen aktiviert/deaktiviert.

Schaltfläche [Ende] drücken.

⇒ Das Fenster zur Einstellung der Neigungskompensation wird geschlossen und das Fenster zum Einstellen der Auswertebedingungen wieder angezeigt.

TIPP

Schaltfläche [Ausricht]

Zentrierfunktion aktiviert:



Zentrierfunktion deaktiviert:



6.9 Vorlauf-/Nachlaufstrecke einstellen


Es besteht die Möglichkeit, die Vor- und Nachlaufstrecke zu deaktivieren.

Werksseitig sind Vor- und Nachlaufstrecke als Standardeinstellung eingeschaltet.

WICHTIG Vor- und Nachlaufstrecke sollten immer eingeschaltet sein. Bei Messungen mit ausgeschalteter Funktion kann es, je nach gewählter Rauheitsnorm, zu fehlerhaften Berechnungsergebnissen kommen.

TIPP Einzelheiten zur Verfahrstrecke siehe Abschnitt 18.4 "Verfahrstrecke".

■ Anzeigen bei der Einstellung der Vor-/Nachlaufstrecke



HINWEIS Je nach Norm und/oder Anzahl der Messpunkte kann es sein, dass die Vor-/Nachlaufstrecke nicht ausgeschaltet werden kann.

■ Vorgehensweise

1. Die Einstellung der Vor-/Nachlaufstrecke im Fenster [A Auswertebedingungen] ist nachfolgend beschrieben.

Fenster zur Einstellung der Vor-/Nachlaufstrecke für A Auswertebedingungen aufrufen.

Im Startfenster die Schaltfläche [AuswerteBed.] berühren.

< A Auswertebedingungen >



Schaltfläche [Vor/Nach] berühren.

⇒ Bei jedem Drücken der Schaltfläche wechselt die Einstellung zwischen [An] und [Aus].

An	Vor-/Nachlaufstrecke aktiviert
Aus	Vor-/Nachlaufstrecke deaktiviert

2. Die Einstellung der Vor-/Nachlaufstrecke im Fenster [B Auswertebedingungen] ist nachfolgend beschrieben.

Fenster zur Einstellung der Vor-/Nachlaufstrecke für B Auswertebedingungen aufrufen.

Im Startfenster die Schaltfläche [AuswerteBed.] ⇒ [Seite 1/3] berühren.


< B Auswertebedingungen > (Aus)



Schaltfläche [Aus] berühren, wenn diese im Fenster B Auswertebedingungen neben [Vor-/Nach] angezeigt wird.

⇒ Daraufhin wechselt das System in den Modus [An].

< B Auswertebedingungen > (Ein)



Schaltfläche [Vor/Nach] berühren.

⇒ Bei jedem Drücken der Schaltfläche wechselt das System zwischen [An] und [Aus] als Modus für die Vor-/Nachlaufstrecke.

An	Vor-/Nachlaufstrecke aktiviert
Aus	Vor-/Nachlaufstrecke deaktiviert

6.10 Nicht benötigte Daten löschen

Nicht benötigte Daten können gelöscht werden, um vor der Neuberechnung anormale Messpunkte zu entfernen.


Dazu gibt es zwei Methoden: In-Cutoff und Out-Cutoff.

Bereich löschen (Ber. Loesch): Die Berechnung erfolgt für Abschnitte außerhalb der markierten Bereiche (zu löschende Bereiche markieren).

Auswertebereich festlegen (Ber. Sicher): Die Berechnung erfolgt nur für Abschnitte, die über die Bereichsspezifikation ausgewählt wurden (zu messende Bereiche markieren).

WICHTIG Wenn nicht benötigte Daten entfernt wurden können keine korrekten Berechnungsergebnisse garantiert werden. Die angezeigten Ergebnisse aus solchen Berechnungen werden daher mit einem "C" vor dem Ergebnis gekennzeichnet.

■ Anzeigen beim Entfernen nicht benötigter Daten für die Neuberechnung




■ Vorgehensweise 1 . . . Einstellung von Ber. Loesch (Kontur entfernen)

- HINWEIS**
- Wenn die Option [Kont. entf.] eingestellt wurde, können Sie die zu löschenden Bereiche festlegen.
 - Für die Löschung nicht benötigter Daten können bis zu 4 Bereiche eingestellt werden.

Fenster zum Löschen nicht benötigter Daten aufrufen.

Im Startfenster die Schaltfläche [**AuswerteBed.**] ⇒ [**Kont. entf.**] ⇒ [**Ber. Loesch**] drücken.

<Ber. Loesch> P1 aktiviert



Bereich für die Löschung nicht benötigter Daten einstellen.


- ① Lineale P1 und P2 einstellen.
Schaltfläche [Lineal] berühren.

⇒ Die Lineale P1 und P2 werden angezeigt.

TIPP Ein aktiviertes Lineal ist am oberen Ende mit einem Dreieck markiert.

- ② Lineal P1 einstellen.
Gewünschten Punkt mit dem Stift berühren.
- ⇒ Das Lineal P1 wird an den gewünschten Punkt verschoben.



<Ber. Loesch> P2 aktiviert




- ③ P2 aktivieren.
Schaltfläche [Wechseln] berühren.
- ⇒ Das aktivierte Lineal P2 wird mit einem Dreieck gekennzeichnet.

TIPP Bei jedem Drücken der Schaltfläche [Wechseln] werden P1 und P2 abwechselnd aktiviert.

- ④ Lineal P2 einstellen.
Gewünschten Punkt mit dem Stift berühren.
- ⇒ Das Lineal P2 wird an den gewünschten Punkt verschoben.

- TIPP**
- Berühren Sie zum Verschieben der Lineale die Schaltflächen  und/oder .
 - Je nach dem, welche Anzeigevergrößerung eingestellt ist, kann es sein, dass die Lineale nicht an den Start- oder Endpunkt des Profils verschoben werden können. Verkleinern Sie in diesem Fall den horizontalen Skalierungsfaktor und verschieben Sie dann die Lineale.

<Ber. Loesch> Einstellung beenden



⑤ Schaltfläche [SET] berühren, um die Einstellung des zu löschenden Bereichs zu beenden.

⇒ Der eingestellte Bereich (in der Abb. links schattiert dargestellt) wird in rot angezeigt und die Lineale verschwinden.

⑥ Schaltfläche [Ende] berühren, um die Einstellung zu übernehmen und den Einstellvorgang zu beenden.

⇒ Das Fenster [Ber. Loesch] wird geschlossen und das Fenster [Auswertebedingungen] wieder angezeigt.

-
- TIPP**
- Wiederholen Sie die Schritte ① bis ⑤, um weitere Bereiche einzustellen.
 - Um den rot angezeigten Abschnitt zu verändern (neu einzustellen, berühren Sie die Kontur, die Lineale werden dann wieder angezeigt. Wiederholen Sie die Schritte ② bis ⑤.
-

■ Vorgehensweise 2 • • • Einstellung des Auswertebereichs (Kontur festlegen)


HINWEIS Wenn die Option [Kont. entf.] eingestellt wurde legen Sie am angezeigten Profil den Auswertebereich fest.

Fenster zum Löschen nicht benötigter Daten aufrufen.

Im Startfenster die Schaltfläche **[AuswerteBed.]** ⇒ **[Kont.entf.]** ⇒ **[Ber. Sicher]** drücken.

Das Profil wird in rot angezeigt, wenn der Bereich noch nicht eingestellt ist.

<Ber. Sicher> P1 aktiviert



Bereich für die Festlegung benötigter Daten einstellen.


- ① Lineale P1 und P2 anzeigen.
Schaltfläche [Lineal] berühren.

⇒ Die Lineale P1 und P2 erscheinen.

TIPP Das aktivierte Lineal wird oben mit einem Dreieck gekennzeichnet.

- ② P1 einstellen.
Gewünschten Punkt mit dem Stift berühren.
⇒ Lineal P1 wird an diesen Punkt verschoben.

<Ber. Sicher> P2 aktiviert





- ③ P2 aktivieren.
Schaltfläche [Wechseln] berühren.
⇒ Lineal P2 wird am oberen Ende mit einem Dreieck markiert, d. h. P2 ist jetzt aktiviert.


TIPP Bei jedem Drücken der Schaltfläche [Wechseln] werden P1 und P2 abwechselnd aktiviert.

- ④ Lineal P2 einstellen.
Gewünschten Punkt mit dem Stift berühren.
⇒ Lineal P2 wird an diesen Punkt verschoben.

TIPP

- Berühren Sie zum Verschieben der Lineale die Schaltflächen  und/oder .
- Je nach dem, welche Anzeigevergrößerung eingestellt ist, kann es sein, dass die Lineale nicht an den Start- oder Endpunkt des Profils verschoben werden können. Verkleinern Sie in diesem Fall den horizontalen Skalierungsfaktor und verschieben Sie dann die Lineale.

<Ber. Sicher> Einstellung beenden



⑤ Schaltfläche [SET] berühren, um die Bereichseinstellung zu fertigzustellen.

⇒ Der eingestellte Bereich für [Ber. Sicher] (in der Abb. links schattiert dargestellt) wird in schwarz angezeigt und die Lineale verschwinden.

⑥ Schaltfläche [Ende] berühren, um die Einstellung zu übernehmen und den Einstellvorgang zu beenden.

⇒ Das Fenster [Ber. Sicher] wird geschlossen und das Fenster [Auswertebedingungen] wieder angezeigt.

-
- TIPP**
- Um weitere Bereiche einzustellen, wiederholen Sie die Schritte ① bis ⑤.
 - Berühren Sie den in schwarz angezeigten Profilabschnitt, um den eingestellten Bereich zu ändern. Die Lineale werden dann wieder eingeblendet. Wiederholen Sie die Schritte ② bis ⑤.
-

■ Vorgehensweise 3 • • • Bereichseinstellungen löschen

Für die Löschung eingestellter Bereiche bietet das System zwei Methoden: die Option "Abwahl" zum Löschen aller Bereichseinstellungen und die Option "Loeschen" zum Löschen ausgewählter Bereichseinstellungen.


Fenster zum Löschen nicht benötigter Daten aufrufen.

Im Startfenster die Schaltfläche **[AuswerteBed.]** ⇒ **[Kont.entf.]** ⇒ **[Ber. Loesch]** oder **[Ber. Sicher]** drücken.

Schaltfläche [Abwahl] oben rechts im Fenster berühren: alle Bereichseinstellungen werden gelöscht.

Nachfolgend wird das Löschen einer ausgewählten Bereichseinstellung im Fenster [Ber. Loesch] beschrieben.


<Ber. Loesch> Auswahl eines eingestellten Bereichs



① Berühren Sie eine Stelle im eingestellten Bereich.

⇒ Die Lineale werden eingeblendet.

<Ber. Loesch>



② Schaltfläche [Loeschen] berühren.

⇒ Es wird nur der Bereich zwischen den Linealen gelöscht.

-
- TIPP**
- Um Bereichseinstellungen im Fenster [Ber. Sicher] zu löschen, gehen Sie genauso vor, wie hier beschrieben.
 - Wiederholen Sie die Schritte ① bis ②, um mehrere Bereichseinstellungen zu löschen.
-

6.11 Auswertebedingungen über die Eingabe von Symbolen einstellen

Auswertebedingungen können schnell und bequem, der Messaufgabe entsprechend, über die Eingabe von Zeichnungssymbolen eingestellt werden.

- HINWEIS**
- Die Eingabe von Zeichnungssymbolen ist mit der Einstellung der A und B Auswertebedingungen verknüpft.
 - Die Eingabe mittels Zeichnungssymbolen ist für die Normen JIS2001 und ISO1997 möglich.
 - Es kann jeweils ein Parameter durch Eingabe des Zeichnungssymbols eingestellt werden.
Ist ein Parameter bereits im Fenster zur Einstellung der Auswertebedingungen eingestellt, wird die Anzahl der Parameter in der Anzeige nicht geändert, wenn dieser nochmals über das Zeichnungssymbol eingestellt wird.
Wird ein noch nicht eingestellter Parameter über das Zeichnungssymbol eingestellt, so erhöht sich die Anzahl der angezeigten Parameter um eins.
 - Im Fenster zur Einstellung der B Auswertebedingungen kann die Eingabe-Option über Zeichnungssymbole für die B Auswertebedingungen über die Schaltflächen [An]/[Aus] aktiviert/deaktiviert werden.
 - Für die Eingabe über Zeichnungssymbole wird der Tiefpass-Filter λ_s in mm angezeigt (es sei denn, die Einstellung wurde zu Inch geändert).

B Auswertebedingungen [Aus]

ISO1997 Vor/Nach An
Profil R Kont. entf. Aus
Filter GAUSS Prof. Komp. Aus
 λ_c 0,8 mm Parameter
 λ_s 2,5 μ m Auswertelaen 4,00 mm
Anzahl 5 Messlaenge 5,60 mm

Eingabe für
B Auswerte-
bed. deakti-
viert



<Zeichenerklaer> (Option für B Auswerte- bedingungen deaktiviert)

ISO1997 R
II GAUSS 0,0025 - 0,8 / Ba 5 MAX 0,00
ISO1997 R
II GAUSS 0,0025 - 0,8 / Ba 5 MAX 0,00

B Auswertebedingungen [An]

ISO1997 Vor/Nach An
Profil R Kont. entf. Aus
Filter GAUSS Prof. Komp. Aus
 λ_c 0,8 mm Parameter
 λ_s 2,5 μ m Auswertelaen 4,00 mm
Anzahl 5 Messlaenge 5,60 mm

Verknüpfung



<Zeichenerklaer> (Option für B Auswerte- bedingungen aktiviert)

ISO1997 R
II GAUSS 0,0025 - 0,8 / Ba 5 MAX 0,00
ISO1997 R
II GAUSS 0,0025 - 0,8 / Ba 5 MAX 0,00

6 Auswerte- und Messbedingungen ändern

■ Anzeigen bei der Eingabe über Zeichnungssymbole und Einstellungsinhalte

Startfenster



Auswertebedingungen

The Auswertebedingungen window shows the following settings:

- Norm: ISO1997
- Profil: R
- Filter: GAUSS
- λc: 0,8 mm
- λs: 2,5 µm
- Anzahl: 5
- Parameter: Auswertelänge: 4,00 mm
- Wellenlänge: 5,60 mm

Fenster [Zeichenerklaer] wenn die B Auswertebedingungen deaktiviert sind [Aus]

[Zeichenerklaer]
zum Laden [ENTER]
[Abbruch]

The Zeichenerklaer window shows the following settings:

- ISO1997
- R
- GAUSS
- 0,0025
- 0,8
- Ra
- 5
- MAX
- 0,00

Über [Zeichenerklaer] eingestellte Auswertebedingungen

Anzeige Untergrenze/Obergrenze
U: zur Eingabe der Untergrenze
O: zur Eingabe der Obergrenze

Norm
JIS2001
ISO1997

The Profil window shows the following settings:

- Profil: R
- Filter: GAUSS
- λc: 0,8 mm
- λs: 2,5 µm
- Anzahl: 5

GO/NG-Bewertungsregel
16%: 16%-Regel
MAX: MAX-Regel

The AuswerteBed window shows the following settings:

- ISO1997
- R
- U
- GAUSS
- 0,0025
- 0,8
- Ra
- 5
- MAX
- 0,00

The Grenzwellenlänge λs (Tiefpass-Filter) (Einheit: mm) window shows the following settings:

- λs: 0,0025
- 0,008
- 0,025

The Grenzwellenlänge λc (Hochpass-Filter) window shows the following settings:

- λc: 0,025
- 0,08
- 0,25
- 0,8
- 2,5
- 8
- 25
- 0,8

The Parameter window shows the following settings:

- Parameter: Auswertelänge: 4,00 mm
- Wellenlänge: 5,60 mm

Obergrenze/Untergrenze (numerische Eingabe)

The Obergrenze/Untergrenze (numerische Eingabe) window shows the following settings:

- Obergrenze: 0,00


Anzahl

The Anzahl (Number) window shows the following settings:

- Anzahl: 5

6.12 Messbedingungen ändern

■ Anzeigen beim Ändern der Messbedingungen Startfenster




6.12.1 Messgeschwindigkeit ändern

■ Vorgehensweise

Fenster zum Einstellen der Messgeschwindigkeit aufrufen.

Im Startfenster die Schaltfläche **[Messbedingung] ⇒ [M-Gesch.]** drücken.

<M-Gesch>



Verfahrgeschwindigkeit beim Abtasten des Werkstücks während der Messung einstellen.

Die Einheit ist mm/s (es sei denn sie wurde umgestellt auf Inch/s).

Schaltfläche der gewünschten Geschwindigkeit berühren.

⇒ Die gedrückte Schaltfläche wird markiert.

[ENTER] berühren, um die eingestellte Messgeschwindigkeit zu übernehmen. Das Einstell-Fenster 3/3 wird wieder angezeigt.

TIPP

Die einstellbare Messgeschwindigkeit richtet sich nach der Grenzwellenlänge (λ_s), wie in der folgenden Tabelle aufgeführt:

● Messgeschwindigkeit - Grenzwellenlänge

λ_s (μm)	Messgeschwindigkeit (mm/s)
0.25	0.02, 0.05
0.8	0.02, 0.05, 0.1
2.5	0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5
8	0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1
25	0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5
80	0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5
250	0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5

6.12.2 Rücklaufgeschwindigkeit ändern

■ Vorgehensweise

Fenster zur Einstellung der Rücklaufgeschwindigkeit aufrufen.

Im Startfenster **[Messbedingungen]** ⇒ **[R-Gesch]** drücken.

<R-Gesch>



Geschwindigkeit beim Zurückfahren zum Mess-Startpunkt nach der Messung einstellen.

Die Einheit ist mm/s (es sei denn, es wurde Inch/s eingestellt).

Schaltfläche der gewünschten Rücklaufgeschwindigkeit drücken.

⇒ Die gedrückte Schaltfläche wird markiert.

Schaltfläche [ENTER] berühren, um die Rücklaufgeschwindigkeit zu laden. Das Fenster 3/3 zur Einstellung der Messbedingungen wird angezeigt.

TIPP

Wenn im Fenster [R-Gesch] die Schaltfläche [M-Gesch] gedrückt wird, so wird als Rücklaufgeschwindigkeit die eingestellte Messgeschwindigkeit gewählt.

6.12.3 Messbereich ändern

Für den Messbereich stehen folgende Einstelloptionen zur Auswahl: 8 μm , 80 μm und 800 μm . Außerdem können Sie einstellen, ob – im Falle einer Überschreitung des Messbereichs – die Messung fortgesetzt oder abgebrochen werden soll.

WICHTIG In den meisten Fällen empfiehlt es sich, den Messbereich auf "800 μm " einzustellen. Wird der Messbereich empfindlicher, d. h. kleiner eingestellt, kommt es häufiger zu Bereichsüberschreitungen.

TIPP Der Ziffernschritt看wert für die Messung ändert sich ebenfalls, wenn der Messbereich geändert wird.

■ Vorgehensweise

Fenster zur Einstellung des Messbereichs öffnen.

Im Startfenster [Messbedingungen] \Rightarrow [M-Bereich] drücken.

<M-bereich>



Messbereich einstellen.

Die Einheit ist μm (es sei denn, die Einstellung wurde zu μinch geändert).

Schaltfläche für den gewünschten Bereich berühren.

\Rightarrow Die gedrückte Schaltfläche wird markiert.



[ENTER] drücken, um den eingestellten Bereich zu übernehmen. Das Fenster 3/3 zur Einstellung der Messbedingungen wird angezeigt.

HINWEIS

Die hier beschriebene Einstellung des Messbereichs ist mit der Einstellung über die Bereichsanzeige im Startfenster verknüpft.

■ Direkte Einstellung

Neben der oben beschriebenen Einstellung kann der Bereich auch einfach durch Berühren der Bereichsanzeige im Startfenster ausgewählt werden.



6.12.4 Vorgehensweise bei Bereichsüberschreitung ändern

Ob bei einer Überschreitung des Messbereichs die Messung fortgesetzt oder abgebrochen werden soll, kann bei diesem System eingestellt werden.


WICHTIG Es wird empfohlen, den Messbereich auf “800 µm” einzustellen. Bei kleineren Messbereichen kommt es häufiger zu Bereichsüberschreitungen.

■ Vorgehensweise

Fenster zur Einstellung der Vorgehensweise bei Bereichsüberschreitungen aufrufen.

Im Startfenster die Schaltflächen **[Messbedingungen]** ⇒ **[Ber. Uebers.]**.

<Ber. Uebers>



Schaltfläche der gewünschten Option berühren.

⇒ Die gedrückte Schaltfläche wird markiert.

[ESC]	Messung wird bei Bereichsüberschreitung abgebrochen
[ESC+]	Messung wird nur bei Bereichsüberschreitung in + Richtung abgebrochen
[ESC-]	Messung wird nur bei Bereichsüberschreitung in – Richtung abgebrochen.
[GO]	Messung wird bei Bereichsüberschreitung fortgesetzt.

WICHTIG Wenn [GO] gewählt wird, wird die Messung bei Überschreitung des Messbereichs fortgesetzt und die Daten außerhalb des Messbereichs werden mit berechnet. In diesem Fall werden die Berechnungsergebnisse mit “V” vor dem Wert markiert.

T

Schaltfläche [ENTER] berühren.

⇒ Die Einstellung wird übernommen und das Fenster geschlossen.

6.12.5 Automatisches Rückfahren einstellen

Ob das Tastsystem nach der Messung automatisch an die Startposition zurück gefahren werden soll oder nicht, kann eingestellt werden.

- HINWEIS**
- Wenn die Auto-Return-Funktion auf [Aus] gesetzt ist, ist die Funktion zum automatischen Rückfahren nach der Messung an die Mess-Startposition deaktiviert.
 - Um das Tastsystem an die Mess-Startposition zurückzufahren, drücken Sie die Folientaste [RETURN].
 - Wenn beim Zurückfahren ein Fehler wie z. B. ein versehentlicher Kontakt mit dem Werkstück auftritt, wird der Rückfahr-Vorgang gestoppt. Die Taste [RETURN] ist dann deaktiviert. Löschen Sie den Fehler und verfahren Sie das Tastsystem von Hand an die Mess-Startposition.

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Auto-Return-Funktion. Wenn die Messung gestartet wird, wird die Hauptmessung ① gestartet. Bei eingeschalteter Auto-Return-Funktion wird das Tastelement nach Beendigung der Hauptmessung wieder an die Startposition der Messung gefahren ②.



■ Vorgehensweise

Fenster <Messbedingungen> zum Ändern der Messbedingungen aufrufen.

Im Startfenster die Schaltfläche **[Messbedingung]** berühren.

<Messbedingungen>



Schaltfläche [AutoReturn] berühren.

⇒ Die Funktion wird bei jedem Berühren der Schaltfläche aktiviert/deaktiviert.

An	Das Tastelement wird nach Beendigung der Messung automatisch an den Mess-Startpunkt verfahren.
Aus	Das Tastelement wird nicht automatisch zurückgefahren.

HINWEIS

Bei der N-Sektionen-Messung kann die Auto-Return-Funktion nicht aktiviert werden, weil bei dieser Messung axiale Verfahrbewegungen an absoluten Koordinaten erfolgen.

6.12.6 Vorschubeinheit einstellen

Für bestimmte Messaufgaben kann die Vorschubeinheit ausgeschaltet werden.

Bei diesen Messungen wird der Versatz des Tastsystems in bestimmten Intervallen erfasst und die Berechnungen anhand der eingestellten Bedingungen durchgeführt.

HINWEIS

Normalerweise sollte die Vorschubeinheit eingeschaltet sein. Messungen mit ausgeschalteter Vorschubeinheit werden nur bei speziellen Messaufgaben ausgeführt.

■ Vorgehensweise

Das Fenster zum Einstellen der Messbedingungen aufrufen.

Im Startfenster die Schaltfläche **[Messbedingungen]** berühren.

<Messbedingungen>



Schaltfläche [Vorschub] berühren.

⇒ Bei jedem Drücken der Schaltfläche wird die Funktion ein-/ausgeschaltet.

An	Vorschub während der Messung
Aus	kein Vorschub während der Messung

6.12.7 Tastarm-Kompensation einstellen


Um noch genauere Profile zu erzielen, kann die Tastarm-Kompensation vorgenommen werden. Dies empfiehlt sich besonders für die Konturanalyse.

■ Vorgehensweise

Fenster zum Einstellen der Messbedingungen aufrufen.

Im Startfenster die Schaltfläche **[Messbedingungen]** berühren.

<Messbedingungen>



Schaltfläche [Armkompen.] berühren.

⇒ Bei jedem Berühren der Schaltfläche wird die Funktion ein-/ausgeschaltet.

An	Tastarm-Kompensation wird durchgeführt
Aus	Tastarm-Kompensation wird nicht durchgeführt

HINWEIS

Achten Sie auf korrekte Einstellung aller Tastelement-Daten bei der Zuberhör-Einstellung, damit korrekte Berechnungsergebnisse erzielt werden!

6.12.8 Tasterausrichtung einstellen

Bei SV 2100 kann die Ausrichtung des Tasters, je nach Werkstück, geändert werden.
Bei SJ-500 ist dies jedoch nicht möglich.

TIPP Die eingestellte Ausrichtung des Tasters wird oben rechts in der Ecke des Messfensters angezeigt.



Tastelement ist nach unten ausgerichtet



Tastelement ist nach oben ausgerichtet

■ Vorgehensweise

Fenster zum Einstellen der Messbedingungen aufrufen.

Im Startfenster die Schaltfläche **[Messbedingungen]** berühren.

<Messbedingungen>




Schaltfläche [Tastricht.] berühren.

⇒ Bei jedem Berühren der Schaltfläche wechselt die Ausrichtung des Tastelements.

nach unten	die Oberseite des Werkstücks wird abgetastet
nach oben	die Unterseite des Werkstücks wird abgetastet

6.12.9 Automatische Nivellierung

In manchen Fällen muss für ein geneigtes Werkstück ein größerer Messbereich eingestellt werden, obwohl es sich um ein Präzisionsteil handelt. Die Funktion zur automatischen Nivellierung dient dazu, die Messfläche für hochgenaue Messungen möglichst exakt zu nivellieren. Wird die automatische Nivellierung aus automatische Einstellung vor der Messung durchgeführt, so wird zunächst eine Vormessung ① über den max. Messbereich ausgeführt und die Neigung θ anhand einer Linie parallel zum Messprofil ermittelt. Dann erfolgt die Nivellierung ② mit dem automatischen Nivelliertisch. Das Tastelement wird an die Mess-Startposition ③ verfahren und die Hauptmessung ④ über den eingestellten Messbereich ausgeführt.



ACHTUNG


Vor der Nivellierung erscheint eine Meldung, dass das Tastsystem vom Werkstück zurück gefahren werden muss. Der Nivellervorgang wird gestoppt, sobald das Tastelement den Tisch während des Betriebs berührt. Achten Sie auf ausreichenden Abstand zwischen Tastelement und Nivelliertisch.

■ Vorgehensweise

Fenster zur Einstellung der automatischen Nivellierung aufrufen.

Im Startfenster die Schaltfläche **[Messbedingungen]** berühren.⇒ **[Autoeinst.]**

<Autoeinst.>



Funktion zur automatischen Nivellierung auswählen.

Aus (OFF)	Es erfolgt keine Nivellierung.
ALT	Die Nivellierung wird durchgeführt.

[ENTER] drücken.

⇒ Prüfen Sie, ob die gewünschte Einstellung angezeigt wird und schließen Sie dann das Fenster.

- WICHTIG**
- Wenn das Tastelement während der automatischen Nivellierung ein Werkstück berührt, erscheint die entsprechende Fehlermeldung und die Nivellierung wird abgebrochen. Um dies zu vermeiden, achten Sie darauf, das Tastsystem weit genug zurückzufahren, bevor Sie mit der Nivellierung beginnen.
 - Die Funktion ALT (automatische Ausrichtung mit dem automatischen Nivelliertisch) steht auch für N-Sektionen-Messungen zur Verfügung.
 - Bei der Kalibrierungsmessung wird keine Nivellierung vorgenommen.

6.12.10 Berechnung nach Unterbrechung der Messung

Falls ausreichend Messdaten vorliegen, kann nach einer Unterbrechung der Messung (z. B. aufgrund von Messbereichsüberschreitung oder absichtlich) die Berechnung ausgeführt werden.

■ Vorgehensweise

Fenster zum Einstellen der Messbedingungen aufrufen.

Im Startfenster die Schaltfläche **[Messbedingungen]** berühren.

<Messbedingungen>



Schaltfläche [Kal. forts.] ("Kalkulation fortsetzen") berühren.

⇒ Die Funktion wird bei jedem Drücken der Schaltfläche ein-/ausgeschaltet.

An	Berechnung anhand der bis zur Unterbrechung erfassten Daten
Aus	nach der Unterbrechung erfolgt keine Berechnung

TIPP Die Ergebnisse einer Berechnung nach unterbrochener Messung werden vorne mit einem "S" gekennzeichnet.

- HINWEIS**
- Bei der Statistikmessung wird die Berechnung durchgeführt, die Ergebnisse werden angezeigt, aber die Anzahl der Statistikdaten wird nicht erhöht.
 - Bei der N-Sektionen-Messung wird die Berechnung nach einer Unterbrechung nicht ausgeführt. Wenn die Einstellungen für die N-Sektionen-Messung vorgenommen, oder die Messung gestartet wird, wird die Funktion [Kal. forts.] (Berechnung nach Unterbrechung) automatisch ausgeschaltet.

6.12.11 Polarität ändern

Bei der Konturanalyse durch abtasten der Werkstück-Oberfläche können die Wellenformen auf zwei verschiedene Arten (konvex und konkav) angezeigt werden, in dem die Einstellung der Polarität geändert wird.

■ Vorgehensweise

Fenster zur Einstellung der Messbedingungen aufrufen.

Im Startfenster die Schaltfläche **[Messbedingungen]** berühren.

<Messbedingungen>



Schaltfläche [Wech. Pol.] berühren.

⇒ Bei jedem Drücken der Schaltfläche wechselt die Polarität.

+	Die konvexen Bereiche der Wellenform werden mit positiver Polarität angezeigt.
-	Die konvexen Bereiche der Wellenform werden mit negativer Polarität angezeigt.

TIPP

Die Einstellung der Polarität für eine Wellenform kann auch nach der Messung eingestellt werden. In diesem Fall erfolgt die Änderung durch eine Neuberechnung.

HINWEIS

TIPP

- ## ■ Anzeigen beim Rücksetzen auf die Standardeinstellungen

Das Diagramm zeigt den Prozess der Messung und Auswertung mit folgenden Schritten:

- Messung:** ISO 1997, R, GAUSS, 0,8, 2,5, 5, 0,0. Die Messung wird beendet ([Ende]).
- Auswertung:** Die Auswertung wird gestartet ([AuswerteBed.]). Es folgen die Auswertebedingungen A, B und die Messbedingungen. Die Auswertung wird beendet ([Ende]).
- Messung:** Die Messung wird wieder gestartet. Es folgen die Auswertebedingungen A, B und die Messbedingungen. Die Messung wird beendet ([Ende]).

Die Diagramm zeigt die Navigation zwischen den verschiedenen Bildschirmen und die Verwendung von Tasten wie [Ende], [AuswerteBed.], [Seite 1/3], [Seite 2/3], [Seite 3/3], [Initialisieren], [Wartmeldung], [zum Laden], [Abbruch], [ENTER] und [Abbruch].

6.14 Neuberechnung

In diesem System gibt es zwei Funktionen zur Neuberechnung: bei der einen erfolgt die Neuberechnung, nachdem nach Ausführung der Rauheitsmessung die Bedingungen geändert werden, bei der anderen wird die Messung unter optimalen Auswerte- und Neuberechnungsbedingungen wiederholt und die Ergebnisse neu berechnet. Bei beiden Funktionen werden die Ergebnisse der Neuberechnung mit geänderten Messbedingungen angezeigt.


■ Auswertebedingungen, die für die Neuberechnung geändert werden können

Vor der Neuberechnung können folgende Bedingungen geändert werden:

- | | |
|---------------------------|--|
| • Oberflächenrauheitsnorm | • Auswerteprofil |
| • Filter | • Einzelmessstrecken (Anzahl verringern) |
| • Parameter | • Neigungskompensation |
| • Radiuskompensation | • GO/NG-Bewertung |
-

- HINWEIS**
- Wenn die Anzahl der Einzelmessstrecken erhöht wird (z. B. von "1" auf "3") ist eine Neuberechnung nicht möglich.
 - Wenn das Filter oder Messprofil geändert wird, kann es sein, dass keine Neuberechnung möglich ist, weil die Einstellungen für Vor-/Nachlaufstrecke nicht mehr passen.
-

■ Anzeigen bei der Neuberechnung



Ändern Sie die Auswertebedingungen nach der Messung, während die Berechnungsergebnisse angezeigt werden.

Schaltfläche [Neu Berechnen] berühren: die Neuberechnung wird ausgeführt und das Startfenster wird wieder angezeigt.

NOTIZEN

7

Wellenform-Analyse

Das System bietet vier verschiedene Arten der Wellenform-Analyse.

- Analysegrafik: zur einfachen Ermittlung von Koordinatenabständen innerhalb eines Profils
- Konturanalyse: die Werte für Stufe, Bereich, Kreisform, Winkel, Koordinatenabstand und Neigung werden ermittelt und die Berechnungsergebnisse als Parameterwerte angezeigt
- Diagramm: BAC, ADC und Powerspektrum können angezeigt werden
- Überschneidungsmessung: zwei Auswertepprofile mit zwei Sätzen Auswertebedingungen werden verglichen

-
- TIPP**
- Im SJ-500 können zwei unterschiedliche Sätze Auswertebedingungen eingestellt werden.
 - Die Einstellung erfolgt im Fenster [A Auswertebedingungen], bzw. [B Auswertebedingungen].
 - Im Fenster [B Auswertebedingungen] kann [An] oder [Aus] gewählt werden. Wenn [Aus] gewählt wurde, kann die Berechnung durchgeführt werden.
 - Wählen Sie im Startfenster mit der Schaltfläche [Profil] das gewünschte Profil A oder B für die Wellenform-Analyse aus.
-


7.1 Wellenform-Analyse

Im Fenster [Oberfl. Analyse] kann der Koordinatenabstand zwischen zwei Punkten einer Wellenform bestimmt werden.

Das folgende Beispiel zeigt die Wellenform-Analyse der Profildaten anhand der Auswertebedingungen A.

■ Anzeigen und Vorgehensweise bei der Wellenform-Analyse

Startfenster




[Oberfl. Analyse]
Diagramm


[Startfenster]

Lineal 1 aktiviert


Lineal 1 verschoben



[Lineal]




P1 aus-
gewählt




[Wechseln]

Lineal 2 verschoben

Lineal 2 aktiviert




P2 aus-
gewählt



■ Details des Fensters [Oberfl. Analyse]


Das Ergebnis der Koordinatendifferenz wird unten links im Fenster [Oberfl. Analyse] angezeigt.

Gesamtprofil anzeigen



TIPP

- Lineal 1 wird in blau, Lineal 2 in rot angezeigt.
- Die Pfeilrichtungen nach rechts und nach oben zeigen die positiven Werte an.
- Die Koordinatendifferenz wird durch Subtraktion des P1-Wertes vom P2-Wert berechnet.
- Für die Wellenform-Analyse anhand der Auswertebedingungen **B** wählen Sie diese mit der Schaltfläche [Profil] im Startfenster aus.



WICHTIG

Um die Werte der X- und Z-Koordinatenabstände auszugeben, benötigen Sie eine optionale Speicherkarte. Machen Sie im Bildschirmdruck-Modus einen Screenshot und speichern Sie diesen als Bitmap-Datei (BMP). Das Einlegen der Speicherkarte ist in Abschnitt 13.2 "Datenausgabe einstellen (Funktion der DATA-Taste festlegen)" beschrieben.

7.2 Kontur-Analyse

Im Fenster [Kontur Analyse] können die Werte von Stufen, Bereichen, Kreisen, Winkeln, Koordinatenabstand und Neigung ermittelt und die Berechnungsergebnisse als Parameterwerte angezeigt werden.

- HINWEIS**
- Der Bereich, der analysiert werden soll, kann im Fenster [Kontur Analyse] auf zwei verschiedene Arten bestimmt werden.
 1. durch Berühren des Profils im Fenster [Kontur Analyse] auf dem Touchscreen
 2. durch Eingabe von numerischen Werten für den Bereich im Fenster [Einzelh. Kont. Analyse]
 - Wenn kein Messprofil vorliegt, wird das Fenster [Einzelh. Kont. Analyse] geöffnet, wenn die Schaltfläche [Kontur Analyse] berührt wird.
-

HINWEIS Der Messpunkte-Abstand in X-Achsen-Richtung und der Ziffernschritt看wert des Tastsystems sind abhängig von den eingestellten Auswerte- und Messbedingungen. Die Konturparameter werden deshalb anhand der Daten berechnet, die den Koordinatenwerten in der Einstellung am nächsten sind.


TIPP Bei der Form-Analyse darf in den Auswertebedingungen keine Grenzwellenlänge eingestellt sein. (Zum Beispiel: Norm: Frei, Profil: P, λ s: NONE und Mittellinie: Aus)

7.2.1 Stufenparameter

Wenn der höchste (oder tiefste) Punkt einer Spitze (oder eines Tals) die Spitzenhöhe (oder Taltiefe) über-/unterschreitet, so werden die mittlere, maximale und minimale Höhe von der Schnittlinie aus berechnet.

Bei der Berechnung werden die Daten innerhalb des Bereichs mit Ausnahme der gelöschten Abschnitte verwendet.


Wenn mehr als eine Spitze (oder ein Tal) die Bedingung erfüllt, so wird die Spitze (oder das Tal) mit dem längsten Berechnungsbereich für Stufenparameter als eine Spitze (oder ein Tal) verwendet.



Definition der Stufengrößen-Parameter

- Uhavg (mittlere Höhe)** = anhand der Formel $\sum Z_i \times (1/N)$ ermittelte Höhe
[N = Anzahl der Daten im Berechnungsbereich des Stufenparameters]
- Uhmax (max. Höhe)** = größte Höhe innerhalb des Stufenparameter-Berechnungsbereichs
- Uhmin (min. Höhe)** = kleinste Höhe innerhalb des Stufenparameter-Berechnungsbereichs

■ Anzeigen und Vorgehensweisen bei der Analyse konvexer Stufen




Wenn Sie die gewünschten Parameter im Fenster [Einzelh. Kont. Analyse] ausgewählt haben, werden diese nach der Messung automatisch berechnet. Um einen ausgewählten Parameter wieder "abzuwählen", berühren Sie die entsprechende Schaltfläche im Fenster [Einzelh. Kont. Analyse] erneut. Der Parameter ist dann ab der nächsten Messung deaktiviert.

WICHTIG

Halten Sie eine optionale Speicherkarte bereit, um die Berechnungsergebnisse der Kontur-Analyse über die Bildschirmdruck-Funktion als Bitmap-Datei zu speichern. Das Einlegen und Einstellen der Speicherkarte ist in Abschnitt 13.2 "Datenausgabe einstellen (Funktion der DATA-Taste festlegen)".


■ Details des Fensters [Kontur Analyse] bei der Berechnung konvexer Stufen-Parameter

Die Ergebnisse der konvexen Stufen-Parameter werden unten rechts im Fenster angezeigt.




- TIPP**
- Lineal 1 (Schnitthöhe) wird in blau angezeigt; Lineal 2 (Spitzenhöhen-Niveau) in rot.
 - In der ersten Anzeige der konvexen Stufen-Analyse nach der Messung wird das Lineal auf der Mittellinie angezeigt.
 - Um die konvexe Stufen-Analyse anhand der Auswertebedingungen **B** durchzuführen, wählen Sie das Auswerteprofil mit der Schaltfläche [Profil] in der Ergebnisanzeige aus.
 - Beachten Sie bei der Eingabe numerischer Werte im Fenster [Einzelh. Kont. Analyse] folgende Regel: Schnitthöhe \leq Spitzenhöhen-Niveau.

■ Anzeigen und Vorgehensweisen bei der Analyse konkaver Stufen



■ Details des Fensters [Kontur Analyse] bei der Berechnung konkaver Stufen-Parameter

Die Ergebnisse der konkaven Stufen-Parameter werden unten rechts im Fenster angezeigt.




- TIPP**
- Lineal 1 (Schnitthöhe) wird in blau angezeigt, Lineal 2 (Taltiefen-Niveau) in rot.
 - In der ersten Anzeige der konkaven Stufen-Analyse nach der Messung wird das Lineal auf der Mittellinie angezeigt.
 - Um die konkave Stufen-Analyse anhand der Auswertebedingungen B durchzuführen, wählen Sie das Auswerteprofil mit der Schaltfläche [Profil] in der Ergebnisanzeige aus.
 - Beachten Sie bei der Eingabe numerischer Werte im Fenster [Einzelh. Kont. Analyse] folgende Regel: Schnitthöhe \geq Taltiefen-Niveau.

7.2.2 Bereichsparameter

Wenn der höchste (oder tiefste) Punkt einer Spitze (oder eines Tals) das Spitzenhöhen- (oder Taltiefen-) Niveau überschreitet, so wird der Bereich oberhalb (oder unterhalb) des Niveaus berechnet.

Berechnet wird der Bereich, der von der Spitze (oder dem Tal), welche(s) das Spitzenhöhen- (oder Taltiefen-) Niveau und die Schnitthöhenlinie überschreitet, eingeschlossen wird.

Wenn mehr als eine Spitze (oder ein Tal) diese Bedingung erfüllen, so wird der Bereich der Spitze (oder des Tals) mit dem längsten Parameter-Berechnungsbereich berechnet.



Definition des Bereichsparameters


UArea (Bereich der Spitzen)

LArea (Bereich der Täler)

Bereich = der anhand der Formel $\sum Z_i \times dx$ berechnete Bereich


dx = Messpunkte-Abstand

■ Anzeigen und Vorgehensweise bei der Analyse konvexer Bereiche




■ Details des Fensters der konvexen Bereichsanalyse

Das Ergebnis der konvexen Bereichsparameter wird unten rechts im Fenster angezeigt.




- TIPP**
- Lineal 1 (Schnitthöhe) wird in blau angezeigt, Lineal 2 (Spitzenhöhen-Niveau) in rot.
 - In der ersten Anzeige der konvexen Bereichsanalyse nach der Messung wird das Lineal auf der Mittellinie angezeigt.
 - Um die konvexe Bereichsanalyse anhand der Auswertebedingungen **B** durchzuführen, wählen Sie das Auswerteprofil mit der Schaltfläche [Profil] in der Ergebnisanzeige aus.
 - Beachten Sie bei der Eingabe numerischer Werte im Fenster [Einzelh. Kont. Analyse] folgende Regel: Schnitthöhe \leq Spitzenhöhen-Niveau.

■ Anzeigen und Vorgehensweise bei der konkaven Bereichsanalyse



■ Details des Fensters der konkaven Bereichsanalyse


Das Ergebnis der konkaven Bereichsanalyse wird unten rechts im Fenster angezeigt.



- TIPP**
- Lineal 1 (Schnitthöhe) wird in blau angezeigt, Lineal 2 (Taltiefen-Niveau) in rot.
 - In der ersten Anzeige der konkaven Bereichsanalyse nach der Messung wird das Lineal auf der Mittellinie angezeigt.
 - Um die konkave Bereichsanalyse unter den Auswertebedingungen **B** durchzuführen wählen Sie das Auswerteprofil mit der Schaltfläche [Profil] in der Ergebnisanzeige aus.
 - Beachten Sie bei der Eingabe numerischer Werte im Fenster [Einzelh. Kont. Analyse] folgende Regel: Schnitthöhe \geq Taltiefen-Niveau.

7.2.3 Kreisparameter

Wenn ein Bereich in X-Achsen-Richtung auf dem Auswerteprofil bestimmt wird, wird ein Kreis (Methode der kleinsten Quadrate) an einem Messpunkt in diesem Bereich berechnet. Angezeigt werden die Mittelpunkt Koordinaten und der Radius.



Beispiel: Anzeige eines Kreises


CircCX (X-Koordinate des Kreismittelpunkts)

CircCZ (Z-Koordinate des Kreismittelpunkts)

CircCR (Radius)

■ Anzeigen und Vorgehensweisen bei der Kreisanalyse


Startfenster




[Kontur Analyse]

[Startfenster]


Kreisanalyse



Lineal 1 aktiviert




Lineal 1 verschoben




[Wechseln]


Einzelh. Kont. Analyse



Lineal 2 verschoben




Lineal 2 aktiviert



P2 berührt

[Berechnen]

Anzeige der Ergebnisse
(unten rechts)



Ergebnis berechnen



[Berech. Ergebn.]

[Ende]

GO/NG Toleranz



zum Einstellen [ENTER]

[ESC]


Parameter für
Berechnung
auswählen

Werte
eingeben

[Urteil]


■ Details des Fensters der Kreisanalyse

Die Ergebnisse der Kreisparameter werden unten rechts im Fenster angezeigt.



TIPP


- Lineal 1 wird in blau angezeigt, Lineal 2 in rot.
- Um die Kreisanalyse anhand der Auswertebedingungen **B** durchzuführen, wählen Sie das entsprechende Profil in der Ergebnisanzeige mit der Schaltfläche [Profil] aus.
- Je nach eingestelltem Vergrößerungsfaktor kann es sein, dass der nach der Neuberechnung angezeigte Kreis als Ellipse erscheint. (Stellen Sie für die X- und Z-Richtung den gleichen Vergrößerungsfaktor ein, um den Kreis korrekt anzeigen zu lassen.)



Anzeige bei gleichem Vergrößerungsfaktor für X und Z

7.2.4 Koordinatenabstand-Parameter

Wenn auf dem Auswerteprofil zwei X-Koordinaten durch zwei Punkte bestimmt werden, so wird der X-Koordinatenabstand zwischen diesen Punkten angezeigt.




Der Koordinatenabstand ist der Wert, der sich durch Subtraktion des Koordinatenwerts des Schnittpunktes zwischen Profil und Lineal 1 (P1) vom Koordinatenwert des Schnittpunktes zwischen Profil und Lineal 2 (P2) ergibt.

XDif (Koordinatenabstand in X-Richtung) = $XP2 - XP1$


ZDif (Koordinatenabstand in Z-Richtung) = $ZP2 - ZP1$

■ Anzeigen und Vorgehensweise bei der Koordinatenabstand-Analyse



■ Details des Fensters der Koordinatenabstand-Analyse


Die Ergebnisse der Koordinatenabstand-Parameter werden unten rechts im Fenster angezeigt.



- TIPP**
- Lineal 1 wird in blau angezeigt, Lineal 2 in rot.
 - Um die Koordinatenabstand-Analyse anhand der Auswertebedingungen **B** durchzuführen, wählen Sie das Auswerteprofil B mit der Schaltfläche [Profil] im Ergebnisfenster aus.

7.2.5 Winkelparameter

Wenn zwei X-Bereiche auf dem Profil bestimmt werden, werden zwei Geraden berechnet (Methode der kleinsten Quadrate) und der Winkel am Schnittpunkt der beiden Geraden wird angezeigt.




Anzeige eines Winkels

Winkel (am Schnittpunkt zweier Geraden)

-
- TIPP**
- Lineal 1 wird in blau, Lineal 2 in rot angezeigt.
 - Lineal 3 wird in hellblau, Lineal 4 in orange angezeigt.
-


-
- HINWEIS**
- Wenn die Lineale 3 und 4 zwischen den Linealen 1 und 2 positioniert sind, tritt ein Berechnungsfehler auf.
 - Wenn die Lineale 1 und 2 zwischen den Linealen 3 und 4 positioniert sind, tritt ein Berechnungsfehler auf
-

■ Anzeigen und Vorgehensweisen bei der Winkelanalyse



■ Details des Fensters für die Winkelanalyse

Das Ergebnis des Winkelparameter wird unten rechts im Fenster angezeigt.



- TIPP**
- Lineal 1 wird in blau, Lineal 2 in rot angezeigt.
 - Lineal 3 wird in hellblau, Lineal 4 in orange angezeigt.
 - Um die Winkelanalyse anhand der Auswertebedingungen **B** durchzuführen, wählen Sie das Auswerteprofil B mit der Schaltfläche [Profil] im Ergebnisfenster aus.
 - Stellen Sie für X- und Z-Richtung den gleichen Vergrößerungsfaktor ein, da der Winkel sonst nach der Neuberechnung in der Anzeige kleiner wirkt.




Anzeige bei identischem Vergrößerungsfaktor für X- und Z-Richtung

7.2.6 Vertikalstufenparameter (Tiefe)

Auf dem Profil wird ein Bereich in X-Achsenrichtung bestimmt und eine Referenzlinie für eine Stufe berechnet (Methode der kleinsten Quadrate).


Wird nun ein Punkt X für die Stufenberechnung bestimmt, so wird die Tiefe der senkrechten Stufe von Punkt X zur Referenzlinie angezeigt.



vertikale Stufe (Tiefe) = Stufe zwischen der Referenzlinie, die anhand des Bereichs von P1 bis P2 ermittelt wurde und P3, der auf einer Geraden senkrecht zur Referenzlinie liegt.


Beispiel einer Stufen-Anzeige

■ Anzeigen und Vorgehensweisen bei der Stufenanalyse




■ Details des Fensters zur Stufenanalyse

Das Ergebnis der vertikalen Stufenparameter wird unten rechts im Fenster angezeigt.



- TIPP**
- Lineal 1 wird blau angezeigt, Lineal 2 rot.
 - Um die Stufenanalyse anhand der Auswertebedingungen **B** durchzuführen, wählen Sie mit der Schaltfläche [Profil] im Ergebnisfenster das B-Profil aus.
 - Um den Winkel nach der Neuberechnung als rechten Winkel zur Referenzlinie anzeigen zu lassen, stellen Sie in X- und Z-Richtung den gleichen Wert für die Vergrößerung ein.




Vergrößerte Anzeige bei identischem Vergrößerungsfaktor für X und Z

7.2.7 Neigungsparameter

Auf dem Auswerteprofil wird ein Bereich in X-Richtung bestimmt und eine geneigte Gerade wird berechnet (Methode der kleinsten Quadrate).

Der Neigungswinkel dieser Geraden wird anhand des Schnittpunktes des linken Lineals mit der geneigten Gerade berechnet.

Außerdem wird die Höhe zwischen den beiden Schnittpunkten der geneigten Gerade mit den beiden Linealen berechnet.




**Neigungswinkel
(TAngle)**

**Höhe (THight)
(Neigungs-Koordinatenabstand)**

Der Koordinatenabstand ist der Wert, der sich durch Subtraktion des Koordinatenwerts am Schnittpunkt zwischen Profil und Lineal 1 (P1) und dem Koordinatenwerts des Schnittpunktes zwischen Profil und Lineal 2 (P2) ergibt.


■ Anzeigen und Vorgehensweise bei der Neigungsanalyse

Startfenster




[Kontur Analyse] ↓ [Startfenster]


Neigungsanalyse



Lineal 1 aktiviert



Lineal 1 verschoben




[Wechseln] ↓

Lineal 2 aktiviert



Lineal 2 verschoben



[Einzelh. Kont. Analyse]



[SET] [Details] [Ende]

Parameter für Berechnung auswählen

Werte eingeben

[Urteil]

zum Einstellen [ENTER]

[Abbruch]

GO/NG Toleranz



Bewertungsregeln


Parameter

Ober-/Untergrenze einstellen


Parameter auswählen, Ober- und Untergrenze einstellen und Bewertungsregel auswählen.

[Berechnen]

Anzeige des Berechnungsergebnisses (unten links im Fenster)




Ergebnis berechnen



[Berechn. Ergebn.] [Ende]

■ Details des Fenster zur Neigungsanalyse

Die Ergebnisse der Neigungsparameter werden unten rechts im Fenster angezeigt.



- TIPP**
- Lineal 1 wird in blau angezeigt, Lineal 2 in rot.
 - Um die Neigungsanalyse gemäß den Auswertebedingungen **B** durchzuführen, wählen Sie in der Ergebnisanzeige das B-Profil mittels Schaltfläche [Profil] aus.

7.2.8 Weitere Einstellungen zu Konturanalyse-Parametern

Wählen Sie hier die zu berechnenden Parameter aus. Die Parameter, deren Schaltflächen als gedrückt angezeigt werden, können berechnet werden.

Einzelh. Kont. Analyse 1/2

Einzelh. Kont. Analyse 2/2

- konvexe Stufe
- konkave Stufe
- konvexer Bereich
- konkaver Bereich

- Nach Auswahl der zu berechnenden Parameter numerische Werte eingeben.
- Positionen und Höhen für die Parameter eingeben.
- Die Position der Lineale wird der Eingabe entsprechend verschoben.

- Kreis
- Winkel
- Koordinatenabstand
- Stufe (Tiefe)
- Neigung

- HINWEIS**
- Durch Berühren der Schaltfläche [Kontur Analyse] im Startfenster gelangen Sie direkt zum Fenster [Einzelh. Kont. Analyse], wenn keine Messdaten vorliegen.
 - Um die Konturparameter unter Auswertebedingungen B einzustellen, wechseln Sie zunächst durch Berühren der Schaltfläche [Profil] im Startfenster zur Ergebnisanzeige für Auswertebedingungen **B** und berühren Sie dann die Schaltfläche [Kontur Analyse].
 - Nach Auswahl der zu berechnenden Parameter können weitere Einzelheiten eingestellt werden.

- HINWEIS**
- Der Messpunkt-Abstand in X-Richtung und der Ziffernschrittwert des Tastsystems sind abhängig von den Auswerte- und Messbedingungen. Für die Berechnung der Konturparameter werden daher die Daten verwendet, die den im Fenster [Einzelh. Kont. Analyse] angegebenen Koordinatenwerten am nächsten liegen.

7.2.9 Toleranzbewertung für Konturparameter einstellen

GO/NG Toleranz

Bewertungsregeln auswählen

Beispiel: [Mittel] auswählen

Auswahl eines Parameters

Eingabefelder für Toleranzkriterien

Der ausgewählte Parameter wird angezeigt und die Werte für Ober-/Untergrenze können eingegeben werden.

Eingabefeld berühren, um die numerische Tastatur aufzurufen. Bei Eingabe von "0" erfolgt keine Toleranzbewertung.

Nur ausgewählte Parameter werden angezeigt.

Einstellungen verwerfen und Rückkehr zum Fenster [Einzelh. Kont. Analyse].

Einstellungen werden übernommen und Rückkehr zum Fenster [Einzelh. Kont. Analyse].

- HINWEIS**
- Die eingestellten Bewertungsregeln werden sowohl auf die Konturparameter als auch auf die Standardparameter angewandt. D. h., die Einstellung der Bewertungsregeln im Fenster für die Auswertebedingungen ist mit der Einstellung im Fenster [Einzelh. Kont. Analyse] verknüpft.
 - Da die Konturparameter anhand der Gesamtmessstrecke erfolgt, wird als Bewertungsregel die MAX-Regel verwendet.

In der folgenden Tabelle ist jeweils der Bewertungsvorgang für Standard- und Konturparameter für die einzelnen Regeln beschrieben.

Bewertungsregel	Beschreibung des Bewertungsvorgangs	
	Standardparameter	Konturparameter
Mittelwert-Regel	Parameterwerte werden als arithmetische Mittelwerte der Messwerte der Einzelmessstrecken innerhalb des Auswertebereichs ermittelt. Die GO/NG-Bewertung erfolgt dann anhand des Vergleichs mit dem oberen und unteren Toleranzwert.	Die Berechnung wird für den gesamten Auswertebereich als eine Einzelmessstrecke durchgeführt. Die Konturparameterwerte werden dann für die GO/NG-Bewertung mit dem oberen und unteren Toleranzwert verglichen.
16%-Regel	Die Messwerte werden für die jeweiligen Referenzstrecken innerhalb des Auswertebereichs ermittelt und dann mit dem oberen und unteren Toleranzwert verglichen. Das Ergebnis (die Anzahl der Messwerte außerhalb des zulässigen Bereichs) wird durch die Anzahl der Messwerte für die jeweilige Referenzstrecke geteilt. Das Ergebnis ist GO (in Ordnung), wenn der Quotient max. 16 %, und NG (nicht in Ordnung), wenn er mehr als 16 % beträgt. Die Bewertungsergebnisse der 16%-Regel entsprechen bei Messungen mit 6 Einzelmessstrecken denen der MAX-Regel.	
MAX-Regel	Die Messwerte werden für die Referenzstrecke innerhalb des Auswertebereichs ermittelt und dann mit dem oberen und unteren Toleranzwert verglichen. Das Ergebnis ist NG (nicht in Ordnung), sobald mindestens 1 Messwert größer als der obere oder kleiner als der untere Toleranzwert ist.	
Standardabweichung	Die Messwerte werden für jede Strecke ermittelt. Die Berechnung wird für jede Einzelmessstrecke durchgeführt. Der ermittelte Mittelwert μ und die Standardabweichung σ werden mit dem oberen Grenzwert ($\mu + \sigma$) und dem unteren Grenzwert ($\mu - \sigma$) verglichen. Das Ergebnis ist NG, wenn einer der Werte größer als der obere oder kleiner als der untere Toleranzwert ist. Für die Standardabweichungsregel müssen unter den Auswertebedingungen als Berechnungsbedingung mindestens 3 Einzelmessstrecken eingestellt sein.	Berechnung für den gesamten Auswertebereich als eine Einzelmessstrecke. Es erfolgt keine GO/NG-Bewertung.

7.3 Grafische Analyse


Im Fenster [Diagramm] werden BAC- und ADC-Diagramm und Leistungsspektrum angezeigt.

Zum Ablesen der Koordinaten in der grafischen Darstellung des Profils kann ein Lineal eingeblendet werden.

Im BAC- und ADC-Diagramm kann als Einheit für die Koordinaten zwischen (%) und Millimeter (mm) gewählt werden.

Im folgenden Beispiel werden die Profildaten gemäß Auswertebedingungen A grafisch dargestellt.


■ Anzeigen und Vorgehensweise bei der grafischen Analyse



■ Details des Fensters BAC-Diagramm

BAC: Basierend auf den Spitzen wird das BAC-Diagramm erstellt, in dem der Rmr-Wert, der durch Einstellen einer Schnitthöhe (vertikal) als Prozentwert (0% bis 100%) vom Rt-Wert ermittelt wird, auf der horizontalen Achse verwendet wird und die vertikale Achse von 0% bis 100% skaliert wird.


Die Koordinatenwerte werden im Fenster [Diagramm] angezeigt.




- TIPP**
- Das Lineal kann durch Berühren auf dem Touchscreen oder über die Schaltflächen zum Verschieben bewegt werden.
 - Bei Eingabe der Lineal-Position über die numerische Tastatur wird das Lineal an der Koordinatenposition angezeigt, die dem eingegebenen Wert am nächsten liegt.
 - Berühren Sie die Schaltfläche mit der Einheit, um zwischen (%) und (mm) für die Anzeige der Koordinatenwerte zu wechseln.
 - Um die Wellenform-Analyse unter den Auswertebedingungen **B** durchzuführen, wählen Sie vorher das Auswerteprofil B mittels Schaltfläche [Profil] im Startfenster aus.

■ Details des Fensters ADC-Diagramm

ADC: Innerhalb des Auswertebereichs wird eine Schnittlinie in das Profil eingezeichnet. Eine zweite Schnittlinie wird mit einer Einheit Abstand (mm oder %) zu der ersten Schnittlinie eingetragen. Das Prozentverhältnis (%) der Summe der Längen auf den Schnittlinien des Auswerteprofils zwischen den beiden Schnittlinien zur Auswertelänge wird Amplitudendichte genannt. Das ADC- (Amplitudenverteilungs-) Diagramm ist eine Kurve, bei der die Tiefe der ersten Schnittlinie auf der vertikalen Achse und der entsprechende Wert der Amplitudendichte auf der horizontalen Achse eingetragen wird.



Die Koordinatenwerte werden im Fenster [Diagramm] angezeigt.



- TIPP**
- Das Lineal kann durch Berühren auf dem Touchscreen oder über die Schaltflächen zum Verschieben bewegt werden.
 - Bei Eingabe der Position über die numerische Tastatur wird das Lineal an der Koordinatenposition angezeigt, die dem eingegebenen Wert am nächsten liegt.
 - Berühren Sie die Schaltfläche mit der Einheit, um zwischen (%) und (mm) für die Anzeige der Koordinatenwerte zu wechseln.
 - Um die Wellenform-Analyse unter den Auswertebedingungen **B** durchzuführen, wählen Sie vorher das Auswerteprofil B mittels Schaltfläche [Profil] im Startfenster aus.


■ Details des Fensters Leistungsspektrum

Mit der Leistungsspektrum-Analyse wird ermittelt, welche Anteile welcher Wellenlängen-Komponenten im Auswerteprofil enthalten sind. Im Diagramm wird auf der X-Achse die Wellenlänge und auf der Y-Achse die Amplitude eingetragen.

Wellenlänge: Länge eines Zyklus

Amplitude: entspricht der Amplitude einer Sinus- oder Cosinuswelle

Die Koordinatenwerte werden im Fenster [Diagramm] angezeigt.



- TIPP**
- Das Lineal kann durch Berühren auf dem Touchscreen oder über die Schaltflächen zum Verschieben bewegt werden.
 - Bei Eingabe der Position über die numerische Tastatur wird das Lineal an der Koordinatenposition angezeigt, die dem eingegebenen Wert am nächsten liegt.
 - Die Einheiten sind für das Leistungsspektrum festgelegt: X: mm, Y: μm .
 - Um die Wellenform-Analyse unter den Auswertebedingungen **B** durchzuführen, wählen Sie vorher das Auswerteprofil B mittels Schaltfläche [Profil] im Startfenster aus.


8

Statistische Messungen

Die Parameter-Berechnungsergebnisse können statistisch verarbeitet werden (Daten aus max. 300 Messungen). Die statistischen Messergebnisse können als Histogramm angezeigt oder ausgedruckt werden.

8.1 Übersicht über die statistischen Messungen

Der Ablauf bei der statistischen Bearbeitung ist nachfolgend beschrieben.




HINWEIS

Nach dem Start der Statistik-Messung ist das Einlesen von Statistik-Daten und Einstellen von Messbedingungen nicht möglich. Um die Einstellungen zu ändern müssen zunächst alle Statistik-Daten gelöscht werden.

8.2 Statistische Messungen ausführen

■ Anzeigen bei der Statistik-Messung



TIPP

Das Fenster zur Toleranzeinstellung wird nach dem Start der Statistik-Messung anders aufgerufen als sonst:

Vor dem Start der Statistik-Messung: Schaltfläche [Parameter], dann [Urteil].

Nach dem Start der Statistik-Messung: Schaltfläche [Parameter].

Der Ausdruck erfolgt bei Drücken der Taste [PRINT] gemäß den eingestellten Druckbedingungen, und zwar ausschließlich im Fenster [Stat Ergebnis].

8.2.1 Bedingungen für statistische Messungen einstellen

Mess- und Auswertebedingungen für Statistik-Messungen können auf zwei Arten eingestellt werden: Einstellungen im Fenster zum Einstellen von Bedingungen vornehmen, oder Einstellungen durch Einlesen einer Statistik-Datei von der Speicherkarte übernehmen.

Vor der ersten Statistik-Messung müssen die Einstellungen im Einstellfenster vorgenommen werden. Diese Bedingungen werden dann auf der Speicherkarte gespeichert und die Datei mit den Bedingungen für die Statistik-Messung kann ab der nächsten Messung von der Karte eingelesen werden.

Hier werden die Einstellungen, das Erfassen der Statistik-Daten und das Ausdrucken der Ergebnisse erläutert.


8.2.1.1 Statistik-Parameter auswählen und Toleranzbewertung einstellen

■ Vorgehensweise

Fenster zur Auswahl der Parameter aufrufen.

Schaltfläche **[Stat.Mess.]** im Startfenster drücken, um zum Fenster für Statistik-Messung zu wechseln. Schaltfläche **[Parameter]** drücken.

<Parameterauswahl>



Parameter einstellen:

Gewünschten Parameter berühren.

⇒ Die Schaltfläche wird markiert.

HINWEIS


Bis zu 3 Parameter können eingestellt werden.

GO/NG Toleranzbewertung einstellen:

Schaltfläche **[Urteil]** berühren.

⇒ Die Schaltfläche wird markiert.

<GO/NG Toleranz>



Toleranzwerte des Parameters für die GO/NG-Bewertung setzen:


Parameter, auf den die Toleranz-Einstellung angewandt werden soll, berühren.

⇒ Parameter wird markiert, Toleranz-Einstellungen blinken (oberer/unterer Grenzwert können über die numerische Tastatur eingegeben werden)

HINWEIS

- Für Statistik-Messungen wird nur die Mittelwert-Regel angewandt.
 - Genaue Informationen siehe "6.7 Toleranzbewertungsfunktion einstellen."
 - Wenn oberer und unterer Grenzwert Null sind, erfolgt keine Toleranzbewertung.
 - Wenn der obere oder untere Grenzwert "0" ist, wird er ignoriert.
- Wenn Sie nur einen oberen Grenzwert setzen wollen, stellen Sie den unteren auf Null und umgekehrt.

<GO/NG Toleranz> Numerische Eingabe



Numerische Werte für Ober- und Untergrenze eingeben.

Berühren Sie das Feld [Obergrenze], um den oberen Wert einzugeben.

⇒ Das Fenster [Obergrenze] erscheint.

<Obergrenze> eingeben



Geben Sie einen numerischen Wert innerhalb des unten im Fenster angezeigten Bereichs an.

⇒ Die gedrückten Zahlen werden im Feld oben angezeigt.

Schaltfläche [ENTER] drücken, um die Eingabe zu bestätigen.

Schaltfläche [Abbruch] drücken, um die Änderung des Werts abzurechnen.

⇒ Das Eingabefenster für die Obergrenze wird geschlossen und das Fenster GO/NG Toleranz erscheint wieder.

Stellen Sie die Untergrenze auf die gleiche Weise ein.

<Bewertungsregeln>



Schaltfläche [ENTER] im Fenster für die GO/NG Toleranzbewertung drücken, um die Einstellung zu beenden.

[Abbruch] drücken, um die Änderung des Wertes abzurechnen.

⇒ Das Einstellfenster für die Toleranzbewertung wird geschlossen und das Fenster zur Parameterauswahl wieder angezeigt.

Schaltfläche [Ende] drücken, um zum Fenster für Statistik-Messung zurückzukehren.

⇒ Das Parameterauswahl-Fenster wird geschlossen, das Fenster Statistik-Messung erscheint.

TIPP

- Informationen zum Speichern und Laden von Statistikdaten siehe "12.3.6 Speichern der statistischen Daten" und "12.3.7 Statistische Daten von der Speicherkarte einlesen."
- Details zum Speichern und Laden auf die/von der Speicherkarte:
"12 Speichern/Laden "

8.2.2 Statistik-Messung und statistische Berechnungsergebnisse


Stellen Sie vor Beginn der Statistik-Messung die Bedingungen ein wie im vorigen Abschnitt, "8.2.1 Bedingungen für statistische Messungen einstellen" beschrieben.

In diesem Abschnitt werden die Durchführung der Statistik-Messung, das Anzeigen der statistischen Berechnungsergebnisse und das Drucken der Statistikergebnisse erläutert.

HINWEIS

- Die statistische Berechnung kann für bis zu 300 Messungen durchgeführt werden.
- Es können nur die zuletzt erfassten Daten gelöscht werden; das Löschen von ausgewählten Daten ist nicht möglich.
- Während der Statistik-Messung können die Bedingungen nicht geändert werden. Um die Messbedingungen für die Statistik-Messung zu ändern, müssen zunächst alle Statistikdaten gelöscht werden.

<Statistik Messung >



HINWEIS

- Wenn die Schaltfläche [Abbrechen] berührt wird, erscheint eine Meldung zur Bestätigung. Wird diese Abfrage mit [ENTER] bestätigt, so wird das letzte Ergebnis gelöscht.
- Wenn die Schaltfläche [Alle Dat. Loesch] berührt wird, erscheint eine Meldung zur Bestätigung. Wird diese mit [ENTER] bestätigt, so werden alle Ergebnisse gelöscht.
- Wenn die Schaltfläche [Stat.Ergebnis] berührt wird, erfolgt die statistische Berechnung anhand des aktuellen Berechnungsergebnisses und es können der Mittelwert, die Standardabweichung, MAX-/MIN-Wert und ein Histogramm angezeigt werden. Außerdem können die Druckereinstellungen für Statistik-Daten eingestellt werden. Das Histogramm kann nur angezeigt werden, wenn mindestens zwei Ergebnisse vorliegen.
- Über die Schaltfläche zur Auswahl von Messdaten können die zuletzt erfassten Berechnungsergebnisse angezeigt werden. In diesem Fall kann im Feld [No.] oben im Fenster die Nummer der angezeigten Messdaten abgelesen werden.
- Wird die Messung abgebrochen oder tritt eine Bereichsüberschreitung oder ein Berechnungsfehler auf, so werden die Daten nicht verwendet, ungeachtet der Einstellungen für die Berechnung nach Abbruch oder Bereichsüberschreitung.

■ Vorgehensweise

Fenster für Statistik Messung aufrufen.

Schaltfläche [Stat.Mess.] im Startfenster berühren.

<Statistik Messung>



Statistik-Messung ausführen:

Taste [START/STOP]  drücken.

⇒ Die Messung wird ausgeführt. Sobald sie beendet ist, werden die Parameter-Berechnungsergebnisse angezeigt.

Wiederholen Sie den Messvorgang an anderen Werkstücken oder anderen Messpositionen.

TIPP

- Der Gutanteil zeigt den Anteil der bei der Toleranzbewertung als gut bewerteten Ergebnisse einer Messung an (Anzahl GOs/Anzahl der Messwerte).
- \bar{X} gibt den Mittelwert der bei einer Messung ermittelten Messergebnisse an.
- σ zeigt die Standardabweichung der bei einer Messung erzielten Messergebnisse an.
- Max. und Min. zeigen den größten und den kleinsten Wert der bei der Messung erfassten Ergebnisse an.

<Stat. Ergebnis>



Statistische Berechnungsergebnisse für jeden gemessenen Parameter

Histogramm anzeigen:


Gewünschte Parameter-Schaltfläche drücken.

⇒ Die gedrückte Schaltfläche wird markiert.

Schaltfläche [Histogramm] berühren.

⇒ Das Histogramm wird angezeigt.

<Histogramm>



Schaltfläche [Ende] berühren.

⇒ Das Fenster für Statistikergebnisse erscheint.

<Stat. Ergebnis>



Druckbedingungen für Statistikergebnisse einstellen:

Schaltfläche [Einst. Drucker] berühren.

⇒ Das Fenster zur Einstellung der Druckbedingungen für Statistikdaten erscheint.

<Stat. Ergebnis> Drucker einstellen



Druckobjekte Ein/Aus:

Schaltfläche neben dem Druckobjekt berühren.

⇒ Bei jedem Drücken der Schaltfläche wechselt der Status zwischen Ein und Aus.

Ein	wird gedruckt
Aus	wird nicht gedruckt

Auswahl der Druckobjekte bestätigen: drücken Sie [Ende].

⇒ Das Fenster zum Einstellen des Druckers wird geschlossen und das Statistikergebnis-Fenster erscheint wieder.

<Stat. Ergebnis>



Drücken Sie die Schaltfläche [Ende].


⇒ Das Statistikergebnis-Fenster wird geschlossen und das Fenster für Statistik-Messung wird wieder angezeigt.

8.3 Statistische Messungen unterbrechen

Statistische Messungen können unterbrochen werden, um zum Beispiel im Startfenster eine normale Messung oder N-Sektionen-Messung durchzuführen. Wenn Sie zum Fenster für Statistik-Messung zurückkehren, nachdem Sie im Startfenster eine Messung vorgenommen haben, können Sie mit der Statistik-Messung fortfahren.

Ob Sie die Statistik-Messung fortsetzen wollen oder nicht, entscheiden Sie durch Anklicken von Ja oder Nein in der eingeblendeten Meldung.

Wenn Sie während einer Statistik-Messung zum Startfenster wechseln, wird die folgende Meldung angezeigt:




Ja: Die Statistik-Daten werden gehalten. Die Statistik-Messung kann fortgesetzt werden.

Nein: Alle Statistik-Daten werden gelöscht. Die Statistik-Messung kann nicht fortgesetzt werden.

HINWEIS

Wenn Sie vom Fenster für Statistik-Messung zum Startfenster zurückkehren, werden die für die Statistik-Messung gesetzten Bedingungen als Auswerte- und Messbedingungen für die normale Messung übernommen!

Wenn Sie aus dem Startfenster wieder zum Fenster mit der laufenden Statistik-Messung wechseln, wird die folgende Meldung angezeigt:



Ja: Die Statistik-Messung wird fortgesetzt.

Nein: Eine neue Statistik-Messung wird gestartet. Als Messbedingungen werden die normalen Messbedingungen gesetzt.

TIPP



Wenn keine Statistik-Daten vorliegen, erscheint diese Meldung nicht.

9

Überschneidungs- messung

Im Fenster für Überschneidungsmessung können Sie eine Vergleichsmessung mit einem Auswerteprofil als Referenz-Wellenform vornehmen.


Es stehen zwei Methoden zur Auswahl: die Koordinatendifferenz-Messung, bei der die Differenz der Koordinaten des A-Profiles und des B-Profiles ermittelt wird und der Wellenversatz, bei dem A-Profil und B-Profil überlappt werden.




-
- HINWEIS**
- Berühren Sie die Schaltfläche [Überschneidungsmessung] im Startfenster, wenn die Auswertebedingungen nicht aktiviert sind, um die Auswertebedingungen **A** automatisch in die Auswertebedingungen **B** zu kopieren.
Um für das A- und das B-Profil unterschiedliche Bedingungen zu verwenden, aktivieren Sie zunächst die Auswertebedingungen **B** und drücken erst dann im Startfenster die Schaltfläche für Überschneidungsmessung.
 - Für Vergleichsmessungen mit einem Auswerteprofil als Referenz-Wellenform empfiehlt es sich, identische Auswertebedingungen für A und B einzustellen.
 - Die Auswertebedingungen **A** gelten für das A-Profil, die Auswertebedingungen **B** für das B-Profil.
 - Bei Messungen auf dem Bildschirm können keine Parameter berechnet werden.
 - Lineal 1 (blau) zeigt die Koordinaten der A-Welle und Lineal 2 (rot) die der B-Welle an.
-

TIPP Sie können entweder das A-Profil oder das B-Profil als Referenz-Wellenform einstellen. (Gewünschtes Messprofil über die Auswahl-Schaltflächen für A- und B-Profil wählen.)

■ Anzeigen bei Überschneidungsmessung mit gespeicherten Profildaten als Referenz-Wellenform



■ Anzeigen bei Überschneidungsmessung mit Messdaten als Referenz-Wellenform




10

N-Sektionen-Messung

Bis zu drei Punkte können automatisch gemessen werden.
Beim Standardmodell der Serie SJ-500 kann der Z-Achsen-Verfahrbereich nicht eingestellt werden.

Die N-Sektionen-Messung ermöglicht eine kollektive Messung von separaten Punkten auf einem Werkstück, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



Auswahl der Eingabe-Methode
[J/S] oder [Zahlen]

N-Sektionen-Messung

Eingabe Meth. Anz. Punkte Schrittw. Drucken Auto-Save X 0.012 mm
Z1 173.188 mm
Z2 0.000 mm

Zahlen 3 Aus Aus Aus

Startpos. Messlänge: Z-AchsePos X-AchsePos Z-AchsePos

1. Punkt 0.01 5.60 0.00 0.01 0.00

2. Punkt 0.00 5.60 0.00 0.00 0.00

3. Punkt 0.00 5.60 0.00 0.00 0.00

Autoeinst. Aus Z-ESC 0.0 mm

GOTO Jostack Abbruch ENTER

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1. Punkt einstellen
2. Punkt einstellen
3. Punkt einstellen

10.1 Auswerte- und Messbedingungen für die N-Sektionen-Messung

Vor der Messung müssen Auswerte-, Mess- und Druckbedingungen für die N-Sektionen-Messung eingestellt werden.

Beachten Sie dabei, dass die folgenden Messbedingungen für diesen Messmodus fest eingestellt sind, d. h. nicht geändert werden können:

AutoReturn: Aus

(Beachten Sie, dass bei der Vormessung zur automatischen Nivellierung das automatische Rückfahren immer durchgeführt wird, auch wenn die Funktion deaktiviert ist.)

Neuberechnung (Kal. forts.): Aus

- HINWEIS**
- Für N-Sektionen-Messung gelten immer die Auswertebedingungen **A**.
 - Um die Bedingungen der N-Sektionen-Messung zu speichern, drücken Sie entweder die Schaltfläche [Direkt] oder die Schaltfläche [Bedingungen] im Startfenster.
 - Bei der "Initialisierung" im Fenster zum Einstellen der Bedingungen werden auch die Einstellungen für die N-Sektionen-Messung gelöscht. Es empfiehlt sich daher, wichtige Einstellungen auf einer Speicherkarte oder im internen Speicher zu sichern. Informationen zum Speichern von Daten finden Sie in Kap. 12 "Speichern / Laden."

Auswerte-/Messbedingungen für normale Messung (Startfenster)

Bedingungen				
AuswerteBed.	A	B	Messbedingungen	
Norm:	ISO1997	ISO1997	M-Gesch.	0,5 mm/s
Profil	R	R	R-Gesch.	10 mm/s
Filter	GAUSS	GAUSS	M-bereich	800 µm
λf	-	-	Ber. Uebers	ESC
λc	0,8 mm	0,8 mm	Auto-Start	Aus
λs	2,5 µm	2,5 µm	AutoReturn	Aus
Anzahl	5	5	Z-ESC	0,0 mm
Vor/Nach	An	An	Vorschub	An
Kont. entf.	Aus	Aus	Arm Cor.	Aus
Prof. Komp.	Aus	Aus	Tastricht.	nach Unten
Mittell.	Aus	Aus	Autoeinst.	Aus
Auswertelaen	4,000 mm	4,000 mm	Kal. forts.	Aus
			Wech. Pol.	+
Messlaenge	5,600 mm			
<div><div><div></div><div>Ende</div></div><div><div></div><div>AuswerteBed.</div></div><div><div></div><div>Messbedingung</div></div></div>				


Auswerte-/Messbedingungen für N-Sektionen-Messung

Bedingungen				
AuswerteBed.	A	B	Messbedingungen	
Norm:	ISO1997	ISO1997	M-Gesch.	0, 5 mm/s
Profil	R	R	R-Gesch.	10 mm/s
Filter	GAUSS	GAUSS	M-bereich	800 µm
λf	-	-	Ber. Uebers	ESC
λc	0, 8 mm	0, 8 mm	Auto-Start	An
λs	2, 5 µm	2, 5 µm	AutoReturn	Aus
Anzahl	5	5	Z-ESC	0, 0 mm
Vor/Nach	An	An	Vorschub	An
Kont. entf.	Aus	Aus	Arm Cor.	Aus
Prof. Komp.	Aus	Aus	Tastricht.	nach Unten
Mittell.	Aus	Aus	Autoeinst.	Aus
Auswertelaen	4, 000 mm	- mm	Kal. forts.	Aus
			Wech. Pol.	+
Messlaenge	5, 600 mm			

Ende

- HINWEIS** Bevor Sie die Messbedingungen für eine N-Sektionenmessung laden und die Messung ausführen, prüfen Sie folgende Punkte bezüglich Messgerät und Werkstück:
1. Positionierung des zu messenden Werkstücks
 2. Montageposition der Anschlusseinheit
 3. Tastelement-Typ
 4. Kufe oder Tastspitzenschutz vorhanden?
- Prüfen Sie anschließend die eingestellten Koordinatenwerte (siehe Punkte ③ bis ⑤).

■ Anzeigen bei der N-Sektionen-Messung




■ Messung

- ① Im Startfenster die Auswerte- und Messbedingungen einstellen.
(Siehe Kap. "6. Auswerte- und Messbedingungen ändern".)

HINWEIS Die Auswerte- und Messbedingungen können nicht im Fenster [N-Sektionen-Mess.] eingestellt werden.

- ② Die Betriebsbedingungen im Fenster [N-Sektionen-Mess.] einstellen.



● Koordinatenwerte einstellen

Die Koordinaten für die X- und Z-Achse können direkt als Zahlen mittels Joystick ("Lernfunktion") eingegeben werden. Drücken Sie dazu zuerst die Schaltfläche [Joystick] und dann eines der Eingabefelder für die Koordinatenwerte (① bis ⑥ in der Abb.). Positionieren Sie dann das Tastelement mittels Joystick und drücken die Schaltfläche [GOTO], um diese Position als Koordinatenwert einzustellen.

- HINWEIS**
- Koordinatenwerte werden als absolute Position eingegeben. Die Einheit für die Eingabewerte ist mm.
 - Bei den Standardmodellen der Serien SJ-500 und SV-2100M4 ist eine Einstellung der Z-Achsen-Koordinatenwerte über Joystick-Bedienung nicht möglich.
 - Die Bedingungen für [Autoeinst.] und [Z-ESC] werden den Einstellungen der Messbedingungen im Startfenster entsprechend übernommen.

● Drucker einstellen

Druckmodus	Beschreibung
Auto	Ausdruck erfolgt nach der Messung eines jeden Punktes
Manuell	nach der Messung eines jeden Punktes erscheint eine Abfrage, ob gedruckt werden soll oder nicht
Aus	kein Ausdruck

- Auto-Save (automatisches Speichern) einstellen

Auto-Save	Beschreibung
An	nach der Messung eines jeden Punktes werden die Messdaten auf der Speicherkarte gespeichert
Aus	Messdaten werden nicht gespeichert

HINWEIS

Zum Speichern der Messdaten aus der N-Sektionen-Messung benötigen Sie eine optionale Speicherkarte. Ohne diese können Sie die Messdaten nur ausdrucken.

- ③ Berühren Sie die Schaltfläche [Schrittw.] im Fenster zur Einstellung der Bedingungen für die N-Sektionen-Messung, um die eingestellten Koordinatenwerte zu prüfen.
- ④ Schaltfläche [ENTER] berühren, um zum Fenster [N-Sektionen-Mess.] zurückzukehren.
Wenn dieses Fenster wieder angezeigt wird, drücken Sie die START-Taste.




Vor jeder Verfahrbewegung wird eine Meldung eingeblendet, anhand derer Sie die Koordinatenposition prüfen können.

WICHTIG

Die N-Sektionen-Messung beginnt mit der Verfahrbewegung der X-Achse. Achten Sie auf die Positionierung in der Z-Achse, um Kollisionen mit dem Werkstück zu vermeiden!

<Meldungen zu den einzelnen Messpunkten>


- "vor der schrittweisen Ausführung" ⇒ X-Achse zu Punkt ① ⇒ "vor Beginn der Messung" ⇒**
1. Punkt messen ⇒ "vor dem Verfahren" ⇒ X-Achse zu Punkt ②
- ⇒ "vor dem Verfahren" ⇒ X-Achse zu Punkt ③ ⇒ "vor Beginn der Messung" ⇒**
2. Punkt messen ⇒ "vor dem Verfahren" ⇒ X-Achse zu Punkt ④
- ⇒ "vor dem Verfahren" ⇒ X-Achse zu Punkt ⑤ ⇒ "vor Beginn der Messung" ⇒**
3. Punkt messen ⇒ "vor dem Verfahren" ⇒ X-Achse zu Punkt ⑥(Ende)



- ⑤ Um die Messung durchzuführen, stellen Sie die Schaltfläche [Schrittw.] im Fenster zur Einstellung der Betriebsbedingungen für die N-Sektionen-Messung auf [Aus]. (Drücken Sie dann die START-Taste, sobald das Fenster [N-Sektionen-Mess.] wieder angezeigt wird.)
- ⑥ Berechnungsergebnisse der Messpunkte prüfen
Über die Menü-Schaltflächen im Fenster [N-Sektionen-Messung] können Sie die Auswertprofile und Berechnungsergebnisse für bis zu drei Messpunkten anzeigen lassen. Diese Funktion kann nur aktiviert werden, wenn die Schaltfläche [Speichern] im Fenster zur Einstellung der Betriebsbedingungen ebenfalls aktiviert ist.

-
- TIPP**
- Die Funktion zum Laden der Daten von Punkt 1 bis 3 steht nur bis zum Ausschalten des Systems zur Verfügung.
 - Um eine komplette (durchgehende) Messung durchzuführen, setzen Sie die Schaltfläche [Schrittw.] im Fenster zur Einstellung der Betriebsbedingungen für N-Sektionen-Messungen auf [Aus].
 - Um die Funktion [Autoeinst.] für jede Punktmessung anzuwenden, muss diese im Fenster zur Einstellung der Bedingungen (vom Startfenster aus aufzurufen) aktiviert werden.
-

■ N-Sektionen-Mess.




Letzte Messdaten lesen (Shortcuts für Zugriff auf Speicherkarte)

Parameter-Berechnungsergebnisse und Profile für jeden Punkt werden angezeigt. Zum Aktivieren dieser Funktion, Schaltfläche [Speichern] im Fenster zur Einstellung der Betriebsbedingungen aktivieren.



Liste der Auswerte- und Messbedingungen anzeigen (keine Änderung der Bedingungen möglich)



Auswahl des Messbereichs für die Werkstück-Positionierung (Der eigentliche Messbereich wird von dieser Einstellung nicht beeinflusst.)

Koordinaten-Einstellung für das Anfahren der Messpunkte

Verfahrgeschwindigkeit beim Anfahren des Messpunktes
Max./Mit./Min. Geschwindigkeit kann eingestellt werden

HINWEIS

Das Aufrufen der letzten Messdaten ist nur dann möglich, wenn diese auf einer optionale Speicherkarte gespeichert wurden.

Wenn dies nicht der Fall ist, bleiben die Daten in der Anzeige, ohne gespeichert zu werden, auch wenn die Schaltfläche [Speichern] gedrückt wird.

NOTIZEN

11

Vormessung (Hilfsfunktionen)

Dieses Kapitel beschreibt die Hilfsfunktionen zur Einstellung der Neigung des Hauptgeräts und zur Tastsystem-Positionierung vor der Messung.

Für die Positionierung von Werkstück oder Tastelement stehen, je nach Messaufgabe, verschiedene Hilfsfunktionen zur Auswahl.

11.1 Nivellierung mit dem Handrad zur Neigungseinstellung (Standard-Funktion)

Die folgenden Funktionen stehen optional zur Verfügung:

11.2 Nivellierung mit dem Nivelliertisch

11.3 Axiale Nivellierung mit dem XYZ-Nivelliertisch

11.4 Nivellierung mit dem automatischen Nivelliertisch


11.5 Spitze-/Tal-Erfassung

11.6 Nivellierung mit dem Kreutztisch

■ Touchscreen-Anzeigen bei der Vormessung

Schaltfläche [Vormessung] im Startfenster drücken.

< Startfenster >



[Vormessung]

< Vormessung >



Wählen Sie hier die gewünschte Funktion. Nach der Bestätigung mit [ENTER] erscheint eine Meldung zur weiteren Vorgehensweise. Folgen Sie der Benutzerführung.


HINWEIS

- Die Schaltfläche [ALT] wird angezeigt, wenn der automatische Nivelliertisch angeschlossen ist.
- Bevor Sie die Funktion zur Neigungseinstellung benutzen, muss das System kalibriert werden, da sonst die Neigungseinstellung nicht korrekt berechnet wird.
- Nach dem Einsetzen eines neuen Tastelements muss dieses im Fenster zur Tastelement-Auswahl eingestellt werden. "Zubeh. einst. (Hauptmenü) ⇒ Tastelement". Andernfalls kann die Neigungseinstellung nicht korrekt durchgeführt werden.

11.1 Nivellierung mit dem Handrad zur Neigungs- verstellung (Standard-Funktion)

■ Nivellierung

Wenn die Messfläche eines Werkstücks geneigt ist, wird selbst bei Präzisionsmessungen ein größerer Messbereich benötigt. Bei der Nivellierung wird die Messfläche parallel zum 50 mm-Hauptgerät ausgerichtet, um eine höhere Messgenauigkeit zu erzielen.




Das System ist unterstützt standardmäßig die DAT-Funktion zur digitalen Anzeige des Wertes bei der Einstellung der Neigung.

Folgen Sie der Benutzerführung auf dem Touchscreen, um die Vormessung durchzuführen und den Neigungswinkel zu berechnen. Anhand des Neigungswinkels wird ein Einstellungswert berechnet und als Anzahl der Drehungen des Handrads auf dem Hauptgerät. Dies ist die einfachste Methode der Einstellung.

HINWEIS

Als Messstrecke für die Vormessung wird die in den Auswertebedingungen eingestellte Messstrecke für die normale Messung verwendet.




Gehen Sie vor, wie nachfolgend beschrieben.

■ Nivellierung mit dem Handrad zur Neigungsverstellung

Drücken Sie im Startfenster [Vormessung] ⇒ [Drehknopf] ⇒ [ENTER].

1. Startpunkt der Messung bestimmen: X-Achsen-Position und Tastelement-Position
2. Handrad für Höhenverstellung nach links drehen, um das Tastelement in die Rückzugsposition zu bringen



Wenn das Hauptgerät nach links geneigt ist:


3. Einstellscheibe (0) auf Referenzlinie des Handrads setzen



4. Neigungsverstellung nach rechts drehen (um den Kompensationswert)




5. Einstellung der Neigung beendet. Schaltfläche [Ende] drücken.



Wenn das Hauptgerät nach rechts geneigt ist:

3. Einstellscheibe (Kompensationswert) auf Referenzlinie des Handrads setzen



- 4-1. Neigungsverstellung nach links drehen um Referenzlinie auf (0) auszurichten



- 4-2. Neigungsverstellung nach links drehen (um den Kompensationswert)



Wenn die Korrektur eine Umdrehung oder weniger beträgt, Schritt 4-2 überspringen!


TIPP

Wiederholen Sie die Messung zur Neigungseinstellung des Hauptgeräts, um sicherzustellen, dass das System richtig nivelliert ist. Auch um eine genauere Nivellierung zu erreichen sollte die Messung zur Neigungseinstellung wiederholt werden.


11.2 Nivellierung mit dem Nivelliertisch

Diese Funktion ist optional.

Die Nivellierung mit dem Nivelliertisch ist der im vorigen Abschnitt beschriebenen Nivellierung mittels Handrad zur Neigungsverstellung sehr ähnlich. Führen Sie zunächst die Vormessung durch (①), und ermitteln Sie den Neigungswinkel θ der Mittellinie des Profils. Anschließend erfolgt die Nivellierung (②).



Folgen Sie bei Vormessung und Ermittlung des Neigungswinkels der Benutzerführung. Anhand des Neigungswinkels wird ein Kompensationswert berechnet und als Einstellwert für die Einbaumessschraube des Nivelliertischs angezeigt. Sobald Sie diesen Wert an der Einbaumessschraube eingestellt haben, ist die Nivellierung beendet.



HINWEIS

Als Messstrecke für die Vormessung wird die in den Auswertebedingungen eingestellte Messstrecke für die normale Messung verwendet.

Gehen Sie vor wie nachfolgend beschrieben.

■ Neigungseinstellung mit Nivelliertisch

Drücken Sie im Startfenster [Vormessung] ⇒ [Niv. Tisch] ⇒ [ENTER].


1. Startpunkt der Messung bestimmen: X-Achsen-Position und Tastelement-Position



2. Handrad für Höhenverstellung nach links drehen, um das Tastelement in die Rückzugsposition zu bringen



Handrad für Höhenverstellung



3. ZERO/ABS-Taste an der Einbaumessschraube drücken, um den Anzeigewert zu Null zu setzen.



4. Der Wert für die Neigungskompensation wird berechnet und als Einstellwert für die Einbaumessschraube angezeigt. Drehen Sie die Einstellschraube so, dass der Anzeigewert der Einbaumessschraube dem Kompensationswert entspricht.



TIPP

Wiederholen Sie die Nivellierung mittels Nivelliertisch, um sicherzustellen, dass das System optimal, d. h. möglichst genau, nivelliert ist.

5. Neigungseinstellung beenden: Schaltfläche [Ende] drücken.



WICHTIG


Wenn die Einbaumessschraube von vorne gesehen rechts, also in Messrichtung des Hauptgeräts, sitzt, gilt die hier angegebene Drehrichtung. Wenn sie von vorne betrachtet links sitzt, ist die Drehrichtung der Einbaumessschraube umgekehrt.

11.3 Axiale Nivellierung von zylindrischen Werkstücken mit dem XYZ-Nivelliertisch

Wenn ein zylindrisches Werkstück entlang der Kammlinie gemessen werden soll, muss die Werkstück-Achse exakt parallel zur Messrichtung ausgerichtet sein. Diese sogenannte "axiale Nivellierung" gilt allgemein als schwierig.

Der als Sonderzubehör erhältliche XYZ-Nivelliertisch erleichtert diese Ausrichtung, so dass sie durch einfache Bedienschritte schnell zu erledigen ist.

Folgen Sie der Benutzerführung auf dem Touchscreen, um die beiden höchsten Punkte auf dem Zylinder zu erfassen (bzw. die beiden tiefsten Punkte bei Zylinder-Innenmessung). Anhand dieser Spitzen (bzw. Täler) wird ein Wert errechnet, auf den dann die Einstellschraube am Tisch eingestellt wird.




Gehen Sie vor wie nachfolgend beschrieben.

■ Axiale Nivellierung mit dem XYZ-Nivelliertisch

Drücken Sie im Startfenster [Vormessung] ⇒ [XYZ Tisch] ⇒ [ENTER].


1. Alle Einbaumessschrauben auf 0 setzen



2. Tastelement auf den ersten Punkt setzen



3. Erster Spitzenpunkt wird gesucht (Y-Achsen-Einstellschraube)



4. Anzeigewert der Y-Einstellschraube für Erfassung des ersten Punkts eingeben.




5. Tastelement an zweiten Punkt verfahren (Joystick-Bedienung der X-Achse)



6. Zweiter Spitzenpunkt wird gesucht (Y-Achsen-Einstellschraube)




7. Anzeigewert der Y-Einstellschraube für Erfassung des zweiten Punkts eingeben




Hier drücken und Wert über numerisches Eingabefenster eingeben.

Tastelement so positionieren, dass Punkt 1 und 2 ohne Bereichsüberschreitung gemessen werden können.



10. Einstellung beenden. Schaltfläche [Ende] drücken.



9. Neigungskompensationswert einstellen (Neigungseinstellschraube)



Bei Bereichsüberschreitung ertönt ein Warnsignal. In diesem Fall muss die Tastelement-Position mittels Einstellschrauben korrigiert werden.


8. Kompensationswert für Drehtisch einstellen (Kipp-Einstellschraube)



11.4 Nivellierung mit dem automatischen Nivelliertisch


In den Abschnitten 11.1, "Nivellierung mit dem Handrad zur Neigungsverstellung" und 11.2, "Nivellierung mit dem Nivelliertisch," wurde die manuelle Nivellierung beschrieben. In diesem Abschnitt wird die automatische Nivellierung beschrieben, die einfacher und genauer ist.

Für die automatische Nivellierung wird zunächst eine Vormessung (①) durchgeführt: der Neigungswinkel θ der Mittellinie des Profils wird ermittelt. Dann erfolgt automatisch die Nivellierung (②).



HINWEIS

Wenn das Tastsystem während der Nivellierung das Werkstück berührt, tritt ein Fehler auf und der Nivelliervorgang wird abgebrochen. Achten Sie daher darauf, das Tastelement vorher an die Rückzugsposition verfahren wird.



HINWEIS

Als Messstrecke für die Vormessung wird die in den Auswertebedingungen eingestellte Messstrecke für die normale Messung verwendet.

Gehen Sie vor wie nachfolgend beschrieben.

■ Vorgehensweise

Im Startfenster [Vormessung] ⇒ [ALT] ⇒ [ENTER] drücken.

< Vormessung starten >



Vor der Vormessung (①) werden Sie aufgefordert, die Position des Tastelements zu prüfen.

Tastelement an die Startposition der Vormessung verfahren und dabei die Höhenanzeige (links) und die Counteranzeige (oben rechts) beobachten.

[START]-Taste drücken.

⇒ Nivellierung starten.

Start ⇒ Vormessung

< Rückfahren starten >



Bevor das Tastelement zurückgefahren wird, werden Sie aufgefordert die Position des Tastelements zu prüfen.

Fahren Sie das Tastelement vom Werkstück zurück, so dass es dieses während des Rückfahrens nicht berührt.

[START]-Taste drücken.

⇒ Rückfahren

⇒ Die X-Achse wird an die Startposition der Vormessung verfahren.

HINWEIS

Wenn bei den Messbedingungen "Auto-Return" (automatisches Rückfahren) aktiviert wurde, erscheint das Fenster zum Starten des Rückfahrens nicht. Das Rückfahren erfolgt dann während das Tastelement das Werkstück berührt.

< Nivellierung starten >



Vor der Nivellierung (②) werden Sie aufgefordert, die Position des Tastelements zu prüfen.

Verfahren Sie das Tastsystem vom Werkstück weg, damit der Tisch während der Nivellierung nicht das Tastelement berührt.

[START]-Taste drücken.

⇒ Nivellierung

Nivellierung ist beendet.

HINWEIS

Wenn das Tastsystem während der Nivellierung das Werkstück berührt, wird der Nivelliervorgang abgebrochen. Die Nivellierungsmessung muss dann wieder von vorne begonnen werden.

11.5 Spitze-/Tal-Erfassung


Wenn eine charakteristische Position auf der Werkstück-Oberfläche als Startpunkt der Messung bestimmt wird, kann das Tastelement mit Hilfe der Funktion zur Spitze-/Tal-Erfassung automatisch an diese Position verfahren werden. Diese Funktion ist in der Lage, den höchsten Punkt (Spitze) und den tiefsten Punkt (Tal) der Oberfläche zu erfassen.

Außerdem kann das Tastelement an eine Startposition verfahren werden, von der aus betrachtet die Spitze oder das Tal in der Mitte der Messstrecke liegt.




Suche der Spitzen-Position (höchster Punkt)

Tastelement verfährt an die höchste X-Achsen-Position, basierend auf den Daten der Vormessung.



Suche der Tal-Position (tiefster Punkt)

Tastelement verfährt an die tiefste X-Achsen-Position, basierend auf den Daten der Vormessung.



Suche gleichmäßig verteilter Positionen

Tastelement verfährt an die Startposition, von der aus die höchste (oder niedrigste) X-Achsen-Position in der Mitte der Messstrecke liegt, basierend auf den Daten der Vormessung.

Gehen Sie vor wie nachfolgend beschrieben.

HINWEIS

Als Messstrecke für die Vormessung wird die in den Auswertebedingungen eingestellte Messstrecke für die normale Messung verwendet.

TIPP

Wenn während der Spitze-/Tal-Erfassung eine Bereichsüberschreitung auftritt, wird der Vorgang unterbrochen. Dies kann durch die folgenden Einstellungen vermieden werden:

- (1) Setzen Sie [Kal. fortsetzen] auf EIN:
Spitze-/Tal-Erfassung erfolgt anhand der bis dahin erfassten Daten
- (2) Stellen Sie die Vorgehensweise bei Bereichsüberschreitung auf [weiter]:
Daten aus Bereichsüberschreitung werden eingeschlossen.

Siehe Abschnitt 6.12, Messbedingungen ändern.

■ Vorgehensweise (bei der Spitzen-Erfassung)

Positionieren Sie das Werkstück und stellen Sie die Höhe des Tastelements so ein, dass es das Werkstück berührt.

Drücken Sie im Startfenster **[Vormessung]** ⇒ **[P-B]** ⇒ **[ENTER]**.

1. Startpunkt der Messung bestimmen:
X-Achsen-Position und Tastelement-Position



Tastmeth.: Spitze
Geradheit: Ein/Aus
TasterPos.: Aus


- 2-1 Falls die Spitze erfasst werden soll, verfährt das Tastelement an die höchste Position und wird dann abgehoben.



- 2-2 Falls gleichmäßig verteilte Positionen erfasst werden sollen, wird das Tastelement an die Position verfahren, von der aus die Spitze in der Mitte des Messbereichs liegt, dann abgehoben



3. Verfährt entlang der X-Achse, dann Rückkehr zum Startfenster




ACHTUNG

Wenn das Tastelement während der X-Achsen-Bewegung das Werkstück berührt, tritt ein Fehler auf und die Spitze-/Tal-Erfassung wird abgebrochen. Verfahren Sie dann das Tastelement so, dass es keinen Werkstück-Kontakt hat und drücken Sie wieder die [START]-Taste.

ACHTUNG


Wenn eine Vormessung an einem geeigneten Werkstück mit aktivierter Funktion zur Erfassung gleichmäßig verteilter Positionen vorgenommen wird, kann es während des Verfahrens zur Beschädigung des Tastelements kommen, weil dieses gegen das Werkstück stößt. Prüfen Sie vor dem Start unbedingt, ob das Werkstück nicht den Verfahrbereich behindert.



11.6 Nivellierung mit dem Kreutztisch

Die Nivellierung mit dem Kreutztisch ist eine weitere optionale Funktion.


Die Vorgehensweise entspricht in etwa der in Abschnitt "11.2 Nivellierung mit dem Nivelliertisch" beschriebenen: (1) Vormessung durchführen und anschließend den Neigungswinkel θ der Mittellinie des Profils berechnen; dann (2) Nivellierung durchführen.



Verfahrbewegung
während der
Nivellierung

Das Neigungseinstellrad vereinfacht die Nivellierung.

Der Einstellbetrag, der anhand des Neigungswinkels bei der Vormessung gemäß Benutzerführung ermittelt wurde, wird als Anzahl der Umdrehungen angezeigt.



HINWEIS Als Messstrecke für die Vormessung wird die in den Auswertebedingungen eingestellte Messstrecke für die normale Messung verwendet.

TIPP Vor der Vormessung sollte die Werkstückposition mit Hilfe der Einstellschrauben bestimmt werden.

Gehen Sie vor wie nachfolgend beschrieben.

■ Vorgehensweise bei der Nivellierung mit dem Kreuztisch

Im Startfenster [Vormessung] ⇒ [Kreuztisch] ⇒ [ENTER] drücken.

1. Mess-Startposition, X-Achsen- und Tastelement-Position bestimmen




2. Tastelement durch Drehen des Handrads für Höhenverstellung nach links an die Rückzugposition fahren

Messung




Höhenverstellung



3. Der durch Winkelberechnung ermittelte Kompensationswert wird als Anzahl der Umdrehungen des Neigungseinstellrads angezeigt.



Neigungseinstellrad



4. Die Neigungseinstellung ist beendet. Drücken Sie die Schaltfläche [Ende].



TIPP

Um eine möglichst genaue Nivellierung zu erreichen, muss der Nivellervorgang wiederholt werden.

WICHTIG

Die angegebene Drehrichtung des Neigungseinstellrads gilt nur, wenn das Rad sich von vorne betrachtet auf der rechten Seite befindet, der Messrichtung des Hauptgeräts entsprechend.

Wenn es sich auf der linken Seite, von vorne gesehen, befindet, muss das Handrad in die andere Richtung gedreht werden.

NOTIZEN

12

Speichern / Laden

Dieses Kapitel beschreibt das Speichern und Laden (Einlesen) von Daten auf/von einer Speicherkarte.

Mit diesem System können Messbedingungen, Messdaten und Statistikdaten gespeichert und geladen werden.

Die Speicherung erfolgt entweder im internen Speicher des Datenprozessors oder auf einer optionalen Speicherkarte. Im internen Speicher können nur die Mess- und Auswertebedingungen gespeichert werden, nicht die gemessenen Daten.

HINWEIS Zum Speichern von Messdaten, Statistik- und sonstigen Daten benötigen Sie eine als Sonderzubehör erhältliche Speicherkarte.

WICHTIG

- Die Speicherkarte muss vor dem ersten Gebrauch formatiert werden.
- Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt 13.5 "Speicherkarte formatieren und Dateien löschen."

HINWEIS

- Dateinamen dürfen keine Leerzeichen (" "), Punkte (".") oder Bindestriche (-) enthalten.

12.1 Ein- und Ausschalten des Systems und Initialisierung der Einstellungen

Bei diesem System wird zwischen zwei Datentypen unterschieden: der eine Datentyp wird beim Ein-/Ausschalten des Geräts initialisiert, während Daten des anderen Typs gespeichert bleiben.

1. Daten, die beim Ein-/Ausschalten des Systems initialisiert werden

Fenster	Daten	Anmerkung
Statistikfenster	Auswerteprofil-Daten	Nur die zuletzt gemessenen Daten können auf der Speicherkarte gespeichert werden (zurück zum Startfenster und speichern).
	Statistik-Daten	
N-Sektionen-Messung	Shortcuts zum Einlesen der Daten des 1. bis 3. Messpunkts	Daten der N-Sektionen-Messung werden auf der Speicherkarte unter automatisch zugewiesenen Dateinamen gespeichert. Dateien können einzeln eingelesen werden.
Joystick-Fenster	Auswahl der Achse für Joystick-Bedienung	Ausgewählte Achse ist beim Einschalten aktiviert.
	schnell/langsam	Beim Einschalten ist "schnell" aktiviert.
<ul style="list-style-type: none"> - Normale Messung - Statistikmessung - N-Sektionen-Messung - Überschneidungsmessung 	Messdaten	Es empfiehlt sich, die Messdaten auf einer Speicherkarte zu speichern.









2. Daten, die beim Ein-/Ausschalten gespeichert bleiben





Fenster	Daten	Anmerkung
Einstellung der Auswertebedingungen	Auswertebedingungen	
Einstellung der Messbedingungen	Messbedingungen	
Einstellung der Profilvergrößerung (Skalierung)	Skalierungsfaktor	
	Automatischer Versatz	
Kalibriermessung	Kalibrierbedingungen	
	Nennwerte	
	Kalibrierstatistik	
	Kalibrierwerte	
Statistik-Ergebnisse	Daten für Druck	
Umgebungsbedingungen	Datum/Uhrzeit	
	Datenausgabe	
	Druckereinstellungen	
	Sprache	
	Tastelement	
	weitere Einstellungen	
	Bedieneinheit (Touchscreen)	
	Zubehör-Einstellungen	

12.2 Daten speichern

12.2.1 Daten speichern oder einlesen / Speichermedien

Daten, die gespeichert oder eingelesen werden sollen und das jeweilige Speichermedium sind in den folgenden Tabellen aufgelistet.

Daten	Inhalte	Medium	Schaltflächen und Fenster	
			Speichern	Lesen
Bedingungen	<Speichern/Lesen> Auswertebedingungen, Messbedingungen, Bedingungen für N-Sektionen-Messung	Interner Speicher	Startfenster  [Direkt]	Startfenster  [Direkt]
Bedingungen	<Speichern/Lesen> Auswertebedingungen, Messbedingungen, Bedingungen für N-Sektionen-Messung	Speicher- karte	Fenster zum Einstellen der Bed.  [Messbeding.]	Fenster zum Einstellen der Bed.  [Messbededing.]
Normale Messdaten	<Speichern> Auswertebedingungen, Messbedingungen, Messprofildaten Textdaten <Lesen> Auswertebedingungen, Messbedingungen, Messprofildaten Daten aus N-Sektionen-Messung	Speicher- karte	Startfenster  [Messpunkte]	Startfenster  [Messpunkte]
Daten aus Überschnei- dungsmessung	<Speichern/Lesen> Messprofildaten (nur ein Profil)	Speicher- karte	Überschneidungsmessung  [Messdaten]	Überschneidungsmessung  [Messdaten]

Daten	Inhalte	Medium	Schaltflächen und Fenster	
			Speichern	Lesen
N-Sektionen-Messung	<p><Speichern> Auswertebedingungen, Messbedingungen, Messprofildaten Textdaten</p> <p><Lesen> Auswertebedingungen, Messbedingungen, Messprofildaten</p> <p>Die zuletzt gespeicherten Daten (1 bis 3 Punkte) können direkt eingelassen werden.</p>	Speicher- karte	<p>Einstellungen für N-Sektionen-Messung</p>  <p>[Auto-Save]</p>	<p>N-Sektionen-Messung</p>  <p>[Lesen]</p>
Statistik- daten	<p><Speichern/Lesen> Auswertebedingungen, Messbedingungen, Statistikdaten</p>	Speicher- karte	<p>Stat.-Ergebnis</p>  <p>[Stat. speichern]</p>	<p>Statistikmessung</p>  <p>[oeffnen]</p>

HINWEIS


Wenn "Messdaten," "N-Sektionen-Daten" oder "Stat. Ergebnis" eingelesen werden, so werden auch die zugehörigen Auswerte- und Messbedingungen eingelesen und die aktuellen Einstellungen werden überschrieben.

WICHTIG

Die Daten auf der Speicherkarte können auch auf dem PC angezeigt werden. Achten Sie aber unbedingt darauf, die Ordnerstruktur nicht zu ändern und keine Daten zu löschen oder zu verschieben. Andernfalls kann es sein, dass die Daten in der Anzeige-/Bedieneinheit nicht mehr geöffnet werden können!

12.2.2 Handhabung der Speicherkarte

An der rechten Seite der Anzeige-/Bedieneinheit befindet sich der Steckplatz für die Speicherkarte. Entfernen Sie die Schutzabdeckung und schieben Sie die Speicherkarte ein.



● Speicherkarte einsetzen

WICHTIG Unbedingt darauf achten, dass die Speicherkarte richtig eingeschoben wird. Wenn sie nicht in der Führung sitzt, können beim Einschieben die Kontaktstifte im Inneren beschädigt werden.

Karte so weit wie möglich in den Steckplatz einschieben.

● Speicherkarte entnehmen

1. Auswurf-Taste drücken.

Die Karte wird ein Stück aus dem Steckplatz heraus geschoben.

2. Karte herausziehen.

WICHTIG Speicherkarte auf keinen Fall während der Messung oder während Daten eingelesen werden, entnehmen! Dies kann zum Verlust sämtlicher Daten auf der Karte führen!


TIPP Verwenden Sie ausschließlich die Speicherkarte von Mitutoyo mit der Nr. 12AAA841, "CompactFlash™".

CompactFlash™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma SanDisk, USA.


12.2.3 Auf der Speicherkarte gespeicherte Daten

Daten werden auf der Speicherkarte anhand der folgenden Ordnerstruktur gespeichert.

- Dateitypen



- Automatisch erstellter Dateiname



12.3 Speichern/Laden der Daten

Das Speichern und Laden erfolgt, je nach Vorgang, in 5 verschiedenen Fenstern.

Fenster "Direkt": vom Startfenster aus zu öffnen (im internen Speicher können 10 Bedingungen gespeichert werden)


Fenster "Speichern/Lesen": vom Startfenster aus zu öffnen

Fenster "Speichern/Lesen": vom Fenster für Überschneidungsmessung oder zum Einstellen der Messbedingungen aus zu öffnen

Fenster "Speichern": vom Statistikergebnis-Fenster aus zu öffnen

Fenster "Lesen": vom Fenster für Statistik- oder N-Sektionen-Messung aus zu öffnen


■ Fenster zum Speichern/Lesen



12.3.1 Auswerte- und Messbedingungen speichern

- TIPP**
- Auf der Speicherkarte können Auswerte- und Messbedingungen gespeichert werden.
 - An gespeicherte Dateien können Kommentare angehängt werden.
 - Informationen zur Zeicheneingabe finden Sie in Abschnitt 3.2, "Übersicht über den LCD-Monitor (Touchscreen)".

■ Anzeigen beim Speichern von Bedingungen



■ Vorgehensweise 1 (interner Speicher)

Bis zu 10 Auswerte- und Messbedingungen können im internen Speicher gespeichert werden wie nachfolgend beschrieben. Rufen Sie das Fenster zum Speichern/Lesen von Auswerte-/Messbedingungen auf.

Im Startfenster die Schaltfläche **[Direkt]** drücken.

<Speichern/Lesen von Auswerte-/Messbedingungen>



Bedingungen speichern:


Drücken Sie die Schaltflächen (1 bis 10) der Daten, die gespeichert werden sollen.

Dann Schaltfläche [Speichern] berühren.

⇒ Nach dem Speichern erscheint automatisch das Datum rechts neben der Nummer der Daten.

-
- HINWEIS**
- Beim direkten Speichern werden die Daten überschrieben.
 - Achtung, beim direkten Speichern erscheint keine Abfrage zum Speichern/Lesen/Löschen!
-

<Anzeige nach dem Speichern>



Kommentar bearbeiten:

Eine der Schaltflächen 1 bis 10 und dann die Schaltfläche [Kommentar] berühren.

⇒ Das Fenster zur Kommentareingabe erscheint.

-
- TIPP**
- Kommentare, die in Sternchen (***) angezeigt werden können nicht bearbeitet werden.
-

<Kommentareingabe>



Kommentar eingeben:

Geben Sie über die Tastatur einen Kommentar ein.

⇒ Der Kommentar wird oben angezeigt.

-
- TIPP**
- Bis zu 20 Zeichen (Buchstaben und Zahlen) können eingegeben werden.
-

Schaltfläche [ENTER] im Eingabefenster berühren, um den Kommentar zu übernehmen.


[ESC] drücken, um die Kommentareingabe zu verwerfen/abzubrechen.

⇒ Rückkehr zum Speicherfenster für Bedingungen.

■ Vorgehensweise 2 (Speicherkarte)

Die Mess- und Auswertebedingungen können auch auf einer Speicherkarte gespeichert werden. Rufen Sie das Fenster zum Speichern/Lesen von Bedingungen [Mess-/Auswertebedingungen] auf. Drücken Sie im Startfenster **[Auswertebed.]** oder **[Messbed.]** ⇒ **[öffnen]**.

<Mess-/Auswertebedingungen>




Zum Speichern:

Schaltfläche [Speichern].

⇒ Das Fenster zum Speichern wird angezeigt.

<Speichern>




Dateinamen eingeben:

Schaltfläche [Datei Name] berühren und über die Tastatur einen Dateinamen eingeben.

⇒ Der Dateiname wird im oberen Feld angezeigt.

-
- TIPP**
- Ein automatisch erstellter Dateiname wird sofort angezeigt.
 - Dateinamen können aus max. 8 Zeichen bestehen.
-

<Speichern>



Kommentar eingeben:

Schaltfläche [Kommentar] drücken und über die Tastatur einen Kommentar eingeben.

⇒ Der Kommentar wird im unteren der beiden Textfelder angezeigt.

-
- TIPP**
- Kommentare können max. 25 Zeichen enthalten.
-

Drücken Sie [Abbruch], um den Vorgang ohne zu speichern zu beenden.

⇒ Das Fenster [Mess-/Auswertebedingungen] wird wieder angezeigt.

Zum Speichern der Daten [ENTER] drücken.

⇒ Das Fenster zum Speichern erscheint.

<Speichern>




Drücken Sie die Schaltfläche [ENTER], um die Daten zu speichern.

Um den Vorgang abubrechen, drücken Sie [Abbruch].

⇒ Das Fenster [Mess-/Auswertebedingungen] wird wieder angezeigt.

12.3.2 Einlesen der Mess- und Auswertbedingungen

■ Anzeigen beim Einlesen von Bedingungen



■ Vorgehensweise 1 (interner Speicher)

Hier wird das Laden (Einlesen) von Mess- und Auswertebedingungen aus dem internen Speicher beschrieben.

Rufen Sie das Fenster zum Speichern/Lesen von Mess-/Auswertebedingungen auf.

Im Startfenster **[Direkt]** drücken.

<Speichern/Laden von Mess- und Auswertebedingungen>



Zum Einlesen der Bedingungen:

Schaltfläche mit der Nummer (1 bis 10) der Daten, die geladen werden sollen, drücken.

Anschließend Schaltfläche [öffnen] berühren.

⇒ Das Startfenster wird angezeigt.

-
- ACHTUNG**
- Unter den Schaltflächen, neben denen Sternchen (*) angezeigt werden, sind keine Daten gespeichert.
 - Um den Vorgang zu beenden, ohne Daten einzulesen, [Abbruch] drücken.
 - Beim Laden von Daten über die Schaltfläche [Direkt] wird keine Meldung zur Bestätigung eingeblendet.
-


■ Vorgehensweise 2 (Speicherkarte)

Hier wird das Laden von Auswerte- und Messbedingungen von der Speicherkarte beschrieben.

Rufen Sie das Fenster zum Speichern/Laden von Messbedingungen auf.

Im Startfenster **[Auswertebeding.]** oder **[Messbeding.]** ⇒ **[Bedingungen]** drücken.


<Speichern/Lesen von Messbedingungen>



Gewünschte Datei in der Liste berühren.

⇒ Der ausgewählte Dateiname wird blau hinterlegt und oben im Fenster wird, falls vorhanden, der Kommentar angezeigt.

<Mess-/Auswertebedingungen> Datei-Auswahl




Zum Laden von Dateien:

Schaltfläche [offnen] berühren.

⇒ Die Meldung zur Bestätigung wird angezeigt.

<Bestätigungsmeldung>



Mit [ENTER] bestätigen.


⇒ Das Fenster zur Einstellung der Bedingungen wird angezeigt.

Zum Abbrechen des Ladevorgangs [Abbruch] drücken.

⇒ Das Fenster Mess-/Auswertebedingungen wird wieder angezeigt.

12.3.3 Messdaten vom Startfenster aus speichern/lesen


- ## ■ Anzeigen beim Speichern von Messdaten im Startfenster



■ Vorgehensweise 1 (Messdaten speichern)

Messdaten werden auf der Speicherkarte gespeichert wie folgt.
Rufen Sie das Fenster zum Speichern/Laden von Messdaten auf.
Schaltfläche **[öffnen]** im Startfenster drücken.

<Speichern/Lesen>



Um die Daten zu speichern:

Schaltfläche [Speichern] berühren.

⇒ Das Fenster zum Speichern wird geöffnet.

<Speichern>




Dateinamen eingeben:

Schaltfläche [Datei Name] berühren und über die Tastatur einen Dateinamen eingeben.

⇒ Der eingegebene Name wird im oberen Feld angezeigt.

-
- TIPP**
- Ein automatisch erstellter Dateiname wird im oberen Feld sofort angezeigt.
 - Geben Sie den gewünschten Dateinamen mit max. 8 Zeichen ein.
-

<Speichern>



Kommentar eingeben:

Schaltfläche [Kommentar] berühren und über die Tastatur den gewünschten Kommentar eingeben.

⇒ Der Kommentar wird im unteren Textfeld angezeigt.

-
- TIPP** Kommentar: max. 25 Zeichen
-

Um den Vorgang ohne Speichern der Daten zu beenden, Schaltfläche [Abbruch] berühren.

⇒ Das Fenster zum Speichern/lesen von Messdaten erscheint.

Zum Speichern der Daten [ENTER] drücken.

⇒ Die Bestätigungsmeldung zum Speichern erscheint.

<Bestätigungsmeldung>



Zum Speichern der Daten mit [ENTER] bestätigen.

Zum Abbrechen des Speichervorgangs [ESC] drücken.

⇒ Das Fenster zum Speichern/Lesen von Messdaten wird wieder angezeigt.


■ Vorgehensweise 2 (normale Daten laden)

Zum Laden (Einlesen) von Messdaten gehen Sie vor wie folgt:

Rufen Sie das Fenster zum Speichern/Laden von Messdaten auf.

Schaltfläche **[oeffnen]** im Startfenster drücken.

<Messdaten>




Prüfen Sie, ob die Schaltfläche zur Daten-Auswahl [Normale Daten] anzeigt. Falls sie [N-Messpunkte] anzeigt, berühren Sie sie, um auf [Normale Daten] umzuschalten.

Gewünschte Datei in der Liste berühren.

⇒ Der Dateiname wird blau hinterlegt und der Kommentar, falls vorhanden, wird im Textfeld oben angezeigt.

<Messdaten> Datei-Auswahl



Zum Laden der Datei:

Schaltfläche [oeffnen] berühren.

⇒ Die Bestätigungsmeldung wird eingeblendet.

<Bestätigungsmeldung>



Zum Einlesen der Datei mit [ENTER] bestätigen.

⇒ Das Startfenster wird wieder angezeigt.

Um den Ladevorgang abubrechen, [Abbruch] drücken.

⇒ Das Fenster [Messdaten] wird wieder eingeblendet.

■ Vorgehensweise 3 (N-Messpunkte laden)


TIPP Wenn die Messdaten der letzten N-Sektionen-Messung ins Startfenster geladen werden, können sie neu ausgewertet und einer Konturanalyse unterzogen werden.

Zum Einlesen von Messdaten der N-Sektionen-Messung von der Speicherkarte:

Fenster zum Speichern/Lesen von Messdaten aufrufen.

Schaltfläche **[öffnen]** im Startfenster berühren.


<Messdaten> Fenster zum Einlesen wechseln



Um zum Fenster zum Einlesen von N-Messpunkten zu wechseln: Schaltfläche [Normale Daten] berühren, so dass stattdessen die Schaltfläche [N-Messpunkte] angezeigt wird.

⇒ Das Fenster zum Einlesen der Messpunkte aus der N-Sektionen-Messung wird angezeigt.


<Messdaten> (N-Messpunkte) Daten auswählen



Gewünschte Datei in der Liste berühren.

⇒ Der ausgewählte Dateiname wird blau hinterlegt und der Kommentar, falls vorhanden, im Textfeld oben im Fenster angezeigt.

<Messdaten> (N-Messpunkte) Datei laden




Zum Einlesen der Datei:

Schaltfläche [öffnen] berühren.

⇒ Die Bestätigungsmeldung wird eingeblendet.

<Bestätigungsmeldung>



Zum Laden der Datei [ENTER] drücken.

⇒ Das Startfenster wird wieder angezeigt.

Um den Ladevorgang abzubrechen [Abbruch] drücken.

⇒ Das Fenster [Messdaten] wird wieder angezeigt.

12.3.4 Speichern/lesen von Daten der Überschneidungsmessung

- Messdaten speichern

- Messdaten laden


- Das Profil A zeigt die Kurve, die den Auswertebedingungen A entspricht.

Das Profil B zeigt die Kurve, die den Auswertebedingungen B entspricht.

- ② Beim Einlesen (Laden) der Messdaten aus dem Fenster für Überschneidungsmessung werden nur die Messdaten geladen. Das Profil wird den aktuell eingestellten Auswertebedingungen entsprechend angezeigt.

Bestimmen Sie vor dem Laden, ob Profil A oder B aktualisiert werden soll. (Symbol des gewünschten Profils berühren – es erscheint dann wie eine gedrückte Taste.)


■ Anzeigen beim Speichern von Messdaten aus Überschneidungsmessungen



■ Vorgehensweise 1 (speichern)

Speichern Sie die Messdaten der Überschneidungsmessung auf der Speicherkarte wie folgt:
Fenster zum Speichern/Laden von Messdaten aus Überschneidungsmessungen öffnen.
Im Startfenster [**Ueberschn. Mess.**] ⇒ [**Messdaten**] drücken.

<Speichern/Lesen>




Zum Speichern:

Schaltfläche [Speichern] berühren.

⇒ Die Bestätigungsmeldung zum Speichern der Welle erscheint.

<Bestätigungsmeldung>



Hier wird angezeigt, ob die Messdaten von Welle A oder B gespeichert werden.


Drücken Sie [Abbruch], wenn Sie die Daten nicht speichern wollen.

⇒ Das Fenster [Ueberschn. Mess.] erscheint wieder.

Zum Speichern der Daten mit [ENTER] bestätigen.

-
- TIPP**
- Es können nur die Messdaten von einem Profil gespeichert werden.
 - Nur die zuletzt gemessenen Daten können gespeichert werden.
-

<Speichern> Dateinamen eingeben




Dateinamen eingeben:

Schaltfläche [Datei Name] drücken und über die Tastatur einen Dateinamen eingeben.

⇒ Der Dateiname wird im oberen Textfeld angezeigt.

-
- TIPP**
- Im Speicherfenster erscheint zunächst ein automatisch erstellter Dateiname.
 - Geben Sie einen Dateinamen mit max. 8 Zeichen ein.
-

<Speichern> Kommentar eingeben



Kommentar eingeben:

Schaltfläche [Kommentar] berühren und über die Tastatur einen Kommentar eingeben.

⇒ Der Kommentar erscheint im unteren der beiden Textfelder.

TIPP Kommentar: bis zu 25 Zeichen

Um die Kommentareingabe abubrechen, [Abbruch] drücken.

⇒ Das Fenster für Überschneidungsmessung wird angezeigt.

Zum Speichern [ENTER] drücken.

<Bestätigungsmeldung>



Zum Speichern des Kommentars mit [ENTER] bestätigen.

Um den Speichervorgang abubrechen, [Abbruch] drücken.

⇒ Das Fenster für Überschneidungsmessung erscheint wieder.

■ Vorgehensweise 2 (laden)

Laden Sie die Messdaten der Überschneidungsmessung von der Speicherkarte wie folgt:
Fenster zum Speichern/Laden von Messdaten aus Überschneidungsmessungen öffnen.

Schaltfläche [**Ueberschn. Mess.**] im Startfenster drücken.


<Ueberschneidungsmessung>



Um die Wellendaten für Welle B zu aktualisieren, drücken Sie die Schaltfläche [**B Profil**].

⇒ Die gedrückte Schaltfläche erscheint tiefer gelegt.

<Ueberschneidungsmessung>




Messdaten einlesen:

Schaltfläche [Messdaten] berühren.

⇒ Das Fenster für Überschneidungsmessung wird angezeigt.


<Ueberschn. Mess>



Gewünschten Dateinamen in der Liste berühren.

⇒ Der ausgewählte Dateiname wird blau hinterlegt und der Kommentar, falls vorhanden, im Textfeld oben eingeblendet.

<Ueberschn. Mess.> Datei-Auswahl



Datei einlesen:

Schaltfläche [oeffnen] berühren.

⇒ Die Bestätigungsmeldung für den Ladevorgang wird eingeblendet.

<Bestätigungsmeldung>



Zum Laden der Datei mit [ENTER] bestätigen.

⇒ Das Fenster für Überschneidungsmessung erscheint wieder.

Ladevorgang abbrechen: Schaltfläche [Abbruch] drücken.

⇒ Das Fenster zum Speichern/Lesen von Daten aus Überschneidungsmessungen erscheint wieder.


12.3.5 Speichern/Lesen von Daten aus N-Sektionen-Messungen

N-Messpunkte werden über die Auto-Save-Funktion gespeichert. Die Datei erhält einen automatisch erstellten Dateinamen.

TIPP

- Informationen zu den automatisch erstellten Dateinamen für Daten aus N-Sektionen-Messungen siehe 12.2.3, "Auf der Speicherkarte gespeicherte Daten."
- Auf der Speicherkarte werden zusammen mit den Messdaten auch die Betriebs-, Auswerte- und Messbedingungen gespeichert.
- An die gespeicherte Datei kann ein Kommentar angehängt werden. Die Eingabemethode ist in Abschnitt 3.2, "Übersicht über den LCD-Monitor" beschrieben.

■ Anzeigen beim Speichern und Lesen von Messdaten aus N-Sektionen-Messungen



■ Vorgehensweise 1 · · · Automatisches Speichern von N-Sektionen-Messdaten einstellen

Auto-Save-Funktion für Messdaten aus N-Sektionen-Messung wie folgt einstellen:

Vom Fenster zum Speichern/Lesen von N-Sektionen-Messdaten aus das Fenster zur Einstellung der Bedingungen aufrufen.

Im Startfenster zunächst die Schaltfläche **[N-Punkte]** und dann im Fenster für N-Sektionen-Messung die Schaltfläche zum Einstellen der Bedingungen berühren.

<N-Sektionen-Mess.> (Einstellungen)



[Auto Save]-Funktion aktivieren:

Ann/Aus-Schaltfläche berühren.

Bei jedem Drücken der Schaltfläche wird die Funktion aktiviert/deaktiviert.

⇒ Wenn die Schaltfläche [An] angezeigt wird, werden die Daten automatisch gespeichert.

HINWEIS

Ist der Auto-Save-Modus deaktiviert (Schaltfläche [Aus] wird angezeigt), erfolgt keine automatische Speicherung.

Bei aktivierter Funktion werden die Daten der N-Sektionen-Messung nach jeder Messung automatisch gespeichert.

■ Vorgehensweise 2 . . . N-Sektionen-Messdaten lesen

Zum Einlesen von Daten aus N-Sektionen-Messungen von der Speicherkarte gehen Sie vor wie folgt:

Fenster zum Einlesen von Daten öffnen.

Im Startfenster die Schaltfläche **[N-Punkte]** berühren und im Fenster für N-Sektionen-Messung die Schaltfläche **[öffnen]** drücken.


<N-Sektionen-Mess.>



Gewünschte Datei in der Liste berühren.

⇒ Der ausgewählte Dateiname wird blau hinterlegt und der zugehörige Kommentar wird, falls vorhanden, im Textfeld oben eingeblendet.

<N-Sektionen-Mess.> Dateiauswahl




Datei laden:

Schaltfläche [öffnen] berühren.

⇒ Die Bestätigungsmeldung wird angezeigt.

<Bestätigungsmeldung>



Um die Datei zu laden, mit [ENTER] bestätigen.


⇒ Das Fenster für N-Sektionen-Messung wird wieder angezeigt.

Um den Ladevorgang abubrechen [Abbruch] drücken.

⇒ Das Fenster zum Einlesen von N-Sektionen-Messdaten erscheint wieder.

- TIPP**
- Zum direkten Einlesen der zuletzt gemessenen N-Sektionen-Daten gibt es Shortcut-Schaltflächen unten im Fenster. Über diese können die Parameter-Berechnungsergebnisse und für jeden Messpunkt geprüft werden.
 - Die Funktion zum direkten Einlesen des ersten bis dritten Messpunkts steht zur Verfügung bis das Gerät ausgeschaltet wird.

N-Sektionen-Mess.



12.3.6 Speichern der statistischen Daten


Die für die Statistik-Messung eingestellten Bedingungen und die Statistikdaten werden auf der Speicherkarte gespeichert.

Statistikdaten können nur auf der Speicherkarte gespeichert werden.

TIPP

- An jede gespeicherte Datei kann ein Kommentar angehängt werden.
- Die Eingabemethode ist in Abschnitt 3.2, "Übersicht über den LCD-Monitor" beschrieben.

■ Anzeigen bei der Statistikmessung




■ Vorgehensweise

Speichern Sie die Messbedingungen der Statistik-Messung auf der Speicherkarte wie folgt:

Über das Fenster für Statistik-Messung das Fenster zum Speichern der Statistik-Ergebnisse öffnen.

Schaltfläche [**Stat. Ergebnis**] ⇒ [**Speichern**].

<Stat. Ergebnis>




Daten speichern:

Schaltfläche [**Speichern**] berühren.

⇒ Das Fenster zum Speichern von Daten erscheint.

<Speichern>




Dateinamen eingeben:

Schaltfläche [**Datei Name**] berühren und über die Tastatur einen Dateinamen eingeben.

⇒ Der Dateiname wird im oberen Textfeld angezeigt.

-
- TIPP**
- Ein automatisch erstellter Dateiname wird sofort im Speicherfenster angezeigt.
 - Ein Dateiname kann aus bis zu 8 Zeichen bestehen.
-

<Speichern>



Kommentar eingeben:

Schaltfläche [**Kommentar**] berühren und über die Tastatur einen Kommentar eingeben.

⇒ Der Kommentar wird im unteren der beiden Textfelder angezeigt.

-
- TIPP**
- Kommentar: bis zu 25 Zeichen
-

Um die Kommentareingabe abubrechen, drücken Sie [**Abbruch**].

⇒ Das Fenster zum Speichern der Statistik-Ergebnisse erscheint wieder.

Zum Speichern drücken Sie die Schaltfläche [**ENTER**].

⇒ Die Bestätigungsmeldung erscheint.

<Bestätigungsmeldung>



Zum Speichern mit [ENTER] bestätigen.

Zum Abbrechen des Speichervorgangs [Abbruch] drücken.

⇒ Das Fenster zum Speichern der Statistik-Ergebnisse erscheint wieder.

12.3.7 Statistische Daten von der Speicherkarte einlesen

Statistik-Daten können im Fenster zur Einstellung der Bedingungen für die Statistik-Messung aufgerufen werden.

Statistik-Daten können nur von der Speicherkarte geladen werden.

- HINWEIS**
- Wenn gespeicherte Statistik-Daten eingelesen werden, werden auch die zugehörigen Bedingungen mit geladen. Dabei werden die aktuellen Einstellungen (Messbedingungen und Druckbedingungen) überschrieben.
 - Nach dem Start einer Statistik-Messung können die Statistik-Bedingungen nicht mehr geladen werden.


■ Vorgehensweise

Zum Einlesen der Bedingungen für die Statistik-Messung von der Speicherkarte gehen Sie vor wie folgt.

Rufen Sie das Fenster zum Laden von Statistik-Ergebnissen auf.

Im Fenster für Statistik-Messung die Schaltfläche **[öffnen]** drücken.


<Stat. Daten einlesen>



Gewünschten Dateinamen in der Liste berühren.

⇒ Der ausgewählte Dateiname wird blau hinterlegt und der zugehörige Kommentar, falls vorhanden, wird im Textfeld oben angezeigt.

<Stat. Daten einlesen> Datei-Auswahl



Datei laden:

Schaltfläche [öffnen] berühren.

⇒ Die Bestätigungsmeldung wird eingeblendet.

<Bestätigungsmeldung>



Zum Laden der Daten mit [ENTER] bestätigen.

⇒ Das Fenster für Statistik-Messung erscheint wieder.

Zum Abbrechen des Ladevorgangs [Abbruch] drücken.

⇒ Das Fenster zum Einlesen von Statistik-Ergebnissen wird wieder angezeigt.

NOTIZEN

13

Betriebsbedingungen einstellen

Um alle Funktionen des Systems optimal nutzen zu können sollten folgende Einstellungen vorgenommen werden.


1. Datum/Uhrzeit : Datum und Uhrzeit einstellen
2. Datenausgabe : Funktionszuweisung der DATA-Taste (Folientaste)
3. Druckbedingungen : Details für den Ausdruck einstellen
4. Sprache : Anzeigesprache auswählen
5. Speicherkarte : Speicherkarte formatieren und Dateien löschen
6. Tastelement : Tastelement auswählen
7. Sonstige Einstellungen: Menü im Startfenster benutzerdefiniert einstellen
8. Touchscreen : Berührungssensitiven Monitor kalibrieren
9. Systeminitialisierung : System auf werksseitige Standardeinstellungen zurücksetzen
10. Zubehör-Einstellung : Angeschlossenes Zubehör einstellen und prüfen

■ Fenster zum Einstellen der Umgebungsbedingungen

Startfenster



Umgebungsbedingungen



[Einstellen]


[Startfenster]

13.1 Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit können in der Anzeigeeinheit eingestellt werden und werden dann ins Protokoll der Messbedingungen übernommen – dies erleichtert die Protokoll-Verwaltung.


■ Anzeigen beim Einstellen von Datum und Uhrzeit


Schaltfläche [Einstellen] im Startfenster drücken. Das Fenster [Umgebungsbedingungen] wird geöffnet.



■ Eingabefenster für Datum/Uhrzeit öffnen ··· [Einstellen] ⇒ [Datum/Zeit]


<Datum einstellen>



- TIPP** • Die Eingabemethode ist in Abschnitt 3.2.3, "Eingabe numerischer Werte" beschrieben.
- Das Format des Datums (Reihenfolge von Jahr, Monat und Tag) kann geändert werden. Die Reihenfolge bei der Eingabe von Jahr, Monat und Tag ändert sich dann entsprechend.
 - Bei jedem Drücken der Schaltfläche [Format]  wechselt das Format zur nächsten Variante. MM, DD und YYYY stehen für Monat, Tag und Jahr.
- YYYY-MM-DD
MM-DD-YYYY
DD-MM-YYYY

■ Uhrzeit einstellen

Eingabemodus für Uhrzeit



TIPP Geben Sie die Uhrzeit in dieser Reihenfolge ein: Stunde ⇒ Minute ⇒ Sekunde. Weitere Einzelheiten finden Sie in Abschnitt 3.2.3, "Eingabe numerischer Werte".

13.2 Datenausgabe einstellen (Funktion der DATA-Taste zuweisen)

Die DATA-Taste (eine der fünf Folientasten) kann wahlweise mit einer der folgenden Ausgabefunktionen belegt werden.



[DATA]

Nach der Zuordnung erfolgt bei jedem Drücken der DATA-Taste die Ausgabe der Messergebnisse der gewählten Funktion entsprechend.

SPC: Das Messergebnis wird an einen Datenprozessor ausgegeben.
(Datenprozessor [z.B. DP-1] muss vorher angeschlossen werden)


RS-232C: Das Messergebnis wird an einen PC ausgegeben.
(Kommunikationsbedingungen müssen vorher eingestellt werden)

Bildschirmdruck: Die aktuelle Anzeige wird als Bilddatei auf der Speicherkarte gespeichert.
(Dateiname wird automatisch generiert)

Speicherkarte: Das Messergebnis wird auf der Speicherkarte gespeichert.


■ Anzeigen bei der Einstellung der Ausgabemethode

Startfenster



Umgebungsbedingungen


[Einstellen]



[I/O]

I/O (Datenausgabe)

Messdaten speichern



SPC-Ausgabe

RS-232C-Ausgabe

RS-232C-Kommunikationseinstellungen:

- Baudrate
- Parität
- Stop-Bit

Bildschirmdruck (Speicherkarte)

Ende

Die Parameter der Ausgabedaten können in der obersten Zeile des Startfensters angezeigt werden. Bei jedem Drücken der [DATA]-Taste erfolgt die Ausgabe.


13.2.1 SPC-Modus

Wenn das System an einen SPC-Datenprozessor von Mitutoyo (z.B. DP-1VR) angeschlossen ist, können die Berechnungsergebnisse (Messwerte) als SPC-Daten ausgegeben werden. Dieser Abschnitt beschreibt die Nutzung des DP-1VR.

- WICHTIG**
- Es werden **nur** die Werte für die angezeigten Parameter als SPC-Daten ausgegeben. Andere Angaben, z. B. die Parameterbezeichnungen, werden nicht ausgegeben.
 - Achten Sie bei Ausgabe der Berechnungsergebnisse mehrerer Parameter darauf, diese separat zu speichern. Werden Parameterwerte mit unterschiedlichen Dezimalstellen nacheinander als SPC-Daten ausgegeben, tritt ein Fehler auf!

■ Anschluss über SPC-Verbindungskabel

Schließen Sie das SPC-Verbindungskabel an den SPC-Eingang der Anzeige-/Bedieneinheit und den DP-1VR an.



■ SPC-Ausgabe einstellen




- HINWEIS**
- Im Fenster [Umgebungsbedingungen] zunächst [I/O] und dann [SPC] wählen.
 - Das in der oberen Zeile des Startfensters angezeigte Berechnungsergebnis wird ausgegeben. Die Ausgabe erfolgt bei Drücken der [DATA]-Taste. Die [DATA]-Taste des SPC-Datenprozessors (z.B. DP-1VR) ist deaktiviert.
 - SPC-Datenprozessor (z.B. DP-1VR) immer zuerst ausschalten, andernfalls können Zeichenfehler auftreten.

13.2.2 RS-232C-Modus

Wird die Anzeige-/Bedieneinheit an einen PC angeschlossen, so können alle Messergebnisse an den PC ausgegeben werden.

■ Anschluss an den PC und Einstellung der Kommunikationsbedingungen

- ① Anzeige-/Bedieneinheit mit RS-232C-Kabel an den PC anschließen



- ② Am PC die RS-232C-Kommunikationsbedingungen einstellen

Datenlänge	8 Bits, fest
Baudrate	9600 bps/19200 bps/38400 bps
Parität	ungerade/gerade/keine
Stop-Bit	1 Bit/2 Bits

■ Kommunikationseinstellungen an der Anzeige-/Bedieneinheit

Zum Einstellen der RS-232C-Kommunikationsbedingungen an der Anzeige-/Bedieneinheit drücken Sie zuerst im Startfenster die Schaltfläche **[Einstellen]**, dann **[I/O]** und schließlich **[Einst. COM]**.

RS-232C-Kommunikation einstellen



Wählen Sie in der links abgebildeten Anzeige die gleichen Einstellungen für die RS-232C-Kommunikation, die Sie am PC vorgenommen haben.

13.2.3 Bildschirmdruck-Modus

Die aktuelle Bildschirmanzeige kann als Bilddatei auf der Speicherkarte gespeichert werden.

(Der Dateiname wird automatisch generiert.)

■ Bildschirmdruck einstellen

I/O



aktuelle Anzeige als Bilddatei speichern



- HINWEIS**
- Aktivieren Sie die Schaltfläche [Bildsch.Druck].
 - In jedem Fenster kann nun die aktuelle Bildschirmanzeige als Bitmap-Datei auf der Speicherkarte durch Drücken der [DATA]-Taste gespeichert werden. Die Bildschirmdruck-Funktion kann nicht genutzt werden, während der Messung oder während die Achse verfahren wird.

13.2.4 Speicherkarten-Modus

Die Messergebnisse werden auf die Speicherkarte gespeichert.


(Der Dateiname wird automatisch generiert.)

■ Speicherkarten-Modus einstellen

I/O



Messergebnisfenster



- HINWEIS**
- Schaltfläche [Speicherkarte] drücken
 - Wenn das Berechnungsergebnis im Startfenster angezeigt wird, werden beim Drücken der [DATA]-Taste die Messbedingungen und Messdaten auf der Speicherkarte gespeichert.
 - Bei Statistik-, N-Sektionen- und Überschneidungsmessungen ist die Funktion der [DATA]-Taste deaktiviert.

13.3 Druckbedingungen einstellen

13.3.1 Druckbedingungen ändern


Vor dem Ausdrucken müssen die Druckbedingungen eingestellt werden.

Öffnen Sie dazu das Fenster [Druck-Details] und wählen Sie die gewünschten Einstellungen.

Im Fenster [Druck-Details] können Sie während der Messung die Anzeigemethode des Messprofils ändern. Dies ist nützlich, wenn man z. B. die Tendenz des Profils prüfen will.

■ Anzeigen beim Einstellen/Ändern der Druckbedingungen

Schaltfläche **[Einstellen]** im Startfenster drücken. Das Fenster [Umgebungsbedingungen] erscheint.



HINWEIS

Nach Einstellung des vertikalen und horizontalen Vergrößerungsfaktors für den Druck werden diese Werte auch auf dem Bildschirm angezeigt.

TIPP

Die Funktion zum Ändern der Anzeige ist besonders nützlich, um die Tendenz eines Messprofils zu prüfen. Siehe auch 5.2.3 "Grafische Anzeige vergrößern".

■ Das Fenster [Druck-Details]


Auswahl der Druckmethode

Auswahl der Druckobjekte

Eingabefeld für Kommentare

Informationen zur Kommentar-Eingabe siehe 13.3.2, "Kommentar hinzufügen."

Auswahl des Skalierungsfaktor



1. Auswahl der Druckmethode

Wählen Sie "Man." oder "Auto".

Manuell	Ausdruck wird durch Drücken der Folientaste [PRINT] gestartet.
Auto	Ausdruck startet automatisch wenn die Messung beendet ist.

2. Auswahl der Druckobjekte


Wählen Sie die gewünschten Objekte für den Druck. Sie können mehrere Druckobjekte auswählen.

Auswertebedingungen (Auswertebed.) Messbedingungen (Messbed.) Berechnungsergebnis (Calc result)	Auswertebedingungen, Messbedingungen oder Berechnungsergebnisse drucken.
Ergebnis Einzelmessstrecke (Ergebnis)	Bei Messungen mit mehreren Einzelmessstrecken: Parameterwerte der einzelnen Einzelmessstrecken drucken.
Auswertungsprofil (Ausw. Prof.) Messprofil (Mess. Prof.)	Ausgewähltes Profil mit angegebenem Skalierungsfaktor drucken. Wenn der Skalierungsfaktor auf "AUTO" gesetzt ist, werden horizontaler und vertikaler Vergrößerungsfaktor automatisch festgelegt (wird meist für das Auswertungsprofil gewählt).
Anzeigeprofil (Anz. Prof.)	Ermöglicht den Ausdruck eines Profilausschnitts, nämlich des im Startfenster angezeigten Bereichs. Diese Funktion wird verwendet, um einen Teilbereich eines vergrößerten Profils auszudrucken. (Die Größe des Ausdrucks entspricht ungefähr der im Startfenster angezeigten Größe.)
Toleranzwert (Tol. Wert)	Ausdruck der für jeden Parameter eingestellten unteren und oberen Toleranzwerte.

BAC / ADC / Leistungsspektrum	Ausgewähltes Diagramm drucken.
Datum / Kommentar	Datum oder eingegebenen Kommentar ausdrucken..

3. Auswahl des Skalierungsfaktors für den Druck

Schaltfläche [Ska.ung] im Fenster zur Einstellung der Druckbedingungen anklicken, um das Fenster [Zeichenskalierung] zu öffnen.



●Vertikalen und horizontalen Skalierungsfaktor auswählen

H. Verg.	Das Auswertungs- oder Messprofil wird in der eingestellten Vergrößerung ausgedruckt. Bei Einstellung von "AUTO" wird automatisch der passende horizontale Vergrößerungsfaktor gewählt.
V. Verg.	Das Auswertungs- oder Messprofil wird in der eingestellten Vergrößerung ausgedruckt. Bei Einstellung von "AUTO" wird automatisch der passende horizontale Vergrößerungsfaktor gewählt.

HINWEIS

Wenn die vertikale oder horizontale Skalierung eines Profils für den Ausdruck geändert wird, so wird auch das auf dem Monitor angezeigte Auswertungsprofil in der gleichen Skalierung dargestellt.
Die Funktion zum Ändern der Anzeige ist besonders nützlich, um die Tendenz eines Messprofils zu prüfen. Siehe auch 5.2.3 "Grafische Anzeige vergrößern".

TIPP


Bei Aktivierung der Schaltfläche [AUTO] wird automatisch eine passende vertikale Skalierung für den Ausdruck eingestellt.
Unten rechts im Fenster [Zeichenskalierung] wird der Vergrößerungsfaktor der Profilanzeige im Startfenster angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter 5.2.3 "Grafische Anzeige vergrößern".

13.3.2 Kommentar hinzufügen

In den Ausdruck kann oben ein Kommentar von maximal 30 Zeichen eingefügt werden.

■ Vorgehensweise

1. Im Fenster [Druck-Details] die Schaltfläche **[Kommentar]** drücken, um den Kommentar als Druckobjekt auszuwählen.



TIPP

Wenn die Schaltfläche [Kommentar] deaktiviert ist, erscheint auf dem Ausdruck kein Kommentar.

2. Eingabefeld für Kommentar berühren.

Das Fenster [Kommentareing.] wird eingeblendet.



3. Geben Sie über die Tastatur einen Kommentar ein.

TIPP

Details zur Zeicheneingabe siehe 3.2, "Übersicht über den LCD-Monitor (Touchscreen)".

4. Bestätigen Sie die Eingabe mit [ENTER].

Das Fenster zur Einstellung der Druckbedingungen erscheint wieder.


13.4 Anzeigesprache und Dezimalsymbol einstellen

Das System unterstützt 16 Sprachen.

Als Dezimalsymbol kann wahlweise ein Punkt oder ein Komma eingestellt werden.

■ Sprache einstellen

Schaltfläche **[Einstellen]** im Startfenster drücken. Das Fenster zum Einstellen der Umgebungsbedingungen erscheint.



Die Anzeige-Inhalte auf dem Touchscreen stehen in 16 Sprachen zur Verfügung: Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Koreanisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Türkisch, Schwedisch und Niederländisch.




13.5 Speicherkarte formatieren und Dateien löschen

- WICHTIG**
- Vor der ersten Nutzung der Speicherkarte muss diese für den Einsatz im SJ-500 formatiert werden. Führen Sie eine Schnellformatierung durch und erstellen Sie neue Ordner, in der unterschiedliche Dateien übersichtlich gespeichert werden können.
 - Auf keinen Fall am PC Ordner oder Dateien erstellen oder löschen, oder Ordner- oder Dateinamen ändern! Dies kann zum Verlust der Daten führen!

13.5.1 Speicherkarte formatieren

■ Anzeigen beim Formatieren der Speicherkarte

Schaltfläche **[Einstellen]** im Startfenster drücken. Das Fenster **[Umgebungsbedingungen]** erscheint.



■ Vorgehensweise

Fenster [Speicherkarte] aufrufen.

Im Startfenster die Schaltfläche [Einstellen] ⇒ [Speicherkarte] berühren.


<Speicherkarte>



Schaltfläche [Format] drücken.

⇒ Die Bestätigungsmeldung zur Initialisierung wird angezeigt.

<Initialisieren>



Schaltfläche [ENTER] in der Bestätigungsmeldung drücken, um die Formatierung zu starten.

⇒ Nach der Formatierung erscheint wieder das Fenster [Speicherkarte].

Zum Abbrechen der Formatierung [Abbruch] drücken.

⇒ Die Bestätigungsmeldung wird geschlossen und das Fenster [Speicherkarte] erscheint wieder.

- TIPP**
- Für dieses System benötigen Sie eine Compact Flash Speicherkarte (CF Card) mit 2 GB Speicherkapazität und einem FAT16-Dateisystem.
 - Einige CF-Karten sind als FAT32-Dateisystem formatiert, sollten aber mit Hilfe eines PC als FAT16-Dateisystem formatiert werden.
 - Wenn die Clustergröße* des Dateisystems auf der CF-Karte zu gering ist, verlangsamt sich der Speicherprozess des SJ-500-Systems.

(* **Clustergröße** ist eine Mindesteinheit für die Handhabung von Dateien.)

TIPP: Standard-Clustergrößen für Windows XP* Dateisysteme

Datenträger	128 MB	256 MB	512 MB	1 GB	2 GB
FAT16 Clustergröße	2 KB	4 KB	8 KB	16 KB	32 KB
FAT32 Clustergröße	1 KB	2 KB	4 KB	4 KB	4 KB


(***Windows XP** ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation in USA und anderen Ländern.)

13.5.2 Dateien löschen

HINWEIS Nur im Fenster zum Speichern/Lesen von Daten können einzelne Dateien separat gelöscht werden! Ansonsten werden alle Dateien des zum Löschen ausgewählten Typs gelöscht!

■ Anzeigen beim Löschen von Dateien von der Speicherkarte

Im Startfenster Schaltfläche **[Einstellen]** drücken. Das Fenster [Umgebungsbedingungen] wird geöffnet.




■ Vorgehensweise

Fenster <Speicherkarte> aufrufen.

Im Startfenster die Schaltfläche **[Einstellen]** ⇒ **[Speicherkarte]** drücken.


<Speicherkarte>



Eine der folgenden Schaltflächen drücken, um die entsprechenden Dateien zu löschen: Messdaten, Messbed., Stat. data, Imagedaten, und Messpunkte.

⇒ Die Bestätigungsmeldung zum Löschen wird eingeblendet.

<Bestätigungsmeldung>



Schaltfläche [ENTER] drücken, um die Dateien zu löschen.

⇒ Nach dem Löschen wird das Fenster [Speicherkarte] wieder eingeblendet.

Mit der Schaltfläche [Abbruch] wird der Löschvorgang abgebrochen.

⇒ Die Bestätigungsmeldung verschwindet und das Fenster [Speicherkarte] erscheint wieder.

13.6 Auswahl des Tastelements

Wenn das Tastelement durch ein Tastelement aus dem Sonderzubehör ersetzt wird, um den Messbereich zu vergrößern, so muss die Einstellung des Tastelement-Typs im System entsprechend geändert werden.

HINWEIS

Nach jedem Abnehmen, Einsetzen oder Auswechseln des Tastelements muss das System kalibriert werden. Ohne Kalibrierung können keine zuverlässigen Messergebnisse erzielt werden.


TIPP

Als Sonderzubehör stehen zahlreiche verschiedene Tastelement-Typen zur Auswahl.


■ Anzeigen zum Einstellen des Tastsystems

Schaltfläche **[Einstellen]** im Startfenster berühren. Das Fenster [Umgebungsbedingungen] erscheint.

Umgebungsbedingungen




Auswahl Tastspitze



[Tastspitze]

[Ende]

■ Auswahl Tastspitze



Information, ob ein Tastelement mit Kufe angeschlossen ist (automatische Erkennung)

mit Kufe	Ja
kufenlos	Nein

Angeschlossenes Tastelement in der Liste berühren.

⇒ Die Code-Nummer des ausgewählten Tastelements wird oben im Fenster angezeigt, die Länge und Höhe des Tastelements unten im Fenster.

Schaltfläche [Ende] berühren, um die Einstellung zu beenden.


⇒ Das Fenster zur Auswahl des Tastelements wird geschlossen und das Fenster [Umgebungsbedingungen] erscheint wieder.

TIPP


Bei Messungen mit einem Sondertaster berühren Sie die Schaltfläche [Spezial] unten links im Fenster und geben Sie anschließend Länge und Höhe des Tastelements manuell ein.

13.7 Startmenü einrichten

Die Schaltflächen des Startmenüs im Startfenster, die in 4 Reihen mit je 5 Schaltflächen nacheinander angezeigt werden, können vom Benutzer je nach Messaufgabe flexibel angeordnet werden. Richten Sie das Startmenü so ein, dass die häufig benötigten Schaltflächen in der ersten Reihe liegen, so dass Sie einen schnelleren Zugriff darauf haben.




Schaltflächen anordnen (z.B. Schaltflächen [Messbereich] und [Umsch. Profil] austauschen)



Schaltflächen-Reihen anordnen

Nur die Reihen, deren Schaltfläche als "gedrückt" erscheint, werden im Startfenster angezeigt.



HINWEIS

Die Schaltfläche [Einstellen] sollte immer im Startfenster angezeigt werden!

TIPP

Wenn die Schaltfläche [Initialisieren] gedrückt wird, wird die Anordnung der Schaltflächen auf die Standardeinstellung zurückgesetzt.

13.8 Kalibrierung des Touchscreens

Die Kalibrierung des berührungssensitiven Monitors (Touchscreen) dient dazu, eventuelle Abweichungen des Berührungspunkts zu korrigieren.


TIPP Der Touchscreen muss nur vor der ersten Benutzung oder wenn eine Abweichung des Berührungspunkts festgestellt wird kalibriert werden.

HINWEIS Verwenden Sie zur Kalibrierung des Touchscreens den mitgelieferten Stift.

■ Anzeigen bei der Touchscreen-Kalibrierung

Schaltfläche **[Einstellen]** im Startfenster berühren. Das Fenster [Umgebungsbedingungen] wird geöffnet.

Folgen Sie der Benutzerführung und berühren Sie die vier Ecken des Touchscreens, um diesen zu kalibrieren.



13.9 System-Initialisierung


Alle Einstellungen können auf die werksseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt werden.

HINWEIS Beachten Sie, dass beim Zurücksetzen des Systems auf die Standardeinstellungen sämtliche Einstellungen, die vom Benutzer vorgenommen wurden und alle über die Schaltfläche [Direkt] gespeicherten Bedingungen gelöscht werden!

TIPP Informationen zu den Standardeinstellungen der Messbedingungen finden Sie in Kapitel 6. "Auswerte- und Messbedingungen ändern ■ Änderbare Messbedingungen".

■ Anzeigen beim Rücksetzen des Systems auf die Standardeinstellungen


Schaltfläche **[Einstellen]** im Startfenster berühren. Das Fenster [Umgebungsbedingungen] erscheint.



■ Vorgehensweise

Fenster [Umgebungsbedingungen] öffnen.

<Umgebungsbedingungen>



Schaltfläche **[Werkseinst.]** berühren.

⇒ Die Bestätigungsmeldung mit der Sicherheitsabfrage erscheint.

Schaltfläche **[ENTER]** in der Meldung berühren, um die werksseitigen Standardeinstellungen wiederherzustellen.

Um den Vorgang abubrechen, **[Abbruch]** drücken.

⇒ Die Meldung verschwindet und das Fenster [Umgebungsbedingungen] erscheint wieder.

13.10 Zubehör einstellen

Im Fenster [Einstellung Zubehör] stellen Sie angeschlossenes Zubehör ein und können Informationen zum Zubehör abfragen.

- Einst. Ton: Einstellung von Lautstärke und Ton beim Berühren der Tasten
- Version: Versionsnummer des Systems wird angezeigt
- Automatischer 2-D-Nivelliertisch: Informationen über den Anschluss des optionalen Nivelliertischs können eingesehen werden.

■ Zubehör einstellen

Einst. Ton

Lautstärke	kein/klein/mittel/laut
Tonauswahl	Ton 1 bis Ton 5

Die Einheit kann durch Drücken dieser Schaltfläche von mm auf Inch geändert werden. (Bei Auswahl von Inch können nur Einstellungen in Inch vorgenommen werden.)

<Einstellung Zubehör>

<Version>

Anschluss der automatischen Nivelliereinheit:
"ALT angeschlossen" wird angezeigt, wenn ein 2D-Nivelliertisch angeschlossen ist.

■ Konvertierung der Längeneinheit

In der Anzeige-/Bedieneinheit werden die Werte in mm oder Inch konvertiert wie folgt:

1. Messbereich

mm	μinch
8	320
80	3200
800	32000

2. Geschwindigkeit Messgeschwindigkeit

mm/s	inch/s
0.02	0.0008
0.05	0.002
0.1	0.004
0.2	0.008
0.5	0.02
1	0.04
2	0.08
5	0.2

Rückfahrgeschwindigkeit

mm/s	inch/s
0.5	0.02
1	0.04
3	0.12
5	0.2
10	0.4
20	0.8
40	1.6

3. λ_c / λ_s / A / B / L / λ_f / beliebige Motif-Länge

λ_c

mm	inch
0.025	0.001
0.08	0.003
0.25	0.01
0.8	0.03
2.5	0.1
8	0.3
25	1
80	3

λ_s

mm	μinch
0.25	10
0.8	32
2.5	100
8	320
25	1000
80	32000

A

mm	inch
0.02	0.0008
0.1	0.004
0.5	0.02
2.5	0.1

B

mm	inch
0.1	0.004
0.5	0.02
2.5	0.1
12.5	0.5

L

mm	inch
0.025	0.001
0.08	0.003
0.25	0.01
0.8	0.03
2.5	0.1
8	0.3
25	1
80	3

λ_f

mm	inch
0.08	0.003
0.25	0.01
0.8	0.03
2.5	0.1
8	0.3
25	1
80	3

Eingabebereich für beliebige Motif-Länge

mm	inch
0.10-0.64	0.0040-0.0251
0.65-3.20	0.0256-0.1259
3.21-16.00	1.1264-0.6299
16.01-80.00	0.6304-3.1496


14

Sonderzubehör

Für die schnelle und bequeme Werkstück-Positionierung und –Ausrichtung steht Sonderzubehör zur Verfügung, das in diesem Kapitel nur kurz beschrieben wird. Genauere Informationen finden Sie jeweils in der zugehörigen Bedienungsanleitung.

14.1 Automatischer 2-D Nivelliertisch


Bei der Rauheitsmessung ist normalerweise eine zeitaufwändige und schwierige Werkstück-Nivellierung erforderlich. Der automatische 2-D Nivelliertisch automatisiert diese durch eine Vormessung des Werkstücks auf der Messfläche (in X-Achsen-Richtung).



Die genaue Vorgehensweise ist in Abschnitt 11.4, "Nivellierung mit dem automatischen Nivelliertisch" beschrieben.

14.2 Nivelliertisch

Dieser Nivelliertisch erleichtert die – ansonsten zeitaufwändige und schwierige – Werkstück-Nivellierung. Nach einer Vormessung auf der Messfläche (in X-Achsen-Richtung) erfolgt die Ausrichtung bequem und einfach mittels Einbaumessschraube.




Der Nivelliertisch ist für die DAT-Funktion des Systems geeignet.
Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 11.2, "Nivellieren mit dem Nivelliertisch".

14.3 XYZ-Nivelliertisch

Das Abtasten der Firstlinie eines zylindrischen Werkstücks erfordert eine genaue Ausrichtung der Werkstück-Achse parallel zur Messrichtung (axiale Nivellierung des zylindrischen Werkstücks), die bisher als schwierig galt.

Mit dem XYZ-Nivelliertisch lassen sich zylindrische Objekte schnell und einfach nivellieren.




Der 3-Achsen-Nivelliertisch unterstützt die DAT-Funktion dieses Systems.

Informationen über die Bedienung und Vorgehensweise finden Sie in Abschnitt 11.3, "Axiale Nivellierung von zylindrischen Werkstücken mit dem XYZ-Nivelliertisch".

14.4 Messständer

Die Verwendung eines Messständers empfiehlt sich besonders bei Messungen, bei denen das Werkstück mit Hilfe eines Nivelliertisches (Sonderzubehör) geneigt wird.

■ Ansicht und Bezeichnungen




■ Installation


Montieren Sie das Hauptgerät im oberen Bereich der Messständer-Säule. Es gibt zwei Montagemethoden (siehe Abbildungen unten).

A: Entfernen Sie die Hülzen aus den Bohrungen und befestigen Sie das Hauptgerät mit den Schrauben an der Halterung des Messständers.

B: Montage ohne Befestigung mit Schrauben: Wird das Hauptgerät nicht mit Schrauben an der Halterung befestigt, so kann mittels Handrad zur Einstellung der Neigung (oben am Hauptgerät) noch nivelliert werden. Die Sicherungsschraube (s. Abb. B) vorne muss unbedingt angezogen werden, damit das Hauptgerät nicht herunter fällt.



A. mit Schrauben befestigt



B. nicht befestigt

TIPP Falls am Aufstellungsort Erschütterungen/Vibrationen auftreten, so können diese gedämpft werden, indem das Hauptgerät mit den dafür vorgesehenen Schrauben am Messständer fixiert wird. In diesem Fall wird ein Nivelliertisch oder ein automatischer 2D-Nivelliertisch benötigt, weil eine Nivellierung mittels Handrad zur Neigungseinstellung (am Hauptgerät) nicht möglich ist.

■ Anwendungsbeispiel für Messständer

Drehen Sie zur vertikalen Positionierung (Höheneinstellung) das Handrad oben auf der Säule des Messständers und das Handrad für Höhenverstellung an der Tastsystem-Aufnahme. Die grobe Positionierung erfolgt über das Handrad auf dem Messständer, die feine Positionierung über das Handrad der Tastsystem-Aufnahme. Bei Anwendungen ohne Tastsystem-Aufnahme erfolgt die Positionierung nur über das Handrad des Messständers.

15

Wartung und Inspektion

15.1 Tägliche Wartung

■ Funktionsprüfung

Um zu prüfen, ob das System korrekt funktioniert, wird nach der Kalibrierung mit dem Raunormal (Standardzubehör, Best.-Nr. 178-601) der Ra-Wert mit einer Abweichung von max. $\pm 0,05 \mu\text{m}$ als Wiederholungsmessung an einer Position ermittelt. Wird die Messposition des Raunormals geändert, so beträgt die zulässige Abweichung $\pm 0,09 \mu\text{m}$ ($\pm 3 \%$ des Anzeigewertes).

HINWEIS Die oben genannte normale Abweichung gilt, wenn Tastelement und Raunormal frei von Beschädigungen wie z. B. Kratzern und Verschleiß sind.

■ Reinigung

Äußere Flächen mit einem weichen Tuch abwischen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann ein in Wasser verdünnter Neutralreiniger verwendet werden (Tuch gut auswringen, anschließend trocken nachwischen).

HINWEIS AUF KEINEN FALL chemisch behandelte, getränkte Reinigungstücher verwenden. Die Chemikalien können die Geräte-Oberfläche angreifen.

■ Schutzfolie des Touchscreens prüfen

Prüfen Sie, ob die Schutzfolie sauber und glatt ist. Falls sie so stark verschmutzt oder geknickt ist, dass es die Bedienung des Touchscreens stört, muss sie ausgewechselt werden.

HINWEIS Das Aufbringen der Schutzfolie auf den Touchscreen ist in Abschnitt 2.6, "Schutzfolie auf dem berührungssensitiven LCD-Monitor anbringen" beschrieben.

■ Druckerpapier prüfen

Kontrollieren Sie, ob das Druckerpapier noch für die nächste Messung reicht. Falls nicht, legen Sie eine neue Rolle ein. Vergessen Sie nicht, neues Druckerpapier zu bestellen.

HINWEIS Informationen hierzu siehe Abschnitt 2.5, "Druckerpapier einlegen".

■ Lagerung des Systems

Es wird dringend empfohlen, das System und die Zubehörteile in einem Kasten oder Koffer aufzubewahren, um sie vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen. Die Lagertemperatur sollte zwischen -10° C und 40° C liegen.

15.2 Touchscreen

Eine Kalibrierung des Touchscreens ist nur vor der ersten Benutzung erforderlich oder wenn eine Abweichung des Berührungspunkts festgestellt wird.

TIPP Genaue Informationen zur Touchscreen-Kalibrierung finden Sie in Abschnitt 13.8, "Kalibrierung des Touchscreens."

15.3 Schmierung

Die Kugelumlaufspindeln und die X-Achsenführung im Geräte-Inneren müssen regelmäßig geschmiert werden (ca. einmal jährlich oder alle 2000 Betriebsstunden). Diese Arbeiten sollten ausschließlich von Service-Technikern durchgeführt werden. Wenden Sie sich an Mitutoyo oder den Händler, bei dem Sie das System gekauft haben.

TIPP Wir bieten regelmäßige Wartungen einschließlich Genauigkeitsprüfung und Schmierung kostenpflichtig an. Um die optimale Leistung des Systems über einen langen Zeitraum zu gewährleisten, empfehlen wir dies dringend. Für genaue Informationen zu Wartungsservice und Wartungsverträgen wenden Sie sich an den Händler oder direkt an die nächste Mitutoyo-Niederlassung.

16

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel finden Sie mögliche Ursachen für Probleme oder Fehlfunktionen beim Betrieb des SJ-500 sowie Maßnahmen zur Behebung der Probleme.

16.1 Fehler beim Betrieb

	Problem	mögliche Ursachen	Abhilfen
1	Das System wird nicht mit Spannung versorgt, obwohl der Netzschalter eingeschaltet ist.	1) Netzkabel richtig angeschlossen? 2) Wird die Steckdose mit Spannung versorgt?	1) Netzkabel richtig anschließen. 2) Anderes Elektrogerät an die Steckdose anschließen, um zu prüfen, ob sie funktioniert.
2	Nullpunkt-Einstellung wird nicht gestartet.	Alle Kabel richtig angeschlossen?	Kabel kontrollieren und richtig anschließen.
3	Joystick funktioniert nicht.	Wurden die gewünschten Achsen für den Joystick-Betrieb aktiviert?	Aktivieren Sie die Achsen im Fenster zur Auswahl der Achsen für den Joystick-Betrieb.

16.2 Fehlerhafte Messergebnisse

	Problem	mögliche Ursachen	Abhilfen
1	Messergebnisse sind stark von Erschütterungen/Vibrationen beeinflusst.	1) Tastsystem nicht richtig befestigt? 2) Vibrationen/Erschütterungen am Einsatzort?	1) Tastsystem auf korrekte Montage prüfen, Schrauben/Verbindungen fest anziehen. 2) Messung auf einem stabilen Tisch ausführen, der die Vibrationen nicht überträgt, z. B. einem schwingungsdämpfenden Tisch.
2	Es werden keine normalen Messergebnisse erzielt.	Tastsystem richtig kalibriert?	Tastsystem kalibrieren.

16.3 Fehlermeldungen zum Betrieb/zur Bedienung

Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, führen Sie anhand der folgenden Tabellen die geeigneten Maßnahmen zur Abhilfe durch. Wenn das Fehlermeldungsfenster eine Schaltfläche [Ende] hat, drücken Sie diese, um das Fenster zu schließen, bevor Sie die Maßnahmen zur Fehlerbehebung ergreifen.

■ Fehlfunktionen/Bedienungsfehler (1/2)

Fehlermeldung	mögliche Ursachen	Abhilfen
Außerhalb des Betriebsbereichs Err_0003	Achse wurde außerhalb des Betriebsbereichs verfahren.	Werkstück innerhalb des Betriebsbereichs der Achse positionieren
Zubehör nicht richtig angeschlossen Err_0007	Eine Achse ist nicht korrekt angeschlossen.	Alle Kabelverbindungen prüfen und System neu starten
Versehentlicher Werkstückkontakt Err_0011	Tastelement hat beim Rückfahren oder während des Verfahrens bei der N-Punkt-Messung das Werkstück berührt.	Achse an sichere Rückzugsposition verfahren, um Werkstückkontakt zu verhindern
Spurfehler Neustart erforderlich.	Die verfahrenende Achse kann die gewünschte Position nicht erreichen aufgrund von z. B. nicht richtig angeschlossenem Kabel, Kollision oder Verschmutzung des Maßstabs.	Kabelverbindungen prüfen und System neu starten
Fehler in der Auflösung Neustart erforderlich.	Ablesung nicht möglich aufgrund von z. B. Spannungsabfall, nicht richtig angeschlossenem Kabel, Kollision oder Verschmutzung des Maßstabs.	Kabelverbindungen prüfen und System neu starten
Detektorschutz ausgelöst Err_0015	Das Tastsystem hat während der Messung oder beim Verfahren der Achse den Verfahrbereich überschritten.	Auf ausreichenden Abstand zwischen Tastsystem und Werkstück beim Verfahren der Achse achten
Messbereichsüberschreitung Err_0021	Bei der Messung wurde der Messbereich des Tastsystems überschritten.	Messbereich ändern oder Tastelement-Position/Ausrichtung ändern. Neigung des Werkstücks einstellen
Detektorfehler Err_0022	Das Tastsystem gibt keine normalen Antastsignale aus.	Wenden Sie sich an Mitutoyo
Bereichsüberschreitung Err_0031 (oder Err_0033)	Die Achse wurde am Ende des Verfahrbereichs gestoppt.	Achse an geeignete Position verfahren und Messung starten
Sicherheitsschalter hat ausgelöst Err_0032	Der Sicherheitsschalter (zum Schutz des Tastelements) hat ausgelöst.	Tastsystem manuell vom Werkstück weg verfahren
Kommunikationsfehler Err_0061 bis Err_0069	Interner Kommunikationsfehler in der Anzeige-/Bedieneinheit ist aufgetreten.	System neu starten!
Systemfehler	Es ist ein Systemfehler aufgetreten.	Kabelverbindungen prüfen und System neu starten
Kein Druckerpapier Err_0100	Der Drucker hat kein Papier mehr.	Eine Rolle Druckerpapier einlegen
Drucker-Abdeckung nicht richtig geschlossen. Err_0101	Die Abdeckung des Druckers ist nicht richtig geschlossen.	Drucker-Abdeckung schließen
Abnormale Druckkopftemperatur Err_0102	Der Druckkopf ist zu heiß geworden.	Drucker nicht benutzen, bis die Temperatur wieder normal ist
Kein Nullpunkt eingestellt. Messung wurde abgebrochen. Neustart!	Nullpunkt der Achse konnte nicht gefunden werden.	System neu starten!

■ Fehlfunktionen/Bedienungsfehler (2/2)

Fehlermeldung	mögliche Ursachen	Abhilfen
Druckfehler Err_103 (oder Err_104)	Drucker ist nicht betriebsbereit.	Wenden Sie sich an Mitutoyo.
Keine Speicherkarte!	Keine Speicherkarte eingelegt.	Speicherkarte einlegen
Speichern nicht möglich Err_0130	Keine Speicherkarte eingelegt.	Speicherkarte einlegen
Datei kann nicht geladen werden Err_0131	Es fehlen Systemdateien.	Bei fehlenden Komponenten kann die Datei nicht geladen werden.
Datei kann nicht geladen werden Err_0132	Datei ist nicht in einer kompatiblen Version gespeichert.	Speicherkarte einlegen, auf der Daten mit dem selben SJ-Modell gespeichert wurden
Datei kann nicht gespeichert werden Err_0134	Nicht genügend Speicherplatz vorhanden.	Nicht benötigte Dateien löschen oder Speicherkarte formatieren
Datei kann nicht gespeichert werden Err_0135	Speicherkarte ist defekt oder nicht richtig eingelegt.	Speicherkarte neu einlegen/ersetzen. Falls der Fehler bestehen bleibt, wenden Sie sich an Mitutoyo.
Falsches Dateiformat Err_0135	Speicherkarte ist defekt oder nicht richtig eingelegt.	Speicherkarte neu einlegen/ersetzen. Falls der Fehler bestehen bleibt, wenden Sie sich an Mitutoyo.
Datei kann nicht geladen werden Err_0136	Datei wurde in einer Version gespeichert, die mit dem Modell nicht kompatibel ist.	Laden der Datei ist nicht möglich.
Datei kann nicht gespeichert werden Err_0137	Keine Daten zum Speichern vorhanden.	Messdaten müssen zunächst gespeichert werden, wenn sie angezeigt werden.
Datei kann nicht gespeichert werden Err_0138	Nicht genügend Speicherplatz vorhanden.	Speicherkarte mit größerer Speicherkapazität einlegen oder nicht benötigte Daten löschen.

16.4 Fehlerhafte Berechnungsergebnisse

■ Fehlerhafte Berechnungsergebnisse (1/1)


Fehlermeldung	Bedeutung
Beispiel: Ra V 0.367µm	Daten aus Bereichsüberschreitung wurden in die Berechnung einbezogen.
Beispiel: Ra S 0.367µm	Nach einer Unterbrechung wurde die automatische Berechnung gewählt. Das Ergebnis wurde aus dem berechenbaren Bereich ermittelt.
Beispiel: Ra C 0.367µm	Bei der Berechnung waren Vor- und Nachlaufstrecke eingestellt.
Beispiel: Rz L 1.367µm	Bei der Berechnung lagen nicht genügend Spitzen und Täler vor.
Form-Fehler E_0009	Berechnung war nicht möglich, weil die für die Kurvenkorrektur gewählte Form einen großen Fehler enthält.
Berechnungsfehler E_0012	Anzahl der Messpunkte ungenügend für die Bedingung.
Berechnungsfehler E_0013	Alle Daten gingen verloren, weil die Wellenform gelöscht wurde.
Berechnungsfehler E_0027	BAC oder ADC konnten nicht berechnet werden, weil die Anzahl an Spitzen und Tälern nicht ausreicht.
Fehler aufgrund unzureichender Messpunktanzahl Neuberechnung nicht möglich.	Anzahl der Messpunkte ungenügend für die Bedingung.
Beispiel: mr E_0000	Profil konnte nicht geladen werden
Beispiel: HSC E_0010	Berechnung war nicht möglich aufgrund zu geringer Anzahl an Spitzen und Tälern.
Beispiel: Rz E_0011	Berechnung war nicht möglich, weil die Anzahl der Spitzen und Täler weniger als fünf ist.
Beispiel: RSm E_0012	Anzahl der Messpunkte ungenügend für die Bedingung.
Beispiel: Uhavg E_0014	Der ausgewählte Berich der Konturparameter liegt außerhalb des Messbereichs.
Beispiel: R E_0021	Berechnung ist nicht möglich, weil die Anzahl der lokalen Spitzen, die der Höhenbedingung beim Rauheitsmotif entsprechen kleiner als zwei ist.
Beispiel: R E_0022	Das erste Rauheitsmotif überschreitet die obere Grenzlänge A.
Beispiel: W E_0023	Berechnung ist nicht möglich, weil die Anzahl der lokalen Spitzen, die der Höhenbedingung beim Welligkeitsmotif entsprechen kleiner als zwei ist.
Beispiel: W E_0024	Das erste Welligkeitsmotif überschreitet die obere Grenzlänge B.
Beispiel: W E_0025	Berechnung ist nicht möglich, weil die Motif-Anzahl kleiner als drei ist.
Beispiel: Rk E_0028	Es konnte keine entsprechende gerade Linie ermittelt werden.
Beispiel: Havg E_0029	Konturparameter kann nicht berechnet werden, wenn die Löschung der Wellenform ausgewählt wurde.

17

Spezifikationen

17.1 Tastsystem

Tastsystem	178-397-2	178-396-2
Messmethode	induktiv	
Messbereich	800 μm ($\pm 400 \mu\text{m}$)	
Material der Tastelement-Spitze	Diamant	
Tastspitzenradius	5 μm	2 μm
Winkel	90°	60°
Messkraft	4 mN	0,75 mN
Radius der Kufenkrümmung (nur bei SJ-500)	40 mm	



Ansicht und Abmessungen des Rauheitstastsystems (Nr.178-396-2 und Nr.178-397-2)

17.2 Hauptgerät

Modell		SJ-500
Messbereich	X-Achse	50 mm
	Z1-Achse (Tastsystem)	800 µm / 80 µm / 8 µm
vertikaler Verfahrbereich (Tastsystem)		30 mm
Neigungswinkel (Hauptgerät)		± 1,5°
Maßstab	X-Achse	STVC-10Z
	Z1-Achse (Tastsystem)	induktiv
Ziffernschritt- wert	X-Achse	0,05µm
	Z1-Achse (Tastsystem)	0,01 µm (800 µm); 0,001 µm (80 µm); 0,0001 µm (8 µm)
Verfahrgeschwindigkeit X-Achse		0 bis 20 mm/s und manuell
Messgeschwindigkeit		0,02 bis 5 mm/s
X-Achsen-Bedienung		Joystick / manuell (Handrad)
Geradheitsabweichung (Hauptgerät)		0,2 µm / 50 mm (bei normaler Ausrichtung des Hauptgeräts ermittelt)
Messmethode / Messrichtung		mit und ohne Kufe / abwärts

17.3 Anzeige-/Bedieneinheit

17.3.1 Spezifikationen

Bezeichnung	Beschreibung (1/2)
LCD	7,5-Zoll Farb-TFT-Monitor mit Touchscreen-Funktion, (640 × 480 Pixel)
integrierter Drucker	Hochgeschwindigkeits-Thermodrucker, 8 Punkte/mm (Papierbreite: 58 mm)
externe Schnittstelle	Digimatic-Ausgabe
externe Speicher- karten-Schnittstelle	Interface für CF-Karte
Anzahl der Steckplätze	1 Steckplatz
Rauheitsnormen	JIS '82 / JIS '94 / JIS '01 / ISO '97 / ANSI / VDA
Auswerteprofile	Ungefiltertes Profil/ Rauheitsprofil/ Welligkeitsprofil/ DF-Profil/ Rauheits- und Welligkeitsmotif-Profile
Filter	2CR75 / PC75 / GAUSS / RobustSpline
Berechnungs- parameter	Ra, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax, Rp, Rv, R3z, Sm, S, Pc, mr(c), δc, mr,tp, Htp, Lo, Ir, Ppi, HSC, Δa, Δq, ku, sk, Rpk, Rvk, Rk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, λa, λq, R, AR, Rx, W, AW, Wx, Wte (43 Parameter)
Analysediagramme	BAC-Diagramme (BAC1 und BAC2), Amplitudenverteilung (ADC), Powerspectrum (Wellenlängenverteilung)
λs/λc/λf	<ul style="list-style-type: none"> • λs: 0,25/0,8/2,5/8/25/80/250 μm / NONE • λc: 0,025/0,08/0,25/0,8/2,5/8/25/80 mm/ beliebige Länge [0,02-100mm (in 0,01mm-Schritten)] • λf: 0,08/0,25/0,8/2,5/8/25/80 mm/NONE
Anzahl Einzelmessstrecken	1 bis 20
Bedingungen für MOTIF-Parameter	Annex/Segment wählbar <ul style="list-style-type: none"> • obere Grenzwertlänge für Rauheitsmotif (A): 0,02 / 0,1 / 0,5 / 2,5mm / beliebige Länge • obere Grenzwertlänge für Welligkeitsmotif (B): 0,1 / 0,5 / 2,5 / 12,5mm / beliebige Länge
max. Anzahl der Datenpunkte	35000 Punkte (Gesamtzahl der Datenpunkte einschließlich Vor-/Nachlaufstrecke, Mehrfachprofile und N-Punktmessung)
Konturanalyse- Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Überlappung, Stufe (Mittelwert, Max. und Min.), Kreisannäherung durch Methode der kleinsten Quadrate, Winkel, Bereich, Koordinatenabstand • Konturparameter (UHavg, UHmax, UHmin, LHavg, LHmax, LHmin, UArea, LArea, CircX, CircZ, CircR, Angle, XDif, Step, Tangle und THight)
zusätzliche Berechnungs- funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Kompensationsfunktionen: Neigungskompensation (alle/beliebig/keine), Radius- kompensation, Kompensation anhand einer Ellipse und polynomische Kompensation • Tastarmkompensation • Neuberechnungsfunktion (mit Einschränkungen hinsichtlich der Messbedingungen wie z. B. λc) • Cutout-Funktion (Festlegen des Auswertebereichs) • Funktion zum Berechnen mehrerer Profile: max. zwei Profile (Motif-Profile können nur einzeln berechnet werden.)
zusätzliche Messfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Vorgehen bei Bereichsüberschreitung: Fortfahren (GO), Stop (ESC/+ESC/-ESC) • Funktion zum Ein-/Ausschalten der Vor-/Nachlaufstrecke • N-Punktmessung: ein Profil, max. drei Punkte • Vormessung: DAT-Funktion und automatische Spitzenmessung (automatische Nivellierung bei angeschlossenem Auto-Nivelliertisch möglich)

Bezeichnung	Beschreibung (2/2)
Hilfsfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Vereinfachte Eingabe: Messbedingungen können bequem über Zeichnungssymbole eingegeben werden. • Kommentarfunktion • Kalenderfunktion (drei Datumsformate: YYYY-MM-DD, MM-DD-YYYY und DD-MM-YYYY) • Funktion zur Menü-Anpassung (benutzerdefinierte Reihenfolge der wichtigsten Schaltflächen)
Speicherfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • 10 Sätze Messbedingungen können im internen Speicher gespeichert werden. • CF-Karte (optional): Messbedingungen, Messprofile, Auswertprofile, Berechnungsergebnisse, Statistikdaten, Bilddaten
Auto-Kalibrierfunktion	Raunormal / Stufennormal
Statistikfunktion	1 Profil, 3 Parameter, max. 300 mal (Mittelwert, Max-, Min-Wert, Histogramm, Gut-Anteil)
GO/NG-Bewertungsfunktion	Drei Parameter: Bewertungsregeln (max. Wert, 16%, Mittelwert und Standardabweichung)
Anzeigesprachen	Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Koreanisch, Chinesisch (Langzeichen), Chinesisch (Kurzzeichen), Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Türkisch, Schwedisch und Niederländisch
Druckfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Druckobjekte: Datum, Notiz, Auswertprofil, Messbedingung, Analysegraphik, Berechnungsergebnis, Ergebnisse der Einzelmessstrecken, Statistikdaten, Statistikergebnis, Histogramm, Kalibrierungsstatistik, und GO/NG- Bewertung • Druck-Skalierung: horizontal: x0,5-10K,/AUTO, vertikal: x10-x500K/AUTO
Wartungsfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Bildschirmeinstellung • Lautstärke: 3 Stufen • Ton-Auswahl: 5 Töne • Auswahl des Anschlusses für den Automatischen Nivelliertisch: Anzeige-/Bedieneinheit/ Zusatzanschlüsse • Tastelementauswahl: Auswahl aus dem Katalog, Sondertastelemente auf Anfrage

17.3.2 Eingestellte Bedingungen

■ Relation zwischen Normen, Profilen und Filtern

Die Filtereinstellung wird bei Einstellung einer anderen Rauheitsnorm automatisch angepasst.

Rauheitsnormen	Auswertprofile					
	P	R	W	DF	R-Motif	W-Motif
JIS1982	-	2CR75	-	-	-	-
JIS1994	-	GAUSS	-	-	-	-
JIS2001	GAUSS	GAUSS	GAUSS	GAUSS	GAUSS	GAUSS
ISO1997	GAUSS	GAUSS	GAUSS	GAUSS	GAUSS	GAUSS
ANSI	-	GAUSS/P C75	GAUSS/P C75	-	-	-
VDA	GAUSS	GAUSS	GAUSS	GAUSS	-	-
Free	2CR75/P C75	2CR75/P C75	2CR75/P C75	2CR75/P C75	2CR75/P C75	2CR75/P C75
	GAUSS	GAUSS	GAUSS	GAUSS	GAUSS	GAUSS
	Robust	Robust	Robust	Robust	Robust	Robust
	Spline	Spline	Spline	Spline	Spline	Spline

■ Einstellbare Messgeschwindigkeit für jede Messlänge

λ_c (mm)	Messgeschwindigkeit (mm/s)
0.025	0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.0.5
0.08	0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5
0.25	0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5
0.8	0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5
2.5	0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5
8	0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5
25	0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5

λ_f (mm)	Messgeschwindigkeit (mm/s)
0.08	0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5
0.25	0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5
0.8	0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5
2.5	0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1
8	0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5
25	0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5

obere Grenzwertlänge A (mm)	obere Grenzwertlänge B (mm)	L (beliebige Länge)	Messgeschwindigkeit (mm/s)
0.02	0.1	$0.1 \leq L \leq 0.64\text{mm}$	0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5
0.1	0.5	$0.65 \leq L \leq 3.2\text{mm}$	0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5
0.5	2.5	$3.21 \leq L \leq 16.0\text{mm}$	0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5
2.5	12.5	$16.01 \leq L \leq 50.8\text{mm}$	0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5

■ Relation zwischen Einzelmessstrecke (Bezugsstrecke) und Grenzwellenlänge

Einzelmessstrecke (L)	Grenzwellenlänge (λ_s)
0.025mm	0.25 μ m, 0.8 μ m, 2.5 μ m
0.08mm	0.25 μ m, 0.8 μ m, 2.5 μ m, 8 μ m
0.25mm	0.8 μ m, 2.5 μ m, 8 μ m
0.8mm	2.5 μ m, 8 μ m, 25 μ m
2.5mm	2.5 μ m, 8 μ m, 25 μ m, 80 μ m
8mm	8 μ m, 25 μ m, 80 μ m
25mm	25 μ m, 80 μ m, 250 μ m

Grenzwellenlänge (λ_c)	Grenzwellenlänge (λ_s)
0.025mm	0.25 μ m, 0.8 μ m, 2.5 μ m
0.08mm	0.25 μ m, 0.8 μ m, 2.5 μ m, 8 μ m
0.25mm	0.8 μ m, 2.5 μ m, 8 μ m
0.8mm	2.5 μ m, 8 μ m, 25 μ m
2.5mm	2.5 μ m, 8 μ m, 25 μ m, 80 μ m
8mm	8 μ m, 25 μ m, 80 μ m
25mm	25 μ m, 80 μ m, 250 μ m

Grenzwellenlänge (λ_f)	Grenzwellenlänge (λ_c)
0.08mm	0.025mm
0.25mm	0.025mm, 0.08mm
0.8mm	0.025mm, 0.08mm, 0.25mm
2.5mm	0.08mm, 0.25mm, 0.8mm
8mm	0.8mm, 2.5mm
25mm	0.8mm, 2.5mm, 8mm
NONE	0.025mm, 0.08mm, 0.25mm, 0.8mm, 2.5mm, 8mm, 25mm

obere Grenzwellenlänge (A)	Grenzwellenlänge (λ_s)	Einstellbereich für Auswertlänge (beliebige Länge)
0.02mm	0.8 μ m, 2.5 μ m	0.10mm-0.64mm
0.1mm	2.5 μ m	0.65mm-3.20mm
0.5mm	2.5 μ m, 8 μ m	3.21mm-16.00mm
2.5mm	25 μ m	16.01mm-50.8mm

obere Grenzwellenlänge (B)	obere Grenzwellenlänge (A)	Grenzwellenlänge (λ_s)	Einstellbereich für Auswertlänge (beliebige Länge)
0.1mm	0.02mm	0.8 μ m, 2.5 μ m	0.10mm-0.64mm
0.5mm	0.1mm	2.5 μ m	0.65mm-3.20mm
2.5mm	0.5mm	2.5 μ m, 8 μ m	3.21mm-16.00mm
12.5mm	2.5mm	25 μ m	16.01mm-50.8mm

17.3.3 Messbereich/Ziffernschrittwert

Messbereich (µm)	800	80	8
kleinster Ziffernschrittwert (µm)	0.0125	0.00125	0.000125

17.3.4 Verfahrstrecke

Profil	mechanischer Vorlauf	Vorlauf	Nachlauf	Verfahrstrecke	Anmerkung
P	0.3mm	λ_s	λ_s	$0.3\text{mm} + 2\lambda_s + \text{Auswertelänge}$	nicht bei JIS 1982 *
R	0.3mm	λ_c	λ_c	$0.3\text{mm} + 2\lambda_c + \text{Auswertelänge}$	
W	0.3mm	λ_f	λ_f	$0.3\text{mm} + 2\lambda_f + \text{Auswertelänge}$	
	0.3mm	λ_c	λ_c	$0.3\text{mm} + 2\lambda_c + \text{Auswertelänge}$	wenn λ_f nicht eingestellt ist
	0.3mm	λ_{cw}	λ_{cw}	$0.3\text{mm} + 2\lambda_{cw} + \text{Auswertelänge}$	für ANSI
DF	0.3mm	λ_c	λ_c	$0.3\text{mm} + 2\lambda_c + \text{Auswertelänge}$	
R-Motif	0.3mm	λ_s	λ_s	$0.3\text{mm} + 2\lambda_s + \text{Auswertelänge}$	Messstrecke = beliebige Länge
W-Motif	0.3mm	λ_s	λ_s	$0.3\text{mm} + 2\lambda_s + \text{Auswertelänge}$	Messstrecke = beliebige Länge

- Die Vor-/Nachlauf-Funktion wird in der Norm JIS 1982 nicht auf das P-Profil angewandt.
- Die Verfahrstrecke ergibt sich aus folgender Berechnung, wenn das P-Profil gemäß JIS 1982 bestimmt wird:
Verfahrstrecke = 0.3 mm + Auswertelänge
- Wenn die Vor-/Nachlaufstrecken-Funktion nach Eingabe einer beliebigen Länge eingeschaltet wird, wird als Messstrecke die eingestellte beliebige Länge angenommen. Die Auswertelänge ergibt sich aus folgender Berechnung:

$$\text{Auswertelänge} = \text{eingestellte beliebige Länge} - \text{Vorlaufstrecke} - \text{Nachlaufstrecke}$$

Die Verfahrstrecke ergibt sich wie folgt:

$$\text{Verfahrstrecke} = \text{eingestellte beliebige Länge} + 0.3\text{mm}$$

17.4 Spannungsversorgung


Spannungszufuhr	AC100 V-240 V 50 Hz/60 Hz	
Leistungsverbrauch (max.)	75 W – 74 W	
Benötigte Steckdosen	1	

17.5 Temperatur/Luftfeuchtigkeit


Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit	10° C bis 30° C / 20 bis 80% rel. Feuchte (keine Kondensation)
Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit	-10° C bis 50° C / 5 bis 90% rel. Feuchte (keine Kondensation)

17.6 Abmessungen und Gewicht

Hauptgerät: 2,7 kg



Anzeige-/Bedieneinheit: 4 kg



17.7 Sonderzubehör

17.7.1 Sonderzubehör (außer Tastelementen und Kufen)

Die mit einem Sternchen (*) markierten Zubehörteile können nur zusammen mit einem Kreutztisch (218-001, 218-041) oder dem festen Tisch (218-002) eingesetzt werden.

(Hinweis 1): Untersatzblock zur Verwendung bei der Kalibrierung mit einem Raunormal, da bei horizontaler Tastsystem-Ausrichtung das untere Ende des Tastelements in 35 mm Höhe ist. Bei Einsatz eines Kreutztisches, festen Tisches, 3-Achsen-Justiertischs oder des 2D-Nivelliertischs wird der Kalibrierständer nicht benötigt.

Best.-Nr.	Bezeichnung
178-396-2	Tastsystem (Messkraft 0,75 mN)
178-397-2	Tastsystem (Messkraft 4 mN)
12AAG202	Verlängerung 50
12AAG203	Verlängerung 100
12AAG175 (Hinweis 1)	Kalibrierständer
218-001	Kreutztisch (mm)
218-011	Kreutztisch (inch)
218-041	Kreutztisch (50 (20 mm)
218-051	Kreutztisch (2" x1")
218-002	fester Tisch
178-019	Schraubstock
218-003	* drehbarer Schraubstock
172-196	* Drehtisch
176-107	* Klemmhalter
172-144	* drehbarer Schraubstock
172-197	* kippbarer Zentriersupport
178-042-1	XY-Nivelliertisch (Digimatic-Ausführung, mm)
178-052-1	XY-Nivelliertisch (Digimatic-Ausführung, Inch/mm)
178-043-1	XY-Nivelliertisch (Vernier, mm)
178-053-1	XY-Nivelliertisch (Vernier, Inch)
178-047	Drei-Achsen-Justiertisch
172-234	* Horizontalprisma mit Klemmung
172-378	* Horizontalprisma mit Klemmung
998291	Horizontalprisma mit Klemmung
172-142	* Zentriersupport
172-143	* Untersatzblock
178-023	Schwingungsdämpfer
178-024	Unterbau für Schwingungsdämpfer
178-025	Schwingungsdämpfer
211-032	Zentrierfutter
211-031	Mikro-Spannfutter
178-610	Stufennormal 4-stufig (mm)
178-611	Stufennormal (mm)
178-612	Stufennormal (inch)
178-015	Tisch
178-016	Nivelliertisch
178-048	Nivelliertisch (für DAT-Funktion, mm)
178-058	Nivelliertisch (für DAT-Funktion, Inch/mm)
178-081	automatischer Nivelliertisch
178-085	Säulenständer
12AAJ112	SPC-Kabel (1 m)
12AAA841	Speicherkarte

12BAK100	Schutzfolie (1 Stück)
12AAA876	Druckerpapier (haltbar, 5 Rollen)
12AAJ111	RS-232C-Kabel






17.7.2 Tastelemente und Kufen

Für die verschiedenen Werkstückformen und Messaufgaben stehen unterschiedliche Tastelemente und Kufen zur Verfügung. Beachten Sie bei der Auswahl die Hinweise zu Kombinationen und Anwendungen in der folgenden Tabelle, in der die gebräuchlichsten Kombinationen von Tastelement und Kufe aufgeführt sind.






Messaufgabe	Tastelement		Tastelement-Spitze		Kufe		Tastelementschutzhülse	
	Nr.	Bezeichnung	Radius	Winkel	Nr.	Bezeichnung	Nr. und Bezeichnung	Anwendung
Allgemein	12AAC731 12AAB403 12AAB415	Standard-Tastelement Standard-Tastelement Standard-Tastelement	2µm 5µm 10µm	60° 90° 90°	12AAB344	Standardkufe		-
					12AAB345	zylindrische Oberflächen		-
Zylinder								
kleine Bohrungen	12AAC732 12AAB404 12AAB416	Tastelement für kleine Bohrungen Tastelement für kleine Bohrungen Tastelement für kleine Bohrungen	2µm 5µm 10µm	60° 90° 90°	12AAB346	kleine Bohrungen		Bohrungsdurchm.: min. Ø 2mm Bohrungstiefe: max. 15mm
sehr kleine Bohrung	12AAC733 12AAB405 12AAB417	Tastelement für sehr kleine Bohrungen Tastelement für sehr kleine Bohrungen Tastelement für sehr kleine Bohrungen	2µm 5µm 10µm	60° 90° 90°	12AAB347	sehr kleine Bohrungen		Bohrungsdurchm.: min. Ø 2,3mm Bohrungstiefe: max. 8mm
extrem kleine Bohrungen	12AAC734 12AAB406 12AAB418	Tastelement für sehr kleine Bohrungen Tastelement für sehr kleine Bohrungen Tastelement für sehr kleine Bohrungen	2µm 5µm 10µm	60° 90° 90°	-	-		Bohrungsdurchm.: min. Ø 1,2mm Bohrungstiefe: max. 8mm
tiefe Nuten	*12AAC737 *12AAB407 *12AAB419	Tastelement für tiefe Nuten 30 Tastelement für tiefe Nuten 30 Tastelement für tiefe Nuten 30	2µm 5µm 10µm	60° 90° 90°	-	-		Nutentiefe: max. 30mm
tiefe Nuten	*12AAC736 *12AAB408 *12AAB420	Tastelement für tiefe Nuten 20 Tastelement für tiefe Nuten 20 Tastelement für tiefe Nuten 20	2µm 5µm 10µm	60° 90° 90°	12AAB348	tiefe Nuten 20		Nutentiefe: max. 20mm
schmale Nuten								
runde Oberflächen								
gekrümmte Oberflächen								
Welligkeit	12AAB338	Kugel-Tastelement						
Zahnräder Ecken	12AAB339 12AAB410 12AAB422	Tastelement für Zahnräder	2µm 5µm 10µm	60° 90° 90°	12AAB353	Zahnräder		Zahnräder
Kantenmessung	12AAC738 12AAB411 12AAB423	Tastelement für Kantenmessung (Schneide)	2µm 5µm 10µm	60° 90° 90°	12AAB354	Kantenmessung		Stifte, scharfe Kanten
exzentrische Oberflächen	*12AAC739 *12AAB412 *12AAB424	Tastelement in L-Form	2µm 5µm 10µm	60° 90° 90°	-	-		Oberflächen, die nur von der Seite aus angelastet werden können
tiefe Bohrungen	*12AAC740 *12AAB413 *12AAB425	2X Tastelement	2µm 5µm 10µm	60° 90° 90°	-	-		-
tiefe Bohrungen	*12AAC741 *12AAB414 *12AAB426	3X Tastelement	2µm 5µm 10µm	60° 90° 90°	-	-		-

Bei Verwendung eines mit (*) markierten Tastelements ist die Messkraft des Tastsystems nicht garantiert.

17.7.3 Maßzeichnungen der Tastelemente und Kufen

Tastelement	Best.-Nr.	Spitzenradius	Spitzenwinkel B
Standard-Tastelement 	12AAE882	1µm	60°
	12AAE924	1µm	90°
	12AAC731	2µm	60°
	12AAE883	250µm	60°
	12AAB403	5µm	90°
	12AAB415	10µm	
Tastelement für kleine Bohrungen Nr. 12AAC732: schwarz 	12AAC732	2µm	60°
	12AAB404	5µm	90°
	12AAB416	10µm	
Tastelement für sehr kleine Bohrungen Nr. 12AAC733: schwarz 	12AAC733	2µm	60°
	12AAB405	5µm	90°
	12AAB417	10µm	
Tastelement für extrem kleine Bohrungen 	12AAC734	2µm	60°
	12AAB406	5µm	90°
	12AAB418	10µm	
Tastelement für tiefe Nuten 30 	*12AAC737	2µm	60°
	*12AAB407	5µm	90°
	*12AAB419	10µm	







Bei Verwendung eines mit (*) markierten Tastelements ist die Messkraft des Tastsystems nicht garantiert.

Tastelement	Best.-Nr.	Spitzenradius	Spitzenwinkel B
Tastelement für tiefe Nuten 20 	*12AAC736	2µm	60°
	*12AAB408	5µm	90°
	*12AAB420	10µm	
Tastelement für tiefe Nuten 10 	12AAC735	2µm	60°
	12AAB409	5µm	90°
	12AAB421	10µm	
Kugel-Tastelement 	12AAB338	0.8mm	-
Tastelement für Zahnräder 	12AAB339	2µm	60°
	12AAB410	5µm	90°
	12AAB422	10µm	
Tastelement für Kantenmessung (Schneide) 	12AAC738	2µm	60°
	12AAB411	5µm	90°
	12AAB423	10µm	




Bei Verwendung eines mit (*) markierten Tastelements ist die Messkraft des Tastsystems nicht garantiert.

Tastelement	Best.-Nr.	Spitzenradius	Spitzenwinkel B
Tastelement in L-Form 	*12AAC739	2µm	60°
	*12AAB412	5µm	90°
	*12AAB424	10µm	
2X Tastelement 	*12AAC741	2µm	60°
	*12AAB413	5µm	90°
	*12AAB425	10µm	
3X Tastelement <<Messbedingungen>> Messgeschwindigkeit: max. 0,2 mm/s Messabstand: min. 0,5 µm λs: min. 2,5 µm 	*12AAC741	2µm	60°
	*12AAB414	5µm	90°
	*12AAB426	10µm	
Tastelement für kleine Bohrungen 	12AAE884	-	-
Tastelement für sehr kleine Bohrungen 	12AAJ662	250 µm	-
2X Tastelement für Welligkeit in tiefen Bohrungen 	12AAE886	250µm	60

Bei Verwendung eines mit (*) markierten Tastelements ist die Messkraft des Tastsystems nicht garantiert.

Tastelement	Best.-Nr.	Spitzenradius	Spitzenwinkel B
2X Tastelement für kleine, tiefe Bohrungen 	12AAE892	2µm	60°
	12AAE908	5µm	90°
2X Tastelement (20) für tiefe Nuten 	12AAE893	2µm	60°
	12AAE909	5µm	90°
2X Tastelement (30) für tiefe Nuten 	12AAE894	2µm	60°
	12AAE910	5µm	90°
Tastelement 40 für tiefe Nuten 	12AAE895	2µm	60°
	12AAE911	5µm	90°
2X Tastelement für Zahnräder 	12AAE896	2µm	60°
	12AAE912	5µm	90°
2X Tastelement für tiefe Bohrungen an Kanten 	*12AAM601	2µm	60°
	*12AAM603	5µm	

Bei Verwendung eines mit (*) markierten Tastelements ist die Messkraft des Tastsystems nicht garantiert.

Tastelement	Best.-Nr.	Spitzenradius	Spitzenwinkel B
Deep hole 2X Tastelement für tiefe Bohrungen 	12AAE898	2µm	60°
	12AAE914	5µm	90°
Tastelement für Bohrungs-Endflächen 	12AAE899	2µm	60°
	12AAE915	5µm	90°
Tastelement für Langlöcher 	12AAE938	2µm	60°
	12AAE940	5µm	90°

Bei Verwendung eines mit (*) markierten Tastelements ist die Messkraft des Tastsystems nicht garantiert.

Kufe	Best.-Nr.	Verwendbare Tastelemente
Standard-Tastelementschutz 	12AAB355	alle
Standard-Kufe 	12AAB344	Standard-Tastelement
Kufe für zylindrische Oberflächen 	12AAB345	Standard-Tastelement
Kufe für kleine Bohrungen 	12AAB346	Tastelement für kleine Bohrungen
Kufe für sehr kleine Bohrungen 	12AAB347	Tastelement für sehr kleine Bohrungen

Kufe	Best.-Nr.	Verwendbare Tastelemente
<p>Kufe für tiefe Nuten 20</p>	12AAB348	Tastelement für tiefe Nuten 20
<p>Kufe für tiefe Nuten 10</p>	12AAB349	Tastelement für tiefe Nuten 10
<p>Kufe für enge Nuten</p>	12AAB350	Tastelement für tiefe Nuten 10
<p>Kufe für runde Oberflächen</p>	12AAB351	Tastelement für tiefe Nuten 10

Kufe	Best.-Nr.	Verwendbare Tastelemente
<p>Kufe für Welligkeit</p>	12AAB352	Tastelement für tiefe Nuten 10
<p>Kufe für Zahnräder</p>	12AAB353	Tastelement für Zahnräder
<p>Kufe für Kantenmessung</p>	12AAB354	Tastelement für Kantenmessung

17.8 Ersatzteile


Bezeichnung	Best.-Nr.
Druckerpapier (normal, 5 Rollen)	270732
Druckerpapier (haltbar, 5 Rollen)	12AAA876
Schutzfolie für Touchscreen (1 Stück)	12BAK100

17.9 Spezifikationen der Digimatic-Ausgabe

Für die Digimatic-Ausgabe über ein externes Gerät mit Digimatic-Interface muss die entsprechende Einstellung vorgenommen werden.

Wählen Sie dazu aus dem Hauptmenü [Umgebungsbedingungen] => [Datenausgabe] => [SPC].

Pin-Belegung



Ansicht von vorne

Pin-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
1	GND	Erdung
2	DATA	Open-Collector-Ausgabe
3	CK	
4	*READY	
5	*REQUEST	bis 5V hochziehen
6-9	N.C	Nicht belegt
10	GND	Erdung

HINWEIS

Die Ausgabedaten werden in der ersten Zeile des Startbildschirms ohne Angabe der Einheit angezeigt.

18

Referenz-Informationen

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu den Rauheitsnormen und -parametern.

18.1 Rauheitsnormen

18.1.1 Auswertung nach JIS B0601-1982

- Standard-Cutoff-Wert und Auswertelänge (=Messstrecke) für Ra (bei Verwendung des 2RC-Filters)

Bereich von Ra	Cutoff-Wert (λ_c)	Messstrecke (l_n)
$Ra \leq 12.5 \mu m$	0.8mm	min. 2.4mm
$12.5 < Ra \leq 100.0 \mu m$	2.5mm	min. 7.5mm

- Standard-Einzelmessstrecke für Ry

Bereich von Ry	Einzelmessstrecke (l)
$Ry \leq 0.8 \mu m$	0.25mm
$0.8 < Ry \leq 6.3 \mu m$	0.8 mm
$6.3 < Ry \leq 25.0 \mu m$	2.5 mm
$25 < Ry \leq 100.0 \mu m$	8 mm
$100 < Ry \leq 400.0 \mu m$	25 mm

- Standard-Einzelmessstrecke für Rz

Bereich von Rz	Einzelmessstrecke (l)
$Rz \leq 0.8 \mu m$	0.25mm
$0.8 < Rz \leq 6.3 \mu m$	0.8 mm
$6.3 < Rz \leq 25.0 \mu m$	2.5 mm
$25 < Rz \leq 100.0 \mu m$	8 mm
$100 < Rz \leq 400.0 \mu m$	25 mm

18.1.2 Auswertung nach JIS B0601-1994

- Standard-Cutoff-Wert und Auswertelänge (Messstrecke)= für Ra

Bereich von Ra	Cutoff-Wert (λ_c)	Einzelmess- strecke (l)	Messstrecke (l_n)
$(0.006) < Ra \leq 0.02 \mu m$	0.08mm	0.08mm	0.4mm
$0.02 < Ra \leq 0.1 \mu m$	0.25mm	0.25mm	1.25mm
$0.1 < Ra \leq 2.0 \mu m$	0.8mm	0.8mm	4mm
$2.0 < Ra \leq 10.0 \mu m$	2.5mm	2.5mm	12.5mm
$10.0 < Ra \leq 80.0 \mu m$	8mm	8mm	40mm

- Standard-Cutoff-Wert und Auswertelänge für Ry

Bereich von Ry	Cutoff-Wert (λ_c)	Einzelmess- strecke (l)	Messstrecke (l_n)
$(0.025) < Ry \leq 0.10 \mu m$	0.08mm	0.08mm	0.4mm
$0.10 < Ry \leq 0.50 \mu m$	0.25mm	0.25mm	1.25mm
$0.50 < Ry \leq 10.0 \mu m$	0.8mm	0.8mm	4mm
$10.0 < Ry \leq 50.0 \mu m$	2.5mm	2.5mm	12.5mm
$50.0 < Ry \leq 200.0 \mu m$	8mm	8mm	40mm

- Standard-Cutoff-Wert und Auswertelänge für Rz

Bereich von Rz	Cutoff-Wert (λ_c)	Einzelmess- strecke (l)	Messstrecke (l_n)
$(0.025) < Rz \leq 0.10 \mu m$	0.08mm	0.08mm	0.4mm
$0.10 < Rz \leq 0.50 \mu m$	0.25mm	0.25mm	1.25mm
$0.50 < Rz \leq 10.0 \mu m$	0.8mm	0.8mm	4mm
$10.0 < Rz \leq 50.0 \mu m$	2.5mm	2.5mm	12.5mm
$50.0 < Rz \leq 200.0 \mu m$	8mm	8mm	40mm

- Standard-Cutoff-Wert und Auswertelänge für Sm

Bereich von Sm	Cutoff-Wert (λ_c)	Einzelmess- strecke (l)	Messstrecke (l_n)
$0.013 < Sm \leq 0.04 \text{ mm}$	0.08mm	0.08mm	0.4mm
$0.04 < Sm \leq 0.13 \text{ mm}$	0.25mm	0.25mm	1.25mm
$0.13 < Sm \leq 0.4 \text{ mm}$	0.8mm	0.8mm	4mm
$0.4 < Sm \leq 1.3 \text{ mm}$	2.5mm	2.5mm	12.5mm
$1.3 < Sm \leq 4.0 \text{ mm}$	8mm	8mm	40mm

18.1.3 Auswertung nach JIS B0601-2001, ISO und VDA

Nachfolgend sind die Standard-Einzelmessstrecken und Auswertelängen für die Auswertung gemäß JIS B0601-2001, ISO und VDA aufgelistet. (Die VDA-Norm unterscheidet sich in einigen Punkten von JIS B0601-2001 und ISO; es gibt z. B. in der VDA keinen Standard-Wert für λ_s .)

- Standard-Einzelmessstrecke und Auswertelänge für die Messung von R_a und R_q bei nicht periodischen Rauheitsprofilen.

Bereich von R_a	Einzelmessstrecke (l)	Messstrecke (l_n)
$(0.006) < R_a \leq 0.02\mu\text{m}$	0.08mm	0.4mm
$0.02 < R_a \leq 0.1\mu\text{m}$	0.25mm	1.25mm
$0.1 < R_a \leq 2.0\mu\text{m}$	0.8mm	4mm
$2.0 < R_a \leq 10.0\mu\text{m}$	2.5mm	12.5mm
$10.0 < R_a \leq 80.0\mu\text{m}$	8mm	40mm

- Standard-Einzelmessstrecke und Auswertelänge für die Messung von R_z , R_p und R_t bei nicht periodischen Rauheitsprofilen

Bereich von R_z	Einzelmessstrecke (l)	Messstrecke (l_n)
$(0.025) < R_z \leq 0.10\mu\text{m}$	0.08mm	0.4mm
$0.10 < R_z \leq 0.50\mu\text{m}$	0.25mm	1.25mm
$0.50 < R_z \leq 10.0\mu\text{m}$	0.8mm	4mm
$10.0 < R_z \leq 50.0\mu\text{m}$	2.5mm	12.5mm
$50.0 < R_z \leq 200.0\mu\text{m}$	8mm	40mm

- Standard-Einzelmessstrecke und Auswertelänge für die Messung von R-Parametern bei periodischen Rauheitsprofilen und R_{Sm} bei periodischen oder nicht periodischen Rauheitsprofilen

Bereich von S_m	Einzelmessstrecke (l)	Messstrecke (l_n)
$0.013 < S_m \leq 0.04\text{mm}$	0.08mm	0.4mm
$0.04 < S_m \leq 0.13\text{mm}$	0.25mm	1.25mm
$0.13 < S_m \leq 0.4\text{mm}$	0.8mm	4mm
$0.4 < S_m \leq 1.3\text{mm}$	2.5mm	12.5mm
$1.3 < S_m \leq 4.0\text{mm}$	8mm	40mm

18.1.4 Auwertung nach ANSI (ASME B46.1-2002)

Nachfolgend sind die Standard-Cutoff-Längen (Grenzwellenlängen) und Auswertelängen für die Auswertung gemäß ANSI aufgelistet.

- Standard-Cutoff-Wert und Auswertelänge für R-Parameter bei nicht periodischen Rauheitsprofilen

Bereich von Ra	Einzelmessstrecke (l)	Messstrecke (l_n)
$Ra \leq 0.02\mu m$	0.08mm	0.4mm
$0.02 < Ra \leq 0.1\mu m$	0.25mm	1.25mm
$0.1 < Ra \leq 2.0\mu m$	0.8mm	4mm
$2.0 < Ra \leq 10.0\mu m$	2.5mm	12.5mm
$10.0 < Ra \leq 80.0\mu m$	8mm	40mm

- Standard-Cutoff-Wert und Auswertelänge für R-Parameter bei periodischen Rauheitsprofilen


Bereich von Sm	Cutoff-Wert (λ_c)	Messstrecke (l_n)
$0.003 < Sm \leq 0.01mm$	0.08mm	0.4mm
$0.01 < Sm \leq 0.03mm$	0.25mm	1.25mm
$0.03 < Sm \leq 0.10mm$	0.8mm	4mm
$0.10 < Sm \leq 0.3mm$	2.5mm	12.5mm
$0.3 < Sm \leq 1.0mm$	8mm	40mm

18.2 Profile und Filter

18.2.1 Profile


■ Ungefiltertes Profil P (Primärprofil)

Profil, das durch den Schnitt einer Oberfläche mit einer Fläche, die senkrecht zur Nennoberfläche steht, erzielt wird. Es ist eine Darstellung des tatsächlichen Profils (ein Profil der tatsächlichen Oberfläche), aufgenommen durch ein Rauheitsmessgerät mit Tastelement.




■ Rauheitsprofil R

Profil, aus dem durch Filterung des Primärprofils mit einem Cutoff-Filter für Langwellen (Hochpass-Filter) die Welligkeitskomponenten (langwellige Komponenten) entfernt wurden.



■ Gefiltertes Welligkeitsprofil W


Profil, das sich aus einem ungefilterten Profil ergibt, aus dem die kürzeren Wellenlängen-Komponenten ("Rauheitskomponenten") und die längeren Wellenlängen-Komponenten (länger als die festgelegten Wellenlängen-Komponenten) herausgefiltert wurden.




■ DIN4776 Profil (ISO13565)

Wenn die zu messende Oberfläche in Bezug auf die Unregelmäßigkeiten tiefe Täler aufweist, kann es sein, dass die Position, die für die Mittellinie berechnet wird, nicht der für die Rauheitsauswertung geforderten Position entspricht. Durch das folgende Verfahren wird dieser negative Effekt bis zu einem gewissen Grad aufgehoben.


1. Die erste Mittellinie wird in Bezug auf die Eingangsdaten ermittelt.




2. Täler unterhalb der Mittellinie werden entfernt.



3. Die zweite Mittellinie wird anhand der in Schritt 2 ermittelten Daten berechnet.




4. Die ursprünglichen Eingangsdaten werden nun in Bezug auf die zweite Mittellinie korrigiert.



■ Motif

Beim Herausfiltern von Welligkeitskomponenten aus einem Primärprofil wird dieses normalerweise verzerrt. Dies kann durch die "Motif"-Methode verhindert werden, bei der Welligkeitskomponenten ohne Verzerrung aus einem Primärprofil entfernt werden. Das Primärprofil wird – basierend auf der Wellenlänge einer Komponente, die entfernt werden soll – in Einheiten unterteilt, die "Motif" genannt werden. Parameter zur Auswertung des Profils werden von jedem Motif berechnet. Die Methode ist in der folgenden Abbildung dargestellt.



18.2.2 Filter


■ Filtertypen

Für SJ-500 stehen folgende 4 Filtertypen zur Verfügung. Die Filtermerkmale sind nachfolgend beschrieben. Die Übertragungsmerkmale der einzelnen Filter werden anhand eines Hochpass-Filters beschrieben.

Filter	Amplitudencharakteristik	Phasen-Charakteristik	Amplitudenübertragung bei der Cutoff-Wellenlänge
2CR	2CR	ohne Phasen-kompensation	75%
PC75	2CR	phasenkorrigiertes Filter	75%
GAUSS	Gauss	phasenkorrigiertes Filter	50%
Robust Spline	$\frac{1}{1 + 16 \cdot d - \sin^4\left(\frac{\pi \cdot \Delta x}{\lambda}\right)}$	phasenkorrigiertes Filter (nicht linear)	50% (nicht linear)

1. 2CR

Dieses Filter hat das gleiche Übertragungsmerkmal wie zwei hintereinander geschaltete C-R-Schaltkreise mit identischen Zeitkonstanten. Das Übertragungsmerkmal ist -12dB/oct, die Amplitudenübertragung bei der Cutoff-Länge 75%, wie in der Abbildung unten gezeigt.




a: Amplitudenübertragung (%), b: Amplitudenübertragung (dB)

Übertragungsmerkmal:

$$H(\lambda) = \frac{1}{1 + \left(\frac{\lambda}{\sqrt{3} \lambda_c}\right)^2}$$

2. GAUSS (Gauß'scher Filter)

Das Übertragungsmerkmal ist -11.6dB/oct, die Amplitudenübertragung bei der Cutoff-Länge 50%. Die Übertragungsmerkmale sind in der Abb. dargestellt.



a: Amplitudenübertragung (%), b: Amplitudenübertragung (dB)

Übertragungsmerkmal:

$$H(\lambda) = 1 - e^{-\pi \left(\frac{a\lambda c}{\lambda} \right)^2}$$

wobei

$$a = \left(\frac{\ln 2}{\pi} \right)^{\frac{1}{2}} \doteq 0.4697$$

Die Verwendung dieses Filter führt zu folgender Additionsformel:

Primärprofil = Rauheitsprofil + Welligkeitsprofil

Daher wird der Tiefpass-Filter wie folgt charakterisiert:


Übertragungsmerkmal:

$$H(\lambda) = e^{-\pi \left(\frac{a\lambda c}{\lambda} \right)^2}$$

3. Phasenkorrigierte Filter


Die ausgegebenen Wellenformen, die durch 2CR-Filter gefiltert werden, können je nach Wellenlänge aufgrund von Phasenabweichungen verzerrt sein. Die Abbildungen unten zeigen das Ansprechen eines Tiefpass- und eines Hochpass-Filters auf die Eingabe von Rechtecksignalen.

■ Eingangssignal




■ Cutoff-Filter für kurze Wellenlängen (Tiefpass-Filter)

PC75 (phasenkorrigiert)




2CR (ohne Phasenkompensation)



■ Cutoff-Filter für lange Wellenlängen (Hochpass-Filter)

PC75 (phasenkorrigiert)



2CR (ohne Phasenkompensation)



4. Robust Spline

Robust Spline ist ein nicht lineares Filter. Es kann daher nicht als Ausdruck der Übertragungsfunktion genutzt werden. Da das Robust Spline-Filter aber die Spline-Filterung ständig wiederholt und dabei den Gewichtungsfaktor des Messdatenpunktes aktualisiert, liefert es das gleiche Ergebnis wie ein Spline-Filter, wenn keine anormaler Datenpunkt vorliegt. Verglichen mit dem Gauß'schen Filter erzeugt das Robust Spline-Filter eine geringere Verzerrung der Formkomponenten und hat eine höhere Resistenz gegen Störuschen.

Hinweis: Zur Zeit finden Untersuchungen statt, ob das Robust Spline-Filter in die offiziellen Normen aufgenommen werden soll. Beim SJ-500 kann das Robust Spline-Filter daher nur unter [Norm] → [frei] ausgewählt werden.


Die Übertragungsfunktion des Robust Spline-Filters wird durch die folgende Formel dargestellt:

$$H(\lambda) = \frac{1}{1 + 16 \cdot \alpha \cdot \sin^4\left(\frac{\pi \cdot \Delta x}{\lambda}\right)}$$

Dies entspricht einem phasenkorrigierten Filter mit einer Amplitudenübertragung von 50% beim Cutoff-Wert, wobei


$$\alpha = \frac{1}{16 \cdot \sin^4\left(\frac{\pi \cdot \Delta x}{\lambda_c}\right)}$$

Übertragungs- und Phasenmerkmale sind in den folgenden Abbildungen dargestellt:



18.2.3 Amplitudenmerkmale von 2RC- und Gauß'schen Filtern

Der Unterschied der Amplitudenmerkmale zwischen 2CR- und GAUSS-Filter ist in der folgenden Abbildung zu sehen.



a: Amplitudenübertragung (%)

■ Filter und Normen


Die Tabelle zeigt, welche Filtertypen für welche Normen verwendet werden.

	JIS	ISO	ANSI/ASME	VDA (DIN)
2CR	B0601-1982 B0610-1987 B0651-1976	3274(1975)	B46.1-1985	DIN4762
GAUSS	B0601-1994 B0651-1996 B0601-2001 B0651-2001	11562(1996)	B46.1-1995 B46.1-2002	DIN4777


18.3 Mittellinie (Grundlinie)

In der folgenden Tabelle wird die Definition der Mittellinie für jedes Profil in Verbindung mit dem Filter gegeben.


Aus	Gerade, die $Y = 0$ setzt in Bezug auf das gefilterte Profil
Einzelmess- strecke	Gerade, die sich aus der Methode der kleinsten Fehlerquadrate für jede Einzelmessstrecke ergibt
gesamte Messstrecke	Gerade, die sich anhand der Methode der kleinsten Fehlerquadrate für die gesamte Messstrecke ergibt



**a: Mittellinie, b: Messstrecke In
Mittellinie (Aus)**




**a: Mittellinie, b: Einzelmessstrecke I
Mittellinie (Einzelmessstrecke)**



**a: Mittellinie, b: Messstrecke In
Mittellinie (gesamte Messstrecke)**

18.4 Verfahrstrecke

Die Verfahrstrecke ist definiert als die Messstrecke (Auswertelänge) plus Antaststrecke plus Vor- und Nachlaufstrecke.



- | | |
|------------------------------|--|
| a: Startpunkt der Messung | e: Einzelmessstrecke (l) |
| b: Bewegung des Tastelements | f: Nachlaufstrecke |
| c: Endpunkt der Messung | g: Messstrecke $ln (= l \times n)$ |
| d: Vorlaufstrecke | h: Taststrecke ($= ln + \text{Vor-} + \text{Nachlaufstrecke}$) |
| | i: Antaststrecke (konstant 0,3 mm) |

■ Einzelmessstrecke: l

Die Einzelmessstrecke ist die Länge, die bei der Ermittlung der einzelnen Parameter als Einheit dient.

■ Messstrecke: ln

Die Messstrecke (oder Auswertelänge) setzt sich aus N (=Anzahl) aufeinander folgenden Einzelmessstrecken zusammen. Der Parameterwert wird als Mittelwert aus den für jede Einzelmessstrecke ermittelten Werten bestimmt. Wird ein Parameter anhand der gesamten Messstrecke ermittelt, so wird auch die gesamte Messstrecke für die Berechnung verwendet.

■ Vorlaufstrecke

Die Vorlaufstrecke ist vor der eigentlichen Messstrecke gemessene Strecke.

■ Nachlaufstrecke

Die Nachlaufstrecke ist nach der eigentlichen Messstrecke gemessene Strecke.

■ Taststrecke

Die Taststrecke ist die Summe aus Vor-, Nachlauf- und Messstrecke.

■ Anwendung des Cutoff-Werts auf Vor-/Nachlaufstrecke

Zusätzlich zum mechanischen Vorlauf des Hauptgeräts werden – abhängig von der Grenzwellenlänge - die Vor- und Nachlaufstrecke für die Filterung benötigt.

Die folgende Tabelle zeigt die Relation zwischen Profilart und Vor-/Nachlaufstrecke.

Profil	Vor-/Nachlaufstrecke
P	angewandt auf λ_s
R	angewandt auf λ_c oder $0.5 \lambda_c$
W	angewandt auf λ_f oder $0.5 \lambda_f$, bzw. λ_c oder $0.5 \lambda_c$ (wenn λ_f nicht ausgewählt wurde)
DF	angewandt auf λ_c oder $0.5 \lambda_c$

Wenn bei den Auswertebedingungen keine Vor- oder Nachlaufstrecke eingestellt wurde, wird die Filterung vorgenommen, in dem eine Vor- und Nachlaufstrecke erstellt wird unter der Annahme, dass der Messbereich Teil eines Bereichs von ähnlicher Oberflächenbeschaffenheit ist.

Bei Auswahl einer beliebigen Länge sind Vor- und Nachlaufstrecke immer ausgeschaltet.

18.5 Definitionen der Rauheitsparameter

In diesem Abschnitt finden Sie die Definitionen (Berechnungsmethoden) der Rauheitsparameter.

Die Parameterberechnung bezieht sich jeweils auf eine Einzelmessstrecke. Parameter, die gemäß einer oder mehrerer Normen anhand der gesamten Messstrecke (Auswertelänge) ermittelt werden, werden ebenfalls aufgeführt.

In der folgenden Beschreibung werden die typischen Kürzel der Parameter verwendet. Diese können, je nach Norm oder Profil, unterschiedlich sein (z. B. Pa, Ra und Wa).

18.5.1 **Arithmetischer Mittelwert der Profilordinaten, Ra (JIS1994, JIS2001, ISO1997, ANSI, VDA, frei) und Mittellinien-Mittelwert, Ra (JIS1982)**

Ra ist der arithmetische Mittelwert der absoluten Werte der Profilabweichungen (Y_i) von der Mittellinie innerhalb einer Einzelmessstrecke.

$$Ra = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i|$$

- In ANSI wird Ra anhand der gesamten Messstrecke ermittelt.

18.5.2 **Quadratischer Mittelwert der Profilordinaten, Rq (JIS2001, ISO1997, ANSI, VDA, frei)**


Rq ist der quadratische Mittelwert der Profilabweichungen (Y_i) von der Mittellinie innerhalb einer Einzelmessstrecke.

$$Rq = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

18.5.3 Größte Höhe des Profils: R_z (JIS2001, ISO1997, ANSI, VDA, frei), R_{max} (JIS1982) oder R_y (JIS1994, frei)

Das Auswerteprofil wird in Einzelmessstrecken geteilt und innerhalb jeder Einzelmessstrecke wird die Summe Z_i der Höhe der Profilspitze P_i und der Tiefe des Profiltals V_i von der Mittellinie aus ermittelt. Der Mittelwert von Z_i wird als R_z , R_{max} (JIS1982) oder R_y (JIS1994) bezeichnet.

$$R_z = \frac{Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_4 + Z_5}{5} \quad (\text{wobei die Anzahl der Einzelmessstrecken 5 ist})$$



- Profilspitze/Profilspitzenhöhe und Profiltal/Profiltaltiefe von Messprofilen

Ein Bereich, der nach oben (konvex) über die Mittellinie des Profils heraus ragt, wird "Profilspitze" genannt, ein Bereich der nach unten (konkav) über die Mittellinie ragt "Profiltal". Der Abstand zwischen der Mittellinie und dem tiefsten Punkt des Profiltals ist die "Profiltaltiefe". Die höchste Profilspitze des Messprofils ist der größte parallele Abstand zwischen der Mittellinie und dem höchsten Profilpunkt bezogen auf die Messstrecke.

18.5.4 Höhe der größten Profilspitze: Rp (JIS2001, ISO1997, ANSI, VDA, frei)

Ermittelt wird die Profilspitzenhöhe R_{pi} für jede Einzelmessstrecke des Messprofils. Der Mittelwert der über die gesamte Messstrecke ermittelten R_{pi} ist der Wert für R_p .

$$R_p = \frac{R_{p1} + R_{p2} + R_{p3} + R_{p4} + R_{p5}}{5} \quad (\text{wobei die Anzahl der Einzelmessstrecken 5 ist})$$

- In (ANSI) ist R_p als größte Profilspitzenhöhe innerhalb der Messstrecke definiert.

18.5.5 Tiefe des größten Profiltals: Rv (JIS2001, ISO1997, ANSI, VDA, frei)

Ermittelt wird die Profiltaltiefe R_{vi} für jede Einzelmessstrecke des Messprofils. Der Mittelwert der über die gesamte Messstrecke ermittelten R_{vi} ist der Wert für R_v .

$$R_v = \frac{R_{v1} + R_{v2} + R_{v3} + R_{v4} + R_{v5}}{5} \quad (\text{wobei die Anzahl der Einzelmessstrecken 5 ist})$$

- In (ANSI) ist R_v als größte Profiltaltiefe innerhalb der Messstrecke definiert.

18.5.6 Gesamthöhe des Profils: Rt (JIS2001, ISO1997, ANSI, VDA, frei)

R_t ist die Summe der größten Profilspitzenhöhe und der größten Profiltaltiefe innerhalb der Messstrecke.

18.5.7 Mittlere Spitze-Tal-Höhe: R3z (frei)

Das Auswerteprofil wird in Einzelmessstrecken geteilt und innerhalb jeder Einzelmessstrecke wird die Summe ($3Z_i$) der Höhe der dritt-höchsten Profilspitze und der Tiefe (absoluter Wert) des dritt-tiefsten Profiltals von der Mittellinie aus ermittelt. Der Mittelwert aller $3Z_i$ auf der Messstrecke ist R_{3z} .


- Profilspitze/Profilspitzenhöhe und Profiltal/Profiltaltiefe von Messprofilen
Ein Bereich, der nach oben (konvex) über die Mittellinie des Profils heraus ragt, wird "Profilspitze" genannt, ein Bereich der nach unten (konkav) über die Mittellinie ragt "Profiltal". Der Abstand zwischen der Mittellinie und dem tiefsten Punkt des Profiltals ist die "Profiltaltiefe". Wenn der Abstand (zwischen Mittellinie und höchstem Punkt der Profilspitze oder tiefstem Punkt des Profiltals) weniger als 10 % des R_y -Wertes beträgt, gilt dies nicht als Profilspitzenhöhe oder Profiltaltiefe.

18.5.8 Schiefe des Profils: Rsk (JIS2001, ISO1997, ANSI, VDA, frei)

Rsk stellt den Neigungsgrad in Aufwärts- oder Abwärtsrichtung einer Amplitudendichtekurve dar*1.

$$Rsk = \frac{1}{Rq^3} \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i^3$$

*1: Weitere Informationen zur Amplitudendichtekurve finden Sie in Abschnitt 18.5.38, "Profilhöhenamplitudenkurve, ADC."




- In ANSI wird Rsk anhand der gesamten Messstrecke ermittelt.

18.5.9 Steilheit des Profils: Rku (JIS2001, ISO1997, ANSI, VDA, frei)

Rku ist ein Maß für die Steilheit der Amplitudendichtekurve der Ordinatenwerte*1.

$$Rku = \frac{1}{Rq^4} \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i^4$$

*1: Weitere Informationen zur Amplitudendichtekurve finden Sie in Abschnitt 18.5.38, "Profilhöhenamplitudenkurve, ADC."



- In ANSI wird Rku anhand der gesamten Messstrecke ermittelt.

18.5.10 Mittlere Höhe der Profilelemente: R_c (JIS2001, ISO1997, VDA, frei)


Abschnitte des Messprofils, die nach oben über die Mittellinie ragen, werden "Profilelementspitze", Abschnitte die nach unten ragen "Profilelementtal" genannt. Ein Paar aus aneinander grenzender Spitze und Tal wird als "Profilelement" bezeichnet. Der Mittelwert aus allen Z_t (Höhe der Profilelemente) aller Profilelemente ist R_c .

$$R_c = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_{ti}$$

- Die Berechnungsmethode ist abhängig von der Einstellung der Parameterbedingungen.

(2) $Z_t : Z_t > Z_{min}$

(z.B.: $Z_{min} = 10\%$ von R_z)



Spitze-Tal-Paare werden nur in die Berechnung eingeschlossen und als Profilelement betrachtet, wenn sie die Bedingung $Z_t > Z_{min}$ erfüllen, wobei Z_{min} = Zählschwelle (% oder μm) in Bezug auf R_z ist.

- Wenn X_t in der Abbildung oben weniger als 1% einer Einzelmessstrecke ausmacht, wird das Element von der Berechnung ausgeschlossen und nicht als Profilelement betrachtet.

18.5.11 Spitzenzählung: P_c (JIS1994, frei) und RP_c (ANSI)

Der Reziprokwert der mittleren Breite der Profilelemente, S_m , ist P_c .

$P_c = \text{Längeneinheit} / S_m$ (Längeneinheit = 1 cm)

- In ANSI ist P_c über die gesamte Messstrecke (Auswertelänge) definiert.

18.5.12 Mittlere Rillenbreite der Profilelemente: RSm (JIS1994/2001, ISO1997, ANSI, VDA, frei)


Abschnitte des Messprofils, die nach oben über die Mittellinie ragen, werden "Profilelementspitze", Abschnitte die nach unten ragen "Profilelementtal" genannt. Ein Paar aus aneinander grenzender Spitze und Tal wird als "Profilelement" bezeichnet. Der Mittelwert der Breiten (Xs) aller Profilelemente ist RSm.

$$R_{sm} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_{si}$$

- Definitionen der einschränkenden Bedingungen für Profilelemente


Ein Profilelement besteht aus einem Paar aus Spitze und Tal, wie in der Abbildung unten dargestellt. Das Profilelement wird anhand der beiden folgenden Bedingungen definiert.

(1) $Z_p/Z_v : Z_p > Z_{min}$ und $Z_v > Z_{min}$ (z.B.: $Z_{min} = 10\%$ von R_z)



Wenn ein Paar aus Spitze und Tal die Bedingungen $Z_p > Z_{min}$ und $Z_v > Z_{min}$ nicht erfüllt, wobei $Z_{min} =$ Zählschwelle (% oder μm) in Bezug auf R_z ist, wird es aus der Berechnung ausgeschlossen, da es nicht als Profilelement gewertet wird.

(2) $Z_t : Z_t > Z_{min}$ (z.B.: $Z_{min} = 10\%$ von R_z)




Wenn ein Paar aus Spitze und Tal die Bedingung $Z_t > Z_{min}$ nicht erfüllt, wobei $Z_{min} =$ Zählschwelle (% oder μm) in Bezug auf R_z , wird es aus der Berechnung ausgeschlossen, da es nicht als Profilelement gewertet wird.


- Wenn X_t (Breite des Profilelements) in der Abbildung oben weniger als 1% einer Einzelmessstrecke beträgt, wird das Element aus der Berechnung ausgeschlossen, da es nicht als Profilelement betrachtet wird.
- In ANSI wird R_{Sm} über die gesamte Messstrecke definiert.

18.5.13 Mittlerer Abstand der lokalen Spitzen: S (JIS1994, frei)

S ist der Mittelwert der Spitze-zu-Spitze-Abstände der lokalen Spitzen S_i .




- Wenn ein konvexer Abschnitt (Profilelementspitze) eines Messprofils auf beiden Seiten Konkavitäten (Profilelementtäler) hat, wird der höchste Punkt des konvexen Abschnitts als lokale Spitze bezeichnet. Ist der Abstand (in Messrichtung) zwischen den angrenzenden Konkavitäten kleiner als 1% der Einzelmessstrecke, oder ist die Tiefe der Konkavitäten kleiner als 10% von R_y , so wird der konvexe Bereich nicht als lokale Spitze betrachtet.



18.5.14 Zählung hoher Spitzen: HSC (frei)

In das Messprofil wird eine Linie *1 parallel zur und oberhalb der Mittellinie eingefügt. Eine Profilspitze, die über diese Gerade hinausragt und eine örtliche Spitze*2 hat, wird als Spitze für die "Zählung hoher Spitzen" bezeichnet. Die Anzahl solcher Spitzen pro Zentimeter ergibt den Wert für HSC ("high spot count").



Es gibt zwei Methoden zur Einstellung der Zählschwelle: die Spitzenreferenz-Methode und die Basisreferenz-Methode.

- **Spitzenreferenz:** Die Schnitthöhe wird angegeben als die Tiefe von der oberen Linie der höchsten Profilspitze*3 aus. Die Tiefe von der Profilspitze aus kann entweder als Prozentwert (zwischen 0% und 50%) des Ry-Werts oder als beliebiger numerischer Wert (μm) eingegeben werden.
- **Basisreferenz:** Die Zählschwelle wird als Abstand von der Mittellinie angegeben. Der Abstand von der Mittellinie kann als Prozentwert (zwischen 0% und 50%) des Ry-Werts oder als numerischer Wert (μm) eingegeben werden. Die Zählschwelle hat, wenn sie oberhalb der Mittellinie liegt, einen positiven Wert, wenn sie unterhalb der Mittellinie liegt, einen negativen Wert.

*1: Die Parallele zur Mittellinie nennt man "Zählschwelle".

*2: Eine Definition der örtlichen Spitze finden Sie in Abschnitt 18.5.13, "Mittlerer Abstand der örtlichen Spitzen, S (JIS1994, frei)."


*3: Eine Definition der höchsten Profilspitze eines Messprofils finden Sie in Abschnitt 18.5.3, "Größte Höhe des Profils, Rz (JIS2001, ISO1997, ANSI, VDA, frei), Rmax (JIS1982) oder Ry (JIS1994, frei)."

18.5.15 Größte Höhe des Profils: Rmax (ANSI, VDA) oder Rz1max (ISO1997)

Die größte Höhe des Profils, Rmax, ist die Summe der Höhe Pi der höchsten Spitze von der Mittellinie aus und der Tiefe Vi des tiefsten Tals von der Mittellinie aus.

Das Messprofil (Auswerteprofil) wird in Einzelmessstrecken unterteilt und innerhalb jeder Einzelmessstrecke wird die Summe Zi aus Pi (Profilspitzenhöhe von der Mittellinie aus) und Vi (Profiltiefe von der Mittellinie aus) ermittelt. Der größte Zi-Wert (in der Abbildung unten: Z4) ist Rmax (ANSI, VDA).


$R_{max} = Z_4$ (Die vierte Höhe Z4 ist die größte Höhe in der Abbildung unten.)



18.5.16 Zehnpunkthöhe: RzJIS (JIS2001, frei) oder Rz (JIS1982, JIS1994)

Die Summe der mittleren Höhe der fünf höchsten Profilspitzen und der mittleren Tiefe der fünf tiefsten Profiltäler, von einer Parallelen zur Mittellinie aus gemessen.

$$R_z = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 Y_{pi} + \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 Y_{vi}$$



● Profilspitze/Profilspitzenhöhe und Profiltal/Profiltiefe von Messprofilen

Der Abstand zwischen der Mittellinie und dem höchsten Punkt einer Profilspitze ist die "Profilspitzenhöhe". Der Abstand zwischen der Mittellinie und dem tiefsten Punkt eines Profiltals ist die "Profiltiefe". Wenn der Abstand (zwischen Mittellinie und höchstem Punkt der Profilspitze oder tiefstem Punkt des Profiltals) weniger als 10% des Ry-Wertes ausmacht, wird er nicht als Profilspitzenhöhe oder Profiltiefe gewertet.

18.5.17 Spitzenzählung: Ppi (frei)

Ppi ist definiert als Pc-Wert umgerechnet auf die Anzahl der Spitzen pro 25,4 mm.

TIPP: Die Einheit für Ppi wird als /E (E = 25,4 mm) dargestellt.

18.5.18 Arithmetischer Mittelwert der Profilsteigung: Δa (ANSI, frei)

Δa ist definiert als der arithmetische Mittelwert der absoluten Werte der örtlichen Steigung dz/dx des Profils. Die örtliche Profilsteigung dz/dx ergibt sich aus der folgenden Formel:

$$\Delta a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{dz_i}{dx} \right|$$

$$\frac{dz_i}{dx} = \frac{1}{60\Delta x} (z_{i+3} - 9z_{i+2} + 45z_{i+1} - 45z_{i-1} + 9z_{i-2} - z_{i-3})$$

wobei zi die Höhe des xten Punktes und Δx der Abstand zum angrenzenden Datenpunkt ist.

- In ANSI ist Δa über die gesamte Messstrecke definiert.

18.5.19 Quadratischer Mittelwert der Profilsteigung: RΔq (ISO1997, JIS2001, ANSI, VDA, frei)

RΔq ist definiert als der quadratische Mittelwert der Quadrate der örtlichen Steigung dZ/dX des Messprofils.

$$R\Delta q = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{dZ_i}{dX} \right)^2}$$

- In ANSI ist RΔq über die gesamte Messstrecke definiert.

18.5.20 Arithmetischer Mittelwert der Wellenlänge: λa (frei)

λa ist definiert als eine mittlere Wellenlänge, die anhand von Δa berechnet wird, wie in der folgenden Formel angegeben:

$$\lambda_a = 360 \times \frac{Ra}{\Delta a}$$

18.5.21 Quadratischer Mittelwert der Steigung: λq (frei)

λq ist definiert als der eine mittlere Wellenlänge, die anhand von Δq berechnet wird, wie in der folgenden Formel angegeben:

$$\lambda_q = 360 \times \frac{Rq}{\Delta q}$$

18.5.22 Gestreckte Profillänge: Lo (frei)

Angenommen, dass ein Messprofil in eine Gerade ohne Unregelmäßigkeiten gestreckt wird, so wird die Länge dieser geraden Linie als Lo bezeichnet.

$$Lo = \sum_{i=1}^n (\Delta Y_i^2 + \Delta X^2)^{\frac{1}{2}}$$


18.5.23 Profillängenverhältnis: lr (frei)

Das Verhältnis der gestreckten Profillänge Lo zur Einzelmessstrecke l ist das Profillängenverhältnis lr, welches den Grad der Konkavität in einem Messprofil angibt.

$$lr = \frac{Lo}{l}$$

18.5.24 Materialanteil des Profils: mr (ISO1997, JIS2001, VDA, frei)

Eine Schnittlinie, deren mr[c]-Wert (Referenzwert) zwischen 0% und 99% (in 1%-Schritten) liegt, wird als Referenzlinie eingetragen. Dann werden weitere Schnittlinien in konstanten Abständen (in Mikrometern) in das Messprofil unterhalb der Referenzlinie eingezeichnet. Der mr[c]-Wert auf jeder Schnittlinie wird dann als mr-Wert bezeichnet.



b: Referenzwert für mr (%)


Die Schnittlinien können auf drei verschiedene Arten festgelegt werden:

Normal	Länge (µm)
Rz	Verhältnis zu Rz (%)
Rt	Verhältnis zu Rt (%)

18.5.25 Materialanteil des Profils: $mr[c]$ (ISO1997, JIS1994/2001, VDA, frei) oder tp (ANSI)

In ein Messprofil wird eine Linie parallel zur Mittellinie eingezeichnet. Dann wird für jede Konvexität (Profilelementspitze) die Länge ihrer Basis auf der Schnittlinie (Abstand zwischen den Schnittpunkten der Schnittlinie mit dem Profil) ermittelt. Der Prozentanteil (%) der Summe der ermittelten Längen zur Messstrecke ist der sogenannte $mr[c]$ -Wert auf der Schnitthöhe. Die Schnitthöhe wird hier als die Tiefe von der höchsten Spitze aus definiert und als "Spitzenreferenz" bezeichnet. Die Tiefe zur Schnitthöhe wird als Prozentwert (0 bis 100%) in Bezug auf den R_t -Wert angegeben.

$$mr(c) = \frac{\eta p}{l_n} \times 100(\%) \quad \eta p = \sum_{i=1}^n b_i$$



Zur Einstellung der Schnitthöhe gibt es zwei Methoden: die Spitzenreferenz-Methode und die Basisreferenz-Methode.

- Spitzenreferenz


Die Schnitthöhe wird angegeben als die Tiefe vom höchsten Punkt des Messprofils aus. Die Tiefe von diesem Punkt aus kann entweder als Prozentwert des R_t -Werts oder als beliebiger numerischer Wert (μm) eingegeben werden.

- Basisreferenz

Die Schnitthöhe wird als Abstand von der Mittellinie angegeben. Der Abstand von der Mittellinie kann entweder als Prozentwert, wobei der R_t -Wert als 100% angenommen wird, oder als beliebiger numerischer Wert eingegeben werden. Der Wert ist oberhalb der Mittellinie positiv und unterhalb der Mittellinie negativ.

18.5.26 Höhendifferenz des Profilabschnitts (Plateau-Verhältnis): δc (JIS2001, ISO1997, VDA, frei) oder H_{tp} (ANSI)

Eine durch einen $mr[c]$ -Wert festgelegte Schnitthöhe wird als Referenzlinie angenommen. Die Höhe (Tiefe) von der Referenzlinie zu Schnitthöhe eines bestimmten $mr[c]$ -Werts wird als δc bezeichnet und in der Einheit Mikrometer angegeben. Der Wert für δc ist negativ, wenn die Schnitthöhe zur Ermittlung der Höhe (Tiefe) oberhalb der Referenzlinie liegt und positiv, wenn die Schnitthöhe unterhalb der Referenzlinie liegt.



18.5.27 Materialanteil des Profils: tp (ANSI)


Siehe Abschnitt 18.5.25, "Materialanteil des Profils, $mr[c]$ (ISO1997, JIS1994/2001, VDA, frei) oder tp (ANSI)."

18.5.28 Höhendifferenz des Profilabschnitts (Plateau-Verhältnis): H_{tp} (ANSI)

Siehe Abschnitt 18.5.26, "Höhendifferenz des Profilabschnitts (Plateau-Verhältnis), δc (JIS2001, ISO1997, VDA, frei) oder H_{tp} (ANSI)."


18.5.29 Kernrautiefe (Tiefe des Rauheitskernprofils): R_k (JIS2001, ISO1997, VDA, frei)

Stellen Sie in einem BAC- (Materialanteil-) Profil zwei Punkte (A und B) ein, die sich im m_r -Wert um 40% unterscheiden. Ziehen Sie dann eine Gerade mit der geringst möglichen Steigung durch die beiden Punkte. Kennzeichnen Sie die Schnittpunkte zwischen dieser Geraden mit den beiden Linien bei $m_r = 0$ und $m_r = 100$ als Punkte C und D. Der Unterschied zwischen den vertikalen Koordinaten (Schnitthöhen) von C und D wird als R_k bezeichnet.




18.5.30 Reduzierte Spitzenhöhe (mittlere Höhe der über das Kernprofil ragenden Spitzen): R_{pk} (JIS2001, ISO1997, VDA, frei)

Stellen Sie auf einem BAC- (Materialanteil-)Profil zwei Punkte (A und B) ein, deren m_r -Wert sich um 40% unterscheidet. Ziehen Sie dann eine Gerade mit der geringst möglichen Steigung durch die beiden Punkte. Kennzeichnen Sie die Schnittpunkte zwischen dieser Geraden mit den beiden Linien bei $m_r = 0$ und $m_r = 100$ als Punkte C und D. Punkt H auf dem BAC-Profil hat die gleiche Schnitthöhe wie Punkt C und der Schnittpunkt zwischen BAC und einer Linie bei $m_r = 0$ wird als Punkt I gekennzeichnet. Dann wird Punkt J auf der Linie bei $m_r = 0$ so festgelegt, dass der Bereich, der durch die Linien CH, CI und die Kurve HI umschlossen wird, dem Bereich des Dreiecks CHJ entspricht. Der Abstand zwischen den Punkten C und J wird als R_{pk} (reduzierte Spitzenhöhe) bezeichnet.




18.5.31 Reduzierte Riefentiefe (mittlere Tiefe der unter das Kernprofil ragenden Profiltäler): R_{vk} (JIS2001, ISO1997, VDA, frei)

Stellen Sie auf einem BAC- (Materialanteil-)Profil zwei Punkte (A und B) ein, deren m_r -Wert sich um 40% unterscheidet. Ziehen Sie dann eine Gerade mit der geringst möglichen Steigung durch die beiden Punkte. Kennzeichnen Sie die Schnittpunkte zwischen dieser Geraden mit den beiden Linien bei $m_r = 0$ und $m_r = 100$ als Punkte C und D. Punkt E auf dem BAC-Profil hat die gleiche Schnitthöhe wie Punkt D und der Schnittpunkt des Profils mit einer Linie bei $m_r = 100$ wird als Punkt F gekennzeichnet. Dann wird Punkt G auf der Linie bei $m_r = 100$ so festgelegt, dass der Bereich, der durch die Linien DE, DF und die Kurve EF umschlossen wird, dem Bereich des Dreiecks DEG entspricht. Der Abstand zwischen den Punkten D und G wird als R_{vk} (reduzierte Taltiefe) bezeichnet.




18.5.32 Materialanteil (Oberer Grenzwert des Traglängenverhältnisses): Mr1 (JIS2001, ISO1997, VDA, frei)

Stellen Sie auf einem BAC- (Materialanteil-)Profil zwei Punkte (A und B) ein, deren mr-Wert sich um 40% unterscheidet. Ziehen Sie dann eine Gerade mit der geringst möglichen Steigung durch die beiden Punkte. Kennzeichnen Sie die Schnittpunkte zwischen dieser Geraden mit den beiden Linien bei $mr = 0$ und $mr = 100$ als Punkte C und D. Punkt H auf dem BAC-Profil hat die gleiche Schnitthöhe wie Punkt C. Der mr-Wert von Punkt H wird als Mr1 (Traglängenverhältnis 1) bezeichnet.




18.5.33 Materialanteil (Unterer Grenzwert des Traglängenverhältnisses): Mr2 (JIS2001, ISO1997, VDA, frei)

Stellen Sie auf einem BAC- (Materialanteil-)Profil zwei Punkte (A und B) ein, deren mr-Wert sich um 40% unterscheidet. Ziehen Sie dann eine Gerade mit der geringst möglichen Steigung durch die beiden Punkte. Kennzeichnen Sie die Schnittpunkte zwischen dieser Geraden mit den beiden Linien bei $mr = 0$ und $mr = 100$ als Punkte C und D. Punkt E auf dem BAC-Profil hat die gleiche Schnitthöhe wie Punkt D. Der mr-Wert von Punkt E wird als Mr2 (Traglängenverhältnis 2) bezeichnet.




18.5.34 Spitzenfläche: A1 (JIS2001, ISO1997, VDA, frei)

Stellen Sie auf einem BAC- (Materialanteil-)Profil zwei Punkte (A und B) ein, deren m_r -Wert sich um 40% unterscheidet. Ziehen Sie dann eine Gerade mit der geringst möglichen Steigung durch die beiden Punkte. Kennzeichnen Sie die Schnittpunkte zwischen dieser Geraden mit den beiden Linien bei $m_r = 0$ und $m_r = 100$ als Punkte C und D. Punkt H auf dem BAC-Profil hat die gleiche Schnitthöhe wie Punkt C und der Schnittpunkt des BAC und einer Linie bei $m_r = 0$ wird als Punkt I bezeichnet. Bestimmen Sie nun einen Punkt J auf der Linie bei $m_r = 0$ so dass der Bereich, der durch die Linien CH und CI und die Kurve HI umschlossen wird, dem Bereich des Dreiecks CHJ entspricht. Der Bereich des Dreiecks CHJ wird als A1 (Spitzenfläche) bezeichnet.



18.5.35 Talfläche: A2 (JIS2001, ISO1997, VDA, frei)

Stellen Sie auf einem BAC- (Materialanteil-)Profil zwei Punkte (A und B) ein, deren m_r -Wert sich um 40% unterscheidet. Ziehen Sie dann eine Gerade mit der geringst möglichen Steigung durch die beiden Punkte. Kennzeichnen Sie die Schnittpunkte zwischen dieser Geraden mit den beiden Linien bei $m_r = 0$ und $m_r = 100$ als Punkte C und D. Punkt E auf dem BAC-Profil hat die gleiche Schnitthöhe wie Punkt D und der Schnittpunkt zwischen dem BAC-Profil und einer Linie bei $m_r = 100$ wird als Punkt F bezeichnet. Bestimmen Sie nun einen Punkt G auf der Linie bei $m_r = 100$ so dass der Bereich, der durch die Linien DE und DF und die Kurve EF umschlossen wird, dem Bereich des Dreiecks DEG entspricht. Der Bereich des Dreiecks DEG wird als A2 (Talfläche) bezeichnet.




18.5.36 Volumenmessung: Vo (frei)

Stellen Sie zwei Punkte (A und B) auf einem BAC-Profil (BAC)*1 ein, die sich im $R_{mr}[c]$ -Wert um 40% unterscheiden. Ziehen Sie dann eine Gerade mit der geringst möglichen Steigung durch die beiden Punkte. Kennzeichnen Sie die Schnittpunkte zwischen dieser Geraden mit den beiden Linien bei $R_{mr}[c] = 0$ und $R_{mr}[c] = 100$ als Punkte C und D. Die Differenz der vertikalen Koordinaten (Schnitthöhen) von C und D wird als R_k bezeichnet.

Punkt H auf dem BAC hat die gleiche Schnitthöhe wie Punkt C und der Schnittpunkt zwischen dem BAC und einer Linie bei $R_{mr}[c] = 0$ wird als Punkt I gekennzeichnet. Ermitteln Sie nun einen Punkt J auf der Linie bei $R_{mr}[c] = 0$ so dass der Bereich, der durch die Linien CH und CI und die Kurve HI umschlossen wird, dem Bereich des Dreiecks CHJ entspricht. Der Abstand zwischen den Punkten C und J wird als R_{pk} bezeichnet. Der $R_{mr}[c]$ -Wert an Punkt H ist Mr_1 . Der Bereich des Dreiecks CHJ ist A_1 .

Punkt E auf dem BAC hat die gleiche Schnitthöhe wie Punkt D und der Schnittpunkt zwischen dem BAC und einer Linie bei $R_{mr}[c] = 100$ wird als Punkt F gekennzeichnet. Ermitteln Sie jetzt Punkt G auf der Linie bei $R_{mr}[c] = 100$ so dass die Fläche, die von den Linien DE und DF und der Kurve EF umschlossen wird, der Fläche des Dreiecks DEG entspricht. Der Abstand zwischen den Punkten D und G ist R_{vk} . Der $R_{mr}[c]$ -Wert von Punkt E ist Mr_2 . Die Fläche des Dreiecks DEG ist A_2 .

Der Wert für Volumen V_o wird bestimmt anhand der eingeschlossenen Fläche S oberhalb des BAC-Profiles und unterhalb der Schnitthöhe, an der $R_{mr}[c]$ Mr_2 entspricht. Dieser Parameter gibt einen Wert an, der aus dem Volumen (mm^3) des konkaven Abschnitts unterhalb der Schnitthöhe zu einem Volumen pro Einheitenbereich (cm^3) konvertiert wird, wobei das Werkstück von oben gesehen und das Auswerteprofil und die Schnitthöhe als Ebenen im dreidimensionalen Raum betrachtet werden.




*1: BAC wird mit $R_{mr}[c]$ auf der horizontalen Achse und Schnitthöhe (μm) auf der vertikalen Achse gezeichnet.

18.5.37 Materialverhältniskurve des Profils: BAC

Die in der Definition von $mr[c]$ beschriebenen Schnittlinien werden in konstanten Intervallen eingezeichnet und mr -Werte in Bezug auf die Schnitthöhen ermittelt. Die Kurve, die entsteht, wenn mr auf der horizontalen und die Schnitthöhe auf der vertikalen Achse eingezeichnet wird, bezeichnet man als Materialverhältniskurve (BAC).

Es werden zwei verschiedene BAC-Typen unterschieden, und zwar anhand der Methode zur Ermittlung der Schnitthöhe.

- BAC: Basierend auf der Spitzenreferenz*1 wird das Profil aufgezeichnet mit der Schnitthöhe als Prozentwert von 0% bis 100% auf der vertikalen Achse und dem mr -Wert, der aus der Schnitthöhe als Prozentwert (0% bis 100%) in Bezug auf den R_t -Wert *2 ermittelt wurde, auf der horizontalen Achse.




*1: Informationen zu Spitzen-/Basisreferenz finden Sie in Abschnitt 18.5.24, "Materialanteil des Profils, mr (ISO1997, JIS2001, VDA, frei)."

*2: Informationen über R_t finden Sie in Abschnitt 18.5.6, "Gesamthöhe des Profils, R_t (JIS2001, ISO1997, ANSI, VDA, frei)."

18.5.38 Profilhöhenamplitudenkurve: ADC


Funktion zur Überprüfung der Amplitudendichte, wobei das Verhältnis in Prozent (%) von der Summe der Längen des Messprofils, die durch zwei Schnittlinien abgetrennt und von diesen eingeschlossen sind und deren Abstand zueinander der Längeneinheit entspricht, zur Messstrecke die Amplitudendichte ist.

Bei der Profilhöhenamplitudenkurve (ADC) wird die Tiefe der oberen Schnittlinie auf der vertikalen Achse und die dieser Tiefe entsprechende Amplitudendichte auf der horizontalen Achse aufgezeichnet.



18.5.39 Powerspektrum (Leistungsspektrum)

Die Powerspektrum-Analyse dient zur Ermittlung wieviel von welchen Frequenzkomponenten im Messprofil enthalten sind.



Amplitude: Die Amplitude wird durch den Leistungswert geändert entsprechend der Amplitude einer Sinus- oder Cosinuswelle

Wellenlänge: Länge eines Zyklus

*Die für die Berechnung verwendete Fensterfunktion ist immer rechteckig.

18.6 Motif-Parameter

Die Motif-Methode ist eine französische Norm zur Auswertung der Oberflächenrauheit. Sie wurde 1996 in die ISO-Norm (ISO 12085:1996) übernommen.

Wenn Wellenkomponenten mit Hilfe von Filtern aus einem Messprofil heraus gefiltert werden, wird das bewertete Profil normalerweise verzerrt. Die Motif-Methode ist eine Maßnahme zum Entfernen von Wellenkomponenten aus einem Messprofil, ohne dieses zu verzerren.

Bei dieser Methode wird das Messprofil in Einheiten, die als "Motif" bezeichnet werden, unterteilt. Diese basieren auf der Wellenlänge einer zu entfernenden Komponente, und die Parameter zum Auswerten des Profils werden für jedes Motif berechnet.


Die Methoden zur Bestimmung der Motif-Parameter werden in diesem Abschnitt kurz beschrieben.

18.6.1 Ermittlung von Rauheitsmotifen

Die Rauheitsmotife werden bestimmt wie folgt:

1. Um den Einfluss von minimaler Rauheit zu entfernen, bestimmen Sie die kleinste Höhe (H_{min}), die noch als Spitze gewertet werden soll.

Teilen Sie das Messprofil in Abschnitte von der halben Länge des oberen Grenzwertes A des Rauheitsmotifs. Ermitteln Sie in jedem Abschnitt die Differenz zwischen größten und dem kleinsten Wert und setzen Sie die Mindesthöhe H_{min} auf 5% des Mittelwerts der Differenzen.




$$H_{min} = 0.05 \times \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n h_i$$

n : Anzahl der Abschnitte mit der eingestellten Länge


2. Spitzen und Täler auf der gesamten Messstrecke (Auswertelänge) bestimmen

Wenn der höchste Punkt zwischen zwei Tälern um H_{min} höher ist, wird er als Spitze gewertet. Der tiefste Punkt zwischen zwei Spitzen ist ein Tal. Ermitteln Sie die Spitzen und Täler auf der gesamten Messstrecke.



P: Spitze (**p**eaK), V: Tal (**v**alley)


Der Abschnitt zwischen zwei Spitzen stellt ein Motiv dar. Das Motiv wird durch die folgende Länge und Tiefen repräsentiert: die Länge des ungefilterten Profils in horizontaler Richtung gemessen (Motif-Länge AR_i), zwei Tiefen, in vertikaler Richtung gemessen, von zwei Spitzen jeweils zu einem Tal (Motif-Tiefen H_j und H_{j+1}), und die Tiefe T , welche der kleineren der beiden Tiefen entspricht (d. h. H_{j+i} in der Abbildung unten).




3. Aneinandergrenzende Rauheitsmotife vergleichen und zusammensetzen

Für die Kombination müssen die folgenden vier Bedingungen erfüllt sein, und zwar alle. Wiederholen Sie den Vorgang, bis keine Kombination mehr möglich ist.

(Bedingung 1) Nur die höhere der aneinandergrenzenden Spitzen wird als Spitze für die Kombination verwendet. (Wenn die mittlere Spitze höher ist als die Spitzen zu beiden Seiten, erfolgt keine Kombination.)




(Bedingung 2) Die Motif-Länge nach der Kombination darf die obere Grenzwertlänge (A) nicht überschreiten.




$ARi \text{ nach Kombination} \leq A$

(Bedingung 3) Die Motif-Höhe T nach der Kombination muss mindestens so groß sein wie die Motif-Höhen T1 und T2 vor der Kombination (oder größer).

nicht kombinierbar




kombinierbar




(Bedingung 4) Eine der beiden zentralen Motif-Tiefen darf max. 60 % der Motif-Höhe T nach der Kombination haben.

nicht kombinierbar



kombinierbar



4. Höhe (Tiefe) der deutlich höheren Spitzen und tieferen Täler korrigieren

Berechnen Sie Mittelwert und Standardabweichung der Motif-Tiefen des Rauheitsmotifs nach der Kombination.

$$H = \overline{H_j} + 1.65\sigma H_j$$


$\overline{H_j}$: Mittelwert der Motif-Tiefen σH_j : Standardabweichung der Motif-Tiefen

Ermitteln Sie den Max-Wert H aus der oben genannten Formel.


Spitzen oder Täler mit einer Motif-Tiefe größer als H werden durch den Wert für H ersetzt.

In den beiden folgenden Abbildungen wird $(Z_j + 1)$ korrigiert zu $(Z_j + 1')$.

Korrektur hoher Spitzen




Korrektur tiefer Täler



5. Berechnen Sie die für Rauheitsmotife definierten Parameter.

Hinweis: Einige Parameter werden vor Schritt 4 berechnet.

18.6.2 Rauheitsmotif-Parameter



18.6.2.1 Mittlere Tiefe des Rauheitsmotifs: R (JIS2001, ISO1997, Frei)

R ist definiert als arithmetischer Mittelwert der Rauheitsmotif-Tiefe H_j , die innerhalb jeder Einzelmessstrecke (AR_i) ermittelt wurde.

$$R = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m H_j$$

m: Anzahl der H_j 's ($m = 2n$, d.h., zwei mal die Anzahl der Rauheitsmotife)

18.6.2.2 Größte Tiefe des Rauheitsmotifs: Rx (JIS2001, ISO1997, Frei)

R_x ist der größte Wert der Rauheitsmotif-Tiefe H_j , die innerhalb jeder Einzelmessstrecke ermittelt wurde.

18.6.2.3 Mittlere Länge des Rauheitsmotifs: AR (JIS2001, ISO1997, Frei)


AR ist definiert als arithmetischer Mittelwert der Rauheitsmotif-Länge AR_i , die innerhalb jeder Einzelmessstrecke ermittelt wurde.

$$AR = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n AR_i$$


18.6.3 Methode zur Ermittlung von Welligkeitsmotifen

Die Welligkeitsmotife werden ermittelt wie nachfolgend beschrieben.

1. Rauheitsmotife ermitteln



2. Ermitteln Sie ein umhüllendes Welligkeitsprofil, in dem Sie die Spitzen der Rauheitsmotife miteinander verbinden.




3. Erstellen Sie Welligkeitsmotife, in dem Sie die Spitzen und Täler des umhüllenden Welligkeitsprofils in der gleichen Weise ermitteln wie bei der Erstellung von Rauheitsmotifen.



4. Kombinieren Sie die Welligkeitsmotife durch Vergleich mit den angrenzenden Welligkeitsmotifen. Die Bedingungen für die Kombination sind die gleichen wie bei den Rauheitsmotifen, nur die obere Grenzwertlänge für das Welligkeitsmotif heißt B.
5. Berechnen Sie die für Welligkeitsmotife definierten Parameter.

18.6.4 Welligkeitsmotif-Parameter



18.6.4.1 Mittlere Tiefe des Welligkeitsmotifs: W (JIS2001, ISO1997, Frei)

W ist definiert als arithmetischer Mittelwert der Welligkeitsmotif-Tiefe HW_j , die innerhalb jeder Einzelmessstrecke ermittelt wird.

$$W = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m HW_j$$

18.6.4.2 Größte Tiefe des Welligkeitsmotifs: Wx (JIS2001, ISO1997, Frei)

Wx ist definiert als größter Wert der Welligkeitsmotif-Tiefe HW_j , die innerhalb jeder Einzelmessstrecke ermittelt wird.

18.6.4.3 Mittlere Länge des Welligkeitsmotifs: AW (JIS2001, ISO1997, Frei)

AW ist definiert als arithmetischer Mittelwert der Welligkeitsmotif-Länge AW_i , die innerhalb jeder Einzelmessstrecke ermittelt wird.

$$AW = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n AW_i$$

18.6.4.4 Gesamttiefe des umhüllenden Welligkeitsprofils: Wte (JIS2001, ISO1997, Frei)

Wte ist definiert als der vertikale Abstand zwischen dem höchsten und dem tiefsten Punkt des umhüllenden Welligkeitsprofils.

Europe**Mitutoyo Europe GmbH**

Borsigstrasse 8-10, 41469 Neuss, GERMANY
TEL:49(2137)102-0 FAX:49(2137)102-351

Germany**Mitutoyo Deutschland GmbH**

Borsigstrasse 8-10, 41469 Neuss, GERMANY
TEL:49(2137)102-0 FAX:49(2137)86 85

M3 Solution Center Hamburg

Tempowerkring 9-im HIT-Technologiepark 21079 Hamburg, GERMANY
TEL:49(40)791894-0 FAX:49(40)791894-50

M3 Solution Center Leonberg

Steinbeisstrasse 2, 71229 Leonberg, GERMANY
TEL:49(7152)6080-0 FAX:49(7152)608060

M3 Solution Center Berlin

Paradiesstrasse 208, 12526 Berlin, GERMANY
TEL:49(30)2611 267 FAX:49(30)26 29 209

M3 Solution Center Eisenach

im tbz Eisenach, Heinrich-Ehrhardt-Platz, 99817 Eisenach, GERMANY
TEL:49(3691)88909-0 FAX:49(3691)88909-9

M3 Solution Center Ingolstadt

Ziegeleistrasse 66, 85055 Ingolstadt, GERMANY
TEL:49 (841) 954920 FAX:49 (841) 9549250

U.K.**Mitutoyo (UK) L.td.**

Joule Road, West Point Business Park, Andover, Hampshire SP10 3UX, UNITED KINGDOM

TEL:44(1264)353123 FAX:44(1264)354883

M3 Solution Center Coventry

Unit6, Banner Park, Wickmans Drive, Coventry, Warwickshire CV4 9XA, UNITED KINGDOM

TEL:44(2476)426300 FAX:44(2476)426339

M3 Solution Center Halifax

Lowfields Business Park, Navigation Close, Elland, West Yorkshire HX5 9HB, UNITED KINGDOM

TEL:44(1422)375566 FAX:44(1422)328025

M3 Solution Center East Kilbride

The Baird Building, Rankine Avenue, Scottish Enterprise Technology Park, East Kilbride G75 0QF, UNITED KINGDOM

TEL:44(1355)581170 FAX:44(1355)581171

France**Mitutoyo France**

Paris Nord 2-123 rue de la Belle Etoile, BP 59267 ROISSY EN FRANCE 95957 ROISSY CDG CEDEX, FRANCE

TEL:33(1) 49 38 35 00 FAX:33(1) 48 63 27 70

M3 Solution Center LYON

Parc Mail 523, cours du 3ème millénaire, 69791 Saint-Priest, FRANCE

TEL:33(1) 49 38 35 70 FAX:33(1) 49 38 35 79

M3 Solution Center STRASBOURG

Parc de la porte Sud, Rue du pont du péage, 67118 Geispolsheim, FRANCE

TEL:33(1) 49 38 35 80 FAX:33(1) 49 38 35 89

M3 Solution Center CLUSES

Espace Scionzier 480 Av. des Lacs, 74950 Scionzier, FRANCE

TEL:33(1) 49 38 35 90 FAX:33(1) 49 38 35 99

M³ Solution Center TOULOUSE

Aeroparc Saint-Martin ZAC de Saint Martin du Touch 12 rue de Caulet, 31300 Toulouse, FRANCE

TEL:33(5) 82 95 25 21

Italy**MITUTOYO ITALIANA S.r.l.**

Corso Europa, 7 - 20020 Lainate (MI), ITALY
TEL: 39(02)935781 FAX:39(02)9373290-93578255

M3 Solution Center VERONA

Via A. Volta, 37062 Dossobuono (VR), ITALY
TEL:39(045)513012 FAX:39(045)8617241

M3 Solution Center TORINO

Via Brandizzo, 133/F - 10088 Volpiano (TO), ITALY
TEL:39(011) 9123995 FAX:39(011) 9953202

M3 Solution Center CHIETI

Contrada Santa Calcagna - 66020 Rocca S. Giovanni (CH), ITALY
TEL/FAX:39(0872)709217

Netherlands**Mitutoyo Nederland B.V.**

Storkstraat 40, 3905 KX Veenendaal, THE NETHERLANDS
TEL:31(0)318-534911 FAX:31(0)318-534811

Mitutoyo Research Center Europe B.V.

De Rijn 18, 5684 PJ Best, THE NETHERLANDS
TEL:31(0)499-320200 FAX:31(0)499-320299

Belgium**Mitutoyo Belgium N.V.**

Hogenakkerhoek straat 8, 9150 Kruibeke, BELGIUM
TEL:32(0)3-2540444 FAX:32(0)3-2540445

Sweden**Mitutoyo Scandinavia AB**

Slåntvägen 6, 194 54 Upplands Väsby, SWEDEN
TEL:46(0)8 594 109 50 FAX:46(0)8 590 924 10

M3 Solution Center Alingsas

Kristineholmsvägen 26, 441 39 Alingsas, SWEDEN
TEL:46(0)8 594 109 50 FAX:46(0)322 63 31 62

M3 Solution Center Värnamo

Storgatsbacken 9, 331 30 Värnamo, SWEDEN
TEL:46(0)8 594 109 50 FAX:46(0)370 463 34

Finland**Mitutoyo Scandinavia AB Finnish Branch**

Viherkiittäjä 2A, FI-33960, Pirkkala, Finland
TEL: +358 207 929 640

Switzerland**Mitutoyo Schweiz AG**

Steinackerstrasse 35, 8902 Urdorf, SWITZERLAND
TEL:41(0)447361150 FAX:41(0)447361151

Poland**Mitutoyo Polska Sp.z o.o.**

ul.Minska 54-56, 54-610 Wroclaw, POLAND
TEL:48(71)354 83 50 FAX:48(71)354 83 55

Czech Republic**Mitutoyo Cesko, s.r.o.**

Dubská 1626, 415 01 Teplice, CZECH REP
TEL:420-417-579-866 FAX:420-417-579-867

Hungary**Mitutoyo Hungária Kft.**

Németvölgyi út 97, H-1124 Budapest, HUNGARY
TEL:36(1)2141447 FAX:36(1)2141448

Romania**Mitutoyo Romania SRL**

1A, Drumul Garii Odai Street, Ground Floor, Room G03, 075100 OTOPENI-ILFOV, ROMANIA

TEL:40(0)311012088 FAX:40(0)311012089

Russian Federation**Mitutoyo RUS LLC**

13 Sharikopodshipnikovskaya, bld.2, 115088 Moscow, RUSSIAN FEDERATION
TEL:(7)495 7450 752 FAX:(7)495 745 0752

Singapore**Mitutoyo Asia Pacific Pte. Ltd.**

24 Kallang Avenue, Mitutoyo Building, SINGAPORE 339415
TEL:(65)62942211 FAX:(65)62996666

Malaysia**Mitutoyo (Malaysia) Sdn. Bhd.****Kuala Lumpur Head Office / M3 Solution Center**

Mah Sing Intergrated Industrial Park, 4, Jalan Utarid U5/14, Section U5, 40150 Shah Alam, Selangor, MALAYSIA

TEL:(60)3-78459318 FAX:(60)3-78459346

Penang Branch office / M3 Solution Center

No.30, Persiaran Mahsuri 1/2, Sunway Tunas, 11900 Bayan Lepas, Penang, MALAYSIA

TEL:(60)4-6411998 FAX:(60)4-6412998

Johor Branch office / M3 Solution Center

No. 70, Jalan Molek 1/28, Taman Molek, 81100 Johor Bahru, Johor, MALAYSIA
TEL:(60)7-3521626 FAX:(60)7-3521628

Indonesia**PT. Mitutoyo Indonesia****Head Office / M3 Solution Center**

Ruko Mall Bekasi Fajar Blok A6&A7 MM2100 Industrial Town, Cikarang Barat, Bekasi 17520, INDONESIA

TEL:(62)21-8980841 FAX:(62)21-8980842

Thailand**Mitutoyo(Thailand)Co., Ltd.****Bangkok Head Office / M3 Solution Center**

No. 76/3-5, Chaengwattana Road, Anusawaree, Bangkaen, Bangkok 10220, THAILAND

TEL:(66)2-521-6130 FAX:(66)2-521-6136

Cholburi Branch / M3 Solution Center

No.7/1, Moo 3, Tambon Bowin, Amphur Sriracha, Cholburi 20230, THAILAND
TEL:(66)3-834-5783 FAX:(66)3-834-5788

Amata Nakorn Branch / M3 Solution Center

No. 700/199, Moo 1, Tambon Ban Kao, Amphur Phan Thong, Cholburi 20160, THAILAND

TEL:(66)3-846-8976 FAX:(66)3-846-8978

Vietnam**Mitutoyo Vietnam Co., Ltd****Hanoi Head Office / M3 Solution Center**

No.34-TT4, My Dinh-Me Tri Urban Zone, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi, VIETNAM

TEL:(84)4-3768-8963 FAX:(84)4-3768-8960

Ho Chi Minh City Branch Office / M3 Solution Center

31 Phan Xich Long Street, Ward 2, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, VIETNAM
TEL:(84)8-3517-4561 FAX:(84)8-3517-4582

India**Mitutoyo South Asia Pvt. Ltd.****Head Office / M3 Solution Center**

C-122, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110 020, INDIA
TEL:91(11)2637-2090 FAX:91(11)2637-2636

Mumbai Region Head office

303, Sentinel Hiranandani Business Park Powai, Mumbai-400 076, INDIA
TEL:91(22)2570-0684, 837, 839 FAX:91(22)2570-0685

Pune Office / M3 Solution Center

G2/G3, Pride Kumar Senate, F.P. No. 402 Off. Senapati Bapat Road, Pune-411 016, INDIA

TEL:91(20)6603-3643, 45, 46 FAX:91(20)6603-3644

Vadodara office

S-1&S-2, Olive Complex, Nr. Haveli, Nizampura, Vadodara-390 002, INDIA
TEL: (91) 265-2750781 FAX: (91) 265-2750782

Bengaluru Region Head office / M3 Solution Center

No. 5, 100 Ft. Road, 17th Main, Kiramangala, 4th Block, Bengaluru-560 034, INDIA
TEL:91(80)2563-0946, 47, 48 FAX:91(80)2563-0949

Chennai Office / M3 Solution Center

No. 624, Anna Salai Teynampet, Chennai-600 018, INDIA
TEL:91(44)2432-8823, 24 FAX:91(44)2432-8825

Kolkata Office

Unit No. 1208, Om Tower, 32,J.L.Nehru Road, Kolkata-700 071
Tel: (91) 33-22267088/40060635 Fax: (91) 33-22266817

Taiwan**Mitutoyo Taiwan Co., Ltd.**

4F., No.71, Zhouzi St., Neihsu Dist., Taipei City 114, TAIWAN (R.O.C.)
TEL:886(2)8752-3266 FAX:886(2)8752-3267

Taichung Branch

16F.-3, No.6, Ln.256, Sec.2, Xitun Rd., Xitun Dist., Taichung City 407, TAIWAN (R.O.C.)
TEL:886(4)2707-1766 FAX:886(4)2451-8727

Kaohsiung Branch

13F.-3, No.31, Haibian Rd., Lingya Dist., Kaohsiung City 802, TAIWAN (R.O.C.)
TEL:886(7)334-6168 FAX:886(7)334-6160

M3 Solution Center Taipei

4F., No.71, Zhouzi St., Neihsu Dist., Taipei City 114, TAIWAN (R.O.C.)
TEL:886(2)8752-3266 FAX:886(2)8752-3267

M3 Solution Center Tainan

Rm.309, No.31, Gongye 2nd Rd., Annan Dist., Tainan City 709, TAIWAN (R.O.C.)
TEL:886(6)384-1577 FAX:886(6)384-1576

South Korea**Mitutoyo Korea Corporation****Head Office / M3 Solution Center**

(Geumjeong high view Build), 6F., 153-8, Ls-ro, Gunpo-si, Gyeonggi-do, 435-040, KOREA

TEL:82(31)361-4200 FAX:82(31)361-4201/4202

Busan Office / M3 Solution Center

Donghum Build. 1F., 559-13 Gwaebop-Dong, Sasang-Gu, Busan, 617-809, KOREA
TEL:82(51)324-0103 FAX:82(51)324-0104

Daegu Office / M3 Solution Center

371-12, Hosan-Dong, Dalseo-Gu, Daegu, 704-230, KOREA
TEL:82(53)593-5602 FAX:82(53)593-5603

China**Mitutoyo Measuring Instruments (Shanghai) Co., Ltd.**

12F., Nextage Business Center, No.1111 Pudong South Road, Pudong New District, Shanghai 200120, CHINA
TEL:86(21)5836-0718 FAX:86(21)5836-0717

Suzhou Office / M3 Solution Center China (Suzhou)

No. 46 Baiyu Road, Suzhou 215021, CHINA
TEL:86(512)6522-1790 FAX:86(512)6251-3420

Wuhan Office

RM. 1206B Wuhan World Trade Tower, No. 686, Jiefang Ave, Jiangnan District, Wuhan 430032, CHINA
TEL:86(27)8544-8631 FAX:86(27)8544-8227

Chengdu Office

RM. D 20F., No.58 Beixin Road, Jinjiang District, Chengdu, Sichuan 610016, CHINA
TEL:86(28)8671-8936 FAX:86(28)8671-9086

Hangzhou Office

RM. 902, Taifu Plaza No.1 Tonghui (M) Road, Xiaoshan District, Hangzhou 311200, CHINA
TEL:86(571)8288-0319 FAX:86(571)8288-0320

Tianjin Office / M3 Solution Center Tianjin

No.16 Heiniucheng-Road, Hexi-District, Tianjin 300210, CHINA
TEL:86(22)8558-1221 FAX:86(22)8558-1234

Changchun Office

RM.1801, Kaifa Dasha, No. 5188 Ziyu Avenue, Changchun 130013, CHINA
TEL:86(431)8461-2510 FAX:86(431)8464-4411

Qingdao Office / M3 Solution Center Qingdao

No.135-10, Fuzhou North Road, Shibei District, Qingdao City, Shandong 266034, CHINA
TEL:86(532)8066-8887 FAX:86(532)8066-8890

Xi'an Office

RM. 805, Xi'an International Trade Center, No. 196 Xiaozhai East Road, Xi'an, 710061, CHINA

TEL:86(29)8538-1380 FAX:86(29)8538-1381

Dalian Office / M3 Solution Center Dalian

RM. 1008,YOMA IFC,No.128 Jin ma Road,Economic Development Zone, Dalian 116600, CHINA

TEL:86(411)8718 1212 FAX:86(411)8754-7587

Mitutoyo Leepport Metrology (Hong Kong) Limited

1/F., Block 1, Golden Dragon Industrial Center, 152-160 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T., HONG KONG
TEL:86(852)2427-7991 FAX:86(852)2418-4610

Mitutoyo Leepport Metrology (Dongguan) Limited / M3 Solution Center Dongguan

No.26, Guan Chang Road, Chong Tou Zone, Chang An Town, Dong Guan, 523855 CHINA

TEL:86(769)8541 7715 FAX:86(769)-8541 7745

Mitutoyo Measuring Instruments (Suzhou) Co., Ltd.

No. 46 Baiyu Road, Suzhou 215021, CHINA
TEL:86(512)6252-2660 FAX:86(512)6252-2580

U.S.A.**Mitutoyo America Corporation**

965 Corporate Blvd., Aurora, IL 60502, U.S.A.
TEL:1-(630)820-9666 Toll Free No. 1-888-648-8869 FAX:1-(630)820-2614

M3 Solution Center-Illinois

945 Corporate Blvd., Aurora, IL 60502, U.S.A.

M3 Solution Center-Ohio

6220 Hi-Tek Ct., Mason, OH 45040, U.S.A.
TEL:1-(513)754-0709 FAX:1-(513)754-0718

M3 Solution Center-Michigan

44768 Helm Street, Plymouth, MI 48170, U.S.A.
TEL:1-(734)459-2810 FAX:1-(734)459-0455

M3 Solution Center-California

16925 E. Gale Ave., City of Industry, CA 91745, U.S.A.
TEL:1-(626)961-9661 FAX:1-(626)333-8019

M3 Solution Center-Massachusetts

1 Park Dr., Suite 11, Westford, MA 01886, U.S.A.
TEL:1-(978)692-8765 FAX:1-(978)692-9729

M3 Solution Center-North Carolina

11515 Vanstory Dr., Suite 150, Huntersville, NC 28078, U.S.A.
TEL:1-(704)875-8332 FAX:1-(704)875-9273

M3 Solution Center-Alabama

2100 Riverchase Center Suite 106 Hoover, AL 35244, U.S.A
TEL:1-(205)-988-3705 FAX:1-(205)-988-3423

Micro Encoder, Inc.

11533 NE 118th St., bldg. M, Kirkland, WA 98034, U.S.A.
TEL:1-(425)821-3906 FAX:1-(425)821-3228

Canada**Mitutoyo Canada Inc.**

2121 Meadowvale Blvd., Mississauga, Ont. L5N 5N1., CANADA
TEL:1-(905)821-1261 FAX:1-(905)821-4968

Montreal Office

7075 Place Robert-Joncas Suite 129, Montreal, Quebec H4M 2Z2, CANADA
TEL:1-(514)337-5994 FAX:1-(514)337-4498

Brazil**Mitutoyo Sul Americana Ltda.**

AV. Joao Carlos da Silva Borges, 1240 - CEP 04726-002 - Santo Amaro - São Paulo - SP, BRASIL

TEL:55(11)5643-0000 FAX:55(11)5641-3722

Regional Office

Belo Horizonte - MG

TEL:55(31)3531-5511 FAX:55(31)3594-4482

Rio Grande do Sul / PR, SC

TEL/FAX:55(51)3342-1498 TEL:55(51)3337-0206

Rio de Janeiro - RJ

TEL:55(21)3333-4899 TEL/FAX:55(21)2401-9958

Santa Barbara D'Oeste - SP

TEL:55(19)3455-2062 FAX:55(19)3454-6103

Norte, Nordeste, Centro Oeste

TEL:55(11)5643-0060 FAX:55(11)5641-9029

Escritorio BA / SE

TEL/FAX:55(71)3326-5232

Factory(Suzano)

Rodovia Indio Tibirica 1555, BAIRRO RAFFO, CEP 08620-000 SUZANO-SP, BRASIL
TEL:55(11)4746-5858 FAX:55(11)4746-5936

Argentina**Mitutoyo Sul Americana Ltda.****Argentina Branch**

Av. Mitre 891/899 CP(B1603CQI) Vicente Lopez Buenos Aires, ARGENTINA
TEL:54(11)4730-1433 FAX:54(11)4730-1411

Sucursal Cordoba

Av. Amadeo Sabattini, 1296, esq. Madrid B° Crisol Sur – CP 5000, Cordoba, ARGENTINA

TEL/FAX:54 (351) 456-6251

Mexico**Mitutoyo Mexicana, S. A. de C. V**

Prolongación Industria Eléctrica No. 15 Parque Industrial Naucalpan Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53370, MÉXICO

TEL: 52 (01-55) 5312-5612, FAX: 52 (01-55) 5312-3380

Monterrey Office / M3 Solution Center

Av. Morones Prieto No 914. Ote., Local 105 - Plaza Malz Col. La Huerta, C.P. 67140 Guadalupe, N.L., México

TEL: 52 (01-81) 8398-8228, 8398-8227 and 8398-8244 FAX: 52 (01-81) 8398-8226

Tijuana Office / M3 Solution Center

Av. 2o. eje Oriente-Poniente No. 19075 Int. 18 Col. Cd. Industrial Nueva Tijuana C.P. 22500 Tijuana, B. C., México

TEL: 52 (01-664) 624-3644 and 624-3645 FAX: 52 (01-664) 647-5024

Querétaro Office / M3 Solution Center

Acceso "C" No. 107 Col. Parque Industrial Jurica C.P. 76100 Querétaro, Qro., México

TEL: 52 (01-442) 340-8018, 340-8019 and 340-8020 FAX: 52 (01-442) 340-8017

Irapuato Office / M3 Solution Center

Av. Héroes de Nacozari No. 1655, local A-14 esq. con Boulevard Villas de Irapuato "Plaza Delta" Col. San Miguelito, C.P. 36557 Irapuato. Gto., México

Hinweis:

Mitutoyo übernimmt keinerlei Haftung gegenüber irgendeiner Partei für Verlust oder Schaden, ob direkt oder indirekt, der durch die Verwendung dieses Geräts entgegen den Anweisungen in diesem Handbuch entsteht.

Alle Angaben über unsere Produkte, insbesondere die in dieser Druckschrift enthaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Maß- und Leistungsangaben sowie sonstige technischen Angaben sind annähernd zu betrachtende Durchschnittswerte. Die Änderung von Konstruktion, technischen Daten, Maßen und Gewicht bleibt insoweit vorbehalten. Unsere angegebenen Normen, ähnliche technische Regelungen sowie technische Angaben, Beschreibungen und Abbildungen der Produkte entsprechen dem Datum der Drucklegung. Die Abbildungen entsprechen teilweise nicht dem Standardprodukt. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.

©Copyright Mitutoyo Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Stand: März 2003

Mitutoyo Europe GmbH
Borsigstraße 8-10
41469 Neuss
T +49 (0)2137-102-0
F +49 (0)2137- 8685
info@mitutoyo.eu
www.mitutoyo.de

The Mitutoyo logo, featuring the word "Mitutoyo" in a bold, sans-serif font. The letter "i" is stylized with a double vertical stroke.